




1



יש להניח את הערסל סביב המטופל כך שבסיס הערסל נמצא מתחת לעצם העוקץ.

למתלה עם תמיכה לראש, הרחב עד לקצה ראשו של המטופל.

2



משוך כל רצועה של הרגל מתחת לירך, כך שהן יהיו באזור הפנימי של הירך. הנח את הערסל שטוח כנגד רגלו של המטופל ולא מפותל או מקופל.

התקרב אל המטופל עם המנוף.


מקם את זרוע ההרמה במצב הישיבה.

מקם את זרוע ההרמה מתחת לגובה הכתף.

קרב את זרוע ההרמה במידה מספקת כדי שתוכל לחבר את רצועות הכתף.


3

מתלה לולאה ⚠




חבר ואבטח את התפס עם הבורג בטרם תרים את המטופל.

מתלה תפס ⚠



הנח את לולאת החיבור על הוו. ודא שנעילות הבטיחות סגורות ושרצועת הערסל נמצאת בתוך הוו במלואה.

4



חבר את לולאות החיבור או את התפסים לזרוע ההרמה. חבר את רצועות הכתפיים ואז את רצועות הרגליים.

עבור זרוע ההרמה ומתלה תפס DPS, הטה את זרוע הרמה כדי לחבר את התפסים לרגליים.

הרם את המטופל, מקם את המטופל בתנוחת חצי שכיבה עבור ההעברה. המשך בהעברה.

הורד במיקום החדש. כאשר משקל הגוף נתמך במלואו נתק את הלולאות או התפסים.

1

גלגל את המטופל לצד שלו. קפל את הערסל לחצי והנח אותו על המיטה לאורך גבו של המטופל. למתלה עם תמיכה לראש, הרחב עד לקצה ראשו של המטופל.




2

גלגל את המטופל בחזרה לתוך הערסל ולאחר מכן גלגל את המטופל לכיוון ההפוך, כך שהחלק המקופל של הערסל יתיישר. התקרב אל המטופל עם המנוף. מקם את זרוע ההרמה בתנוחת שכיבה. קרב את זרוע ההרמה במידה מספקת כדי שתוכל לחבר את רצועות הכתף.




3

מתלה לולאה ⚠



חבר ואבטח את התפס עם הבורג בטרם תרים את המטופל.

מתלה תפס ⚠



הנח את לולאת החיבור על הוו. ודא שנעילות הבטיחות סגורות ושרצועת הערסל נמצאת בתוך הוו במלואה.

4

חבר את לולאות החיבור או התפסים לזרוע ההרמה. חבר את רצועות הכתפיים ואז את רצועות הרגליים. הרם את המטופל לתנוחת חצי שכיבה עבור ההעברה. המשך בהעברה. הורד במיקום החדש. כאשר משקל הגוף נתמך במלואו נתק את הלולאות או התפסים.



1

גלגל את המטופל לצד שלו. קפל את הערסל לחצי והנח אותו על הרצפה לאורך גבו של המטופל.

למתלה עם תמיכה לראש, הרחב עד לקצה ראשו של המטופל.



2

גלגל את המטופל בחזרה לתוך הערסל ולאחר מכן גלגל את המטופל לכיוון ההפוך, כך שהחלק המקופל של הערסל יתיישר.


התקרב אל המטופל עם המנוף, עם החלק הפתוח של השלדה.

קרב את זרוע ההרמה במידה מספקת כדי שתוכל לחבר את רצועות הכתף.




3

מתלה לולאה ⚠



חבר ואבטח את התפס עם הבורג בטרם תרים את המטופל.

מתלה תפס ⚠



הנח את לולאת החיבור על הוו. ודא שנעילות הבטיחות סגורות ושרצועת הערסל נמצאת בתוך הוו במלואה.

4

חבר את לולאות החיבור או התפסים לזרוע ההרמה. חבר את רצועות הכתפיים, באמצעות החלק הפתוח של הערסל, וכשמסגרת התמיכה מופנית כלפי מטה אל הכתפיים, חבר את התפסים או הווים של רצועת הרגל.

הרם את המטופל לתנוחת חצי שכיבה עבור ההעברה. המשך בהעברה.

הורד במיקום החדש. כאשר משקל הגוף נתמך במלואו נתק את הלולאות או התפסים.

