





Koristi se samo po uputstvima lekara • Nije sterilno • Samo za jednokratno korišćenje • Nije napravljeno od prirodnog gumenog lateksa

**Opaz:** **Savezni zakon nalaže prodaju ovog sredstva samo od strane licenciranog lekara ili po njegovom nalogu.**

Koristi se samo uz Flowtron® pumpe za prevenciju DVT-a koje proizvodi ArjoHuntleigh. Ne sme da se koristi sa pumpama za isprekidanu pneumatsku kompresiju (IPC) Flowtron® Hydroven 3 ili Flowtron® Hydroven 12. Opširniji podaci o kompresivnoj navlaci mogu da se pronađu u odgovarajućem dokumentu sa uputstvima za korišćenje DVT pumpe Flowtron.

**Uputstvo za upotrebu**

1. Prikjučite pumpu na odgovarajuću električnu utičnicu. Ne uključujte pumpu u ovom trenutku.
2. Uklonite kompresivne navlake iz zapečaćenog pakovanja. Kompresivne navlake mogu da se koriste na bilo kojoj nozi. Odvijte kompresivnu navlaku i postavite mehur na naduvavanje direktno iza lista pacijenta.
3. Čvrsto obmotajte kompresivnu navlaku oko noge pacijenta i pričvrstite jezičke za pričvršćivanje. Ponovite za drugu nogu. Kompresivne navlake bi trebalo da se postavle tako da ne stvaraju mogućnost nastanka tačkica stalnog pritiska na ekstremitetu pacijenta. Ako se uređaj koristi sa trakama ili opremom za pričvršćivanje – na primer, sa držačima za položaj za litotomiju, vodite računa da ne postavite cevi ispod trake direktno na kožu pacijenta i redovno proveravajte da li na koži pacijenta postoje crvenilo ili tačke pritiska. Kompresivna navlaka najefikasnije sprečava vensku stazu kada se vazdušni mehur nalazi sa zadnje strane. Ako kompresivna navlaka ne može da se postavi sa zadnje strane, može da se okrene oko lista na druge položaje koji će i dalje sprečavati vensku stazu.
4. Priključite kompresivne navlake na komplet cevi za pumpu i uverite se da se čuje sklopanje iz svakog konektora kada nalegne.
5. Ako Flowtron DVT pumpa ima regulator za podešavanje pritiska, okrenite brojačnik regulatora na preporučeni pritisak osim ako lekar nije odredio drugačije. Više detalja potražite u odgovarajućem dokumentu sa uputstvima za korišćenje Flowtron DVT pumpe.
6. Uključite pumpu. Trebalo bi da zasvetle zelene lampice indikatora napajanja.

**Indikacije**

Isprekidana pneumatska kompresija (IPC) je namenjena za korišćenje za prevenciju duboke venske tromboze usled prisustva faktora rizika za formiranje tromba tokom ortopedске, traumatske, urološke i opšte hirurģije. Odgovara i za druge grupe pacijenata, uključujući neurologiju, intenzivnu negu, opštu medicinu i akušerstvo.

**Preporuke**

- Kompresivne navlake bi trebalo redovno da se uklanjaju da bi se proveravala koža.
- Kompresivne navlake bi trebalo da se primene na pacijenta pred operaciju, pre ubrizgavanja anestezije.
- Sistem bi trebalo da se koristi najkraće 72 sata neprekidno nakon operacije ili dok pacijent ne povrti sposobnost hoda.
- Kod nehirurških pacijenata, sistem bi trebalo da se primeni čim se utvrdi rizik od formiranja DVT-a.

**Kontraindikacije**

**IPC ne sme da se koristi u sledećim uslovima:**

- Teška arterioskleroza ili druge ishemijske vaskularne bolesti.
- Poznata ili suspektna akutna duboka venska tromboza (DVT) ili flebitis.
- Ozbiljna kongestivna srčana insuficijencija ili bilo koje oboljenje kod kog povećani dotok krvi u srce može da bude škodljiv.
- Pulmonalna embolija.
- Svako lokalno oboljenje u kom kompresivne navlake mogu da predstavljaju smetnju, uključujući gangrenu, nedavno presađivanje kože, dermatitis ili nelečene inficirane rane na nogama.

Ako imate nedoumice u vezi sa bilo kojom kontraindikacijom, obratite se pacijentovom lekaru pre korišćenja sredstva.

**Upozorenja**

- Kompresivne navlake moraju odmah da se uklone ako pacijent oseti peckanje, trnjenje ili bol.
- Kada se koriste za profilaksu DVT-a, preporučuje se neprestano korišćenje i svaki prekid terapije na duži vremenski period mora da bude u skladu sa odlukom lekara.
- Obratite pažnju na pozicioniranje donjih ekstremiteta u odnosu na kompresivnu navlaku i cevi, posebno ako je pacijent bez svesti ili ima smanjeni osećaj/mogućnost pomeranja nogu.
- Obratite posebnu pažnju kada postavljate kompresivnu navlaku na bilo koju deformisanu nogu ili stopalo ili na noge sa značajnim edemom.
- Korisnik ne može adekvatno da očisti i/ili sterilise ovaj proizvod da bi omogućio bezbedno ponovno korišćenje i zato je namenjen za jednokratno korišćenje. Pokušaji čišćenja ili sterilisanja ovih sredstava mogu da dovedu do rizika od biokompatibilnosti, infekcije ili neispravnosti proizvoda za pacijenta.

**Simboli**



Za jednokratnu upotrebu

\* i ™ su robne marke koje pripadaju ArjoHuntleigh grupi kompanija. Budući da je odlika naše politike stalno unapređivanje, zadržavamo pravo da unosimo izmene u dizajn pre prethodne najave.

**AUSTRALIA**  
Arjo Australia Pty Ltd  
78, Forsyth Street  
O'Connor  
AU-6163 Western Australia  
Tel: +61 89337 4111  
Free: +1 800 072 040  
Fax: +61 89337 3077

**BELGIQUE / BELGIË**  
Arjo NV/SA  
Eventbroekveld 16  
BE-9420 ERPE-MERE  
Tel/Tel: +32 (0) 53 60 73 80  
Fax: +32 (0) 53 60 73 81  
E-mail: info.belgium@arjo.be

**BRASIL**  
Arjo Brazil  
Maquet do Brasil  
Rua Tenente Alberto Spicciati, 200  
Barra Funda, 01140-130  
SÃO PAULO, SP - BRASIL  
Fone: +55 (11) 2608-7400  
Fax: +55 (11) 2608-7410

**CANADA**  
Arjo Canada Inc.  
90 Matheson Boulevard West Suite 300  
CA-MISSISSAUGA, ON, L5R 3R3  
Tel/Tel: +1 905 238 7880  
Free: +1 800 665 4831 Institutional  
Free: +1 800 868 0441 Home Care  
Fax: +1 905 238 7881  
E-mail: info.canada@arjo.com

**ČESKÁ REPUBLIKA**  
Arjo SAS  
Na Strži 1702/65  
140 00 Praha 4  
Tel: +420 549 254 252  
Fax: +420 541 213 550

**DANMARK**  
Arjo A/S  
Vassingerødvej 52  
DK-3540 LYNGE  
Tel: +45 49 13 84 86  
Fax: +45 49 13 84 87  
E-mail: dk\_kundeservice@arjo.com

**DEUTSCHLAND**  
Arjo GmbH  
Peter-Sander-Strasse 10  
DE-55252 MAINZ-KASTEL  
Tel: +49 (0) 6134 186 0  
Fax: +49 (0) 6134 186 160  
E-mail: info-de@arjo.com

**ESPAÑA**  
Arjo Ibérica S.L.  
Parque Empresarial Rivas Futura, C/  
Marie Curie 6  
Edificio Alfa Planta 6 oficina 6.1.-62  
ES-28521 Rivas Vacia, MADRID  
Tel: +34 93 583 11 20  
Fax: +34 93 583 11 22  
E-mail: info.es@arjo.com

**FRANCE**  
Arjo SAS  
2 Avenue Alcide de Gasperi  
CS 70133  
FR-59436 RONCQ CEDEX  
Tel: +33 (0) 3 20 28 13 13  
Fax: +33 (0) 3 20 28 13 14  
E-mail: info.france@arjo.com

**HONG KONG**  
ArjoHuntleigh (Hong Kong) Limited  
Room 411-414, 4/F, Manhattan Centre,  
8 Kwai Cheong Road, Kwai Chung,  
N.T.,  
HONG KONG  
Tel: +852 2960 7668  
Fax: +852 2960 1711

**ITALIA**  
Arjo Italia S.p.A.  
Via Giacomo Peroni 400-402  
IT-00131 ROMA  
Tel: +39 (0) 6 87426211  
Fax: +39 (0) 6 87426222  
E-mail: Italy.promo@arjo.com

**MIDDLE EAST**  
Huntleigh Middle East  
Office 6005 - Nucleotide Complex,  
Biotechnology & Research Park,  
P.O.Box 214742, Dubai,  
United Arab Emirates  
Tel: +971 (0)4 447 0942  
E-mail: Info.ME@arjo.com

**NETERLAND**  
Arjo BV  
Blezenwei 21  
4004 MB TIEL  
Postbus 6116  
4000 HC TIEL  
Tel: +31 (0) 344 64 68 00  
Fax: +31 (0) 344 64 08 85  
E-mail: info.nl@arjo.com

**NEW ZEALAND**  
Arjo Ltd  
34 Vestey Drive  
Mount Wellington  
NZ-AUCKLAND 1060  
Tel: +64 (0) 9 573 5344  
Free Call: 0800 000 151  
Fax: +64 (0) 9 573 5384  
E-mail: nz.info@Arjo.com

**NORGE**  
Arjo Norway A.S.  
Olaf Helsetts vei 5  
N-0694 OSLO  
Tel: +47 22 08 00 50  
Faks: +47 22 08 00 51  
E-mail: no.kundeservice@arjo.com

**ÖSTERREICH**  
Arjo GmbH  
Lemböckgasse 49 / Stiege A / 4.OG  
A-1230 Wien  
Tel: +43 1 8 66 56  
Fax: +43 1 866 56 7000

**POLSKA**  
Arjo Polska Sp. z o.o.  
ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 2  
PL-62-052 KOMORNIKI (Poznań)  
Tel: +48 61 662 15 50  
Fax: +48 61 662 15 90  
E-mail: arjo@arjo.com

**PORTUGAL**  
Arjo em Portugal  
MAQUET Portugal, Lda.  
(Distributor Exclusivo)  
Rua Poeta Bocage n.º 2 - 2G  
PT-1600-233 Lisboa  
Tel: +351 214 189 815  
Fax: +351 214 177 413  
E-mail: Portugal@arjo.com

**SUISSE / SCHWEIZ**  
Arjo AG  
Fabrikstrasse 8  
Postfach  
CH-4614 HÄGENDORF  
Tel/Tel: +41 (0) 61 337 97 77  
Fax: +41 (0) 61 311 97 42

**SUOMI**  
Arjo Scandinavia AB  
Riihitontuntie 7 C  
02200 Espoo  
Finland  
Puh: +358 9 6824 1260  
E-mail: Asiakaspalvelu.finland@arjo.com

**SVERIGE**  
Arjo International HQ  
Hans Michelsensgatan 10  
SE-211 20 MALMÖ  
Tel: +46 (0) 10 494 7760  
Fax: +46 (0) 10 494 7761  
E-mail: kundservice@arjo.com

**UNITED KINGDOM**  
Arjo UK and Ireland  
Houghton Hall Park  
Houghton Regis  
UK-DUNSTABLE LU5 5XF  
Tel: +44 (0) 1582 745 700  
Fax: +44 (0) 1582 745 745  
E-mail: sales.admin@arjo.com

**USA**  
Arjo Inc.  
2349 W Lake Street Suite 250  
US-Addison, IL 60101  
Tel: +1 630 307 2756  
Free: +1 800 323 1245 Institutional  
Free: +1 800 868 0441 Home Care  
Fax: +1 630 307 6195  
E-mail: us.info@arjo.com

**Arjo Japan K.K.**  
東京都港区東新橋二丁目11番3号第2  
小川ビル3階  
電話: +81 (0) 3-6435-6401

Address page - REV 21: 02/2018



ArjoHuntleigh AB  
Hans Michelsensgatan 10  
211 20 Malmö  
SWEDEN  
www.arjo.com

