

Ninjo



スペア部品を発注する際、あるいは電話やメールで質問する際は、
モデル名とシリアル番号を必ずお知らせください：

機器のシリアル番号：

.....

機器モデル：

.....

警告

怪我を避けるため、本製品のご使用前に必ず本取扱説明書及び付属の文書をよくお読みください。



本取扱説明書を必ずお読み下さい。

意匠方針と著作権

® および ™ は Arjoグループ会社に属する商標です。

© Arjo 2019年。

当社の方針の一つは継続的改善を掲げているため、当社では事前の通知なしに設計・デザインを変更する権利を留保しています。本マニュアルの内容の全部または一部をArjoの同意なしに複写することは禁止されています。

内容

序文	5
1 安全注意事項	6
1.1 重要	6
1.2 アイソレータースイッチ	7
1.3 非常時	7
1.4 製造物責任	7
1.5 注意記号	7
2 製品説明	8
2.1 使用領域	8
2.2 モデル	8
2.3 コントロールパネル	9
2.3.1 部位名称	9
2.3.2 機能	9
2.4 ディスプレイオプション	10
2.4.1 プログラムの実行時に表示	10
2.4.2 プログラム終了後に表示	10
3 操作説明	11
3.1 プログラム概要	11
3.2 プログラムの実行	11
3.2.1 プログラムの開始	11
3.2.2 プログラムの実行中	12
3.2.3 プログラムの完了後	12
3.3 冷却	12
3.4 洗浄する器材とプログラム選択の例	13
4 メンテナンス	14
4.1 洗浄チャンバー	14
4.2 外装	14
4.3 予防的メンテナンス	14
4.3.1 定期的メンテナンス	14
4.3.2 サービス表	15
4.4 使用していない機器	17
5 アラーム	18
5.1 アラーム表示	18
5.2 エラーメッセージの確認	18
5.3 停電時の対応	18
6 トラブルシューティング	19
6.1 コードリスト	19
6.2 コードの種類	19
7 洗浄剤	20
7.1 洗浄剤の使用	20
7.2 フラッシング洗浄剤	20
7.3 位置	21
7.4 交換	21

8	水質.....	22
8.1	要件.....	22
8.2	主な要素	22
8.3	推奨事項	22
8.4	地域基準	22
8.5	地域基準、一般仕様	23
9	環境製品宣言	24
9.1	コメント	24
9.2	出荷.....	24
9.3	使用.....	24
9.4	廃棄物処理.....	25
9.5	荷物用パレット	25
10	耐用年数後の廃棄方法	26

序文

取扱説明書には、機器の設計と操作、およびユーザーが実施すべきメンテナンスについて記載されています。インストールマニュアルは、機器の設置について説明しています。テクニカルマニュアルは、オペレータとメンテナンス担当者にとって必要な情報を記載しています。安全で誤りのない操作を行うために、説明書の記載内容を遵守してください。



ご使用前に、マニュアルをお読みください。

初めて機器をご使用する前に、この取扱説明書をお読み頂き、機器の操作を十分に理解した上で、安全に操作して下さい。オペレータおよびメンテナンス担当者は、Arjoのマーケティング組織においてトレーニングを受講する必要があります。

この取扱説明書の内容は、Arjoから出荷された機器について記述しています。お客様ごとのカスタマイズ、もしくは国によっても、内容がそのまま適用されないものもあります。

対応モデル:

FD1600	ポリマーチャンバー使用のフリースタンディングモデル
FD1610	ステンレススチールチャンバー使用のフリースタンディングモデル
FD1615	ステンレススチールチャンバー使用のカウンター下モデル

機器には以下の文書が付属します。

- 取扱説明書
- インストールマニュアル
- クイックガイド(簡易取説)

以下の文書は、エンドユーザーからのご要望に応じて販売会社より提供されます:

- テクニカルマニュアル
- スペアパーツリスト

付属のクイックガイドは、設置エリアに常備して、いつでもすぐに確認できるようにしてください。

Arjoは予告なく仕様および設計内容を変更することがあります。本取扱説明書の内容は取扱説明書の発行日の時点で最新のものです。

1 安全注意事項

本製品には多くの安全装置が内蔵されています。

傷害を防ぐために、これらの安全装置を作動しないような処置を行わないでください。

1.1 重要

- 本装置は水のみと接続して使用するよう設計されています。
(蒸気にも適用される場合があります)
- 使用前に、マニュアルの内容をすべてお読みください。
- 機器の取り扱い、認定を受けている技術者のみが行ってください。また、技術者は定期的なトレーニングを受講しなければなりません。
- 不足あるいは損傷している部品がある場合、本製品を使用しないでください。
- 本機は湯、場合によっては蒸気を使用するため、使用にあたってはご注意ください。
- 本機器に使用される化学薬品を扱う際はご注意ください。薬品に関する指示に従ってください:
 - 薬品を飲み込んだ場合、目や皮膚に接触した場合、またはその蒸気を吸い込んだ場合。
 - 薬品使用量、洗浄の温度に関する指示。
 - 保管および容器の分類/処分に関する指示に従ってください。
- 運転開始前には、装置が洗浄剤を注入できるようきちんとセットされているか確認してください。このことは、装置を操作するためにも、洗浄槽内を清潔に保つためにも重要です。
- 装置を適正に運転できるよう常に清潔な状態にしておいてください。
- ホースなどを使って水をかけながら装置を洗浄しないでください。
- 設置と点検は、講習を受けた技術者が行ってください。
- いかなる状況下においても、本装置のドアスイッチが作動しないような処置は行わないでください。
- 機器は必ず漏電ブレーカーを経由して接続してください。
- フラッシュャー ディスインフェクターに対しては、常に、接地された電源を使用してください。
- 例えば磨耗したドアのシール部分による、システム内の漏れは迅速に修理する必要があります。
- 交換部品は Arjoの販売会社が提供する純正品のみをご使用ください。
- 医療機器もしくは福祉機器に関連して、お客様または患者様に影響する重大な事象が発生した場合、ユーザまたは患者様は、その事象を医療機器製造元あるいは販売元に必ず報告してください。欧州連合では、ユーザは、重大な事象を居住する加盟国の所轄官庁にも報告してください。

1.2 アイソレータースイッチ

常に製品の電源にセパレート・アイソレータースイッチを取り付けることが必要です。アイソレーターのスイッチは、本機に近い壁面の簡単にアクセスできる場所に必ず取り付けてください。外部電源のアイソレーターのスイッチには、スイッチの位置が確認できるように「I」または「O」の印を必ずつけてください。

1.3 非常時

- メインスイッチを切ります。
- 水および蒸気供給ラインの遮断弁を閉じてください。

1.4 製造物責任

欧州共同体統一法への適合を示すCEマーキング。

Arjoの承認を受けない装置や誤使用の場合、製品保証は無効になります。



欧州共同体統一法への適合を示すCEマーキング図は、監督認証機関のトレードマークです。



本製品がEU医療機器規制2017/745に準拠した医療機器であることを示します

1.5 注意記号

本書に記載する警告、指示、アドバイスは、重要ですので、以下シンボルにて示しております。使用されているシンボルやデザインは以下の通りです。



人身傷害や、機器が破損する恐れがあります。



表面が高温怪我の危険があります。

2 製品説明

2.1 使用領域

フラッシャー ディスインフェクターは、ベッドパン、尿瓶、およびその他の排泄物処理用の容器を空にして洗浄し、消毒するためのものです。

EN ISO 15883の要件に適合するため、各アイテムはArjoによって推奨されている正しいホルダーに設置しなければなりません。

お客様は製品を使用する前に、ISO 15883にしたがって設置要件、操作要件、性能要件を実施する責任があります。

2.2 モデル




図 1. 機器モデル

1. フリースタンディングモデル 2. アンダーベンチモデル

2.3 コントロールパネル

2.3.1 部位名称










図 2. コントロールパネル

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. 黄色: プロセス運転中 | 5. エコノミープログラム |
| 2. 緑色: プロセス完了 | 6. 標準プログラム |
| 3. 赤色: エラー表示 | 7. プログラムの開始 |
| 4. ディスプレイ | |

2.3.2 機能

	機能
	黄色のインジケータランプ(点滅): プロセスを中止することができます。 黄色のインジケータランプ: 機器がプログラムを実行しています。 ディスプレイは、例えば洗浄フェーズや温度等の現在の状態*を表示しています。
	緑色のインジケータランプ: プログラムは完了しています。 ドアが開くと緑色のライトが消えて、例えばプロセスの最高温度などのプログラムサマリー*が短時間ディスプレイに表示されます。
	赤色のインジケータランプ: エラー表示。 ディスプレイにエラーメッセージが表示されます。
	汚れが軽いアイテム向けのエコノミープログラムを選択するためのボタンです。
	標準的な汚れのアイテム向けの標準プログラムを選択するためのボタンです。
	プログラム開始用ボタン。

* 表示される情報はディスプレイオプションで変更することができます。

2.4 ディスプレイオプション

サービス技術者は、ディスプレイに表示される情報を設定することができます。

2.4.1 プログラムの実行時に表示

プログラムを実行している間に以下の項目のいずれかが表示されるようにディスプレイを設定できます。

- 温度
- A_0 値
- A_0 値/温度
- 残り時間
- 温度/残り時間
- A_0 値/残り時間
- A_0 値/残り時間/温度

表示項目として複数のパラメータを選択した場合、パラメータは交互に表示されます。高温消毒が開始するまで、 A_0 値は常に0に維持されます。温度が85℃に達すると、温度と時間によって A_0 値は増加します。

2.4.2 プログラム終了後に表示

プログラムが終了したら、以下の項目のいずれかが表示されるようにディスプレイを設定できます。



- 最大温度
- A_0 値
- A_0 値/最大温度

表示項目として複数のパラメータを選択した場合、パラメータは交互に表示されます。

3 操作説明

3.1 プログラム概要

機器の標準プログラムの説明です。各プログラム選択ボタンには、他のプログラムを設定することもできます。ボタンの機能設定はサービス担当者によって変更できます。

プログラム名	経済性	標準プログラム
汚れの程度	軽度の汚れ	通常の汚れ
ボタン		
プロセス	洗浄 消毒 換気(オプション) プログラム終了	洗浄 消毒 換気(オプション) プログラム終了
運転時間*	6～10分間	7～11分間
エネルギー	0.16 kWh	0.16 kWh
水使用料**	11 l +- 10%	18 l +- 10%

* 運転時間は、使用される冷却/換気方法により異なる可能性があります。また、水温と水圧により異なる場合もあります。

** 冷却を含む。







3.2 プログラムの実行

3.2.1 プログラムの開始



警告!

72時間以上機器が使用されていない場合、機器を使用してアイテムを洗浄する前に、空のチャンバーでプログラムを実行する必要があります。

1. 扉を開きます。
2. 洗浄するアイテムをホルダー内に設置します。
3. ドアを閉じます。
4. プログラムを選択：
 - 標準プログラム  を押して、次に  を押します。
 - エコノミープログラム:  を押して、次に  を押します。
5.  の黄色のランプが6秒間点滅します。この間に、 を押すとプログラムをキャンセルすることができます。

3.2.2 プログラムの実行中




警告!
赤いランプが点灯した場合は、エラーが発生しています。
プロセスはキャンセルされ、再度プロセスを実行する必要があります。

3.2.3 プログラムの完了後



警告!
プログラムの終了時点では中の器材が高温になっていることがあります。器具の温度が**60 ℃**を超えている場合、ディスプレイには**U7**が表示されます。

1. プログラムが完了した場合:
 -  の緑色のランプが点灯します。
 - 自動的にドアのロックが解除されます。
 - プログラム完了後、アイテムの冷却/換気は継続し、ドアを開けると終了します。(オプション)
2. ドアを開けて、アイテムを取り出します。

3.3 冷却

消毒が終了した時に換気が開始します。

- 温風が洗浄チャンバーから吸い出されています。
- HEPAフィルターを通した新しい空気が入ります。

洗浄するアイテムは、以下の方法により冷却されます。:

- 内部冷却: 洗浄するアイテムは、タンクの水を使用して冷却されます。この種類の冷却はEN ISO 15883に十分に準拠していません。
- ファン(オプション): 外部ファンからの冷気により冷却されるアイテム空気はHEPAフィルターを通して入ります。

冷却/換気は、プロセス終了後にも継続することができます。(オプション)緑色のランプが点灯している時には、ドアを開けると冷却/換気を終了することができます。

3.4 洗淨する器材とプログラム選択の例




図 3. エコノミープログラム(A)、および標準プログラム(B)の器材例




図 4. 標準プログラム(B)の器材例

4 メンテナンス

4.1 洗浄チャンバー

スケールが付着した場合は、Arjo Clean Neutralizer Plusなど用途に適したスケール防止剤で除去する必要があります。スケール防止剤を使用する前に、その取扱説明を確認してください。

4.2 外装



警告!
水をかけながら機器を洗浄しないでください。

機器の外側は、アルコール性洗浄剤か薬用アルコールで掃除、消毒できます。ディスプレイの周囲は、アルコール性クリーナーで掃除してください。




図 5. 機器の洗浄

4.3 予防的メンテナンス

安全目的のため、機器を改造したり、互換性のない部品を使用しないでください。

4.3.1 定期的メンテナンス

定期メンテナンスとシステム試験を実施して、安全性と機器の正常運転を確保する必要があります。

必要となるメンテナンスの頻度は、使用水の水質と機器の使用頻度に大きく左右されます。メンテナンスの間隔は、各ケースに応じて決定する必要があります。Arjo は、記載されているメンテナンス作業をサービス表に従った間隔で実施するよう推奨します。

4.3.2 サービス表

注意!
サービス表は情報を得る目的のためにのみ使用してください。



警告!
メンテナンスは認定サービス技術者のみが実施できます。



警告!
当機は電源に接続しており、通電している部品があります。

以下のサービス表で推奨メンテナンスサイクルをご確認いただけます。

システム試験に加えて、ISO EN 15883に従って適切な洗浄試験と温度検証を実施するよう推奨します。

	項目	毎年/ 7,500サイクル	隔年/ 15,000サイクル	所要時間* (分)
1	一般			
1.1	配線及び接続部を確認してください。	•		10
1.2	冷却ファンの機能をチェックしてください。必要に応じて洗浄して下さい。	•		5
1.3	パネルラベルがしっかりと貼付されていて、損傷がなく読み取れることをチェックしてください。	•		2
1.4	ドアロックとブレーカが正常に機能することをチェックしてください。	•		5
1.5	アイテム配置サインとクイックガイドが準備されていることをチェックしてください。	•		1
1.6	エラーコード及びプロセスの回数を確認してください。	•		2
2	チャンバー			
2.1	回転式ノズルが自由に動く事を確認してください。必要に応じて洗浄して下さい。	•		20
2.2	固定ノズルに堆積物や汚れがないか確認してください。必要に応じて洗浄して下さい。	•		20
2.3	ノズルのアタッチメント及びチャンバーへのホースの接続部からの水漏れがないか確認してください。	•		-
2.4	温度センサーが正常に作動している事を確認してください。	•		10
2.5	ドア及びチャンバーのシールが密着しているか確認してください。必要に応じて洗浄又は交換してください。	•		10
2.6	アクセサリホルダーの取り付けを確認してください。	•		2

	項目	毎年/ 7,500サイクル	隔年/ 15,000サイクル	所要時間* (分)
2.7	チャンバーへのオーバーフロー dren の接続がしっかり締まっているか確認してください。		•	-
2.8	フラッシングチャンバー内部の洗浄。	•		10
2.9	ドアとドアスプリングをチェックしてください。		•	15
3	プロセスタンク			
3.1	必要に応じて洗浄して下さい	•		-
3.2	レベルセンサーを確認及び洗浄してください。	•		5
3.3	バルブが正常に作動しており、接続部から水漏れがないか確認してください。必要に応じて洗浄して下さい	•		10
4	蒸気発生器			
4.1	蒸気発生装置への接続部の水漏れがない事、及び熱を持った表面が露出しない様に周囲の断熱材を確認してください。	•		5
4.2	蒸気発生装置が正常に作動している事を確認してください。	•		10
5	メインポンプ			
5.1	メインポンプがしっかりと接続されており、接続部より水漏れが無い事を確認してください。	•		5
6	洗剤供給システム			
6.1	投与ポンプと洗浄剤ホルダー間のホースを確認してください。必要に応じて交換してください。	•		5-10
6.2	投与量のチェック。必要に応じて調整してください。	•		10-30
6.3	投与ポンプのホースの交換。	•		5
6.4	容器が空になったときのアラームの作動を確認してください。必要に応じて洗浄又は交換してください。	•		5
6.5	蒸気発生装置のチェックバルブの機能を確認してください。	•		5
7	排水接続			
7.1	排水接続部がしっかりと固定されていて、漏れがないことをチェックしてください。	•		5
8	換気(オプション)			
8.1	HEPA フィルターを交換します。	•		10
8.2	ファンが正常に動作して、接続部にゆるみがないことをチェックしてください。	•		5
8.3	必要に応じて清掃して下さい必要に応じて洗浄して下さい。	•		10
8.4	ファンのホースをチェックしてください。	•		5
10	試運転(各サービスで実施)			
10.1	全プロセスを実行し、定期チェックポイントより逸脱していない事を確認してください。			
10.2	パネルのランプとアラームが機能することをチェックしてください。			

* 必要とされる時間は最長で見積もられ、設置状態、動作条件および装置レベルに応じて変化する可能性があります。

4.4 使用していない機器

使用していない機器は排水するようにしてください。サービス技術者までご連絡ください。

5 アラーム

5.1 アラーム表示



警告!

消毒プロセスがキャンセルされた場合、アイテムは洗浄されていません。再度洗浄プロセスを実施しなければなりません。

△の赤いランプが点灯したときは、消毒が中止されています。ディスプレイにエラーメッセージが表示されます。「トラブルシューティング」をご覧ください。



5.2 エラーメッセージの確認



警告!

認定を受けているスタッフによってのみ実施できます。

いくつかのエラーメッセージは、機器が通常運転へ復帰する前に確認する必要があります。エラーの原因が判明し適切に処置されると、以下の手順でエラーメッセージを確認することができます。

最初に  ボタンを押して、次に  ボタンを押します。両方のボタンを同時に5秒間押し続けます。エラーが適切に処置されていない場合は、エラーメッセージは確認できません。これで機器は運転可能な状態になります。中断されているプログラムを再度実行しアイテムを殺菌します。エラーの状態が続く場合は、サービス担当者にご連絡ください。

5.3 停電時の対応

プロセスを実行している間、停電が発生すると機器は停止したままの状態を維持します。電源が復旧すると、機器をプロセスを自動的に再スタートします。

6 トラブルシューティング

6.1 コードリスト

以下の表では、発行される可能性のあるメッセージ、および可能な処置について説明しています。

コード	説明	項目
U1	スケール防止剤が少なくなりました	スケール防止剤を補充してください。
U2	洗浄剤が少なくなりました	洗浄剤を補充してください。
U3	リンス剤が少なくなりました	リンス剤を補充してください。
U7	器材が高温のため注意	アイテムを冷却してください。
U9	長時間不使用警告	機器が72時間使用されていません。機器を使用してアイテムを洗浄する前に、一度空のチャンバーで運転を実行する必要があります。
H6	ドアが開いた状態で起動	ドアを閉じます(機器が新たに運転を試みます)。エラーが再度発生する場合は、認定サービス担当員に連絡してください。
H7	ドアをロックできません	上記の説明に従ってエラーを確認してください。エラーが再度発生する場合は、認定サービス担当員に連絡してください。新たに運転を実施します。エラーが再度発生する場合は、認定サービス担当員に連絡してください。
H8	ドアをアンロックできません	蒸気の説明に従ってエラーを確認してください。再度エラーが発生した場合は、認定サービス担当員に連絡してください。
F1	温度センサ・エラー	認定サービス担当者に連絡してください。
F4	ドアの論理エラー、ドアが閉じていません。ロックのみされています	認定サービス担当者に連絡してください。
F7	消毒温度に到達していません	認定サービス担当者に連絡してください。
F8	プロセス中にドアがオープン/アンロック	認定サービス担当者に連絡してください。
F9	設定エラー(E2エラー)	認定サービス担当者に連絡してください。
F10	満水にならない/タンクが空	認定サービス担当者に連絡してください。
F11	漏れがある	認定サービス担当者に連絡してください。
F13	プログラムエラー	認定サービス担当者に連絡してください。

6.2 コードの種類

- Uxは情報コードです。
- Hxは処理コードです。
- Fxはエラーコードです。

7 洗浄剤

7.1 洗浄剤の使用



警告！
正規洗浄剤以外(特に酸性のもの)を使用すると、機器(洗剤ポンプ、蒸気発生装置、パイプ)を損傷する恐れがあります。



警告！
洗浄剤に関する補足説明については、容器の説明にしてください。

本機器はArjo の洗浄剤により証明・検査を受けています。当社ではお客様がArjo の洗浄剤をご使用になることをお勧めしております。

- 本マニュアルで推奨されている洗剤は、本機の製造元が、洗浄するアイテムに対するその洗浄効果に責任を持つものであることを意味するものではありません。
- 製造元が報告していない成分、条件などの変更によって、洗浄処理の結果に影響を与える場合があります。
- 新しい器材の洗浄においては、常に器材メーカーの指示に従ってください。
- 投与する量は、水質によって異なります。詳細は、プロセスケミカルズの製品仕様を参照してください。

7.2 フラッシング洗浄剤

以下の洗浄剤は、Arjo製品取扱い販売会社でご注文いただけます。

洗剤	説明
■ ARJO LIQUIDS FLUSHER DETERGENT	人間の排泄物コンテナーを自動洗浄する際に使用する弱アルカリ性洗浄剤。
■ ARJO LIQUIDS FLUSHER RINSE	弱アルカリ性の液体で、人間の排泄物コンテナーの自動すすぎおよびシステムのパイピングに使用され、硬水あかの蓄積を防止します。

7.3 位置

下図に、フリースタANDINGモデルを例として、洗浄剤の設置場所を示します。




図 6. 洗浄剤配置の例

7.4 交換

警告!



目と皮膚の損傷を防ぐために、保護用めがねと手袋を必ず装着してください。万一目に入った場合、大量の水で洗い流してください。目と皮膚が炎症を起こしている場合、医師にご相談ください。洗浄剤の製品安全データシートを必ずお読みください。

新しい容器と交換する際は、洗浄剤の容器と機器が常に正しく接続していることを確認してください。レベルセンサー(A)のリングの色は、容器(B)の側面の色と同じものでなければいけません。




図 7. 洗浄剤のチェック

8 水質



警告!
お客様は各自責任を持って、適切な品質の水をウォッシャー・ディスインフェクターに供給してください。

洗浄プロセスのすべての工程で使用される水の質は、良い洗浄結果を得る上で重要です。

8.1 要件

それぞれのステージで使用される水は以下に適合しなければなりません。

- 機器で使用されている材質。
- プロセスに用いられる化学薬品。
- プロセスの各段階で必要とされるプロセス要件。

8.2 主要要素

良い水質のための主要要素は以下の通りです。

硬度: 硬度が高い場合はウォッシャー・ディスインフェクター内にスケールが残留する原因となり、結果、洗浄効果が低下してしまいます。

イオン汚染物質: 高濃度のイオン汚染はステンレススチールの腐食の原因となる恐れがあります。鉄、マンガン、銅などの重金属は機器を変色させます。

微生物汚染: 洗浄アイテムは、微生物とその残留物質について処理をします。洗浄アイテムに残留した微生物が人体に浸入したとき、発熱を引き起こす原因になる恐れがあります。微生物を増殖させない水を使用してください。

衛生用薬品: 高濃度のサニタリー用薬品はステンレススチールの腐食の原因となる恐れがあります。

8.3 推奨事項

- Arjo社は、予備洗浄、洗浄および最終すすぎで使用する水は、ガイドラインに沿った飲用可能なものであることを推奨しています。
- 推奨される水質は、最大5 pHの飲料水です。
- 許容できる水質に関する詳細情報は、WHO発行の「飲料水水質ガイドライン」に記載されています。

8.4 地域基準

地域の基準や規制がArjoの推奨内容よりも厳格な場合、地域が定められたものに従ってください。最終の洗浄/消毒フェーズに処理水を使用する場合は特に該当します。

更なるアドバイスを化学薬品や機器販売店より入手する必要があります。

8.5 地域基準、一般仕様

処理水の一般的な仕様は以下のとおりです：

pH	5.5 ~ 8
導電率	<30 $\mu\text{s} \cdot \text{cm}^{-1}$
TDS	<40 mg/l
最大硬度	<50 mg/l
塩素	<10 mg/l
重金属	<10 mg/l
リン酸塩	<0.2 mg/l (P ₂ O ₅)
ケイ酸塩	<0.2 mg/l (SiO ₂)
内毒素	<0.25 EU/ml
微生物の総数	<100 (100 mlあたり)

9 環境製品宣言

	プラスチック		ステンレススチール	
	FD1600	FD1605 UB	FD1610	FD1615 UB
合計重量(kg)/重量比率(%)	90 / 100	65 / 100	100/ 100	75 / 100
機械部品				
ステンレススチール	41 / 45.5	21 / 32.3	60 / 60	35 / 46.6
鉄鋼	1 / 1.1	1 / 1.5	1 / 1	1 / 1.3
鋳鉄	13 / 14.4	13 / 20	13 / 13	13 / 17.3
銅	1 / 1.1	1 / 1.5	1 / 1	1 / 1.3
プラスチック	25 / 27.7	25 / 38.4	16 / 16	16 / 21.3
ゴム	3 / 3.3	3 / 4.6	3 / 3	3 / 4
他の機械部品	2 / 2.2	2 / 3	2 / 2	2 / 2.6
電気/電子部品				
配線	1 / 1.1	1 / 1.5	1 / 1	1 / 1.3
回路基板	0.2 / 0.2	0.2 / 0.3	0.2 / 0.2	0.2 / 0.3
その他のコンポーネント	2.8 / 3.1	2.8 / 4.3	2.8 / 2.8	2.8 / 3.7

9.1 コメント

他のコンポーネントは、ポンプ、ドアモーター、その他で構成されており、それらは他の部品と同じ方法で計量あるいは解体できません。機器やコンポーネントに水銀は使用されていません。

9.2 出荷

機器は木製のパレット上に荷造りされていて、段ボールまたはプラスチックで梱包されています。ユーザーは梱包材を分別してリサイクルできることを確認しなければなりません。

9.3 使用

フラッシュャー ディスインフェクターは、その製品寿命の間、環境に対して影響を及ぼします。当社の査定では、電力と水の消費が環境にとって最大の影響を及ぼすとされています。ライフサイクルの全期間で、機器では約11000 kWhの電気と約1300 m³の水が使用されます。機器のプログラム/容量により、合計約210リットルの洗浄剤が排水システムに流れます。

9.4 廃棄物処理

機器は主にステンレススチール、プラスチック/ゴム/ガラスおよび他のリサイクル可能な金属で構成されています。機器が廃棄される際は、各材料はリサイクルすべきです。配線やプリント基板は、鉛、カドミウム、PVC、および臭素化された難燃剤などの環境に有害な物質を含んでおり、電子機器スクラップとしてリサイクルされなければなりません。プラスチックとゴムは分別しなければなりません。

9.5 荷物用パレット

機器を運搬するパレットは、ISPM15に従って製造、ラベリングされています。このラベルは、木製梱包材に乾燥処理と熱処理(KD 56 °C/30分)が行われていることを意味します。

10 耐用年数後の廃棄方法

電気および電子部品にて構成される機器は、電気・電子機器の廃棄 (WEEE) または地方自治体あるいは国の法令に従って分解し、リサイクルしてください。

消毒液 – 余分な液体が残った場合は、流水と一緒に排水口に流してください。これらの製品は水溶性で、洗浄に使用するときには、通常水と混ざります。洗浄に使用する場合は、通常地方自治体は、これらの洗浄液を同様に扱います。

梱包容器は国また地方自治体の条例に従ってリサイクルしてください。



警告！
本製品は汚染されている恐れがあり、リサイクル前に消毒する必要があります。




図 8. リサイクル記号

AUSTRALIA

Arjo Australia Pty Ltd
78, Forsyth Street
O'Connor
AU-6163 Western Australia
Tel: +61 89337 4111
Free: +1 800 072 040
Fax: + 61 89337 9077

BELGIQUE / BELGIË

Arjo NV/SA
Evenbroekveld 16
BE-9420 ERPE-MERE
Tél/Tel: +32 (0) 53 60 73 80
Fax: +32 (0) 53 60 73 81
E-mail: info.belgium@arjo.be

BRASIL

Arjo Brasil Equipamentos Médicos Ltda
Rua Marina Ciufuli Zanfelize, 329 PB02 Galpão
- Lapa
São Paulo – SP – Brasil
CEP: 05040-000
Phone: 55-11-3588-5088
E-mail: vendas.latam@arjo.com
E-mail: servicios.latam@arjo.com

CANADA

Arjo Canada Inc.
90 Matheson Boulevard West
Suite 300
CA-MISSISSAUGA, ON, L5R 3R3
Tel/Tél: +1 905 238 7880
Free: +1 800 665 4831 Institutional
Free: +1 800 868 0441 Home Care
Fax: +1 905 238 7881
E-mail: info.canada@arjo.com

ČESKÁ REPUBLIKA

Arjo Czech Republic s.r.o.
Na Strži 1702/65
140 00 Praha
Czech Republic
Phone No: +420225092307
e-mail: info.cz@arjo.com

DANMARK

Arjo A/S
Vassingerødvej 52
DK-3540 LYNGE
Tel: +45 49 13 84 86
Fax: +45 49 13 84 87
E-mail:
dk_kundeservice@arjo.com

DEUTSCHLAND

Arjo GmbH
Peter-Sander-Strasse 10
DE-55252 MAINZ-KASTEL
Tel: +49 (0) 6134 186 0
Fax: +49 (0) 6134 186 160
E-mail: info-de@arjo.com

ESPAÑA

Arjo Ibérica S.L.
Parque Empresarial Rivas Futura, C/Marie
Curie 5
Edificio Alfa Planta 6 oficina 6.1-.62
ES-28521 Rivas Vacia, MADRID
Tel: +34 93 583 11 20
Fax: +34 93 583 11 22
E-mail: info.es@arjo.com

FRANCE

Arjo SAS
2 Avenue Alcide de Gasperi
CS 70133
FR-59436 RONCQ CEDEX
Tél: +33 (0) 3 20 28 13 13
Fax: +33 (0) 3 20 28 13 14
E-mail: info.france@arjo.com

HONG KONG

Arjo Hong Kong Limited
Room 411-414, 4/F, Manhattan Centre,
8 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, N.T.,
HONG KONG
Tel: +852 2960 7600
Fax: +852 2960 1711

ITALIA

Arjo Italia S.p.A.
Via Giacomo Peroni 400-402
IT-00131 ROMA
Tel: +39 (0) 6 87426211
Fax: +39 (0) 6 87426222
E-mail: Italy.promo@arjo.com

MIDDLE EAST

Arjo Middle East FZ-LLC
Office 908, 9th Floor,
HQ Building, North Tower,
Dubai Science Park,
Al Barsha South
P.O Box 11488, Dubai,
United Arab Emirates
Direct +971 487 48053
Fax +971 487 48072
Email: Info.ME@arjo.com

NEDERLAND

Arjo BV
Biezenwei 21
4004 MB TIEL
Postbus 6116
4000 HC TIEL
Tel: +31 (0) 344 64 08 00
Fax: +31 (0) 344 64 08 85
E-mail: info.nl@arjo.com

NEW ZEALAND

Arjo Ltd
34 Vestey Drive
Mount Wellington
NZ-AUCKLAND 1060
Tel: +64 (0) 9 573 5344
Free Call: 0800 000 151
Fax: +64 (0) 9 573 5384
E-mail: nz.info@Arjo.com

NORGE

Arjo Norway AS
Olaf Helsets vei 5
N-0694 OSLO
Tel: +47 22 08 00 50
Faks: +47 22 08 00 51
E-mail: no.kundeservice@arjo.com

ÖSTERREICH

Arjo GmbH
Lemböckgasse 49 / Stiege A / 4.OG
A-1230 Wien
Tel: +43 1 8 66 56
Fax: +43 1 866 56 7000

POLSKA

Arjo Polska Sp. z o.o.
ul. Ks Piotra Wawrzyniaka 2
PL-62-052 KOMORNIKI (Poznań)
Tel: +48 61 662 15 50
Fax: +48 61 662 15 90
E-mail: arjo@arjo.com

PORTUGAL

Arjo em Portugal
MAQUET Portugal, Lda.
(Distribuidor Exclusivo)
Rua Poeta Bocage n.º 2 - 2G
PT-1600-233 Lisboa
Tel: +351 214 189 815
Fax: +351 214 177 413
E-mail: Portugal@arjo.com

SUISSE / SCHWEIZ

Arjo AG
Fabrikstrasse 8
Postfach
CH-4614 HÄGENDORF
Tél/Tel: +41 (0) 61 337 97 77
Fax: +41 (0) 61 311 97 42

SUOMI

Arjo Scandinavia AB
Riihitontuntie 7 C
02200 Espoo
Finland
Puh: +358 9 6824 1260
E-mail: Asiakaspalvelu.finland@arjo.com

SVERIGE

Arjo International HQ
Hans Michelsensgatan 10
SE-211 20 MALMÖ
Tel: +46 (0) 10 494 7760
Fax: +46 (0) 10 494 7761
E-mail: kundservice@arjo.com

UNITED KINGDOM

Arjo UK and Ireland
Houghton Hall Park
Houghton Regis
UK-DUNSTABLE LU5 5XF
Tel: +44 (0) 1582 745 700
Fax: +44 (0) 1582 745 745
E-mail: sales.admin@arjo.com

USA

Arjo Inc.
2349 W Lake Street Suite 250
US-Addison, IL 60101
Tel: +1 630 307 2756
Free: +1 800 323 1245 Institutional
Free: +1 800 868 0441 Home Care
Fax: +1 630 307 6195
E-mail: us.info@arjo.com

JAPAN

Arjo Japan K.K.
東京都港区虎ノ門三丁目7番8号 ランディック
第2虎ノ門ビル9階
電話 : +81 (0)3-6435-6401

Address page - REV 24: 04/2019

At Arjo, we are committed to improving the everyday lives of people affected by reduced mobility and age-related health challenges. With products and solutions that ensure ergonomic patient handling, personal hygiene, disinfection, diagnostics, and the effective prevention of pressure ulcers and venous thromboembolism, we help professionals across care environments to continually raise the standard of safe and dignified care. Everything we do, we do with people in mind.



ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo

CE
2797