

คำแนะนำการใช้งาน

# Enterprise 5000X (E5X)



## คำเตือน

เพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ โปรดอ่านคำแนะนำในการใช้งานนี้และเอกสารประกอบที่ให้มาด้วยทุกครั้งก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์



จำเป็นต้องอ่านคำแนะนำในการใช้งาน

นโยบายด้านการออกแบบและลิขสิทธิ์

® และ ™ เป็นเครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัท Arjo

© Arjo 2019

เนื่องจากนโยบายของเราคือการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราขอสงวนสิทธิ์ในการดัดแปลงแก้ไขการออกแบบของเราโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณไม่สามารถคัดลอกเนื้อหาในคู่มือนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน หากไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจาก Arjo

## สารบัญ

คำเตือน ข้อควรระวัง และหมายเหตุ.....	4
คำเตือนทั่วไป.....	4
<b>1. บทนำ .....</b>	<b>6</b>
ภาพรวมผลิตภัณฑ์ - แผ่นปิดหัวเตียงบนแผ่นรองเบาะ .....	8
แผ่นปิดหัวเตียงบนฐานเตียง (เลือกติดตั้งได้) .....	9
รากันข้างเตียงแบบแยกพับได้ (เลือกติดตั้งได้) .....	10
<b>2. การใช้งานทางคลินิก .....</b>	<b>11</b>
วัตถุประสงค์การใช้งาน .....	11
ข้อมูลเบื้องต้น .....	11
ข้อห้ามใช้ .....	12
<b>3. การติดตั้ง.....</b>	<b>13</b>
เบาะ .....	15
<b>4. การควบคุมการทำงาน.....</b>	<b>17</b>
เบรคและการบังคับทิศทาง .....	17
แป้นเหยียบสำหรับปรับความสูงของเตียง (เลือกติดตั้งได้) .....	18
วิธีใช้งานล้อที่ 5 (เลือกติดตั้งได้) .....	19
รากันข้างเตียง (เลือกติดตั้งได้) .....	20
ที่ปลดล็อกนักพัฒ C.R.P .....	24
ถาดบรรจุสัมภาระ เอกซ์เรย์ (เลือกติดตั้งได้) .....	25
การปรับความยก เตียง .....	27
รากันขวนผ้าปูเตียง (ผ้าปูที่นอน) (เลือกติดตั้งได้) .....	29
ที่เสียบเสานาโนหัวและอุปกรณ์เสริมต่างๆ .....	30
รากันขวนถุงรายยาน ของเตียง .....	31
แผ่นปิดหัวเตียงและ แผ่นปิดปลายเตียง .....	31
ส่วนแผ่นรองเบาะ .....	32
แผ่นปิดหัวเตียงและ แผ่นปิดปลายเตียง .....	32
ไฟใต้เตียง (เลือกติดตั้งได้) .....	32
การปรับแต่งรองเบาะ .....	33
ชุดควบคุมของผู้พากพัน .....	34
แผงควบคุมของผู้ดูแล (ACP) .....	36
การปรับตำแหน่งน่อง .....	38
การล็อกฟังก์ชัน .....	39
แบบเตอร์รีสารอง .....	40
การล็อกครอบการทำงาน .....	41
<b>5. การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ .....</b>	<b>42</b>
การจัดการเบroeเปื้อน .....	42
การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน .....	44
การทดสอบแบบเตอร์รี .....	46
การแก้ปัญหา .....	47
ไฟแสดงสถานะข้อบกพร่อง .....	48
อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ .....	48
<b>6. อุปกรณ์เสริม และสายเคเบิล .....</b>	<b>49</b>
<b>7. ข้อมูลด้านเทคนิค .....</b>	<b>50</b>
<b>8. การรับประกันและการบริการ .....</b>	<b>54</b>
<b>9. ความสามารถใช้งานร่วมกันได้ในเชิงแม่เหล็กไฟฟ้า .....</b>	<b>55</b>

## คำเตือน ข้อควรระวัง และหมายเหตุ



### คำเตือน

ระบุข้อควรระวังที่เป็นไปได้ในขั้นตอนหรือสภาวะซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง อาจทำให้เกิดการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรืออาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรงอื่นได้



### ข้อควรระวัง

ระบุข้อควรระวังที่เป็นไปได้ในขั้นตอนหรือสภาวะซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง อาจทำให้เกิดคุปกรณ์เสียหายหรือขัดข้องได้

### หมายเหตุ

อธิบายหรือขยายรายละเอียดของขั้นตอนหรือสภาวะ

## คำเตือนทั่วไป



### คำเตือน

เก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ในที่ที่ปลอดภัย คุณอาจต้องการนำมาใช้งานในภายหลัง

อ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำเหล่านี้ก่อนควบคุมการทำงานของเดียง

ผู้ดูแลต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม รวมถึงพังก์ชัน การควบคุม และอุปกรณ์เสริมอื่นใด

คำแนะนำเหล่านี้จำเป็นสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ รวมถึงความปลอดภัยของผู้พักฟื้นและผู้ดูแล

การดัดแปลงแก้ไขหรือการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของการใช้งานเดียง

และจะทำให้การรับประทานเป็นโมฆะ Arjo ไม่รับผิดชอบกรณีอุบัติเหตุ เหตุการณ์

หรือการลดลงในประสิทธิภาพซึ่งอาจเกิดขึ้นมาจากการซ่อมแซมหรือการดัดแปลงแก้ไขดังกล่าว

หากต้องการป้องกันไฟฟ้าช็อต ผลิตภัณฑ์ต้องเสียบต่อ กับแหล่งจ่ายไฟที่มีการต่อสายดินป้องกันเท่านั้น

ไม่สูบน้ำหรือใช้สิ่งที่ลุกใหม่ได้ฯ ใกล้กับผลิตภัณฑ์นี้ และไม่วางผลิตภัณฑ์ที่ในที่ที่มีอุณหภูมิร้อนจัดหรือเย็นจัดด้วย

ไม่ใช้เดียงที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในบริเวณที่มีก๊าซติดไฟได้ เช่น ยาสลบ ในห้องผ่าตัด

เดียงได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ภายในอาคารเท่านั้น และไม่ควรใช้ภายนอกสภาพแวดล้อมโรงบาลปกติ

ไม่ใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการออกแบบหรือพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานร่วมกับเดียง

ผู้ใช้ควรดำเนินการประเมินความเสี่ยงก่อนการใช้งานเดียงร่วมกับอุปกรณ์จากชัพพลายแอร์หรือผู้ผลิตอื่น



## คำเตือน

ใช้เบรคเสมอเมื่อเดียงหดอยู่กับที่

หากต้องการลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บจากการหล่นจากเตียง ให้ลดระดับเตียงไปที่ระดับความสูงต่ำสุดเมื่อไม่มีใครดูแลผู้พักฟื้น  
ผู้พักฟื้นไม่ควรถูกทิ้งไว้ในท่า Trendelenburg (ห่านอนศีรษะต่ำปลายเท้าสูง) เมื่อไม่มีใครดูแล

หากต้องการลดความเสี่ยงของการทรงตัวไม่สมดุล ไม่อนุญาตให้ผู้พักฟื้นขึ้นหรือลงจากเตียงเมื่อแผ่นรองเบาะอยู่ในตำแหน่งเอียง  
(ส่วนหัวเดียงลดระดับหรือส่วนปลายเดียงลดระดับ)

เมื่อการประเมินความเสี่ยงระบุว่าผู้พักฟื้นมีความเสี่ยงสูงในการเกี่ยวติดเนื่อง จากสภาวะอาการของพากขาหรือสภาวะการณ์อื่นได้  
และเมื่อไม่มีช้อดีทางการแพทย์บ่งชี้การปล่อยให้ผู้พักฟื้นอยู่ในอิริยาบทที่เหมาะสมกับรูปร่าง

ให้จัดแผ่นรองเบาะอยู่ในตำแหน่งแบบราบและปิดการใช้งานส่วนควบคุม (การล็อกฟังชั่น) เมื่อไม่มีใครดูแลผู้พักฟื้น

เมื่อควบคุมการทำงานของเตียง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งกีดขวางต่างๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ข้างเตียง ไม่ได้จำกัดการเคลื่อนที่ของเตียง

เมื่อเคลื่อนย้ายหรือควบคุมการทำงานของเตียง ดูแลให้อุปกรณ์เสริมได้กีดตามที่เชื่อมต่ออยู่(เช่น เสาหัวเกลือ) ไม่ชนกับประตู เพดาน ฯลฯ

เมื่อผลักหรือดึงเตียง ให้จับที่ส่วนหัวเดียงหรือส่วนปลายเดียง ไม่จับที่รากน้ำข้างเตียงหรืออุปกรณ์เสริมที่เสียบต่ออยู่กับเตียง

ก่อนควบคุมการทำงานของเตียง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้พักฟื้นอยู่ในท่าทางที่ถูกต้องเพื่อลดเลิกเสี่ยงการเกี่ยวติดหรือการเอียง

ระมัดระวังอย่าให้สายไฟจากชุดควบคุม/ACP และอุปกรณ์อื่นติดหรือคาดอยู่ระหว่างชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้ของเตียง

ระมัดระวังอย่าให้เสื้อผ้าหรือผ้าบูดเตียงไปเกิดขวางที่ชิ้นส่วนเคลื่อนที่ของเตียง

อย่าวางเตียงเอียงเกิน 7° เมื่อจากอาจทำให้เตียงเสียศูนย์ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง

ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องสำหรับความสามารถใช้งานร่วมกันได้ในเชิงแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) อย่างไรก็ตาม  
อุปกรณ์ไฟฟ้าด้านการแพทย์ต้องการความระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับ EMC และควรติดตั้งและใช้งานโดยสอดคล้องตามข้อมูล EMC  
ในคู่มือบริการของผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์ไฟฟ้าด้านการแพทย์สามารถได้รับผลกระทบจากอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาและอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้ความถี่วิทยุ เช่น โทรศัพท์มือถือ  
หากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางการแพทย์นี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานหรือผู้ป่วย ผู้ใช้งานหรือผู้ป่วยควรรายงาน  
เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวต่อผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์นี้ ในสหภาพยุโรป ผู้ใช้ควรรายงานเหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวต่อ  
เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในรัฐสมาชิกที่พากษาอยู่

# 1. บทนำ

คำแนะนำเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลสำหรับการติดตั้ง การใช้งาน และการซ่อมบำรุงกลุ่มผลิตภัณฑ์เตียงผู้ป่วย Arjo Enterprise® 5000X ผลิตภัณฑ์ในหมวดเตียงผู้ป่วยฉุกเฉิน เตียงเหล่านี้มีฟังก์ชันหลายอย่างสำหรับท่าทางในการพยาบาลที่เหมาะสมที่สุดทั้งต่อผู้พักฟื้นและผู้ดูแล

## คุณสมบัติมาตรฐาน

- ระบบปรับความสูงของเตียงและระบบยกส่วนขาแบบไฟฟ้า
- พนักพิงแบบเดิงกลับได้ระบบไฟฟ้า
- ระบบกำหนดโครงร่างขั้นสูง Bio-Contour®
- ระบบปรับเก้าอี้อัตโนมัติ
- ระบบปรับเชียงส่วนหัวเตียงลง (ท่า Trendelenburg) และส่วนปลายเตียงลง (ท่า reverse Trendelenburg) แบบไฟฟ้า
- ระบบเลือกท่ากระตุนการไหลเวียนเลือด (VASCUlär) ส่วนน่องด้วยตนเอง
- แผ่นพื้นเบาะพร้อมແຜງแบบถอดได้
- แผ่นรองเบาะแบบปรับความยわไวด้วยสายรัด
- รวมแขวนผุงระบายของเสีย


## คุณสมบัติที่มีให้เลือกได้

- รวมกันข้างเตียงพับได้แบบ 3 หรือ 5 รวมความยาว  $\frac{3}{4}$
- รวมกันข้างเตียงแบบแยกพับได้
- ล้อเลื่อนขนาด 125 มม. (ล้อเดียว) หรือ 150 มม. (ล้อเดียวหรือล้อคู่)
- รวมแขวนผ้าปูเตียง (ผ้าปูที่นอน)
- ไฟใต้เตียง
- ก้านเบรคแบบเต็ม
- ล้อที่ 5
- รางปีกนกเสริม
- พนักพิงไปร่วงรังสีพร้อมคาดบราจุตัลบฟิล์มเอกสารเรซิ่ย์
- ส่วนแผ่นรองแบบโค้งหรือราบ
- ชุดควบคุมของผู้พักฟื้นพร้อมฟังก์ชันเลือกติดตั้งได้
- แผ่นปิดหัวเตียงและแผ่นปิดปลายเตียงแบบล็อกได้
- ระบบช่วยขึ้นเคลื่อนที่ใช้งานง่าย IndiGo™
- แป้นเหยียบสำหรับปรับความสูงของเตียง

ลูกค้าจะเป็นผู้ระบุคุณสมบัติเสริมที่มีให้เลือกได้ตามที่ต้องการในขั้นตอนการสั่งซื้อ

โดยอุปกรณ์เสริมที่เลือกจะระบุด้วยหมายเลขอุปกรณ์นั้น

หมายเลขรุ่น **REF** และหมายเลขรีวิล **SN** ระบุไว้บนฉลากข้อมูลจำเพาะ ซึ่งติดอยู่บนโครงเดียงได้แผ่นปิดหัวเตียง




ฉลากข้อมูลจำเพาะ



#### ข้อควรระวัง

ก่อนใช้งานเตียงนี้ โปรดตรวจสอบว่าพิกัด "Power in (กำลังไฟเข้า)" ที่ระบุในฉลากข้อมูลจำเพาะ  
สามารถใช้งานร่วมกับแหล่งจ่ายไฟในพื้นที่ของคุณได้

## ภาพรวมผลิตภัณฑ์ - แผ่นปิดหัวเตียงบันแผ่นรองเบาะ



Ⓐ. ร้าวแขวนผ้าปูเตียง (ผ้าปูที่นอน) (เลือกติดตั้งได้)

L. ที่เสียบเสาหนีบตัว

Ⓑ. แผ่นควบคุมของผู้ดูแล (ACP)

M. บัฟเฟอร์ยาง

Ⓒ. แผ่นปิดปลายเตียง

N. ล้อเลื่อน

Ⓓ. แผ่นรองขยายส่วนน่อง

O. ร้าวแขวนถุงระบายน้ำของเสีย

Ⓔ. ส่วนน่อง

P. บุ๊มการทำงานรากันข้างเตียง

Ⓕ. ส่วนด้านขา

Q. ที่ปลดล็อก CPR

Ⓖ. ส่วนที่นั่ง

R. แป้นเบรค

Ⓗ. รากันข้างเตียงพับได้แบบ 3 ราก (เลือกติดตั้งได้)

S. ก้านจับส่วนขยาย

Ⓘ. ส่วนพนักพิง

T. ที่เสียบอุปกรณ์เสริม

Ⓚ. ชุดควบคุมของผู้พักฟื้น

U. คันล็อกส่วนขยาย

Ⓛ. แผ่นปิดหัวเตียงบันแผ่นรองเบาะ

หมายเหตุ


ล้อที่ 5 (เลือกติดตั้งได้) ไม่แสดงในภาพ ดูหน้า 19

## ແຜ່ນປິດຫວາເຕີຍບນຮູານເຕີຍ (ເລືອກຕິດຕັ້ງໄດ້)

ສາມາດກຳທັນດຳຄ່າເຕີຍໃໝ່ແຜ່ນປິດຫວາເຕີຍທີ່ຕິດຕັ້ງບນຮູານເຕີຍ

ນອກຈາກນັ້ນຍັງສາມາດກຳທັນດຳຄ່າເຕີຍໃໝ່ມີຮາກັນຂ້າງເຕີຍແບບ 3 ອົບ 5 ຮາວທີ່ຄອດໄດ້ຢ່າງໜ່າຍດາຍ

ຮາກັນຂ້າງເຕີຍແບບຄອດໄດ້ຢ່າງໜ່າຍດາຍອົບປາຍເພີ່ມເຕີມອູ້ໃນຫວ້າຂອງ "ຫາກຕ້ອງກາຣຄອດແລະຕິດຕັ້ງຮາກັນຂ້າງເຕີຍພັບໄດ້ແບບ 3 ອົບ 5 ຮາວຄວາມຍາວ  $\frac{3}{4}$ ;"  
ໃນບທທີ່ 4



- A. ທີ່ເຮັດວຽກໃຫນຕົວບນພື້ນເຕີຍ
- B. ແຜ່ນປິດຫວາເຕີຍບນພື້ນເຕີຍ
- C. ພັກພິງພັກຄົມຄາດບຣຽດລັບຟິລິ່ມເອກຊເຮຍ
- D. ຮາກັນຂ້າງເຕີຍຄອດໄດ້ແບບ 3 ອົບ 5 ຮາວ
- E. ແຜ່ນຮອງແບບເຮັດວຽກສໍາໜັບສ່ວນທີ່ນັ່ງ
- F. ແຜ່ນຮອງແບບເຮັດວຽກສໍາໜັບສ່ວນດັ່ງ
- G. ແຜ່ນຮອງແບບເຮັດວຽກສໍາໜັບສ່ວນນ່ອງ

ໜໍາຍເຫດຸ

ແຜ່ນຮອງແບບເຮັດວຽບຈະຈັດໃຫ້ເປັນອຸປະກອນມາຕຽບສໍາໜັບພັກພິງທີ່ມີຄາດບຣຽດຟິລິ່ມເອກຊເຮຍ


ໃນກາຣກຳທັນດຳຄ່ານີ້ ພັກໜັນອື່ນໆ ທັງໝົດຂອງເຕີຍຍັງຄົງແໜ້ວອືນກັນ

## รากันข้างเตียงแบบแยกพับได้ (เลือกติดตั้งได้)

สามารถกำหนดค่าเตียงเพื่อใช้รากันข้างเตียงแบบแยกพับได้

ในการกำหนดค่านี้ ที่ปลดล็อกรากันข้างเตียงอยู่ได้รากันข้างเตียงโดยตรง ที่ปลดล็อกอย่างเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ

"การลดระดับรากันข้างเตียงชนิดรากันเตียงแบบแยก:" ในบทที่ 4



A. รากันข้างเตียงที่ส่วนหัวเตียง

B. รากันข้างเตียงที่ส่วนปลายเตียง

C. ที่ปลดล็อกรากันข้างเตียง

ในการกำหนดค่านี้ พังก์ชันอื่นๆ ทั้งหมดของเตียงยังคงเหมือนกัน

## 2. การใช้งานทางคลินิก



### คำเตือน

เพื่อให้แน่ใจว่าผู้พักฟื้นจะสามารถใช้เตียงนี้ได้อย่างปลอดภัย ควรมีการประเมินอายุ ขนาด และสภาพร่างกายของผู้พักฟื้นโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

การใช้ระบบปรับเอียงส่วนหัวเตียงลง (ท่า Trendelenburg) หรือส่วนปลายเตียงลง (ท่า reverse Trendelenburg)

อาจส่งผลกระทบทางลบต่อสภาวะทางการแพทย์บางประการ ดังนั้น

ควรใช้ระบบการปรับเอียงภายใต้คำแนะนำของบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หลังจากประเมินสภาพผู้พักฟื้นแล้วเท่านั้น

**วัตถุประสงค์การใช้งาน** เตียงเหมาะสมสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมการใช้งาน 1, 2 และ 3 ตามที่ระบุใน IEC 60601-2-52

#### สภาพแวดล้อมการใช้งาน 1

การดูแลผู้ป่วยหนัก/ผู้ป่วยวิกฤตในโรงพยาบาลที่จำเป็นต้องมีการดูแลทางการแพทย์และการติดตามตรวจดูอาการอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง เช่น ITU, ICU และ CCU

#### สภาพแวดล้อมการใช้งาน 2

การดูแลระยะเฉียบพลันในโรงพยาบาลหรือสถานบริการทางการแพทย์อื่นๆ

ที่จำเป็นต้องมีการดูแลทางการแพทย์และการติดตามตรวจดูอาการ เช่น แผนกอายุรกรรมและศัลยกรรม

#### สภาพแวดล้อมการใช้งาน 3

การดูแลระยะยาวทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องมีการดูแลทางการแพทย์และควรมีการติดตามตรวจดูอาการ หากจำเป็น เช่น สถานพักรักษาพักฟื้นและศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุ


### ข้อมูลปัจจัย

เตียงนี้เหมาะสมสำหรับผู้พักฟื้นที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งไม่สามารถเคลื่อนไหวและมีความเสี่ยงในการจัดวางท่าทางสูง และ / หรือผู้ที่มีสภาวะทางคลินิกที่กำหนดให้การเคลื่อนไหวท่าทางของผู้พักฟื้นมีการเคลื่อนไหวร่างกายในระดับที่น้อยที่สุด

ผู้พักฟื้นที่ต้องดูแลในระดับปานกลางและสามารถใช้ส่วนควบคุมต่างๆ ในการปรับท่าทางของตนเองได้ ทั้งนี้อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของผู้ดูแล

แผ่นรองเบาะสามารถปรับตำแหน่งได้เพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาผู้พักฟื้นที่จำเป็นในสถานที่รักษาพยาบาล ตามที่ระบุไว้ในสภาพแวดล้อมการใช้งาน 1, 2 และ 3

## ข้อห้ามใช้



น้ำหนักผู้พักฟื้นสูงสุดที่แนะนำ คือ 185 กก.

น้ำหนักใช้งานที่ปลอดภัยของเตียงคือ 250 กก.


น้ำหนักใช้งานที่ปลอดภัยคำนวณได้ดังนี้ (สอดคล้องกับ IEC 60601-2-52):

น้ำหนักสูงสุดของผู้พักฟื้น	185 กก.
เบาะ	20 กก.
อุปกรณ์เสริม (รวมน้ำหนักที่เชื่อมต่อ)	45 กก.
รวม	250 กก.



### คำเตือน

หากน้ำหนักร่วมของเบาะและอุปกรณ์เสริมมากกว่า 65 กก. จะเป็นต้องลดน้ำหนักสูงสุดของผู้พักฟื้นให้สอดคล้องกัน



ขนาดผู้พักฟื้นที่แนะนำ น้ำหนักเท่ากับหรือเกิน 40 กก. (88 ปอนด์)  
ความสูงอยู่ระหว่าง 146 ซม. (57 นิ้ว) และ 190 ซม. (74 นิ้ว) และ BMI  
เท่ากับหรือเกิน 17

อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลอาจพิจารณาว่าผู้พักฟื้นที่มีความสูงมากกว่า 190 ซม.


สามารถใช้เตียงนี้ได้โดยการขยายความยาวของเตียง - โปรดดู "การปรับความยาวเตียง" ในบทที่ 4  
โปรดตรวจสอบว่าความสูงของผู้พักฟื้นไม่เกินกว่า "ความยาวด้านในเตียง" ที่ระบุในบทที่ 7

### 3. การติดตั้ง

เสียบปลั๊กไฟหลักกับเต้ารับไฟฟ้าที่เหมาะสม โปรดตรวจสอบว่าคุณสามารถเข้าถึงปลั๊กหลักได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้สามารถดูดออกได้อย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน

เมื่อเชื่อมต่อเตียงกับแหล่งจ่ายไฟแล้ว ไฟแสดงสถานะบนกล่องควบคุม (1) และแผงควบคุมของผู้ดูแลจะติดสว่าง สายไฟ (2) จะแขวนอยู่ที่ตัวข้อพลาสติก (3) เมื่อไม่ใช้งานเตียงหรือก่อนย้ายเตียง ให้เกี่ยวตะขอเข้ากับแผ่นปิดหัวเตียง ม้วนสายไฟ และแขวนไว้กับตะขอดังภาพ

หากต้องการตัดการเชื่อมต่อเตียงจากแหล่งจ่ายไฟ ถอนปลั๊กไฟหลักออกจากเต้ารับไฟฟ้า



การจัดเก็บสายและข้อปรับศักย์ไฟฟ้า

ข้อปรับศักย์ไฟฟ้า (4) อยู่ที่ส่วนหัวเตียง

เมื่อมีอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นอยู่ภายในระยะเอื้อมถึงของผู้พักพื้นหรือผู้ดูแล ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างอุปกรณ์สามารถลดลงได้โดยการเชื่อมต่อข้อปรับศักย์ไฟฟ้าของอุปกรณ์ทั้งสองเครื่องเข้าด้วยกัน





## คำเตือน

หากสายไฟหรือปลั๊กหลักชำรุด จำเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบทั้งหมดโดยช่างผู้ชำนาญที่ได้รับอนุญาต อย่าถอดปลั๊กที่ติดตั้งไว้ออก หรือใช้ปลั๊กหรืออะแดปเตอร์ที่ต่อสายไฟได้

ตรวจสอบว่าสายไฟไม่ได้ยึดออก พนักนันเป็นปม หรือลีกขาด

อย่าปล่อยให้สายไฟกองกับพื้น เนื่องจากอาจทำให้เกิดอันตรายจากการสะคัดล้ม

ตรวจสอบว่าสายไฟไม่ได้พันหรือเกี่ยวติดกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้ของเตียง

ถอนการเชื่อมต่อสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ และเก็บรักษาตามที่แนะนำ ก่อนทำการเคลื่อนย้ายเตียง




## ข้อควรระวัง

ก่อนการใช้งานครั้งแรก หรือในกรณีที่ไม่มีการใช้งานเดียงเป็นเวลานานกว่าสามเดือน เชื่อมต่อเตียงกับแหล่งจ่ายไฟเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงเพื่อชาร์จประจุแบตเตอรี่สำรองให้เต็ม หากไม่ดำเนินการดังกล่าว อาจส่งผลให้อาชญากรรมใช้งานแบตเตอรี่สั้นลงกว่าเดิม

ควรจัดตำแหน่งเตียงโดยให้บันฟเฟอร์ยางอยู่ห่างจากผนังด้านหลังอย่างน้อย 20 ซม.

เพื่อป้องกันแผลปิดหัวเตียงชนกับผนังเมื่อเอียงส่วนหัวเตียงลง (ท่า Trendelenburg)



การจัดตำแหน่งที่แนะนำจากผนังด้านหลัง



### คำเตือน

ใช้เบาะที่มีขนาดและประเภทถูกต้องเสมอ การใช้เบาะที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อาจก่อให้เกิดอันตราย


อาจเกิดอันตรายจากการเกี่ยวติดเมื่อใช้เบาะที่นุ่มพิเศษ แม้จะมีขนาดที่ถูกต้องก็ตาม

ความหนาสูงสุดของเบาะที่แนะนำสำหรับการใช้งานกับรถที่นั่งข้างเดียวคือ 18 ซม.

โปรดอ่านคำแนะนำสำหรับการใช้งานที่ให้มาด้วย

ในกรณีที่น้ำหนักสูงสุดของผู้พักฟื้นที่ระบุสำหรับเบาะแตกต่างจากที่ระบุสำหรับเด็ก ใช้ค่าที่ต่ำกว่า

ป้ายระบุที่แผ่นรองขยายส่วนของระบุขนาดเบาะที่ถูกต้อง:



ป้ายระบุขนาดเบาะ

หมายเหตุ

หมายเลขอ 1, 2 และ 3 บนป้ายระบุความยาวต่างๆ ของแผ่นรองเบาะ โปรดดู "การปรับความยาวเดียว" ในบทที่ 4

อ่านต่อที่หน้าต่อไป

## เบะแสและรวมกันข้างเดียว

(เลือกติดตั้งได้)

เมื่อเลือกใช้เตียงและเบะร่วมกัน

เป็นเรื่องสำคัญมากที่ควรพิจารณาการใช้รวมกันข้างเดียวร่วมด้วยโดยอ้างอิงจากการประเมินทางคลินิกของผู้พักฟื้นแต่ละรายและความสอดคล้องกับนโยบายในห้องคืน

ขณะประเมินความเหมาะสมของเบะเพื่อการใช้งานกับรวมกันข้างเดียว ควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้ร่วมด้วย

- เตียงได้รับการออกแบบให้มีความสูงของรวมกันข้างเดียวที่ยอมรับได้เมื่อใช้ร่วมกับเบะไฟฟ้าที่มีความหนาสูงสุด 18 ซม.
- โดยทั่วไป เบะลม/ไฟฟ้าแบบพิเศษจะขอบล้อมผู้พักฟื้นไว้เมื่อผู้พักฟื้นนอนอยู่ และจะมีความลึกกว่าเบะไฟฟ้าที่ไม่ทำให้ความปลอดภัยสูญเสียไป ทั้งนี้ ตรายีห้อของเบะแบบพิเศษอื่นใดที่ต้องการนำมาใช้จำเป็นต้องได้รับการประเมินเป็นรายชิ้นก่อนการใช้งาน เพื่อให้แนใจถึงระยะห่างที่เหมาะสม
- ไม่แนะนำให้วางเบะข้อนทับกันสำหรับการใช้งานกับเตียงนี้
- เพื่อให้สอดคล้องกับ IEC 60601-2-52 ควรใช้เบะ Airgo ที่ได้รับการอนุมัติ เมื่อใช้งานเบะชนิดอื่น ผู้ใช้ต้อง ตรวจสอบยืนยันด้วยตนเองว่าสอดคล้องตามมาตรฐานนี้
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเบะและการเปลี่ยนเบะที่เหมาะสม โปรดติดต่อสำนักงาน Airgo ในห้องถีนของคุณ หรือผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ โปรดดูรายชื่อสำนักงาน Airgo ที่ด้านหลังของคู่มือฉบับนี้

## 4. การควบคุมการทำงาน




### คำเตือน

กดแป้นเบรคด้วยเท้าโดยสวมรองเท้าที่เหมาะสม อุ่นกดแป้นเบรคนี้ด้วยมือ


เบรคและการบังคับทิศ แป้นเบรคที่ส่วนปลายเตียงมีสามตำแหน่งตามที่แสดง:

ทาง


- เบรค: เบรคจะใช้กับล้อเลื่อนทั้งสี่ล้อ
- อิสระ: ล้อเลื่อนทั้งสี่ล้อหมุนและเคลื่อนได้อย่างอิสระ
- บังคับทิศทาง: ล้อเลื่อนทั้งหมดต้องสามารถหมุนได้แต่ล้อบังคับทิศทาง (ดูที่ด้านล่าง) จะถูกล็อกไว้เพื่อไม่ให้สามารถหมุนรอบได้ ระบบจะช่วยบังคับเตียงให้เคลื่อนที่ในทางตรงเสมอ



เบรค



อิสระ



บังคับทิศทาง

การใช้ล้อบังคับทิศทาง

จัดตำแหน่งเตียงเพื่อให้ล้อเลื่อนทั้งหมดหันไปในทิศทางที่เคลื่อนที่ ยกแป้นเบรคขึ้นเพื่อล็อกล้อบังคับทิศทาง และเคลื่อนย้ายเตียงโดยการผลักเตียงจากด้านตรงข้าม

หมายเหตุ


ล้อบังคับทิศทางอาจอยู่ที่ด้านใดด้านหนึ่งของเตียง ตามที่ลูกค้ากำหนด

หมายเหตุ

ลักษณะภายนอกของแป้นเบรคอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในตัวผลิตภัณฑ์จริง แต่พึงรู้ว่าการทำงานและตำแหน่งน้ำหนักจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

## ก้านเบรค (เลือกติดตั้งได้)

แป้นเบรคอ้าวเขื่อมปิงกับก้านเบรคแบบเดี่ยว (1) ซึ่งช่วยให้สามารถควบคุมการทำงานของแป้นเบรคได้ง่ายขึ้น




ก้านเบรค

## แป้นเบรคที่ส่วนหัวเตียง

แป้นเบรคติดตั้งอยู่ที่ส่วนหัวเตียง โดยควบคุมการทำงานในวิธีการเดียวกันกับแป้นเบรคที่ส่วนปลายเตียง

## แป้นเหยียบสำหรับปรับความสูงของเตียง

(เลือกติดตั้งได้)



ยกฝ่าครอแป้นขึ้นด้วยเท้าและเหยียบด้านข้างเพื่อยกเตียงขึ้น เหยียบแป้นด้านขวาเพื่อลดเตียงลง

## วิธีใช้งานล็อตที่ 5 (เลือกติดตั้งได้)


ล็อตที่ 5 ช่วยให้การเคลื่อนย้ายเตียงและการบังคับทิศทางทำได้ดีขึ้น

### เปิดใช้งานล็อตที่ 5:


1. เหยียบส่วนหัวของแป้นเหยียบควบคุมล็อตที่ 5 (A) (ดูภาพประกอบ 1)  
ล็อตที่ 5 (B) จะลดระดับลงจนกระทั่งสัมผัสถูกพื้น
2. ตรวจสอบว่าปลดล็อกเบรคแล้ว และแป้นเบรคอยู่ในตำแหน่ง "ฟรี" (ดูภาพประกอบ 2)
3. เตียงพร้อมสำหรับเคลื่อนที่

### เลิกใช้งานล็อตที่ 5:

1. เหยียบส่วนหัวของแป้นเหยียบควบคุมล็อตที่ 5 (A) (ดูภาพประกอบ 1)
2. ตรวจสอบว่าล็อตที่ 5 (B) ยกขึ้นจากพื้น



ภาพที่ 1 - แป้นเหยียบควบคุมล็อตที่ 5



ภาพที่ 2 - ตำแหน่งฟรี


## ราวกันข้างเตียง (เลือกติดตั้งได้)

เตียงสามารถติดตั้งราวกันข้างเตียงแบบ 3 ราวนหรือ 5 ราวนความยาว  $\frac{3}{4}$  หรือราวกันข้างเตียงแบบแยกพับได้



คำเตือน - เตียงที่ให้มา **ไม่มี** ราวกันข้างเตียง

บุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบควรพิจารณาอยุ ขนาด และสภาวะของผู้พักฟื้นก่อนอนุญาตการใช้ราวกันข้างเตียง



อย่าติดตั้งราวกันข้างเตียง (รวมถึงราวกันข้างเตียงที่ผลิตโดย Arjo) บนเตียง



คำเตือน - เตียงที่ให้มา **มี** ราวกันข้างเตียง

บุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบควรพิจารณาอยุ ขนาด และสภาวะของผู้พักฟื้นก่อนอนุญาตการใช้ราวกันข้างเตียง

ราวกันข้างเตียงไม่ได้มีไว้สำหรับกีดขวางผู้พักฟื้นที่ต้องการออกจากเตียงด้วยความตั้งใจ

ต้องใช้เตียงร่วมกับราวกันข้างเตียงที่ให้มาเท่านั้น ห้ามใช้ราวกันข้างเตียงของผู้ผลิตอื่น

ตรวจสอบว่าเบาะเหมาะสมสำหรับการใช้งานกับราวกันข้างเตียง - ดูบทที่ 3 สำหรับคำแนะนำ



จุดสัมผัสราวกันข้างเตียงจะมีสัญลักษณ์นี้กำกับอยุ ระวังไม่ให้แขนและนิ้วอ้อมในบริเวณนี้




เมื่อใช้ราvkันข้างเตียงจะต้องได้ความยาว  $\frac{3}{4}$  อย่าติดตั้งราvkันข้างเตียงอื่นนอกเหนือจากที่ Arjo ให้มาด้วยพร้อมกับเตียง  
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฉลากหมายเลขซีเรียลบนราvkันข้างเตียงสองคอลองกับหมายเลขซีเรียลบนเตียง - โปรดดูหน้า 7 สำหรับ  
คำอธิบายหมายเลขซีเรียลของเตียง

เมื่อติดตั้งราvkันข้างเตียงแบบถอดได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประกอบและติดตั้งสลักยึดถูกต้อง

## การลดความกันข้างเดียวแบบพับได้ความยาว $\frac{3}{4}$ คง.


ยกราวกันด้านบน (1) หลังบานพับ ดึงปุ่มการทำงานสีน้ำเงิน (2) และลดราวกันข้างเดียวไปทางปลายเดียว (3)



การใช้งานราวกันข้างเดียวแบบพับได้ความยาว  $\frac{3}{4}$

การยกรากวันข้างเดียวขึ้น:

ยกรากวันด้านบน (1) หลังบานพับ ดึงรากวันข้างเดียวขึ้นจนกระแทกแล็คเข้าที่ในตำแหน่งยกขึ้นและมีเสียง "คลิก"




## หากต้องการลดและติดตั้งรากันข้างเตียงแบบพับได้แบบ 3 หรือ 5 ความยาว $\frac{3}{4}$ :

เตียงบางเตียงติดตั้งรากันข้างเตียงแบบพับและถอนได้ รากันข้างเตียงแบบพับและถอนได้มีการกำหนดค่าให้เลือกแบบ 3 หรือ 5 รากันข้างเตียงแบบถอนได้มีการทำงานเหมือนกับรากันข้างเตียงความยาว  $\frac{3}{4}$  ที่อธิบายในหน้าก่อนหน้า

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารากันข้างเตียงอยู่ในตำแหน่งยกขึ้น

คันหาลักษณะที่ปลายทั้งสองด้านของเตียงระหว่างรากันข้างเตียงกับโครงเตียง สำหรับสลักแต่ละตัว ดึงห่วงยึด (2) ออกและยกสลักออกจากโครงเตียง (3)



สลักยึดรากันข้างเตียงแบบพับได้ความยาว  $\frac{3}{4}$

ลดรากันข้างเตียงลง (ดูหน้า 21)




### คำเตือน

ขณะที่ลดรากันข้างเตียงลงและถอนสลักยึดออก รากันข้างเตียงอาจเคลื่อนที่โดยไม่คาดคิด

ใช้ความระมัดระวังระหว่างการถอนเพื่อล็อกเลี้ยงการเคลื่อนที่กะทันหันของราวก้าจ่าที่ทำให้เกียรติแขนขา ระวังจุดสัมผัสที่อธิบายในหน้า 20

ยกรากันข้างเตียงบริเวณใกล้จุดติดตั้ง (2) และดึงรากันข้างเตียงออกจากโครงเตียง




การถอนรากันข้างเตียงแบบพับได้ความยาว  $\frac{3}{4}$

หากต้องการติดตั้งรากันข้างเตียง เลื่อนราวน้ำเพื่อติดตั้งเข้ากับจุดติดตั้งโครงเตียง (2) และยึดด้วยสลักยึด

## การลดความต่ำของรถกันข้างเตียงชนิดรถกันเตียงแบบแยก.

ยกที่จับรถกันข้างเตียงด้านใดด้านหนึ่งค้างไว้ (1) ดึงคันปล่อย (2) และลดรถกันข้างเตียงลง (3) เพื่อให้ราบพับลงได้แผ่นรองเบาะ



การทำงานของรถกันข้างเตียงชนิดรถกันเตียงแบบแยก

## การยกรถกันข้างเตียงขึ้น:

ยกที่จับรถกันข้างเตียงด้านใดด้านหนึ่งค้างไว้ (1) ดึงรถกันข้างเตียงขึ้นและในทิศทางออกห่างจากเตียง จนกระทั้งรถล็อกเข้าที่ในตำแหน่งยกขึ้นและมีเสียง "คลิก"

หมายเหตุ

รถกันข้างเตียงที่ส่วนหัวเตียงและส่วนปลายเตียงมีวิธีการทำงานที่เหมือนกัน


## ที่ปลดล็อคพนักพิง

## CPR

ที่ปลดล็อค CPR แบบแม่น้ำลดอยู่ที่ด้านล่างของส่วนน่องแต่ละด้านของเตียง

หากผู้พักฟื้นประสบภาวะหัวใจหยุดเต้น ให้ดึงที่ปลดล็อค CPR (1)

การดำเนินการนี้จะช่วยลดพนักพิงลงเพื่อให้สามารถดำเนินการปฐมพิการช่วยฟื้นคืนชีพ



ที่ปลดล็อคพนักพิง CPR



### คำเตือน

พนักพิงอาจถลอกง่ายร้าดเร็ว อย่าวางมือบริเวณนั้นเพื่อป้องกันมือติด



### ข้อควรระวัง

การปล่อย CPR ด้วยตนเองควรใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น

เนื่องจากการใช้งานบ่อยครั้งในสถานการณ์ทั่วไปในชีวิตประจำวันอาจก่อให้เกิดการชำรุดเสียหายก่อนเวลาอันควร

## ถาดบรรจุตับฟิล์ม

เอกสารเรียบ

(เลือกติดตั้งได้)

ถาดบรรจุตับฟิล์มเอกสารเรียบช่วยในการถ่ายภาพเอกสารเรียบท朗ของจากพนักพิงในทุกมุม และโดยที่ไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้พักที่นอนจากเตียง



### คำเตือน

จัดแผ่นรองเบาะในระดับความสูงที่ถูกหลักสิริศาสตร์เพื่อให้บรรจุและถอดตับฟิล์มเอกสารเรียบอย่างง่ายดาย

ต้นถาดบรรจุตับฟิล์มเอกสารเรียบกลับไปยังตำแหน่งปิดใต้พนักพิงก่อนยกหรือลดระดับพนักพิง


อย่าแน่นหัวใจว่าวัตถุหนักบนถาดบรรจุตับฟิล์มเอกสารเรียบ

ตรวจสอบว่าถาดบรรจุตับฟิล์มเอกสารเรียบยึดอยู่ในตำแหน่งแน่นหนาด้วยตัวล็อกทุกครั้ง

### การควบคุมการทำงาน


กดเบรค ถอดแผ่นปิดหัวเตียงออกจากเตียง

ดึงปุ่ม (1) เพื่อปลดตัวล็อกและเลื่อนถาดออก (2) มากที่สุดเท่าที่ทำได้



การใช้งานถาดบรรจุตับฟิล์มเอกสารเรียบ


ปล่อยปุ่มเพื่อให้ถาดค้างอยู่ในตำแหน่งเปิดเต็มที่ (3) วางตับพิล์มเอกสารเรียบร้อย (4)  
ลงบนถาดโดยให้มุมด้านล่างแนบกับขอบที่ส่วนปลายถาด



การวางตับพิล์มเอกสารเรียบร้อย

ดึงปุ่มและเลื่อนถาดเข้าไปใต้พนักพิง

แม่พิมพ์สีแดงบนอุปกรณ์ติดตั้งเครื่องเอกสารเรียบร้อยจะบันทึกความของตับพิล์มเอกสารเรียบร้อย<sup>ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อช่วยในการระบุตำแหน่งที่ถูกต้อง</sup>



อุปกรณ์ติดตั้งเครื่องเอกสารเรียบร้อย

ปล่อยปุ่มเพื่อยืดถาดในอยู่ในตำแหน่งล็อกตำแหน่งได้ตำแหน่งหนึ่ง

หลังการใช้งาน ดึงถาดออกให้อยู่ในตำแหน่งเปิดจนสุดและกดตับพิล์มเอกสารเรียบร้อยออก  
ดันถาดกลับไปยังตำแหน่งปิดใต้พนักพิงและใส่แผ่นปิดหัวเตียงเข้าที่

## การปรับความยาว

ความยาวของเตียงสามารถปรับตั้งได้สามตำแหน่ง โดยทั่วไป ความยาวทั้งสามแบบจะถูกใช้ดังนี้

### เตียง

- 1 สัน สำหรับการใช้งานเตียงในพื้นที่จำกัด
- 2 ความยาวมาตรฐาน สำหรับการใช้งานทั่วไป
- 3 ขยาย สำหรับผู้พักฟื้นที่สูงมาก



### คำเตือน


ติดตั้งส่วนขยายเบ้าโฟมที่เหมาะสม (เบาะหน้า) ที่ส่วนหัวเตียงเมื่อขยายเตียงออก

ปรับโครงเตียงและแผ่นรองเบ้าให้มีความยาวเท่ากันเสมอและตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทั้งสองข้างยึดกันอย่างแน่นหนาเข้าหากัน

ระวังอย่าให้น้ำของคุณถูกหนีบขณะยกก้านจับ


การขยายโครงเตียง:

ดึงคันล็อกส่วนขยายสีน้ำเงิน (1) ดึงโครงเตียงออก (2) ไปยังตำแหน่งที่ต้องการและปล่อยคันล็อก




การขยายโครงเตียง

การขยายแผ่นรองเบาะ:



ยกก้านจับส่วนขยายสีน้ำเงินขึ้น (1) และจับที่ตรงกลางของแผ่นรองเบาะที่วางปลายเตียง (2) จากนั้นดึงแผ่นรองเบาะไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ปล่อยก้านจับ



การลดความยาวของเตียง:

ดำเนินการตามขั้นตอนด้านบนแบบย้อนกลับ

ราวแขวนผ้าปูเตียง


(ผ้าปูที่นอน)

(เลือกติดตั้งได้)

ราวแขวนผ้าปูเตียงใช้สำหรับวางผ้าที่สะอาดเมื่อเปลี่ยนผ้าปูเตียง

ดึงราวแขวนผ้าปูเตียงออกจากตำแหน่งปิด ด้านล่างแผ่นปิดปลายเตียง

หลังการใช้งาน ดันราวแขวนผ้าปูเตียงกลับไปยังตำแหน่งปิด



ราวแขวนผ้าปูเตียง (ผ้าปูที่นอน)




ข้อควรระวัง

น้ำหนักใช้งานที่ปลอกภัยของชั้นแขวนผ้าปูเตียงคือ 20 กก.


ปรับระดับแผ่นรองเบาะก่อนการใช้งานชั้นแขวนผ้าปูเตียง

ที่เสียบเสาโน่นตัวและ  
อุปกรณ์เสริมต่างๆ

ที่เสียบเสาโน่นตัว (1) ออยู่ที่ส่วนหัวของแผ่นรองเบาะ  
ที่เสียบเพื่อใส่อุปกรณ์เสริมที่ใช้งานร่วมกันได้อยู่ที่ส่วนหัวเตียง (2) และส่วนปลายเตียง (3)




ที่เสียบเสาโน่นตัวและอุปกรณ์เสริมต่างๆ (ส่วนหัวเตียง)



ที่เสียบอุปกรณ์เสริม (ส่วนปลายเตียง)

ร้าวแขวนถุงระบบยาน  
ของเสีย

ร้าวแขวน (1) สำหรับรองรับถุงระบบยานของเดียว อยู่ที่ด้านล่างของส่วนต้นขาและพนักพิงที่ด้านใต้ด้านหนึ่งของเตียง (เลือกติดตั้งได้) นอกจากนี้ เตียงยังอาจติดตั้งร่างปีกนกเสริมด้วย (2)



ร้าวแขวนถุงระบบยานของเสียและร่างปีกนก




ข้อควรระวัง

น้ำหนักสูงสุดที่ร้าวแขวนถุงระบบยานของเสียและร่างปีกนกสามารถรองรับได้อย่างปลอดภัยคือ 5 กก.

แผ่นปิดหัวเตียงและ  
แผ่นปิดปลายเตียง


แผ่นปิดหัวเตียงและแผ่นปิดปลายเตียงสามารถยกออกจากเตียงได้โดยง่ายดายเพื่อเข้าถึงตัวผู้พักฟื้น (เลือกติดตั้งได้) แผ่นปิดหัวเตียงและแผ่นปิดปลายเตียงอาจติดตั้งโดยมีตัวล็อก (1) เพื่อป้องกันการหลุดออกที่ไม่คาดคิด การปลดล็อกแผ่นปิด: ดึงตัวล็อกออก (2) และหมุนหนึ่งในสี่รอบ (3) หลังจากนั้น คุณจะสามารถยกแผ่นปิดเตียงออกจากเตียงได้



การล็อกแผ่นปิดปลายเตียง (ภาพด้านล่างนี้เป็นภาพที่ส่วนปลายเตียง)  
หลังจากไส้แผ่นปิดเตียงเข้าที่แล้ว หมุนตัวล็อกจนกระทิ่งอยู่ในตำแหน่งล็อก

## ส่วนแผ่นรองเบาะ

เดียวให้มาพร้อมส่วนแผ่นรองแบบเดิมเป็นมาตรฐาน และมีส่วนแผ่นรองแบบราบให้เลือกได้  
ส่วนแผ่นรองเบาะตี่ส่วน (พนักพิง ที่นั่ง ด้านข้า และน่อง)  
สามารถถอดออกได้ด้วยการดึงชิ้นออกจากโครงของแผ่นรองเบาะ  
ยกแผ่นรองขยายส่วนน่องขึ้น (1) ก่อนถอดส่วนน่อง (2)



### ส่วนแผ่นรองเบาะ (ภาคด้านบน)

หากต้องการใส่แต่ละส่วนกลับเข้าที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนนั้นๆ อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องบนโครงแผ่นรองเบาะ<sup>จากนั้นกดลงแรงๆ จนเข้าที่</sup>

ใส่แผ่นรองขยายส่วนน่องกลับเข้าที่ (1) ด้วยการยืดแผ่นเข้ากับปลายโครงแผ่นรองเบาะ

#### หมายเหตุ

อย่างน้ำส่วนแผ่นรองแบบเรียบและแบบโค้งมาตรฐาน ส่วนแผ่นรองแบบโค้งมีเส้นร่องกว่าส่วนแผ่นรองแบบเรียบเล็กน้อย  
เพื่อช่วยในการจำแนกความแตกต่างระหว่างส่วนแผ่นรองสองประเภท

## แผ่นปิดหัวเตียงและ

แผ่นปิดปลายเตียง

## แผ่นปิดปลายเตียง

### ไฟใต้เตียง

(เลือกติดตั้งได้)

ไฟใต้เตียงจะส่องสว่างไปที่พื้นแต่ละด้านของเตียง

ไฟจะติดตัวเองตลอดเวลา เว้นแต่เมื่อเตียงทำงานโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่สำรอง

## การปรับแต่งรองเบาะ

เตียงให้มาพร้อมชุดควบคุมสองชุด: ชุดควบคุมของผู้พักพื้นพร้อมส่วนควบคุมพื้นฐาน และແພງควบคุมของผู้ดูแล (ACP) สำหรับให้ผู้ดูแลใช้ พังก์ชันต่างๆ บนชุดควบคุมอย่างแยกกันไม่ได้กันได้ไป

การปรับแต่งรองเบาะ: กดปุ่มที่เหมาะสมค้างไว้จนกระทั่งແຜ่นรองเบาะอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ  
ແຜ่นรองเบาะจะเคลื่อนที่จนกว่าปุ่มจะถูกปล่อยหรือจนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อีก

หมายเหตุ

หากสัญญาณเตือน (เสียงบีบ) ดังขึ้นเมื่อกดปุ่ม แสดงว่าเตียงกำลังทำงานด้วยแบบเตอร์มาร์ต - โปรดดูหัวข้อ **แบบเตอร์มาร์ต**

หมายเหตุ

หากกดปุ่มค้างไว้นานกว่า 90 วินาที พังก์ชันจะถูกยับยั้งการทำงานโดยอัตโนมัติจนกว่าจะปล่อยนิ้วจากปุ่ม จากนั้น

ต้องมีการปลดล็อกพังก์ชันตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ **การล็อกพังก์ชัน**

 **คำเตือน**

หากชุดควบคุมของผู้พักพื้นหรือ ACP ตกบนพื้นผิวแข็ง ตรวจสอบว่าปุ่มทั้งหมดยังทำงานถูกต้อง


## ชุดควบคุมของผู้พักฟื้น

สามารถจัดตั้งตำแหน่งชุดควบคุมของผู้พักฟื้นที่ด้านใดด้านหนึ่งของเตียง



### คำเตือน

จัดเก็บชุดควบคุมบนราวกันข้างเตียงโดยใช้คลิปด้านหลัง ซึ่งจะช่วยป้องกันการทำงานของส่วนควบคุมโดยไม่คาดคิด  
ผู้ดูแลควรสาธิตและอธิบายให้ผู้พักฟื้นทราบเกี่ยวกับวิธีการใช้ชุดควบคุมนี้



ชุดควบคุมของผู้พักฟื้น

### หมายเหตุ

ในเตียงบางรุ่น ชุดควบคุมของผู้พักฟื้นไม่มีส่วนควบคุมความสูงของแผ่นรองเบาะ พนักพิง หรือส่วนต้นขา


## Bio-Contour



บุ๊ม Bio-Contour ชี้น จะยกส่วนพนักพิงและต้นขาขึ้นในเวลาเดียวกันเพื่อให้โครงร่างผู้พักพื้นอยู่ในแนวตั้งตรง ทั้งนี้ ส่วนต้นขาที่ยกขึ้นจะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้พักพื้นลื่นไถลลงจากเตียง

บุ๊ม Bio-Contour ลง ปรับแผ่นรองเบาะกลับสูตร์ตำแหน่งราบ


### ของใช้ของพนักพิง (เลือกติดตั้งได้)



บุ๊มเหล่านี้จะช่วยยกและลดระดับพนักพิง

พนักพิงจะหยุดเคลื่อนที่เมื่อทำมุมประมาณ  $30^{\circ}$  กับแนวราบ

### ส่วนต้นขา (เลือกติดตั้งได้)



บุ๊มเหล่านี้จะช่วยยกและลดความสูงของตำแหน่งส่วนต้นขา

เมื่อตำแหน่งส่วนต้นขาถูกยกขึ้นเป็นครั้งแรกจากตำแหน่งราบ ส่วนน่องจะอยู่ในท่า Fowler (มุคลง)

หากต้องการเปลี่ยนส่วนน่องให้อยู่ในท่า Vascular (แนวอน) โปรดดูที่หัวข้อ การปรับตำแหน่งน่อง

### ความสูงของแผ่นรองเบาะ (เลือกติดตั้งได้)



บุ๊มเหล่านี้ช่วยยกและลดระดับแผ่นรองเบาะ

เมื่อแผ่นรองเบาะถูกลดระดับจนมีความสูงเหนือพื้น 38 ซม.\*

แผ่นรองเบาะจะหยุดเคลื่อนที่ครู่หนึ่งก่อนจะลดระดับต่อไปจนถึงความสูงต่ำสุด

\* 40 ซม. สำหรับเตียงที่มีลักษณะกว้าง 150 มม.


## ແຜນຄວບຄຸມຂອງຜູ້ດູແລ (ACP)

ACP ຄວາມສູງທີ່ສ່ວນປລາຍເຕີຍ



คำເຕືອນ

ຕ້ອງເກັບ ACP ໃຫ້ພັນມືອຜູ້ພັກຝຶ່ນ



ແຜນຄວບຄຸມຂອງຜູ້ດູແລ (ACP)




ໄຟແສດງສຕານະພລັງງານ - ຕິດສ່ວ່າມີເຕີຍເຈື່ອມທ່ອກກັບແຫລງຈ່າຍໄຟ



ໄຟແສດງສຕານະແບຕເຕອຣີ - ໂປຣດູ້ຫວ້າຂໍອ ແບຕເຕອຣີສໍາຮອງ

### ຄວາມສູງຂອງແພ່ນຮອງເບາະ



ປຸ່ມເຫຼຳນີ້ຊ່ວຍຍົກແລະລດຮະດັບແພ່ນຮອງເບາະ

ເນື່ອແພ່ນຮອງເບາະຈະຫຼຸກລດຮະດັບຈານມີຄວາມສູງເໜີ້ອພື້ນ 38 ຊມ.\*

ແພ່ນຮອງເບາະຈະຫຼຸດເຄລື່ອນທີ່ຄຽ່ງຫຸ່ນໆກ່ອນຈະລດຮະດັບຕ້ອໄປຈານຖືກຄວາມສູງຕໍ່ສຸດ

(\* 40 ຊມ. ສໍາຮັບເຕີຍທີ່ມີລົກເລື່ອນຂາດ 150 ມມ.)



คำເຕືອນ

ທີ່ຄວາມສູງຕໍ່ສຸດ ຮະຍະຫ່າງໄດ້ເຕີຍຈະລດລົງ

ຮວ່າງໃຫ້ເຂົາຂອງຄຸນອອກຫ່າງຈາກບຣິເວນດ້ານລ່າງຮາວກັ້ນຂ້າງເຕີຍແລະຮມັດຮະວັງເປັນພິເສດເນື້ອໃຫ້ອຸປະນົມຍົກຕ້ວຜູ້ພັກຝຶ່ນຫຼືເຄື່ອງມືອທີ່ຄລ້າຍຄລິ້ງກັນ

## ส่วนต้นขา




ปุ่มเหล่านี้จะช่วยยกและลดความสูงของตำแหน่งส่วนต้นขา

เมื่อตำแหน่งส่วนต้นขาถูกยกขึ้นเป็นครั้งแรกจากตำแหน่งราบ ส่วนน่องจะอยู่ในท่า Fowler (มุมลง)

หากต้องการเปลี่ยนส่วนน่องให้อยู่ในท่า Vascular (แนวอน) โปรดดูที่หัวข้อ การปรับตำแหน่งน่อง

## พนักพิง



ปุ่มเหล่านี้จะช่วยยกและลดระดับพนักพิง

พนักพิงจะหยุดเคลื่อนที่เมื่อทำมุมประมาณ  $30^\circ$  กับแนวราบ

## เก้าอี้อัตโนมัติ



ปุ่ม เก้าอี้อัตโนมัติชี้นี้ จะยกส่วนพนักพิงและต้นขาขึ้นในเวลาเดียวกัน โดยจะหยุดเคลื่อนที่เมื่อพนักพิงทำมุม  $45^\circ$  กดปุ่มนี้ค้างไว้ได้ต่อไปเพื่อลดระดับแผ่นรองเบาะส่วนปลายเดียว เพื่อให้เกล้ายเป็นท่านั่งเก้าอี้

เมื่อส่วนพนักพิงและต้นขาขยับขึ้น การกดปุ่ม เก้าอี้อัตโนมัติชี้นี้ อีกครั้งจะลดระดับแผ่นรองเบาะส่วนปลายเดียว เพื่อให้เกล้ายเป็นท่านั่งเก้าอี้ หากมุมของพนักพิงสูงกว่า  $45^\circ$  พนักพิงจะกลับไปยังมุม  $45^\circ$

เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้พักฟื้นล้มไปทางด้านหน้า

ปุ่ม เก้าอี้อัตโนมัติลง ปรับแผ่นรองเบาะกลับสู่ตำแหน่งแนวราบ

## องศาการเอียง



ปุ่มนี้จะลดระดับแผ่นรองเบาะส่วนหัวเดียว (ท่า Trendelenburg)



ปุ่มนี้จะลดระดับแผ่นรองเบาะส่วนปลายเดียว (ท่า reverse Trendelenburg)

### หมายเหตุ

เมื่อปรับระดับมาจากการตำแหน่งเอียง แผ่นรองเบาะจะหยุดครู่หนึ่งที่ตำแหน่งราบ (ไม่เอียง)

## ตำแหน่ง CPR



หากผู้พักฟื้นประสบภาวะหัวใจหยุดเต้น ให้กดปุ่ม CPR ค้างไว้ การดำเนินการนี้จะช่วยทำให้แผ่นรองเบาะอยู่ในแนวราบ (และลดระดับลง หากจำเป็น) เพื่อให้สามารถดำเนินการปฐมพิธการช่วยฟื้นคืนชีพ



ปุ่ม CPR จะยกเลิกการตั้งค่าการล็อกฟังก์ชัน

## การปรับตำแหน่งน่อง

เมื่อส่วนต้นขาถูกยกขึ้น ตำแหน่งส่วนน่องสามารถเปลี่ยนเป็นท่า vascular (แนวอน) ได้ด้วยตนเอง



จับที่ด้านข้างของโครงเตียงส่วนน่อง ยกส่วนน่องขึ้นจนล็อกเข้าที่



การเปลี่ยนจากท่า Fowler (ซ้าย) เป็นท่า vascular

การปรับระดับส่วนน่องกลับเป็นท่า Fowler:

ใช้ส่วนควบคุมของผู้พักพื้นหรือแผง ACP เพื่อลดส่วนต้นขาลงสู่แนวราบ แล้วยกส่วนต้นขาอีกครั้ง



คำเตือน

ระมัดระวังขณะยกส่วนน่อง ปฏิบัติตามแนวทางในการจัดวางท่าทางด้วยตนเอง

## การล็อกฟังก์ชัน

การล็อกฟังก์ชันสามารถใช้เพื่อป้องกันการใช้งานส่วนควบคุมต่าง ๆ เช่น  
กรณีที่การเคลื่อนที่ไม่คาดคิดของแผ่นรองเบาะอาจทำให้ผู้พักฟื้นได้รับบาดเจ็บ

ไฟแสดงสถานะที่อยู่ด้านบนของแต่ละฟังก์ชันจะแสดงสถานะปัจจุบันของฟังก์ชันดังกล่าว: เปิด = ฟังก์ชันถูกล็อก ปิด = ปลดล็อกฟังก์ชันแล้ว



การล็อก (ป้องกัน) ฟังก์ชันทั้งหมด: กดปุ่มล็อกฟังก์ชันค้างไว้หัววินาที ไฟแสดงสถานะสำหรับการ "ล็อก"  
ที่อยู่ด้านบนของแต่ละปุ่มฟังก์ชันจะติดสว่าง



กดปุ่มล็อกฟังก์ชัน ไฟแสดงสถานะด้านบนของปุ่มจะติดสว่าง  
กดปุ่ม ACP ที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันที่ต้องการล็อก ไฟแสดงสถานะสำหรับการ "ล็อก" ที่อยู่ด้านบนของปุ่มจะติดสว่าง



หลังจากหัววินาที ไฟแสดงสถานะที่อยู่ด้านบนปุ่มล็อกฟังก์ชันจะดับและทำการตั้งค่าการล็อกจะได้รับการจัดเก็บ

### หมายเหตุ

เมื่อฟังก์ชันหนึ่งถูกล็อก ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องจะถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ เช่น การล็อกพนักพิงจะปิดใช้งาน Bio-Contour และเก้าอี้อัตโนมัติด้วย

### หมายเหตุ

การตั้งค่าการล็อกฟังก์ชันจะยังได้รับการจัดเก็บไว้ หากเติยงถูกตัดการเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟ



หากต้องการปลดล็อก (อนุญาต) ฟังก์ชันที่ถูกล็อกก่อนหน้านี้:

กดปุ่มล็อกฟังก์ชัน ไฟแสดงสถานะด้านบนของปุ่มจะติดสว่าง



กดปุ่ม ACP ที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันที่ต้องการปลดล็อก ไฟแสดงสถานะสำหรับการ "ล็อก"  
ที่อยู่ด้านบนของแต่ละปุ่มจะดับ

หลังจากหัววินาที ไฟแสดงสถานะที่อยู่ด้านบนปุ่มล็อกฟังก์ชันจะดับและทำการตั้งค่าการล็อกจะได้รับการจัดเก็บ

## แบบเตอร์รี่สำรอง



### ข้อควรระวัง

เพื่อให้แน่ใจว่าจัดเก็บแบบเตอร์รี่โดยที่มีประจุไฟฟ้าเต็ม และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อแบบเตอร์รี่  
ควรเชื่อมต่อเดียงกับแหล่งจ่ายไฟตลอดเวลาระหว่างการใช้งานปกติ

แบบเตอร์รี่นี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในระยะสั้น อายุการใช้งานของแบบเตอร์รี่จะลดลง หากใช้เพื่อจ่ายพลังงานให้เดียงเป็นระยะเวลานาน

แบบเตอร์รี่สำรองช่วยให้สามารถควบคุมการทำงานของเดียงในระยะสั้นเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ  
หรือในสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อแหล่งจ่ายไฟไม่พร้อมใช้งาน

ระดับประจุแบบเตอร์รี่จะมีสัญลักษณ์บ่งบอกดังด้านไปนี้



หากเสียงเดือนดังเป็นช่วง ๆ ( $\text{บีบ}/\text{บีบ}/\text{บีบ}$ ) ขณะใช้งานเดียง หมายความว่าแบบเตอร์รี่มีประจุระหว่าง 75-100%  
ในสภาวะนี้ ฟังก์ชันทั้งหมดของเดียงยังคงทำงาน



หากเสียงเดือนดังอยู่ขณะเดียง หมายความว่าแบบเตอร์รี่มีประจุระหว่าง 10-75%  
ในสภาวะนี้ ฟังก์ชันทั้งหมดของเดียงยังคงทำงาน



หากไฟแสดงสถานะแบบเตอร์รี่ ACP สว่างเป็นสีแดง หมายความว่าแบบเตอร์รี่มีระดับประจุต่ำกว่า 10%  
ในสภาวะนี้ ฟังก์ชันทั้งหมดจะถูกล็อก

อ่านต่อที่หน้าต่อไป

## การชาร์จแบตเตอรี่สำรอง ใหม่




หากต้องการชาร์จแบตเตอรี่ เชื่อมต่อเตียงกับแหล่งจ่ายไฟ  
ชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้อย่างน้อยแปดชั่วโมงหากพลังงานหมดโดยลิ้นเชิง  
ขณะชาร์จแบตเตอรี่ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ ACP จะสว่างเป็นสีเหลือง  
ไฟแสดงสถานะจะดับเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว



### คำเตือน

การชาร์จแบตเตอรี่ต้องใช้อุปกรณ์ชาร์จในตัวเท่านั้น อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จแยกต่างหากหรือแหล่งจ่ายไฟ  
แบตเตอรี่สำรองต้องมีการระบายน้ำอากาศระหว่างชาร์จ อย่าบดบังแบตเตอรี่หรือเกิดขวางพื้นที่โดยรอบ



ตำแหน่งแบตเตอรี่สำรอง

## การล็อกครอบการทำงาน

การใช้งานส่วนควบคุมอย่างต่อเนื่องอาจเกินขอบการทำงานของระบบไฟฟ้าของเตียง  
ส่งผลให้ไฟแสดงสถานะหนึ่งอุปกรณ์พิบ หลังจาก 30 วินาที  
ไฟแสดงสถานะจะติดสว่างและฟังก์ชันทั้งหมดถูกล็อก

ในกรณีนี้ ให้รออย่างน้อย 18 นาทีแล้วทำการปลดล็อกที่อุปกรณ์ไว้ในทัวร์ การล็อกฟังก์ชัน

## 5. การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์



คำเตือน

ตัดการเชื่อมต่อเตียงจากแหล่งจ่ายไฟก่อนที่จะเริ่มดำเนินการทำความสะอาดหรือซ่อมบำรุงเตียง เตียงจะยังทำงานด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่ หากพังก์ชันนี้ไม่ได้ถูกล็อกบน ACP

### การขัดการประเปื้อน



คำเตือน

ระวังอย่าให้ปลั๊กไฟหลักหรือสายไฟเปียก

หมายเหตุ

คำแนะนำเหล่านี้ยังใช้กับอุปกรณ์เสริมด้วย แต่ไม่ว่าจะดึงเบะหรือแผ่นรองราวกันข้างเดียว

สำหรับสายรัดยกตัวและด้ามจับต่าง ๆ โปรดดูคำแนะนำของผู้ผลิตที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

ถอดราวกันข้างเดียวออกจากเตียงเพื่อให้ขัดการประเปื้อนได้ดีขึ้นบนเตียงที่มีราวกันข้างเดียวแบบถอดได้

ควรทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเตียงทุกสัปดาห์ และก่อนที่ผู้พักฟื้นใหม่จะใช้เตียง

#### การทำความสะอาด

ถอดเบะและอุปกรณ์เสริมทั้งหมดออกจากการเตียง

ควรถอดแผ่นปิดหัวเตียง/แผ่นปิดปลายเตียงและแผ่นรองเบะของเตียงเพื่อทำความสะอาด

สมุดป้องกันที่เหมาะสม

ทำความสะอาดพื้นผิวทั้งหมดด้วยผ้าใช้แล้วที่ชุบน้ำร้อนและน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกลาง

เริ่มด้วยการทำความสะอาดส่วนบนของเตียงไปพร้อมกับพื้นผิวนอนทั้งหมด

ทำงานอย่างเป็นระบบโดยทำความสะอาดต่อที่ส่วนล่างของเตียงและล้อเป็นส่วนสุดท้าย

ไม่ใช่เป็นพิเศษในการทำความสะอาดบริเวณที่อาจมีผุนคองหรือลิงกลบกระสน

เช็ดให้ทั่วด้วยผ้าใช้แล้วทิ้งผืนใหม่ที่ชุบน้ำสะอาด และเช็ดให้แห้งด้วยกระดาษทิชชูใช้แล้วทิ้ง

รายให้ชิ้นส่วนที่ทำความสะอาดแล้วแห้งก่อนใส่เบาะกลับเข้าที่

อ่านต่อที่หน้าถัดไป

## การฉีดเข็ม

หลังจากที่ความสะอาดเดียงตามที่อธิบายด้านบน ให้เช็ดพื้นผิวทั้งหมดด้วยโซเดียมไดคลอไรด์ไซยาเนต (NaDCC) ที่มีความเข้มข้นของคลอริน 1,000 ส่วนต่อล้าน (0.1%)

ในกรณีประปือของเหลวในร่างกาย เช่น เลือด สารละลาย NaDCC ควรเพิ่มความเข้มข้นของคลอรินเป็น 10,000 ส่วนต่อล้าน (1%)

## การใช้สารฆ่าเชื้ออื่นๆ

Arjo แนะนำให้ใช้โซเดียมไดคลอไรด์ไซยาเนต (NaDCC) เป็นสารฆ่าเชื้อ เนื่องจากมีประสิทธิภาพคงตัว และมีค่า pH เป็นกลาง ในสถานพยาบาล มีการใช้สารฆ่าเชื้ออื่นๆ มากมาย ทว่า Arjo ไม่สามารถทดสอบสารฆ่าเชื้อเหล่านั้น แต่จะนิยมเพื่อพิจารณาว่าอาจส่งผลต่อรูปลักษณ์หรือประสิทธิภาพของเตียงหรือไม่ได้

หากมาตรากราชของสถานพยาบาลนั้นกำหนดให้ใช้สารฆ่าเชื้ออื่นนอกเหนือจาก NaDCC (เช่น น้ำยาฟอกสีเจือางหรือไอกิดเรนเพอรอกไซด์) ควรใช้สารนั้นด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต



### ข้อควรระวัง

อย่าใช้สารหรือแผ่นขัดทำความสะอาด หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของฟีโนอล

อย่าใช้เครื่องซีดน้ำแรงดันสูงหรือท่อซีดน้ำทำความสะอาด

อย่าเช็ดจากระเบียบออกจากลูกศูนหัวขับ

## การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน

ผลิตภัณฑ์นี้อาจชำรุดและฉีกขาดระหว่างใช้งาน เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ยังคงมีประสิทธิภาพภายในข้อมูลจำเพาะดังเดิม ควรดำเนินการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันตามระยะเวลาที่แสดง



### คำเตือน

รายการนี้ระบุการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระดับต่ำสุดที่แนะนำ

ควรดำเนินการตรวจสอบอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านน้ำหนักหรืออุปกรณ์ที่ต้องดูแลรักษา

การไม่ดำเนินการตรวจสอบเหล่านี้หรือยังคงใช้ผลิตภัณฑ์แม้พบร่องรอยชำรุดรุนแรง หรือตามที่กฎหมายกำหนด อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยทั้งของผู้พักฟื้นและผู้ดูแล การซ่อมบำรุงเชิงป้องกันช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้

หมายเหตุ

ไม่สามารถดูแลด้วยตนเอง เช่น ผลิตภัณฑ์ขณะใช้งานกับผู้พักฟื้น

สิ่งที่ควรดำเนินการโดยผู้ดูแล	ทุกวัน	ทุกสัปดาห์
ตรวจสอบการทำงานของรากน้ำข้างเตียง	✓	
ตรวจสอบชุดควบคุมและสายควบคุมของผู้พักฟื้น		✓
ตรวจสอบ ACP และสายควบคุม		✓
ตรวจสอบล้อเลื่อนด้วยสายตา		✓
ตรวจสอบสายไฟและปลั๊กไฟหลักด้วยสายตา		✓
ตรวจสอบว่าเบ้าเสียหายหรือมีของเหลวซึมเข้าหรือไม่		✓
ตรวจสอบเสานหนาตัว สายรัด และห่วงจับ (เลือกติดตั้งได้)	✓	
ตรวจสอบว่าแผ่นรองรากน้ำข้างเตียงเสียหายหรือไม่ (เลือกติดตั้งได้)		✓
ตรวจสอบว่าสลักล็อกบนรากน้ำข้างเตียงถอดได้แบบ 3 และ 5 รากติดตั้งถูกต้องหรือไม่		✓
ตรวจสอบการทำงานของท่ีปัดล็อก CPR แบบแผนนวนทั้งสองด้านของเตียง		✓

หากผลการทดสอบข้อใดข้อหนึ่งเหล่านี้ไม่เป็นที่พอใจ โปรดติดต่อ Argjo หรือตัวแทนผู้ให้บริการที่ได้รับอนุมัติ



## คำเตือน

ขั้นตอนทำงานด้านล่างต้องดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม

ไม่ใช่นั้นอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์ไม่ปลอดภัย

สิ่งที่ควรกระทำโดยช่างผู้ชำนาญ	รายปี
ทำการทดสอบพังก์ชันการจัดตำแหน่งเตียงระบบไฟฟ้าอย่างครบถ้วน (พนักพิง ความสูง การอีียง ฯลฯ)	✓
ตรวจสอบรวมแขนผ้าปูเตียง / ผ้าบุหินอน ว่ายังอยู่ในตำแหน่งปิดเมื่อส่วนปลายเตียงเอียงลงมากที่สุด	✓
ตรวจสอบว่าเตียงทำงานถูกต้องขณะใช้เบตเตอร์สำรองตามที่อธิบายในหัวข้อดังไป การทดสอบเบตเตอร์	✓
ตรวจสอบการทำงานของปลดล็อก CPR แบบแมมนวนทั้งสองด้านของเตียง	✓
ตรวจสอบการทำงานของล้อเลื่อน โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับพังก์ชันเบรคและการบังคับทิศทาง	✓
ตรวจสอบว่าส่วนน่องล็อกอย่างแน่นหนาในตำแหน่งนานวนอน (ท่า vascular) เมื่อยกด้วยตนเอง	✓
ตรวจสอบว่าส่วนขยายเตียงล็อกอย่างแน่นหนาในทั้งสามตำแหน่ง	✓
ตรวจสอบสายไฟและปลั๊กไฟหลัก หากเดี้ยหาย ให้เปลี่ยนทั้งชิ้น อย่าใช้ปลั๊กที่ต่อสายไฟใหม่ได้	✓
ตรวจสอบสายอ่อนที่เข้าถึงได้ทั้งหมดว่าเสียหายหรือเสื่อมสภาพหรือไม่	✓
ตรวจสอบแบนเนอร์เกลียวและสลักเกลียว และน็อตยึดอ่อน ๆ ที่เข้าถึงได้ว่ามีอยู่และยึดแน่นหนาหรือไม่	✓
ตรวจสอบอุปกรณ์เสริมทั้งหมดที่ยึดติดกับเตียง โดยใส่ใจเป็นพิเศษกับตัวยึดและชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้	✓

## การทดสอบแบบเตอร์

ตรวจสอบแบบเตอร์สำรองด้วยการทำการทำทดสอบต่อไปนี้

1. ตัดการเชื่อมต่อเตียงจากแหล่งจ่ายไฟ



2. ยกแผ่นรองเบาะไปที่ระดับความสูงสูงสุด - ไม่ต้องสนใจเสียงเตือนจากแบบเตอร์



3. ยกส่วนพนักพิงและส่วนต้นขาขึ้นให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้



4. กดปุ่ม CPR ค้างไว้ แผ่นรองเบาะจะราบลง และลดระดับสูตระดับความสูงปานกลาง



5. ลดแผ่นรองเบาะลงสู่ความสูงระดับต่ำสุด



6. ปรับเอียงส่วนหัวเตียงลงมากที่สุด (ท่า Trendelenburg)



7. ปรับแผ่นรองเบาะกลับสู่ตำแหน่งแนวราบ และปรับเอียงส่วนปลายเตียงลงมากที่สุด (ท่า reverse Trendelenburg)

หากการทำทดสอบนี้ไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้เชื่อมต่อเตียงกับแหล่งจ่ายไฟอย่างน้อยแปดชั่วโมงเพื่อชาร์จแบตเตอร์ี่ใหม่แล้วจึงทำการทดสอบอีกรอบ หากเตียงทำงานล้มเหลวในการทดสอบครั้งที่สอง โปรดติดต่อ Argo หรือศูนย์สนับสนุนให้บริการที่ได้รับอนุมัติ

หากต้องการคงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ควรเปลี่ยนแบบเตอร์สำรองทุกสี่ปีด้วยตัวแทนผู้ให้บริการที่ได้รับอนุมัติ

## การแก้ปัญหา

หากคุณกรณีไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้อง ตารางด้านล่างแสดงการตรวจสอบและการแก้ไขอย่างง่ายบางอย่าง หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อ Arjo หรือตัวแทนผู้ให้บริการที่ได้รับอนุมัติ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การดำเนินการ
เสียง "บีบ" ขณะใช้เตียง	เตียงทำงานอยู่โดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่สำรอง	ตรวจสอบว่าเสียบสายไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ และแหล่งจ่ายไฟทำงานปกติ ตรวจสอบพิวส์ในปลั๊กไฟหลัก (หากติดตั้ง)
ฟังก์ชันของเตียงหนึ่งฟังก์ชันอีกหนึ่งไม่ทำงาน	ฟังก์ชันถูกล็อกบน ACP	ปลดล็อกฟังก์ชันบน ACP
ฟังก์ชันทั้งหมดไม่ทำงานยกเว้นการยกแผ่นรองเบาะ	ซอฟต์แวร์ควบคุมความสูงผิดพลาด	ยกแผ่นรองเบาะขึ้นสูงสุดเพื่อเริ่มต้นซอฟต์แวร์
มีปัญหานในการเคลื่อนย้ายเตียงผ่านโค้ง	แป้นเบรคอยู่ในตำแหน่ง "บังคับทิศทาง"	วางแป้นเบรคที่ตำแหน่ง "พร"
ไฟแสดงสถานะทั้งหมดบน ACP ติดสว่างหรือกะพริบ	ระบบไฟฟ้าเกินรอบการทำงาน	โปรดดูหัวข้อ การล็อกครอบการทำงาน ในบทที่ 4

## ไฟแสดงสถานะข้อบกพร่อง

ซึ่งพื้นที่แสดงความคุณของเตียงปั๊มหานิระบบไฟฟ้าโดยการใช้ไฟแสดงสถานะที่กะพริบบนแผงควบคุมของผู้ดูแล (ACP) หากคุณพบไฟแสดงสถานะใด ๆ ด้านล่าง โปรดติดต่อ Argio หรือตัวแทนผู้ให้บริการที่ได้รับอนุมัติ

ไฟแสดงสถานะ	สาเหตุที่เป็นไปได้
	ไฟแสดงสถานะความสูงของแผ่นรองเบาะและไฟแสดงสถานะ การอีียงส่วนหัวเตียงลงที่แมง ACP กะพริบ
	ไฟแสดงสถานะความสูงของแผ่นรองเบาะและไฟแสดงสถานะ การอีียงส่วนปลายเตียงลงที่แมง ACP กะพริบ
	ไฟแสดงสถานะพนักพิงที่แมง ACP กะพริบ
	ไฟแสดงสถานะส่วนต้นขาที่แมง ACP กะพริบ
ไฟแสดงสถานะความสูงของแผ่นรองเบาะ ไฟแสดงสถานะการอีียง ส่วนพนักพิง และส่วนต้นขากะพริบ	หน่วยควบคุมผิดปกติ

## อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

ปกติแล้วอายุการใช้งานของอุปกรณ์นี้อยู่ที่สิบ (10) ปี "อายุการใช้งาน"  
หมายถึงระยะเวลาที่ผลิตภัณฑ์คงประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่ระบุ  
ทั้งนี้โดยอยู่ภายใต้การดูแลรักษาและการทำงานในสภาพการใช้ปกติตามข้อกำหนดในคำแนะนำเหล่านี้

## 6. อุปกรณ์เสริม และสายเคเบิล

อุปกรณ์เสริมที่แนะนำสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ Enterprise 5000X แสดงอยู่ในตารางด้านล่าง

โปรดทราบว่าบางรายการอาจไม่มีในบางประเทศ


อุปกรณ์เสริม	รหัสผลิตภัณฑ์
เสาเหนตัวพร้อมด้วยสายรัดและห่วงจับ	ENT-ACC01
เสาแขวนน้ำเกลือ	ENT-ACC02
เสาเหนตัวสามท่าพร้อมด้วยสายรัดและห่วงจับ	ENT-ACC03
เสาแขวนน้ำเกลือแบบเดี่ยง	ENT-ACC04
โครงเตียงสำหรับผู้พักพื้นกระดูกหัก	ENT-ACC05
แผ่นรองรากันข้างเตียง	ENT-ACC06
ที่สีซีริงปีม	ENT-ACC07
ที่สีขาวดอกซีเจน (สำหรับห่อ CD, D, E และ PD)	ENT-ACC08
ชิ้นส่วนการดึงขนาดเล็ก	ENT-ACC10
ที่สี ACP	ENT-ACC11
ขอแขวนเพิ่มสำหรับเสาแขวนน้ำเกลือ	ENT-ACC14
ขอเก็บสายไฟหลัก (ให้มาพร้อมกับเตียง)	ENT-ACC15
ที่สีขาวดอกซีเจน (สำหรับห่อ B5)	ENT-ACC18
ที่สีขาวดปสภาวะ	ENT-ACC19
เสาแขวนน้ำเกลือชนิดงานหนัก	ENT-ACC24
เสาเยดจับตัววัด	ENT-ACC26
ชิ้นส่วนการดึงที่ส่วนหัวเตียง	ENT-ACC32
แผง ITU ที่ส่วนหัวเตียง (แผ่นปิดหัวเตียง)	ENT-ACC34
ตัวชี้ดอุปกรณ์ Oxylog®	ENT-ACC40
ที่สีเหลืองอนอน	ENT-ACC56
ที่สีขาวดอกซีเจน	ENT-ACC58
ฝาครอบกระบุกน้ำเกลือ	ENT-ACC63
ชั้นวางจอมอนิเตอร์	ENT-ACC64
เสาเหนตัวที่ติดตั้งที่แขวนขวนน้ำเกลือ	ENT-ACC65
แผงอินฟิลป้ายเตียง	ENT-ACC66
ส่วนขยายความสูงนิรภัยด้านข้าง	ENT-ACC67
ที่สีขาวดปสภาวะ	ENT-ACC69
เสาแขวนน้ำเกลือ	ENT-ACC71
ชั้นวางจอมอนิเตอร์	ENT-ACC74
เสาแขวนน้ำเกลือในหัว	ENT-ACC89

Oxylog เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dräger Medical

เลขที่	ชื่อ	ความยาวสายเคเบิล (ม.)	มีการป้องกันหรือไม่มีการป้องกัน	ข้อสังเกต
1	ช่อง	2.895	ไม่	/







## 7. ข้อมูลด้านเทคนิค

ทั่วไป				
น้ำหนักเชื่านที่ปลดภัย	250 กก.			
น้ำหนักสูงสุดของผู้พากฟิน	185 กก.			
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	144 กก.โดยประมาณ			
เสียงรบกวน	ประมาณ 50 เดซิเบล			
สภาพการทำงาน				
อุณหภูมิ	10°C ถึง 40°C			
ความชื้นสัมพัทธ์	20% ถึง 90% ที่ 30°C ไม่ควบแน่น			
ความดันบรรยากาศ	700 hPa ถึง 1060 hPa			
ข้อมูลไฟฟ้า				
กำลังไฟเข้า	สูงสุด 1.6A ที่ 230V a.c. 50/60 Hz สูงสุด 1.6A ที่ 230V a.c. 60Hz (KSA) สูงสุด 2A ที่ 120V a.c. 50/60 Hz			
รอบการทำงาน	10% (เม็ด 2 นาที ปิด 18 นาที)			
มาตรฐานความปลอดภัยสหราชอาณาจักร / แคนาดา	EN/IEC 60601-1:2005 AMD1:2012 ANSI/AAMI ES60601-1 (2005) AMD 1 (2012) CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14 IEC60601-2-52:2015			
				
การป้องกันไฟฟ้าช็อก	Class I ประเภท B			
EMC	สอดคล้องตาม IEC 60601-1-2:2014			
ข้อบ่งบอกไฟฟ้า	สอดคล้องตาม EN/IEC 60601-1:2005 AMD1:2012			
การป้องกันของเหลวเข้า	IPX4			
แบตเตอรี่สำรอง	เชื่อมต่อชุด 12V 2 ชุด ชีลสันท เจลตะกั่ว/กรดแบบชาร์จได้ 1.3Ah			
ขนาด				
ขนาดการปะรุงแบบในการผลิตตามปกติ				
ความยาวโดยรวม	แผ่นปิดส่วนหัวเตียงบนแผ่นรองเบาะ	แผ่นปิดส่วนหัวเตียงบนฐานเตียง		
ต่ำหนึ่ง 1 (ผู้ใหญ่)	219 ซม.	224 ซม.		
ต่ำหนึ่ง 2 (มาตรฐาน)	230 ซม.	235 ซม.		
ต่ำหนึ่ง 3 (ขยาย)	242 ซม.	247 ซม.		

ความยาวด้านในเตียง	
ตัวหนัง 1 (สั้น)	192 ซม.
ตัวหนัง 2 (มาตรฐาน)	203 ซม.
ตัวหนัง 3 (ขยาย)	215 ซม.
ความกว้างโดยรวม	103 ซม.
ความสูงของแผ่นรองเบาะ (ตรงกลางของส่วนที่นั่งถึงพื้น)	
เมื่อมีล้อเลื่อน 125 มม.	32 - 76 ซม.
เมื่อมีล้อเลื่อน 150 มม.	34 - 78 ซม.
มุกการเอียงส่วนหัวเตียงลง	ต่ำสุด 12°
มุกการเอียงส่วนปลายเตียงลง	ต่ำสุด 12°
ขนาด เบาะ (ดูรายละเอียดในบทที่ 3)	
ตัวหนัง 2 (มาตรฐาน)	202 ซม. x 88 ซม., หนา 12.5 ถึง 18 ซม.
มุมแผ่นรองเบาะ	 <p>a = สูงสุด 62 องศา  b = สูงสุด 20 องศา  c = สูงสุด 16 องศา  d = สูงสุด 98 องศา</p>
การจำกัดเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน	
<ul style="list-style-type: none"> <li>อุปกรณ์ที่มีชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควรถูกถอนแยกชิ้นส่วนและรีไซเคิลตามขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) หรือตามกฎข้อบังคับของประเทศหรือท้องถิ่น</li> <li>แบตเตอรี่ทั้งหมดในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องถูกรีไซเคิลแยกต่างหาก ต้องจำกัดแบตเตอรี่ตามกฎข้อบังคับของประเทศหรือท้องถิ่น</li> <li>ส่วนประกอบที่ทำจากโลหะชนิดต่าง ๆ เป็นหลัก (ที่มีโลหะมากกว่า 90% ตามน้ำหนัก) เช่น กรอบเตียง ควรรีไซเคิลเป็นโลหะ</li> </ul>	
การเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ	
จัดการอย่างระมัดระวัง ไม่ทำหล่น อย่าให้ถูกกระแทกหรือกระแทกรุนแรง	
อุปกรณ์นี้ควรได้รับการจัดเก็บในบริเวณที่สะอาด แห้ง และร่มริบอากาศได้ดี ซึ่งสอดคล้องตามเงื่อนไขดังไปนี้	
อุณหภูมิ	-10°C ถึง 50°C
ความชื้นสัมพัทธ์	20% ถึง 90% ที่ 30°C ไม่ควบแน่น
ความดันบรรยากาศ	700 hPa ถึง 1060 hPa
	ข้อควรระวัง
หากเตียงถูกจัดเก็บไว้เป็นเวลานาน ควรเสียบต่อแหล่งจ่ายไฟเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ทุกๆ รอบสามเดือน เพื่อชาร์จแบตเตอรี่สำรอง ไม่เช่นนั้น แบตเตอรี่จะไม่สามารถใช้งานได้	

## ສัญลักษณ์

	น้ำหนักใช้งานที่ปลอดภัย $= 250 \text{ kg}/550 \text{ lb}$
	น้ำหนักสูงสุดของผู้ทักทิ้ง $= 185 \text{ kg}/407 \text{ lb}$
	ไฟฟ้ากระแสสลับ (a.c.)
	ข้อควรระวัง
	ดูที่คำแนะนำการใช้งาน
	ชิ้นส่วนที่ใช้ ประเภท B ชิ้นส่วนที่ใช้ ได้แก่ ส่วนโครงเตียงด้านบน ส่วนควบคุมเตียง รวมกันข้างเตียง แผ่นปิดหัวเตียงและแผ่นปิดปลายเตียง
	ผู้ผลิต / วันที่ผลิต
	เครื่องหมาย CE แสดงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานที่มีกฎหมายที่สอดคล้องกัน
	ขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) - ไม่ทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เป็นขยะตามบ้านเรือนทั่วไปหรือขยะทางการค้าทั่วไป
	หมายเลขซีเรียล
	หมายเลขรุ่น
	ข้อปฏิรูปศักย์ไฟฟ้า
	สายดินป้องกัน (กราวด์)

	<p>ขนาดเบาะที่แนะนำ</p>
	<p>ขนาดผู้พักพื้นที่แนะนำ</p>
	<p>น้ำหนักรวมของอุปกรณ์รวมถึงน้ำหนักใช้งานที่ปลอดภัย</p>
	<p>ท่ากระตุนการไหลเวียนเลือดส่วนน่อง</p>
	<p>การขยายแผ่นรองเบาะ</p>
	<p>อย่าติดตั้งรากั้นข้างเตียงบนเตียง</p>
	<p>จำเป็นต้องอ่านคำแนะนำการใช้งาน</p>
	<p>บ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามกฎระเบียบอุปกรณ์ทางการแพทย์สหภาพยุโรป 2017/745</p>

## 8. การรับประทานและการบริการ

---

เงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของ Arjo มีผลกับการจำหน่ายทั้งหมด โดยสามารถขอรับสำเนาเอกสารได้ สำเนาเหล่านี้ประกอบด้วยรายละเอียดที่ครบถ้วนของเงื่อนไขการรับประทาน และไม่จำกัดสิทธิ์โดยขอบตามกฎหมายของผู้บริโภค

สำหรับการบริการ การซ่อมบำรุง และคำามได ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดติดต่อ Arjo ในพื้นที่ของคุณหรือตัวแทนจัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต โปรดอย่าเชื่อสำนักงาน Arjo ที่ด้านหลังของคู่มือฉบับนี้


มีหมายเลขจุ่นและหมายเลขอ้างอิงของอุปกรณ์ไว้ใกล้ตัวเมื่อติดต่อกับ Arjo เกี่ยวกับการบริการ ชั้นส่วนจะให้ หรืออุปกรณ์เสริม

## 9. ความสามารถใช้งานร่วมกันได้ในเชิงแม่เหล็กไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการทดสอบความเข้ากันได้กับมาตรฐานกฎระเบียบปัจจุบันเกี่ยวกับความสามารถในการปิดกัน EMI (การรับกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า) จากแหล่งภายนอก


มีบางขั้นตอนสามารถช่วยลดการรับกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าได้:

- ใช้เน็ตเวิร์กเบลท์และชิ้นส่วนอะไหล่ Arjo เพื่อหลีกเลี่ยงการแผ่แม่เหล็กเพิ่มขึ้นหรือการต้านทานคลื่นแม่เหล็กลดลง ซึ่งมีผลต่อการทำงานถูกต้องของอุปกรณ์
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์อื่นในพื้นที่ตรวจดูแลผู้ป่วยและ/หรือพื้นที่ข่ายพื้นคืนชีพสอดคล้องตามมาตรฐานการแผ่รังสีที่ยอมรับ



สภาพแวดล้อมการใช้งาน: สภาพแวดล้อมในสถานพยาบาลระดับอาชีพ

ข้อยกเว้น: เครื่องมือศัลยกรรม HF และห้องป้องกันคลื่น RF ของ ME SYSTEM สำหรับการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า



แนวทางและคำแนะนำของผู้ผลิต – การปล่อยแม่เหล็กไฟฟ้า		
การทดสอบการปล่อย	ความสอดคล้อง	สภาพแวดล้อมที่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า - แนวทาง
การปล่อย RF CISPR 11	กลุ่มที่ 1	อุปกรณ์นี้ใช้พลังงาน RF สำหรับการทำงานภายในเท่านั้น ดังนั้น การปล่อย RF ของอุปกรณ์อาจต่ำมาก และไม่มีแนวโน้มทำให้เกิดการรบกวนต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ใกล้เคียง
การปล่อย RF CISPR 11	คลาส A	อุปกรณ์นี้เหมาะสมสำหรับการใช้งานในสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด นอกเหนือจากสิ่งปลูกสร้างเพื่อการอยู่อาศัย และสิ่งปลูกสร้างที่เชื่อมต่อกันเครือข่ายแหล่งจ่ายไฟสาธารณะที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำที่足以ไฟฟ้าแก่อาคารที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอยู่อาศัย
การแพร์เซอร์มอนิก IEC 61000-3-2	คลาส A	
การผันผวนของแรงดันไฟฟ้า/การแพร์กการกระแสเพื่อม IEC 61000-3-3	สอดคล้อง	

แนวทางและคำแนะนำของผู้ผลิต - การต้านทานแม่เหล็กไฟฟ้า

การทดสอบการต้านทาน	ระดับการทดสอบ IEC 60601-1-2	ระดับความสอดคล้อง	สภาพแวดล้อมที่มีค่าลิ่นแม่เหล็กไฟฟ้า - แนวทาง
การคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD) EN 61000-4-2	อากาศ $\pm 2\text{kV}$ , $\pm 4\text{kV}$ , $\pm 8\text{kV}$ , $\pm 15\text{kV}$ $\pm 8\text{kV}$ contact	อากาศ $\pm 2\text{kV}$ , $\pm 4\text{kV}$ , $\pm 8\text{kV}$ , $\pm 15\text{kV}$ $\pm 8\text{kV}$ contact	พื้นควรเป็นไม้ คอนกรีต หรือกระเบื้อง เซรามิก หากพื้นเคลือบด้วยวัสดุ สังเคราะห์ ความชื้นล้มพังทั้งหมดอยู่ที่ 30% เป็นอย่างต่ำ
การรับกวนที่เหนี่ยวนำ โดยสนามแม่เหล็ก RF EN 61000-4-6	3V ใน 0.15 MHz ถึง 80 MHz 6 V ในค่าลิ่นความถี่ ISM และ ค่าลิ่นวิทยุสมัครเล่นระหว่าง 0.15 MHz ถึง 80 MHz 80% AM ที่ 1 kHz	3V ใน 0.15 MHz ถึง 80 MHz 6 V ในค่าลิ่นความถี่ ISM และ ค่าลิ่นวิทยุสมัครเล่นระหว่าง 0.15 MHz ถึง 80 MHz 80% AM ที่ 1 kHz	ไม่ควรใช้อุปกรณ์สื่อสาร RF แบบพกพา และแบบเคลื่อนที่ใกล้กับชิ้นส่วนใดๆ ของผลิตภัณฑ์ รวมถึงสาย กีน 1.0 เมตร หากเพิ่มไฟฟ้าจากของเครื่องส่งสัญญาณ เกินความเข้มของสนาม $1\text{W}^3$ จาก เครื่องส่งสัญญาณ RF แบบอยู่กับที่ ตามที่กำหนดโดยการสำรวจค่าลิ่นแม่เหล็ก ไฟฟ้าจากสนาม ควรตั้งไว้ระหว่าง ความสอดคล้องในแต่ละช่วงความถี่ การรับกวนอาจเกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียง กับอุปกรณ์ที่ทำเครื่องหมายกำกับด้วย สัญลักษณ์นี้:
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า RF ที่แผ่กระจาย EN 61000-4-3	สภาพแวดล้อมสถานพยาบาลระ ดับอาชีพ 3 V/m 80 MHz ถึง 2.7 GHz 80% AM ที่ 1 kHz	สภาพแวดล้อมสถานพยาบาลระ ดับอาชีพ 3 V/m 80 MHz ถึง 2.7 GHz 80% AM ที่ 1 kHz	
สนามใกล้เคียงจากอุปกรณ์ สื่อสารค่าลิ่นวิทยุไร้สาย EN 61000-4-3	385 MHz - 27 V/m 450 MHz - 28 V/m 710, 745, 780 MHz - 9V/m 810, 870, 930 MHz - 28 V/m 1720, 1845, 1970, 2450 MHz - 28 V/m 5240, 5500, 5785 MHz - 9V/m	385 MHz - 27 V/m 450 MHz - 28 V/m 710, 745, 780 MHz - 9V/m 810, 870, 930 MHz - 28 V/m 1720, 1845, 1970, 2450 MHz - 28 V/m 5240, 5500, 5785 MHz - 9V/m	การจ่ายไฟกระแสหลักควรเท่ากับการ จ่ายไฟของสายไฟของสถานธุรกิจทั่วไป หรือโรงพยาบาล
แรงดันเกินชั่วครู่แบบรวดเร็ว EN 61000-4-4	พอร์ต $\pm 1\text{kV}$ SIP/SOP พอร์ต $\pm 2\text{kV}$ AC ความถี่การเกิดชั้ 100kHz	พอร์ต $\pm 1\text{kV}$ SIP/SOP พอร์ต $\pm 2\text{kV}$ AC ความถี่การเกิดชั้ 100kHz	

แนวทางและคำแนะนำของผู้ผลิต - การต้านทานแม่เหล็กไฟฟ้า

การทดสอบการต้านทาน	ระดับการทดสอบ IEC 60601-1-2	ระดับความสอดคล้อง	สภาพแวดล้อมที่มีค่าลิ่นแม่เหล็กไฟฟ้า - แนวทาง
สนามแม่เหล็กความถี่ไฟฟ้า EN 61000-4-8	30A/m 50 Hz หรือ 60 Hz	30A/m 50 Hz	สนามแม่เหล็กความถี่ไฟฟ้าครอบคลุมที่ระดับ ของที่ตั้งปกติในสถานธุรกิจหรือโรงพยาบาล
ไฟกระชาก IEC 61000-4-5	$\pm 0.5\text{kV} \pm 1\text{kV}$ ; $\pm 2\text{ kV}$ , AC หลัก, สายถึงกราวด์ $\pm 0.5\text{kV} \pm 1\text{kV}$ , AC หลัก, สายถึงสาย	$\pm 0.5\text{kV} \pm 1\text{kV}$ ; $\pm 2\text{ kV}$ , AC หลัก, สายถึงกราวด์ $\pm 0.5\text{kV} \pm 1\text{kV}$ , AC หลัก, สายถึงสาย	
แรงดันไฟฟ้าต่ำ การเกิด ไฟกระพริบ และแรงดัน ไฟฟ้าปะรุงและปะรุงสายไฟ เข้าแหล่งจ่ายไฟ IEC 61000-4-11	0 % UT; 0.5 รอบ ที่ $0^\circ$ , $45^\circ$ , $90^\circ$ , $135^\circ$ , $180^\circ$ , $225^\circ$ , $270^\circ$ และ $315^\circ$  0 % UT; 1 รอบ และ 70 % UT; 25/30 รอบ เฟสเดียว: ที่ $0^\circ$  0 % UT; 250/300 รอบ	0 % UT; 0.5 รอบ ที่ $0^\circ$ , $45^\circ$ , $90^\circ$ , $135^\circ$ , $180^\circ$ , $225^\circ$ , $270^\circ$ และ $315^\circ$  0 % UT; 1 รอบ และ 70 % UT; 25/30 รอบ เฟสเดียว: ที่ $0^\circ$  0 % UT; 250/300 รอบ	
หมายเหตุ: $U_f$ คือแรงดันไฟฟ้าหลัก AC ก่อนการใช้ระดับทดสอบ			
<sup>a</sup> ความเข้มของสนามจากเครื่องส่งสัญญาณแบบอยู่กับที่ เช่น สถานีฐานสำหรับวิทยุ (เคลื่อนที่/ไร้สาย) โทรศัพท์ และวิทยุเคลื่อนที่ภาคพื้นดิน วิทยุสมมาร์ท การแพร่สัญญาณวิทยุ AM และ FM และการแพร่สัญญาณทีวี จะไม่สามารถคาดการณ์ได้ในทางทฤษฎีด้วยความต้องการ ประเมินสภาพแวดล้อมที่มีค่าลิ่นแม่เหล็กไฟฟ้าอันเนื่องมาจากเครื่องส่งสัญญาณ RF แบบอยู่กับที่ ควรนิยามการสำรวจค่าลิ่นแม่เหล็กไฟฟ้าภาคสนาม หากความเข้มของสนามที่คาดได้ในที่ตั้งที่ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นเกินกว่าระดับที่สอดคล้องของ RF ที่ระบุด้านบน ควรหมั่นสังเกตการทำงานของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ยังสามารถทำงานตามปกติ หากพบว่าประสาทิชภาพการทำงานผิดปกติ อาจจำเป็นต้องดำเนินมาตรการเพิ่มเติม			
<sup>b</sup> ในความถี่ 150 kHz ถึง 80 MHz ความแรงของสนามควรต่ำกว่า 1 V/m			

ເວັນທີ່ນໍາວ່າງໄກ

## AUSTRALIA

Arjo Australia Pty Ltd  
78, Forsyth Street  
O'Connor  
AU-6163 Western Australia  
Tel: +61 89337 4111  
Free: +1 800 072 040  
Fax: +61 89337 9077

## BELGIQUE / BELGIË

Arjo NV/SA  
Evenbroekveld 16  
BE-9420 ERPE-MERE  
Tél/Tel: +32 (0) 53 60 73 80  
Fax: +32 (0) 53 60 73 81  
E-mail: info.belgium@arjo.be

## BRASIL

Arjo Brasil Equipamentos Médicos Ltda  
Rua Marina Ciufuli Zanfelice, 329 PB02  
Galpão - Lapa  
São Paulo – SP – Brasil  
CEP: 05040-000  
Phone: 55-11-3588-5088  
E-mail: vendas.latam@arjo.com  
E-mail: servicios.latam@arjo.com

## CANADA

Arjo Canada Inc.  
90 Matheson Boulevard West  
Suite 300  
CA-MISSISSAUGA, ON, L5R 3R3  
Tel/Tél: +1 905 238 7880  
Free: +1 800 665 4831 Institutional  
Free: +1 800 868 0441 Home Care  
Fax: +1 905 238 7881  
E-mail: info.canada@arjo.com

## ČESKÁ REPUBLIKA

Arjo Czech Republic s.r.o.  
Na Strzi 1702/65  
140 00 Praha  
Czech Republic  
Phone No: +420225092307  
e-mail: info.cz@arjo.com

## DANMARK

Arjo A/S  
Vassingerødvej 52  
DK-3540 LYNGE  
Tel: +45 49 13 84 86  
Fax: +45 49 13 84 87  
E-mail:  
dk\_kundeservice@arjo.com

## DEUTSCHLAND

Arjo GmbH  
Peter-Sander-Strasse 10  
DE-55252 MAINZ-KASTEL  
Tel: +49 (0) 6134 186 0  
Fax: +49 (0) 6134 186 160  
E-mail: info-de@arjo.com

## ESPAÑA

Arjo Ibérica S.L.  
Parque Empresarial Rivas Futura,  
C/Marie Curie 5  
Edificio Alfa Planta 6 oficina 6.1.-62  
ES-28521 Rivas Vacia, MADRID  
Tel: +34 93 583 11 20  
Fax: +34 93 583 11 22  
E-mail: info.es@arjo.com

## FRANCE

Arjo SAS  
2 Avenue Alcide de Gasperi  
CS 70133  
FR-59436 RONCQ CEDEX  
Tél: +33 (0) 3 20 28 13 13  
Fax: +33 (0) 3 20 28 13 14  
E-mail: info.france@arjo.com

## HONG KONG

Arjo Hong Kong Limited  
Room 411-414, 4/F, Manhattan Centre,  
8 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, N.T.,  
HONG KONG  
Tel: +852 2960 7600  
Fax: +852 2960 1711

## ITALIA

Arjo Italia S.p.A.  
Via Giacomo Peroni 400-402  
IT-00131 ROMA  
Tel: +39 (0) 6 87426211  
Fax: +39 (0) 6 87426222  
E-mail: Italy.promo@arjo.com

## MIDDLE EAST

Arjo Middle East FZ-LLC  
Office 908, 9th Floor,  
HQ Building,North Tower,  
Dubai Science Park,  
Al Barsha South  
P.O Box 11488, Dubai,  
United Arab Emirates  
Direct +971 487 48053  
Fax +971 487 48072  
Email: Info.ME@arjo.com

## NEDERLAND

Arjo BV  
Biezenwei 21  
4004 MB TIEL  
Postbus 6116  
4000 HC TIEL  
Tel: +31 (0) 344 64 08 00  
Fax: +31 (0) 344 64 08 85  
E-mail: info.nl@arjo.com

## NEW ZEALAND

Arjo Ltd  
34 Vestey Drive  
Mount Wellington  
NZ-AUCKLAND 1060  
Tel: +64 (0) 9 573 5344  
Free Call: 0800 000 151  
Fax: +64 (0) 9 573 5384  
E-mail: nz.info@Arjo.com

## NORGE

Arjo Norway AS  
Olaf Helsets vei 5  
N-0694 OSLO  
Tel: +47 22 08 00 50  
Faks: +47 22 08 00 51  
E-mail: no.kundeservice@arjo.com

## ÖSTERREICH

Arjo GmbH  
Lemböckgasse 49 / Stiege A / 4.OG  
A-1230 Wien  
Tel: +43 1 8 66 56  
Fax: +43 1 866 56 7000

## POLSKA

Arjo Polska Sp. z o.o.  
ul. Ks Piotra Wawrzyniaka 2  
PL-62-052 KOMORNIKI (Poznań)  
Tel: +48 61 662 15 50  
Fax: +48 61 662 15 90  
E-mail: arjo@arjo.com

## PORTUGAL

Arjo em Portugal  
MAQUET Portugal, Lda.  
(Distribuidor Exclusivo)  
Rua Poeta Bocage n.º 2 - 2G  
PT-1600-233 Lisboa  
Tel: +351 214 189 815  
Fax: +351 214 177 413  
E-mail: Portugal@arjo.com

## SUISSE / SCHWEIZ

Arjo AG  
Fabrikstrasse 8  
Postfach  
CH-4614 HÄGENDORF  
Tél/Tel: +41 (0) 61 337 97 77  
Fax: +41 (0) 61 311 97 42

## SUOMI

Arjo Scandinavia AB  
Riihitontutie 7 C  
02200 Espoo  
Finland  
Puh: +358 9 6824 1260  
E-mail: Asiakaspalvelu.finland@arjo.com

## SVERIGE

Arjo International HQ  
Hans Michelsensgatan 10  
SE-211 20 Malmö  
Tel: +46 (0) 10 494 7760  
Fax: +46 (0) 10 494 7761  
E-mail: kundservice@arjo.com

## UNITED KINGDOM

Arjo UK and Ireland  
Houghton Hall Park  
Houghton Regis  
UK-DUNSTABLE LU5 5XF  
Tel: +44 (0) 1582 745 700  
Fax: +44 (0) 1582 745 745  
E-mail: sales.admin@arjo.com

## USA

Arjo Inc.  
2349 W Lake Street Suite 250  
US-Addison, IL 60101  
Tel: +1 630 307 2756  
Free: +1 800 323 1245 Institutional  
Free: +1 800 868 0441 Home Care  
Fax: +1 630 307 6195  
E-mail: us.info@arjo.com

## JAPAN

Arjo Japan K.K.  
東京都港区虎ノ門三丁目7番8号 ランディック  
第2虎ノ門ビル9階  
電話 : +81 (0)3-6435-6401

Address page - REV 24: 04/2019

At Arjo, we are committed to improving the everyday lives of people affected by reduced mobility and age-related health challenges. With products and solutions that ensure ergonomic patient handling, personal hygiene, disinfection, diagnostics, and the effective prevention of pressure ulcers and venous thromboembolism, we help professionals across care environments to continually raise the standard of safe and dignified care. Everything we do, we do with people in mind.



ArjoHuntleigh AB  
Hans Michelsensgatan 10  
211 20 Malmö, Sweden  
[www.arjo.com](http://www.arjo.com)

**arjo**

CE