


Flowtron TRP40



EN To be used only under the direction of a physician • Non-Sterile • For Single Patient Use Only • Not made with natural rubber latex • For use with Flowtron® DVT-prevention pumps only

Caution (Applicable to the USA market only): Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed practitioner.

Description


The *Flowtron* Active Compression System is comprised of a Tri Pulse garment connected to a Tri Pulse enabled *Flowtron* DVT prevention pump manufactured by ArjoHuntleigh.

Instructions For Use

Note: Refer to the relevant Tri Pulse enabled *Flowtron* DVT prevention pump Instructions For Use, for complete information on the use of the system.

1. Remove the garments from the sealed bag and record the Lot Number in the patient notes.
2. The garments may be used on either leg. Unfold a garment and position the inflatable bladder directly behind the patient's calf as indicated on the garment (Fig. A).

Note: The arrow on the underside of the garment must point to the heel. Wrap the garment around the patient's leg (Fig. A). Then starting at the ankle and working upwards, secure each fastener tab in turn (Fig. B), ensuring that the entire garment fits snugly. Repeat with the other leg.



When placed on leg arrow must point to heel.

4. Attach the garments to the Tri Pulse enabled *Flowtron* DVT prevention pump tubeset, ensuring a "click" is heard from the pump connector.
5. Power up the pump.
6. Check the icons on the pump display to confirm that the correct type of garment has been connected to each leg.
7. Press "Start" to begin therapy; the indicators should be illuminated green.
8. Press "Stop" to end therapy.

Indications

The intended use of the Tri Pulse garment is to help prevent Deep Vein Thrombosis (DVT). The risk factors of thrombus formation (DVT) are present during orthopaedic, trauma, urologic and general surgery. Intermittent Pneumatic Compression (IPC) is also suitable for other patient groups including neurology, critical care, general medical and obstetrics.

General Recommendations

- Check that there are no kinks in the pump tubeset and garment tubing.
- Regularly check that the garments remain correctly fitted to the patient.

Contraindications

IPC should not be used in the following conditions:

- Severe arteriosclerosis or other ischaemic vascular diseases.
- Severe congestive cardiac failure or any condition where an increase of fluid to the heart may be detrimental.
- Known or suspected acute Deep Vein Thrombosis (DVT) or phlebitis.
- Any local condition in which the garments would interfere, including gangrene, recent skin graft, dermatitis or untreated, infected leg wounds.

Note: If you are unsure of any contraindications refer to the patient's physician before using the device.

Cautions

- This product cannot be adequately cleaned and / or sterilized by the user in order to facilitate safe reuse and is therefore intended for single patient use. Attempts to clean or sterilize these devices may result in a biocompatibility, infection or product failure risk to the patient.
- Garments should be positioned to prevent sustained pressure points on the skin, paying particular attention to patients who are unconscious, cannot feel or have reduced sensation and/or ability to move their leg(s).
- The patient's skin should be inspected frequently during every shift.
- Clinical judgement is required to determine if the patient's skin condition requires additional protective measures, or if the therapy should be discontinued.
- Garments should be removed immediately if the patient experiences tingling, numbness or pain.
- When used for DVT prevention, continuous intermittent pneumatic compression is recommended until the patient is fully ambulatory. Uninterrupted use of the system is recommended.
- The system should be used WITH CAUTION on patients with insensitive extremities, diabetes, impaired circulation, or fragile or impaired skin.

Note: These are guidelines only and should not replace clinical judgement and experience.

Serious Incident

If a serious incident occurs in relation to this medical device, affecting the user, or the patient then the user or patient should report the serious incident to the medical device manufacturer or the distributor.

In the European Union, the user should also report the serious incident to the Competent Authority in the member state where they are located.

End of Life Disposal

- Garment material or any other textiles, polymers or plastic materials etc. should be sorted as combustible waste.

© and ™ are trademarks belonging to the Arjo group of companies. As our policy is one of continuous improvement, we reserve the right to modify designs without prior notice. The content of this publication may not be copied either whole or in part without the consent of Arjo.

DE Nur nach ärztlicher Anweisung zu verwenden • Nicht steril • Nur zum Gebrauch für einen Patienten • Ohne Naturkautschuklatex hergestellt • Nur zur Verwendung in Kombination mit Flowtron® Kompressoren zur TVT-Prophylaxe

Achtung (gilt nur für den US-amerikanischen Markt): Laut Bundesgesetz ist der Verkauf dieses Hilfsmittels nur durch zugelassene medizinische Fachkräfte bzw. auf deren Anordnung gestattet.

Beschreibung

Das aktive Kompressionssystem *Flowtron* umfasst eine Tri Pulse-Manschette, die mit einem von ArjoHuntleigh hergestellten, Tri Pulse-fähigen *Flowtron*-Kompressor zur TVT-Prophylaxe verbunden ist.


Bedienungsanleitung

Hinweis: Vollständige Informationen zum Umgang mit dem System finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung des Tri Pulse-fähigen *Flowtron*-Kompressors zur TVT-Prophylaxe.

1. Nehmen Sie die Manschetten aus der verschweißten Kunststoffhülle und verzeichnen Sie die Seriennummer in den Patientenaufzeichnungen.
2. Die Manschetten eignen sich jeweils für beide Beine. Falten Sie eine Manschette auseinander und platzieren Sie die aufpumpbare Luftkammer wie auf der Manschette angegeben direkt hinter den Unterschenkel des Patienten (Abbildung A).

Hinweis: Der Pfeil an der Unterseite der Manschette muss auf die Ferse zeigen.

3. Wickeln Sie die Manschette um das Bein des Patienten (Abbildung A). Befestigen Sie alle Laschen nacheinander von unten nach oben und beginnen Sie dabei am Knöchel (Abbildung B). Die gesamte Manschette muss locker sitzen. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem anderen Bein.



Bei der Befestigung am Bein muss der Pfeil auf die Ferse zeigen.

4. Schließen Sie die Manschetten an die Schlauchleitungen des Tri Pulse-fähigen *Flowtron*-Kompressors zur TVT-Prophylaxe an, wobei ein Klickgeräusch zu hören sein muss.

5. Schalten Sie den Kompressor ein.
6. Überprüfen Sie die Symbole auf der Kompressoranzeige, um zu bestätigen, dass die richtige Art von Manschette an jedes Bein angeschlossen wurde.
7. Drücken Sie „Start“, um mit der Therapie zu beginnen. Der Anzeiger müsste jetzt grün aufleuchten.
8. Drücken Sie „Stopp“, um die Therapie zu beenden.

Indikationen

Die Tri Pulse-Manschette dient dazu, tiefe Venenthrombosen (TVT) zu verhindern. Risikofaktoren für die Bildung eines Thrombus (TVT) sind bei orthopädischen, unfallchirurgischen, urologischen und allgemeinen chirurgischen Eingriffen vorhanden. Die intermittierende Pneumatische Kompression (IPK) eignet sich auch für andere Patientengruppen, zum Beispiel aus den Bereichen Neurologie, Intensivmedizin, Allgemeinmedizin und Frauenheilkunde.

Allgemeine Empfehlungen

- Überprüfen Sie, dass es keine Knicke in den Schlauchleitungen der Pumpe und der Manschette gibt.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Manschetten richtig am Patienten angelegt bleiben.

Kontraindikationen

Die IPK darf nicht angewendet werden bei Patienten mit:

- Schwere Arteriosklerose oder andere ischämische Gefäßerkrankungen.
- Schwere kongestive Herzinsuffizienz und andere Erkrankungen, bei denen eine Erhöhung der Flüssigkeit zum Herzen nachteilig sein kann.
- Bekannte oder vermutete tiefe Venenthrombosen (TVT) oder Phlebitis.
- Lokale Befunde, auf die sich die Manschetten auswirken können, wie zum Beispiel Gangrän, kürzlich vorgenommene Hauttransplantationen, Dermatitis oder unbehandelte, infizierte Beinwunden.

Hinweis: Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine dieser Kontraindikationen vorliegt, lassen Sie sich vor der Benutzung des Hilfsmittels vom Arzt des Patienten beraten.

Vorsichtsmaßnahmen

- Da dieses Produkt vom Benutzer nicht ausreichend gereinigt bzw. sterilisiert werden kann, um eine sichere Wiederverwendung zu gewährleisten, ist es lediglich zum Gebrauch durch einen Patienten vorgesehen. Jeder Versuch, die vorliegenden Hilfsmittel zu reinigen oder zu sterilisieren kann beim Patienten zu biologischer Unverträglichkeit, einer Infektion oder zu Produktversagen führen.
- Die Manschetten müssen so positioniert werden, dass sie keinerlei bleibende Druckpunkte auf die Haut des Patienten ausüben, insbesondere wenn der Patient nicht bei Bewusstsein ist, kein Körpergefühl hat oder ein verringertes Schmerzgefühl und/oder eine eingeschränkte Bewegungsfähigkeit der Beine aufweist.
- Die Haut des Patienten sollte bei jeder Schicht regelmäßig untersucht werden.
- Eine klinische Beurteilung ist notwendig, um zu ermitteln, ob der Hautzustand des Patienten zusätzliche Schutzmaßnahmen erfordert oder ob die Behandlung unterbrochen werden sollte.
- Entfernen Sie die Manschetten unverzüglich, wenn der Patient über Kribbeln, Taubheitsgefühle oder Schmerzen im Bein klagt.
- Wenn das System zur TVT-Prophylaxe eingesetzt wird, ist eine anhaltende intermittierende pneumatische Kompression empfohlen, solange bis der Patient vollständig gefähig ist. Es wird ein ununterbrochener Einsatz des Systems empfohlen.
- Das System sollte bei Patienten mit gefühllosen Gliedmaßen, Diabetes, Durchblutungsstörungen, überempfindlicher oder beschädigter Haut MIT VORSICHT eingesetzt werden.

Hinweis: Dies sind lediglich Richtlinien und sollten kein ärztliches Urteil und die Erfahrung eines Arztes ersetzen.

Schwerwiegender Vorfall

Tritt im Zusammenhang mit diesem Hilfsmittel ein schwerwiegender Vorfall auf, der den Benutzer oder den Patienten betrifft, sollte der Benutzer oder Patient den schwerwiegenden Vorfall dem Hersteller des Hilfsmittels oder dem Händler melden.

In der Europäischen Union sollte der Benutzer den schwerwiegenden Vorfall auch der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats melden, in dem er sich befindet.

Entsorgung nach Ende der Lebensdauer

- Manschettenmaterial oder andere Textilien oder Polymere oder Kunststoffmaterialien usw. sollten als brennbarer Abfall entsorgt werden.

© und ™ sind Marken der Arjo-Unternehmensgruppe. Da kontinuierliche Verbesserung unserer Firmengrundsatz ist, behalten wir uns das Recht vor, Designs ohne vorherige Ankündigung zu verändern. Der Nachdruck dieser Schrift, auch auszugsweise, ist ohne die Genehmigung von Arjo verboten.

DA Må kun benyttes under vejledning af en læge • Ikke steril • Må kun bruges til én plejemedtager • Ikke fremstillet med naturgummilatex • Kun til brug sammen med Flowtron® DVT-forebyggelsespumper

Forsigtig (kun gældende for det amerikanske marked): I henhold til amerikansk lovgivning må denne enhed kun sælges af eller på ordination af en læge.

Beskrivelse

Det aktive kompressionssystem *Flowtron* består af en Tri Pulse-manchet forbundet med en *Flowtron* DVT-forebyggelsespumpe med Tri Pulse-aktivering fremstillet af ArjoHuntleigh.


Brugsvejledning

Bemærk: Se den relevante brugsvejledning for *Flowtron* DVT-forebyggelsespumpe med Tri Pulse-aktivering for at få fuldstændige oplysninger om brugen af systemet.

1. Fjern manchetterne fra den foreslåede pose, og notér partinummeret i plejemedtagerens journal.
2. Manchetterne kan benyttes på begge ben. Fold en manchete ud, og placer den oppustelige del direkte bag plejemedtagerens læg som vist på manchetten (fig. A).

Bemærk: Pilen på manchettens underside skal pege mod hælen.

3. Læg manchetten om plejemedtagerens ben (fig. A). Fastgør lukkestropperne en ad gangen, idet du starter ved anklen og arbejder dig opad (fig. B), idens du sørger for, at hele manchetten sidder tæt til benet. Gentag dette på det andet ben.



Når manchetten placeres på benet, skal pilen pege mod hælen.

4. Slut manchetterne til den Tri Pulse-aktiverede *Flowtron* DVT-forebyggelsespumpe slangesæt, og vær opmærksom på, at der høres et "klik" fra pumpetilslutningen.
5. Tænd for pumpen.
6. Kontrollér ikonerne på pumpens display for at bekræfte, at den korrekte manchetype er tilsluttet til hvert ben.
7. Tryk på "Start" for at påbegynde behandling. Indikatorerne skal lyse grønt.
8. Tryk på "Stop" for at afslutte behandling.

Indikationer

Tilsligt anvendelse af Tri Pulse-manchetten er at bidrage til forebyggelse af trombose i dybtliggende årer (DVT). Risikofaktorer for tromboseadannelse (DVT) foreligger under ortopædisk kirurgi, traume kirurgi, urologisk kirurgi og almenkirurgi. Intermittierende pneumatiske kompression (IPC) er også velegnet til andre plejemedtagergrupper, herunder neurologi, kritisk pleje, generel medicin og obstetrik.

Generelle anbefalinger

- Kontrollér, at der ikke er knæk på pumpens slangesæt og manchettens slanger.
- Kontrollér med regelmæssige mellemrum, at manchetterne sidder korrekt på plejemedtageren.

Kontraindikationer

IPC bør ikke benyttes ved følgende lidelser:

- Alvorlig arteriosklerose eller andre iskæmiske vaskulære lidelser.
- Alvorlig kongestiv hjerteftøj eller enhver lidelse, hvor en forøgelse af væske til hjertet kan være skadelig.
- Kendt eller formodet akut trombose i dybtliggende årer (DVT) eller årebetændelse.

Large Thigh Garment • Große Schenkelmanschette • Stor lårmanchet • Prenda para muslo grande • Grande attelle de cuisse
Gambale per coscia taglia grande • Grote dijmanchet • Stor lårmansjett • Acessório para coxa grande • Stor lårmanschett

- Enhver lokal tilstand hvor manchetterne ville forstyrre, herunder koldbrand, nylig hudtransplantation, dermatitis eller ubehandlede, inficerede bensår.

Bemærk: Hvis du er usikker på nogen af kontraindikationerne, så kontakt plejemedtagerens læge, inden enheden bruges.

Forsigtighed ved anvendelse

- Dette produkt kan ikke rengøres og/eller steriliseres tilstrækkeligt af brugeren til at gøre genanvendelse forsvarligt, og produktet må derfor kun bruges til engangsbrug. Forsøg på at rengøre eller sterilisere denne enhed kan for plejemedtageren medføre et problem med biokompatibilitet, risiko for infektion eller produktfejlf.
- Manchetterne skal anbringes, så de forebygger vedvarende trykpunkter på huden, idet der skal holdes særligt øje med plejemedtageren, som er bevidstløs, ikke kan føle eller har reduceret følelse og/eller bevægelsesevne i et eller begge ben.
- Plejemedtagerens hud bør kontrolleres hyppigt under hvert skift.
- En klinisk vurdering er påkrævet for at afgøre, om tilstanden af plejemedtagerens hud kræver yderligere forebyggende foranstaltninger, eller om behandlingen skal indstilles.
- Manchetterne skal straks fjernes, hvis plejemedtageren oplever prikken/snurren, følelsesløshed eller smerte.
- Til brug for DVT-forebyggelse anbefales løbende intermitterende pneumatiske kompression, til plejemedtageren er helt opvågen. Det anbefales at bruge systemet uden afbrydelse.
- Systemet bør anvendes MED FORSIGTIGHED på plejemedtagerer med ufuldsomme ekstremiteter, diabetes, nedsat kredsløb eller skrøbeligt og beskadiget hud.

Bemærk: Ovenstående er kun vejledende og må ikke erstatte kliniske vurderinger og erfaringer.

Alvorlig hændelse

Hvis der indtræffer en alvorlig hændelse i forbindelse med denne enhed, som påvirker brugeren eller plejemedtageren, så bør brugeren eller plejemedtageren rapportere den alvorlige hændelse til producenten af enheden eller forhandleren.

I EU bør brugere også indberette den alvorlige hændelse til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de befinder sig.

Bortskaffelse af et udtjent produkt

- Manchetmateriale eller andre tekstiler, polymerer eller plastikmaterialer osv. skal sorteres som brændbart affald.

© og ™ er varemærker, der tilhører Arjo-koncernen. Da vores politik løbende udvikles, forbeholder vi os ret til at ændre design uden forudgående varsel. Indholdet i denne publikation må ikke kopieres hverken til fulde eller delvist uden tilladelse fra Arjo.

ES Úseue únicamente bajo la supervisión de un médico • No estéril • Para su uso con un único paciente • No fabricado con látex de goma natural • Úseue únicamente con las bombas de prevención de TVP Flowtron®

Precaución (aplicable únicamente al mercado de EE. UU.): La venta de este dispositivo está sujeta a prescripción de un médico certificado por la legislación federal de Estados Unidos.

Descripción


El sistema de compresión activa *Flowtron* consta de una prenda Tri Pulse conectada a una bomba *Flowtron* para la prevención de TVP habilitada para Tri Pulse y fabricada por ArjoHuntleigh.

Instrucciones de uso

Note: consulte las Instrucciones de uso de la bomba de prevención de TVP *Flowtron* habilitada para Tri Pulse correspondientes para obtener la información completa acerca del funcionamiento del sistema.

1. Retire las prendas de las bolsas selladas y registre el número de lote en las notas del paciente.
2. Las prendas pueden utilizarse en cualquiera de las dos piernas. Desdoble la prenda y coloque el fuelle de inflado directamente detrás de la pantorrilla del paciente, tal y como se indica en la prenda (fig. A).
3. Envuelva la pierna del paciente con la prenda (fig. A). Después, empezando por el tobillo y en dirección ascendente, asegure cada una de las pestañas de sujeción (fig. B), asegurándose de que toda la prenda se ajusta confortablemente. Repita la operación para la otra pierna.

Note: la flecha de la parte inferior de la prenda debe apuntar hacia el talón.



Quando está colocada en la pierna, la flecha debe apuntar hacia el talón.

4. Conecte las prendas a los tubos de la bomba *Flowtron* de prevención de TVP habilitada para Tri Pulse y asegúrese de que se escucha un clic al cerrar cada uno de los conectores de la bomba.
5. Encienda la bomba.
6. Compruebe los iconos que aparecen en la pantalla de la bomba para confirmar que el tipo de prenda conectado a cada pierna es el correcto.
7. Pulse «Inicio» para dar comienzo al tratamiento; los indicadores se deberán iluminar en color verde.
8. Pulse «Detener» para parar la terapia.

Indicaciones

El uso previsto de esta prenda Tri Pulse es ayudar a prevenir la trombosis venosa profunda (TVP). Hay factores de riesgo de formación de trombos (TVP) durante cirugías generales, urológicas, traumatológicas y ortopédicas. La compresión neumática intermitente (CNI) también es adecuada en otros grupos de pacientes, tales como los tratados en neurología, cuidados críticos, medicina general y obstetricia.

Recomendaciones generales

- Compruebe que los tubos de las prendas y los tubos de la bomba no estén doblados.
- Compruebe periódicamente el correcto ajuste de las prendas al paciente.

Kontraindikaciones

No debe usarse CNI cuando concurren los trastornos siguientes:

- Arteriosclerosis grave u otras enfermedades vasculares isquémicas.
- Insuficiencia cardíaca congestiva grave o cualquier afección donde un incremento de fluido al corazón puede ser perjudicial.
- Flebitis o trombosis venosa profunda (TVP) aguda conocida o sospechada.
- Cualquier afección local en la cual las prendas podrían estorbar, incluida gangrena, injerto de piel reciente, dermatitis o heridas de pierna infectadas o sin tratar.

Note: Si tiene alguna duda sobre las contraindicaciones, consulte al médico del paciente antes de usar la prenda.

Precauciones

- El usuario no puede limpiar y/o esterilizar correctamente este producto para facilitar una reutilización segura, de modo que su uso está destinado a un único paciente. Intentar limpiar o esterilizar estos dispositivos puede provocar un riesgo de biocompatibilidad, infección o fallo del producto para el paciente.
 - Las prendas deben colocarse para evitar puntos de presión sostenida sobre la piel, especialmente en caso de pacientes inconscientes, con sensibilidad nula o reducida o incapaces de mover una o las dos piernas.
 - Debe examinar la piel del paciente con frecuencia en todos los turnos.
 - Se deberá tener en cuenta el criterio médico a la hora de determinar si el estado de la piel del paciente requiere medidas adicionales de protección, o si el tratamiento se debe interrumpir.
 - Retire las prendas inmediatamente si el paciente experimenta hormigueo, adormecimiento o dolores.
 - En caso de utilizarse para la prevención de TVP, se recomienda utilizar una compresión neumática intermitente continua hasta que el paciente sea completamente ambulatorio. Se recomienda utilizar el sistema sin interrupciones.
 - El sistema debe usarse CON PRECAUCIÓN en pacientes que padezcan falta de sensibilidad en las extremidades, diabetes, problemas de circulación o fragilidad o problemas en la piel.
- Note:** Estas son directrices solamente y no deben reemplazar la experiencia y el juicio clínico.

Incidente grave

Si se produce un incidente grave en relación con este dispositivo sanitario que afecte al usuario o al paciente, el usuario o el paciente deberán informar acerca de este incidente grave al fabricante del producto sanitario o al distribuidor.

En la Unión Europea, el usuario también deberá comunicar el incidente grave a las autoridades competentes del estado miembro en el que se encuentre ubicado.

Eliminación al final de la vida útil

- El material de las prendas o cualquier otro material textil, polímeros o materiales plásticos, etc., se deben clasificar como residuos combustibles.

© y ™ son marcas registradas pertenecientes al grupo de empresas Arjo. Como parte de nuestra política de mejora continua, nos reservamos el derecho a modificar los diseños sin previo aviso. El contenido de esta publicación no podrá ser copiado de manera total o parcial sin el consentimiento de Arjo.

FR

À utiliser exclusivement sous la supervision d'un médecin • Non stérile • Destinée exclusivement à l'usage d'un seul patient • Fabriquée sans latex de caoutchouc naturel • À utiliser uniquement avec les pompes Flowtron® de prévention des TVP

Avertissement (uniquement applicable au marché américain) selon la loi fédérale, ce dispositif ne peut être délivré (par vente ou prescription) que par un praticien diplômé.

Description

Le système de compression active *Flowtron* est composé d'une attelle Tri Pulse connectée à une pompe *Flowtron* de prévention des TVP compatible Tri Pulse, fabriquée par ArjoHuntleigh.


Mode d'emploi

Remarque: Pour de plus amples informations sur l'utilisation du système, consulter le mode d'emploi de la pompe *Flowtron* de prévention des TVP compatible Tri Pulse.

1. Retirer les attelles des sacs scellés et enregistrer le numéro de lot dans les remarques du patient.
2. Les attelles peuvent s'utiliser indifféremment sur les deux jambes. Déplier l'attelle et positionner la vessie gonflable juste derrière le mollet du patient, tel qu'indiqué sur l'attelle (Fig. A).

Remarque: La flèche située en dessous de l'attelle doit être dirigée vers le talon.

3. Enrouler l'attelle autour de la jambe du patient (Fig. A). Ensuite, en commençant par la cheville et en procédant de bas en haut, fixer chaque patte d'attache (Fig. B), en veillant à ce que l'attelle soit confortablement ajustée. Répéter l'opération pour l'autre jambe.



Lorsque l'attelle est placée sur la jambe, la flèche doit être dirigée vers le talon.

4. Fixer les attelles à la tubulure de la pompe *Flowtron* de prévention des TVP compatible Tri Pulse en veillant à entendre un dé clic au niveau de chaque connecteur.
5. Activer la pompe.
6. Vérifier les icônes sur l'écran de la pompe pour s'assurer que le bon type d'attelle a été raccordé sur chaque jambe.
7. Appuyer sur « Start » pour commencer le traitement ; les témoins s'allument alors en vert.
8. Appuyer sur « Stop » pour arrêter le traitement.

Indications

L'attelle Tri Pulse est destinée à la prévention de la thrombose veineuse profonde (TVP). Les facteurs de risque de formation de thrombus (TVP) sont présents lors d'interventions orthopédiques, traumatologiques, urologiques et générales. La compression pneumatique intermittente (CPI) convient également à d'autres groupes de patients dont ceux des services de neurologie, de soins intensifs, de médecine générale et d'obstétrique.

Recommandations générales

- Vérifier que la tubulure de la pompe et celle de l'attelle ne sont pas emmêlées.
- Contrôlez régulièrement que les attelles sont correctement fixées au patient.

Contre-indications

La CPI ne doit pas être utilisée dans les cas suivants :

- Artériosclérose grave ou autres maladies ischémiques vasculaires.
- Insuffisance cardiaque congestive grave ou tout état où une augmentation du fluide vers le cœur risque d'être défavorable.
- Thrombose veineuse profonde (TVP) ou phlébite aiguë connue ou présumée.
- Tout état local dans lequel les attelles pourraient interférer, dont gangrène, greffe de peau récente, dermatite ou plaies infectées et non soignées au niveau des jambes.

Remarque: En cas de doute concernant une contre-indication, consulter le médecin du patient avant d'utiliser le dispositif.

Précautions

- Ce produit ne peut pas être nettoyé et/ou stérilisé correctement par l'utilisateur pour faciliter une réutilisation sûre, c'est pourquoi il est prévu pour un usage unique et individuel. Tenter de nettoyer ou de stériliser ces dispositifs pourrait altérer la biocompatibilité ou entraîner un risque d'infection ou de défaillance du produit.
- Les attelles doivent être positionnées de manière à prévenir les points de pression soutenus sur la peau, en accordant une attention particulière aux

