


Flowtron TRP60L

	<p>≤ 81 cm</p>
	<p>≤ 32 inch</p>

EN To be used only under the direction of a physician • Non-Sterile • For Single Patient Use Only • Not made with natural rubber latex • For use with Flowtron® DVT-prevention pumps only

Caution: (Applicable to the USA market only) Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed practitioner.

Description

The *Flowtron* Active Compression System is comprised of a Tri Pulse garment connected to a Tri Pulse enabled *Flowtron* DVT prevention pump manufactured by ArjoHuntleigh.


Instructions For Use

Note: Refer to the relevant Tri Pulse enabled *Flowtron* DVT prevention pump Instructions For Use, for complete information on the use of the system.

- Remove the garments from the sealed bag and record the Lot Number in the patient notes.
- The garments may be used on either leg. Unfold a garment and position the inflatable bladder directly behind the patient's calf as indicated on the garment (Fig. A).

Note: The arrow on the underside of the garment must point to the heel.

- Wrap the garment around the patient's leg (Fig. A). Then starting at the ankle and working upwards, secure each fastener tab in turn (Fig. B), ensuring that the entire garment fits snugly. Repeat with the other leg.



- Attach the garments to the Tri Pulse enabled *Flowtron* DVT prevention pump tubeset, ensuring a "click" is heard from the pump connector.
- Power up the pump.
- Check the icons on the pump display to confirm that the correct type of garment has been connected to each leg.
- Press "Start" to begin therapy; the indicators should be illuminated green.
- Press "Stop" to end therapy.

Indications

The intended use of the Tri Pulse garment is to help prevent Deep Vein Thrombosis (DVT). The risk factors of thrombus formation (DVT) are present during orthopaedic, trauma, urologic and general surgery. Intermittent Pneumatic Compression (IPC) is also suitable for other patient groups including neurology, critical care, general medical and obstetrics.

General Recommendations

- Check that there are no kinks in the pump tubeset and garment tubing.
- Regularly check that the garments remain correctly fitted to the patient.

Contraindications

IPC should not be used in the following conditions:

- Severe arteriosclerosis or other ischaemic vascular diseases.
- Severe congestive cardiac failure or any condition where an increase of fluid to the heart may be detrimental.
- Known or suspected acute Deep Vein Thrombosis (DVT) or phlebitis.
- Any local condition in which the garments would interfere, including gangrene, recent skin graft, dermatitis or untreated, infected leg wounds.

Note: If you are unsure of any contraindications refer to the patient's physician before using the device.

Cautions

- This product cannot be adequately cleaned and / or sterilized by the user in order to facilitate safe reuse and is therefore intended for single patient use.
- Attempts to clean or sterilize these devices may result in a biocompatibility, infection or product failure risk to the patient.
- Garments should be positioned to prevent sustained pressure points on the skin, paying particular attention to patients who are unconscious, cannot feel or have reduced sensation and/or ability to move their leg(s).
- The patient's skin should be inspected frequently during every shift.
- Clinical judgement is required to determine if the patient's skin condition requires additional protective measures, or if the therapy should be discontinued.
- Garments should be removed immediately if the patient experiences tingling, numbness or pain.
- When used for DVT prevention, continuous intermittent pneumatic compression is recommended until the patient is fully ambulatory. Uninterrupted use of the system is recommended.
- The system should be used WITH CAUTION on patients with insensitive extremities, diabetes, impaired circulation, or fragile or impaired skin.

Note: These are guidelines only and should not replace clinical judgement and experience.

Serious Incident

If a serious incident occurs in relation to this medical device, affecting the user, or the patient then the user or patient should report the serious incident to the medical device manufacturer or the distributor.

In the European Union, the user should also report the serious incident to the Competent Authority in the member state where they are located.

End of Life Disposal

- Garment material or any other textiles, polymers or plastic materials etc. should be sorted as combustible waste.

© and ™ are trademarks belonging to the Arjo group of companies. As our policy is one of continuous improvement, we reserve the right to modify designs without prior notice. The content of this publication may not be copied either whole or in part without the consent of Arjo.

CS Používejte pouze pod dohledem lékaře • Nesterilní • Pro použití pouze u jednoho klienta/pacienta • Neobsahuje latex z přírodního kaučuku • Pro použití pouze s pumpami na prevenci DVT Flowtron®

Upozornění (platí pouze pro USA): Federální zákony omezují prodej tohoto zdravotnického prostředku pouze na lékaře nebo na předpis lékaře.

Popis


Aktivní kompresní systém *Flowtron* se skládá z návleku Tri Pulse připojenému k pumpě na prevenci DVT *Flowtron* s aktivovanou funkcí Tri Pulse od společnosti ArjoHuntleigh.

návod k použití

Poznámka: Úplné informace o používání systému najdete v příslušném návodu k použití pumpy na prevenci DVT *Flowtron* s aktivovanou funkcí Tri Pulse.

- Vyjměte návleky z uzavřeného sáčku a do poznámek o klientovi/pacientovi zaznamenejte číslo šarže.
- Návleky je možno použít na kteroukoliv dolní končetinu. Návlek rozložte a natukovací vak umístěte přímo za lýtko klienta/pacienta, jak je zobrazeno na návleku (obr. A).

Poznámka: Šípka na rubu návleku musí ukazovat směrem k patě. Návlek umístěte kolem dolní končetiny klienta/pacienta (obr. A). Potom od kotníku směrem nahoru zapínejte postupně všechny upevňovací úchytky (obr. B) a ujistěte se, zda návlek pohodlně sedí. Opakujte u druhé dolní končetiny.



- Připojte návleky k sadě trubic pumpy na prevenci DVT *Flowtron* s aktivovanou funkcí Tri Pulse. U konektoru pumpy uslyšíte cvaknutí.
- Spustte pumpu.
- Zkontrolujte ikony na displeji pumpy, abyste se ujistili, že ke každé dolní končetině byl připojen správný typ návleku.
- Zahajte terapii stisknutím tlačítka „Start“; indikátory začnou svítit zeleně.
- Stiskněte „Stop“ pro ukončení terapie.

Indikace

Návlek Tri Pulse je určen jako pomocný prostředek k prevenci hluboké žilní trombózy (DVT). Rizikové faktory vytvoření trombu (DVT) vznikají při ortopedickém, traumatickém, urologickém a obecném chirurgickém zákroku. Přerušovaná pneumatická komprese (PPK) je vhodná i pro jiné skupiny klientů/pacientů, včetně neurologie, kritické péče, obecné medicíny a porodnictví.

Všeobecná doporučení

- Zkontrolujte, zda sada trubic pumpy a trubice návleku nejsou zřehýbané.
- Pravidelně kontrolujte, zda klient/pacient má návleky správně nasazené.

Kontraindikace

PPK by neměla být používána za následujících podmínek:

- Těžká arterioskleróza nebo jiné ischemické cévní onemocnění.
- Závažné kongestivní srdeční selhání nebo jiný stav, u něhož by zvýšený přísun krve do srdce mohl být škodlivý.
- Diagnostikovaná akutní hluboká žilní trombóza (DVT) nebo flebitida, případné podezření na tato onemocnění.
- Jakýkoliv lokální stav, u něž by návlek mohl vadit, např. gangréna, nedávno provedení kožního štěpu, dermatitida nebo neléčené, záněcené rány na noze.

Poznámka: V případě pochybností o jakýchkoli kontraindikacích se před použitím zařízení nejprve poraďte s ošetřujícím lékařem.

Upozornění

- Tento výrobek nemůže uživatel odpovídajícím způsobem čistit a/ nebo sterilizovat pro umožnění bezpečného opakovaného použití, a proto je určen pro jednorázové použití. Pokus o vyčištění nebo sterilizaci zařízení může mít za následek riziko pro klienta/pacienta s ohledem na biokompatibilitu, infekci nebo selhání výrobku.
- Návleky by měly být umístěny tak, aby zabráňovaly vzniku trvalých otlaků na pokožce, přičemž zvýšenou pozornost je nutno věnovat klientům/pacientům, kteří jsou v bezvědomí nebo mají sníženou citlivost a/nebo pohyblivost dolních končetin.
- Pravidelně je zapotřebí během každé směny kontrolovat klientovu/ pacientovu kůži.
- Při určování toho, zda klientova/pacientova pokožka vyžaduje dodatečnou ochranu nebo zda by terapie neměla být ukončena, je nezbytné používat klinický úsudek.
- Jakmile klient/pacient začne pociťovat brnění, necitlivost nebo bolest, okamžitě návleky odstraňte.
- Při použití k prevenci DVT je doporučena přerušovaná pneumatická komprese, dokud klient/pacient není plně mobilizovaný. Rovněž se doporučuje nepřerušované používání systému.
- Systém je třeba používat S OPATRNOSTÍ na klientech/pacientech s necitlivými končetinami, diabetem, narušeným krevním oběhem nebo citlivou a poškozenou pokožkou.

Poznámka: Uvedené informace jsou pouze orientační a neměly by nahrazovat klinický úsudek či zkušenosti.

Závažná nežádoucí příhoda

Pokud se v souvislosti s tímto zdravotnickým prostředkem vyskytne závažná nežádoucí příhoda ovlivňující uživatele nebo pacienta, pak by ji uživatel nebo pacient měli ohlásit výrobci či distributorovi zdravotnického prostředku.

V Evropské unii by uživatel měl závažnou nežádoucí příhodu rovněž ohlásit příslušnému orgánu v členském státě, v němž se nachází.

Likvidace po skončení životnosti

- Material návleků nebo jiné textilie, polymery, plastové materiály apod. by měly být vyříděny jako hořlavý odpad.

© a ™ jsou ochranné známky náležející skupině společností Arjo. V souladu s naši zásadou neustálého zlepšování si vyhrazuje právo na změnu designu bez předchozího upozornění. Obsah této publikace nesmí být kopírován zcela ani částečně bez souhlasu společnosti Arjo.

EL Για χρήση μόνον υπό την καθοδήγηση ιατρού • Μη αποστειρωμένο • Για χρήση σε ένα μόνον ασθενή • Δεν κατασκευάζεται με φυσικό λάτεξ καουτσούκ • Για χρήση μόνον με αντλίες πρόληψης DVT της Flowtron®

Προσοχή (ισχύει μόνο για την αγορά των ΗΠΑ): Η κοινοτική νομοθεσία επιτρέπει την πώληση ή την ενοίκιαση αυτού του προϊόντος μόνο από ιατρό ή κατόπιν εντολής εξουσιοδοτημένου επαγγελματία υγείας.

Περιγραφή

Το σύστημα ενεργού συμπίεσης *Flowtron* αποτελείται από ένα ένδυμα Tri Pulse συνδεδεμένο με μια ενεργοποιημένη για το Tri Pulse αντλία πρόληψης DVT της *Flowtron* που έχουν κατασκευαστεί από την ArjoHuntleigh.


Οδηγίες χρήσης

Σημείωση: Ανατρέξτε στις σχετικές Οδηγίες χρήσης της ενεργοποιημένης για το Tri Pulse αντλίας πρόληψης DVT της *Flowtron* για πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του συστήματος.

- Αφοραίστε τα ένδυματα από τη σφραγισμένη σακούλα και καταγράψτε τον Αριθμό παρτίδας στο αρχείο του ασθενούς.
- Τα ένδυματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε πόδι. Ξεδιπλώστε ένα ένδυμα και τοποθετήστε τη φυσικωτική κύστη ακριβώς πίσω από τη γαστροκνήμια του ασθενούς, όπως υποδεικνύεται στο ένδυμα (Εικ. Α).

Σημείωση: Το βέλος στην κάτω πλευρά του ενδύματος πρέπει να έχει προσανατολισμό προς τη φτέρνα.

- Τυλίξτε το ένδυμα γύρω από το πόδι του ασθενούς (Εικ. Α). Στη συνέχεια ασφαλίστε κάθε γλωπίδα στερέωσης με τη σειρά, ξεκινώντας από τον αστράγαλο προς τα επάνω (Εικ. Β) και βεβαιωθείτε ότι ολόκληρο το ένδυμα ταιριάζει άνετα. Επαναλάβετε στο άλλο πόδι.



- Προσαρτήστε τα ένδυματα στο σύστημα σωλήνων της ενεργοποιημένης για το Tri Pulse αντλίας πρόληψης DTV της *Flowtron* και βεβαιωθείτε ότι ακούγεται ένα «κλικ» από τον σύνδεσμο της αντλίας.
- Ενεργοποιήστε την αντλία.

Bariatric Calf Garment • Bariatrický lýtkový návlek • Βαριατρικό ένδυμα γαστροκνημίας • Bariatrinen pohjepeite Bariatrisk leggmansjett • Bariatryczny mankiet na łydkę • Bariatrický lýtkový návlek • Bariatrik Baldri Giysisi

- Ελέγξτε τα εικονίδια στην οθόνη της αντλίας για να επιβεβαιώσετε ότι έχει συνδεθεί ο σωστός τύπος ενδύματος σε κάθε πόδι.
- Πατήστε «Έναρξη» για να αρχίσει η θεραπεία. Οι φωτεινές ενδείξεις θα πρέπει να είναι πράσινες.
- Πιέστε “Διακοπή” για τερματισμό της θεραπείας.

Ενδείξεις

Η προβλεπόμενη χρήση του ενδύματος Tri Pulse είναι να βοηθά στην πρόληψη της εν τω βάθει θρόμβωσης (DVT). Οι παράγοντες κινδύνου για σχηματισμό θρόμβου (DVT) υφίστανται κατά τη διάρκεια ορθοπεδικών, ουρολογικών και γενικών χειρουργικών επεμβάσεων, καθώς και χειρουργικών επεμβάσεων τραυμάτων. Η διαλείπουσα συμπίεση με πεπιεσμένο αέρα (IPC) είναι επίσης κατάλληλη για άλλους τομείς θεραπείας ομάδων ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της νευρολογίας, εντατικής φροντίδας, γενικής ιατρικής και μαϊευτικής.

Γενικές συστάσεις

- Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν συστροφές στο σετ σωλήνωσης της αντλίας και στη σωλήνωση του ενδύματος.
- Ελέγχετε τακτικά ότι οι περισκελίδες παραμένουν ορθά τοποθετημένες στον ασθενή.

Αντενδείξεις

Η IPC δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στις ακόλουθες καταστάσεις:

- Βαριά αρτηριοσκλήρυνση ή άλλες ισχαιμικές αγγειοπάθειες.
- Βαριά συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια ή οποιαδήποτε κατάσταση όπου μια αύξηση υγρού προς την καρδιά ενδέχεται να είναι επιβλαβής.
- Γνωστή ή πιθανολογούμενη οξεία εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (DVT) ή φλεβίτιδα.
- Οποιαδήποτε τοπική κατάσταση στην οποία τα ένδυματα θα παρεμποδίζαν, συμπεριλαμβανομένης της γάγγραινας, πρόσφατου δερματικού μωσχεύματος, δερματίτιδας ή μη θεραπευμένων, μολυσμένων τραυμάτων στα πόδια.

Σημείωση: Εάν δεν είστε βέβαιοι για οποιοσδήποτε αντενδείξεις, συμβουλευτείτε τον ιατρό του ασθενούς πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Οδηγίες προσοχής

- Αυτό το προϊόν δεν μπορεί να καθαριστεί επαρκώς ή/και να αποστειρωθεί από το χρήση, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής επανάχρησή του. Συνεπώς, προορίζεται για χρήση μόνο σε έναν ασθενή. Η προσταθεία καθαρισμού ή αποστείρωσης αυτών των συσκευών, ενδέχεται να οδηγήσει σε κίνδυνο bio-συμβατότητας, μόλυνσης ή αστοχίας του προϊόντος.
- Τα ένδυματα πρέπει να τοποθετούνται ώστε να προλαμβάνονται σημεία παρατεταμένης πίεσης στο δέρμα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε ασθενείς που είναι αναίσθητοι, δεν έχουν αίσθηση, ή έχουν μειωμένη αίσθηση ή/και ικανότητα να μετακινήσουν το/τα πόδι/α τους.
- Το δέρμα του ασθενούς πρέπει να ελέγχεται συχνά σε κάθε μετατόπιση.
- Απαιτείται κλινική κρίση για να καθοριστεί εάν η κατάσταση του δέρματος του ασθενούς χρήζει πρόσθετων προστατευτικών μέτρων ή εάν θα πρέπει να διακοπεί η θεραπεία.
- Τα ένδυματα θα πρέπει να αφαιρούνται αμέσως εάν ο ασθενής παρουσιάσει νυγμό, μούδιασμα ή πόνο.
- Όταν χρησιμοποιείται για πρόληψη της DVT, συνιστάται συνεχής διαλείπουσα συμπίεση με πεπιεσμένο αέρα μέχρι ο ασθενής να γίνει πλήρως περιπατητικός. Συνιστάται αδιάλειπτη χρήση του συστήματος.
- Το σύστημα θα πρέπει να χρησιμοποιείται ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ σε ασθενείς με άκρα χωρίς ευαισθησία, διαβήτη, μειωμένη κυκλοφορία ή εύθραυστο ή εξασθενημένο δέρμα.

Σημείωση: Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται μόνο ως γενικές κατευθυντήριες οδηγίες και δεν υποκαθιστούν την κλινική κρίση και εμπειρία.

Σοβαρό περιστατικό

Εάν προκύψει σοβαρό περιστατικό σε σχέση με αυτό το ιατροτεχνολογικό προϊόν που επηρεάζει τον χρήστη ή τον ασθενή, ο χρήστης ή ο ασθενής θα πρέπει να αναφέρει το σοβαρό περιστατικό στον κατασκευαστή ή τον διανομέα του ιατροτεχνολογικού προϊόντος.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο χρήστης θα πρέπει επίσης να αναφέρει το σοβαρό περιστατικό στην Αρμόδια Αρχή στο Κράτος Μέλος όπου βρίσκεται.

Απόρριψη στο τέλος του κύκλου ζωής

- Τα υφασμάτινα υλικά και οποιαδήποτε άλλα υφάσματα, πολυμερή ή πλαστικά υλικά κ.λπ. θα πρέπει να ανακυκλώνονται ως εύφλεκτα απόβλητα.

Τα © και ™ είναι εμπορικά σήματα, τα οποία ανήκουν στον όμιλο εταιρειών Arjo. Δεδομένου ότι η πολιτική της εταιρείας μας στοχεύει στη διαρκή βελτίωση, διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης σχεδίων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αντιγραφή των περιεχομένων αυτής της έκδοσης χωρίς τη συγκατάθεση της Arjo.

FI Käytettävä vain lääkärin määräyksestä • Ei-steriili • Vain yhden potilaan käyttöön • Ei valmistettu luonnonkumilatteksista • Käytettäväksi vain Flowtron® DVT -ehkäisyumpunpujen kanssa

Huomio (koskee ainoastaan Yhdysvaltain markkinoita): Yhdysvaltain liittovaltion laki rajoittaa tämän laitteen myynnin ja tilauksen lisensoitun ammattinarjoittajaan.

Kuvas


Flowtron Active -kompresiojärjestelmä koostuu Tri Pulse -peitteestä, joka kytketään Tri Pulse -mansettia käyttävään ArjoHuntleighin valmistamaan *Flowtron* DVT -ehkäisyumpunpuun.

Käyttöohjeet

Huom.: Katso täydelliset tiedot järjestelmän Tri Pulse -mansetin käyttämän *Flowtron* DVT -ehkäisyumpunpu käyttöohjeista.

- Poista peitteet sinetöidystä pussista ja kirjaa eränumero potilaan tietoihin.
- Peitteitä voidaan käyttää kumpaan alaraajaan tahansa. Avaa mansetti ja aseta puhallettava ilmatyyny suoraan potilaan pohkeen taakse mansetin ohjeen (kuva A) mukaan.

Huom.: Nuolen mansetin alapuolella on oltava kantapäättä kohti. Kääri mansetti potilaan alaraajan ympärä (kuva A). Kiinnitä sitten kukin kiinnityskieleke (kuva B) vuorollaan aloittaen nilkasta ja siirtyn ylöspäin sekä varmista, että koko mansetti istuu tiiviisti. Toista sama toinen alaraajan kohdalla.



- Kiinnitä peitteet Tri Pulse -mansettia käyttävään *Flowtron* DVT -ehkäisyumpunpuletkusarjaan. Varmista, että pumpun liittimestä kuuluu napsahdus.
- Kytke pumppu päälle.
- Varmista pumpun näytön kuvakkeista tarkistamalla, että oikea mansettityyppi on liitetty kumpaankin alaraajaan.
- Aloita hoito painamalla käynnistyspainiketta. Merkkivalojen pitäisi nyt palaa vihreinä.
- Lopeta hoito painamalla pysäytyspainiketta.

Käyttöaiheet

Tri Pulse -mansetin käyttötarkeitus on ehkäistä syvää laskimotukosta (SLT). Tukoksen (SLT) riskitekijöitä esiintyy ortopedisen, traumaan liittyvän, urologisen ja yleisen leikkauksen aikana. Jaksottainen painekompressio (IPC) sopii myös muille potilasryhmillä esim. neurologiassa, kriittisessä hoidossa, yleislääketieteessä ja obstetriikassa.

arjo

Bariatric Calf Garment • Bariatrický lýtkový návlek • Βαριατρικό ένδυμα γαστροκνημίας • Bariatrinen pohjepeite Bariatrisk leggmansjett • Bariatryczny mankiet na łydkę • Bariatrický lýtkový návlek • Bariatrik Baldri Giysisi

Yleiset suositukset

- Tarkista, ettei pumpun letkusarjassa tai mansetin letkussa ole mutkia.
- Tarkista säännöllisesti, että peitteet pysyvät potilaaseen oikein asetettuina.

Vasta-aiheet

Jaksottaista painekompressiota ei pidä käyttää seuraavissa tiloissa:

- Vaikea arterioskleroosi tai muu iskeeminen verisuonisairaus.
- Vaikea kongestivinen sydämen vajaatoiminta tai mikä tahansa tila, jossa nesteen lisääntyminen sydämeen voi olla haitallista.
- Tunnettu tai epäilty syvä laskimotukos (SLT) tai laskimotulehdus.
- Mikä tahansa paikallinen tila, jossa mansetit häiritsevät, mukaan lukien kuolio, äskettäinen ihosiirre, ihotulehdus tai hoitamattomat infektiotuneet alaraajan haavat.

Huom.: Jos olet epävarma vasta-aiheista, ota yhteys potilaan lääkäriin ennen laitteen käyttöä.

Huomioita

- Käyttäjä ei voi riittävästi puhdistaa ja/tai steriloida tätä tuotetta turvallisesti uudelleenkäytön mahdollistamiseksi, ja se on siksi tarkoitettu yhden potilaan käyttöön. Yritykset puhdistaa tai steriloida näitä laitteita voivat johtaa biosopeutuvuuteen, infekioon tai tuotteen käytön epäonnistumisriskiin potilaalla.
- Peitteet on asetettava ehkäisemään ihon jatkuvia painepisteitä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä potilasiin, jotka ovat tajuttomia, jotka eivät voi tuntea tai joilla on alentunut tuntoaisti ja/tai kyky liikkuttaa alaraajojaan.
- Potilaan iho on tarkastettava usein ja jokaisen vaihdon yhteydessä.
- Kliinissäll arvioinnin on selvitettävä, tarvitseeko potilaan iho lisäsuojatoimia tai onko hoito lopetettava.
- Peitteet on poistettava heti, jos potilaalla esiintyy pistelyä, tunnottomuutta tai kipua.
- Syvän laskimotukoksen ehkäisyssä suositellaan jaksottaisen painekompression jatkuvaa käyttöä, kunnes potilas on täysin liikkuva. Järjestelmän keskeytymätön käyttö on suositeltavaa.
- Järjestelmää on käytettävä VAROEN potilaille, joilla on tunnottomia raajoja, diabetes, heikentynyt verenkierto tai hauras tai heikentynyt iho.

Huom.: Edellä olevat neuvot ovat vain ohjeellisia eivätkä korvaa kliinistä arviointia ja kokemusta.

Vakava vaaratilanne

Jos tapahtuu jokin tähän lääkinnälliseen laitteeseen liittyvä, käyttäjään tai potilaaseen vaikuttava vaaratilanne, käyttäjän tai potilaan tulee raportoida vakavasta vaaratilanteesta lääkinnällisen laitteen valmistajalle tai jälleenmyyjälle.

Euroopan unionissa käyttäjän tulisi myös ilmoittaa vakavasta vaaratilanteesta toimivaltaiselle viranomaiselle siinä jäsenmaassa, jossa hän asuu.

Häivittämisen käyttöönen lopussa

- Mansettimateriaali tai kaikki muut tekstiilit, polymeerit tai muovimateriaalit jne. on lajiteltava palavana jätteena.

© ja ™ ovat Arjo-yrityksryhmän omistamia tavaramerkkejä. Koska kehitämme tuotteitamme jatkuvasti, pidämme oikeuden suunnittelumuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Tämän julkaisun sisältöä ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Arjo-yhtiön suostumusta.

NO Skal kun brukes under rettlledning av lege • Ikke-steril • Kun til bruk for én pasient • Ikke laget av naturgummilatteks • Kun til bruk med Flowtron®-pumper til forebygging av DVT

Forsiktig (gjelder kun det amerikanske markedet): Føderal lov begrenser salg eller bestilling av denne enheten til praktiserende leger.

Beskrivelse

Flowtron Active Compression System består av en Tri Pulse-mansjett som er koblet til en Tri Pulse-aktivert *Flowtron* DVT-pumpe til forebygging av DVT, produsert av ArjoHuntleigh.


Bruksanvisning

Merk: Se bruksanvisningen for den aktuelle Tri Pulse-aktiverte *Flowtron*-pumpen til forebygging av DVT for fullstendig informasjon om bruk av systemet.

- Fjern mansjettene fra den forseglede posen, og registrer Lot-nummeret i pasientnotatene.
- Mansjettene kan brukes på ett av bena. Brett ut en mansjett og plasser den oppblåsbare ballongen rett bak pasientens legg som angitt på mansjetten (Fig. A).

Merk: Pilen på undersiden av mansjetten skal peke mot hælen.

- Legg mansjetten rundt pasientens ben (Fig. A). Fest deretter festeflene fra ankelen og oppover (Fig. B). Pass på at hele mansjetten sitter tett. Gjenta på det andre benet.



- Koble mansjettene til slangesettet til den Tri Pulse-aktiverte *Flowtron*-pumpen til forebygging av DVT. Et "klikk" skal høres fra pumpetilkoblingen.

