

Enterprise 5000X, 8000X, 9000X

تحذير



افصل السرير عن التيار الكهربائي قبل البدء في أي نشاط متعلق بالصيانة أو التنظيف. سيظل السرير يعمل بطاقة البطارية إذا لم يتم قفل الوظيفة في لوحة تحكم المراقب (ACP).

لا تسمح بوصول الرطوبة إلى قابس الموصلات الرئيسية أو سلك إمداد الطاقة.

تنبيه

لا تستخدم المركبات أو الضمادات الكاشطة، أو المطهرات التي تحتوي على الفينول.
لا تستخدم التنظيف بالنفث المنفرد أو أنفاق الغسيل.
لا تقم بإزالة الشحوم من مكابس المُشغِّل.

يتعيّن التنظيف والتطهير بمعدل أسبوعي.
يتعيّن التنظيف والتطهير قبل استخدام المرضى الجدد.

الملحقات اللازمة:

- ملابس واقية
- منظف متعادل
- ثنائي كلوروأيزوسيانورات الصوديوم (NaDCC) بتركيز ١,٠٠٠ جزء في المليون (٠,١٪) من الكلور متاح.
- ثنائي كلوروأيزوسيانورات الصوديوم (NaDCC) بتركيز ١٠,٠٠٠ جزء في المليون (١٪) من الكلور متاح.
- الماء الدافئ
- قطعة قماش مخصصة للاستعمال مرة واحدة
- مناشف ورقية مخصصة للاستخدام مرة واحدة

يُوصى باستخدام ثنائي كلوروأيزوسيانورات الصوديوم (NaDCC) بمثابة مادة منظفة. إذا كانت بروتوكولات المنشأة تتطلب استخدام مطهر غير NaDCC، فإنه يتعيّن استخدامه بحذر ووفقاً لتعليمات الشركة المُصنِّعة.

التنظيف

١. قم بإزالة أي فراش وملحقاته من السرير.
٢. قم بإزالة لوحة موضع الرأس ولوحة موضع القدم وأغطية تخت المرتبة من السرير.
٣. قم بتنظيف كل الأسطح باستخدام قطع قماش مخصصة للاستعمال مرة واحدة مع الماء ومنظف متعادل. ابدأ بالأجزاء العليا من السرير وواصل العمل على جميع الأسطح الأفقية. اعمل بشكل منظم نحو الأجزاء السفلية من السرير ونظف العجلات في النهاية.
٤. امسح بقطعة قماش جديدة مخصصة للاستعمال مرة واحدة ومبللة بالماء. استخدم مناشف ورقية مخصصة للاستعمال مرة واحدة للتجفيف.
٥. اترك الأجزاء التي تم تنظيفها لكي تجف قبل إعادة وضع المرتبة.

التطهير

٦. امسح كافة الأسطح بمادة NaDCC (بتركيز ١,٠٠٠ جزء في المليون من الكلور متاح). في حالة وجود سوائيل جسم مُجمعة، مثل الدم، فإنه يتعيّن المسح باستخدام مادة NaDCC (بتركيز ١٠,٠٠٠ جزء في المليون من الكلور متاح).