

# Enterprise 5000X, 8000X, 9000X



## PERINGATAN

Lepaskan sambungan ranjang dari aliran listrik sebelum memulai aktivitas pembersihan atau pemeliharaan. Ranjang masih bisa beroperasi dengan daya baterai jika fungsinya belum dikunci pada ACP.

Jangan biarkan steker listrik atau kabel listrik basah.

## PERHATIAN

Jangan menggunakan senyawa atau bantalan abrasif, atau desinfektan berbasis fenol.

Jangan gunakan pembersih dengan semprotan jet atau terowongan pencucian.

Jangan mengeluarkan pelumas dari piston aktuator.

Bersihkan dan lakukan desinfeksi setiap minggu.

Bersihkan dan lakukan desinfeksi sebelum digunakan pada pasien baru.

Aksesori yang diperlukan:

- Pakaian pelindung
- Detergen netral
- Natrium dikloroisosianurat (NaDCC) pada 1.000 ppm (0,1%) dari klorin yang tersedia
- Natrium dikloroisosianurat (NaDCC) pada 10.000 ppm (1%) dari klorin yang tersedia
- Air hangat
- Kain sekali pakai
- Tisu sekali pakai

Natrium dikloroisosianurat (NaDCC) direkomendasikan sebagai disinfektan. Jika protokol fasilitas mewajibkan penggunaan disinfektan lain selain daripada NaDCC, gunakan dengan hati-hati dan sesuai dengan petunjuk produsen.

## Pembersihan

1. Lepaskan matras dan aksesori apa pun dari ranjang.
2. Lepaskan panel kepala, panel kaki, dan bantalan platform kasur dari ranjang.
3. Bersihkan semua permukaan dengan kain sekali pakai yang dilembapkan dengan air dan detergen netral.  
Mulailah dari bagian atas ranjang, lalu lanjutkan ke seluruh permukaan horizontal. Bersihkan secara sistematis dari bagian atas hingga ke bagian bawah ranjang, dan bersihkan bagian roda paling akhir.
4. Seka dengan kain sekali pakai baru yang dilembapkan dengan air. Keringkan dengan tisu sekali pakai.
5. Biarkan bagian yang dibersihkan mengering sebelum mengganti kasur.

## Desinfeksi

6. Seka semua permukaan dengan NaDCC (1.000 ppm dari klorin yang tersedia). Apabila terjadi penumpukan cairan tubuh, misalnya darah, seka dengan NaDCC (10.000 ppm dari klorin yang tersedia).

