

Enterprise 5000X, 8000X, 9000X



ĮSPĖJIMAS

Prieš vykdydami bet kokius valymo ar techninės priežiūros darbus, atjunkite lovą nuo maitinimo įtampos. Lova vis tiek veiks naudodama baterijos energiją, jei SVS funkcijos nebuvo užblokuotos. Būkite atsargūs ir nesuslapinkite maitinimo laido kištuko arba laido.

ATSARGIAI

Nenaudokite abrazyvinių junginių ar šveitiklių arba dezinfekavimo priemonių fenolių pagrindu. Valydami nenaudokite vandens purkštukų ar plovimo kamerų. Nenuvalykite tepalo nuo pavarų stūmoklių.

Valykite ir dezinfekuokite kas savaitę.
Valykite ir dezinfekuokite prieš naujus pacientus.

Reikalingi priedai

- Apsauginiai drabužiai
- Neutrali plovimo priemonė
- Natrio dichloroizocianuratas (NaDCC), kurio chloro koncentracija yra 1 000 ppm (0,1 %)
- Natrio dichloroizocianuratas (NaDCC), kurio chloro koncentracija yra 10 000 ppm (1 %)
- Karštas vanduo
- Vienkartinė šluostė
- Vienkartiniai popieriniai rankšluosčiai

Kaip dezinfekavimo priemonę rekomenduojama naudoti natrio dichloroizocianuratą (NaDCC). Jei įstaigos protokoluose numatytas reikalavimas naudoti ne NaDCC kaip dezinfekavimo priemonę, tą priemonę naudokite atsargiai ir pagal gamintojo nurodymus.

Valymas

1. Nuimkite nuo lovos čiužinį ir visus priedus.
2. Nuo lovos nuimkite galvūgalio plokštę, kojūgalio plokštę ir čiužinio platformos paklodes.
3. Nuvalykite visus paviršius vienkartinėmis šluostėmis, pamirkyta vandenyje ir neutralioje valymo priemonėje ir šiltame vandenyje. Pradėkite nuo viršutinių lovos dalių ir tęskite valydami visus horizontalius paviršius. Nuosekliai valykite judėdami apatinių lovos dalių link; ratukus valykite pabaigoje.
4. Nuvalykite nauja vienkartinėmis šluostėmis, pamirkyta vandenyje. Nausausinkite vienkartiniais popieriniais rankšluosčiais.
5. Prieš vėl uždėdami čiužinį, leiskite nudžiūti nuvalytoms dalims.

Dezinfekavimas

6. Visus paviršius valykite naudodami NaDCC (chloro koncentracija – 1 000 ppm). Valant kūno skysčius, pvz., kraują, reikia naudoti NaDCC (chloro koncentracija – 10 000 ppm).

