

# Skin IQ 365



414479-TR Rev G • 09/2019



## KULLANICILAR İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER

Arjo, ürünlerinin uygun şekilde çalışması için aşağıdaki koşulları önerir. Bu koşullara uyulmaması ilgili tüm garantileri geçersiz kılacaktır.

- Bu ürünü sadece bu talimatlarla ve geçerli ürün etiketlerine uygun şekilde kullanın.
- UYARI:** Montaj, işlemler, ayarlamalar, genişletmeler, modifikasyonlar, teknik bakım veya onarımlar Arjo'nun yetkilendirdiği kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Bakım ve onarım ile ilgili bilgiler için Arjo ile temasa geçin.
- Odadaki elektrik tesisatı, ulusal elektrik tesisatı standartlarına uygun olmalıdır. Elektrik çarpması riskine karşı, bu ürün topraklanmış bir güç prizine takılmalıdır.

**Arjo'nun tedavi destek sistemleri için spesifik endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar, önlemler ve güvenlik bilgileri mevcuttur. Kullanıcıların, bu talimatları okumaları, bunlar hakkında bilgi sahibi olmaları ve hasta yerleştirme ve ürün kullanımından önce tedaviyi gerçekleştiren hekime başvurmaları önem arz eder. Her hastanın durumu değişiklik gösterebilir.**

### UYARI:

Bu ürün, üretici tarafından spesifik voltaj gereksinimleriyle uyumlu olacak şekilde ayarlanmıştır. Spesifik voltaj için güç beslemesi etiketine bakın.

Bu tıbbi cihaza ilişkin olarak kullanıcıyı veya hastayı etkileyen ciddi bir olayın meydana gelmesi durumunda kullanıcı veya hasta, bu ciddi olayı tıbbi cihaz üreticisine veya distribütöre bildirmelidir. Avrupa Birliği'nde, kullanıcı bu ciddi olayı bulunduğu üye ülkedeki Yetkili Makama da bildirmelidir.

## Giriş

Bu belgenin hızlı referans sağlaması için kolaylıkla erişebileceğiniz bir yerde muhafaza edilmesi gerekir.

Ürün kullanılmadan önce bu talimatların tüm bölümlerinin okunması önerilir. Hastayı, Skin IQ™ 365'e almadan önce, **Endikasyonlar, Kontrendikasyonlar, Risk ve Önlemler ile Güvenlik Bilgileri** bölümlerini dikkatle inceleyin.



Bu talimatlar, *Skin IQ* 365 ile birlikte kullanım için tesis tarafından sağlanan basınçlı yeniden dağıtılma yüzeyi ve/veya yatak çerçevesi için özel güvenlik veya çalışma bilgisi sağlamamaktadır. Bilgi için ürün etiketine bakın.

Bakım personelinin **Güvenlik Bilgilerini, Riskleri, Önlemleri ve Kontrendikasyonları** hasta (ya da hastanın yasal vasileri) ve hastanın ailesi ile konuşmaları gerekir.

*Skin IQ* 365 istemcinin sağladığı basınç dağıtım yüzeyi üzerine takıldığında mikroklimayı yönetmek için Negative Airflow Technology (Negatif Hava Akışı Teknolojisi) (NAT) sağlayan çok hastada, yeniden kullanılabilir bir cihazdır.

Ayrıca sürtünmeyi ve kaymayı azaltmak, hasta konforunu artırmak için tasarlanmıştır.

*Skin IQ* 365 akut ve post akut tesislerde kullanıma uygundur, buhar geçirgendir ve sıvıya dayanıklı bir naylon tafta örtüsüne sahiptir.

## Endikasyonlar

*Skin IQ* 365 cildine mikro klima yönetimi gereken hastalar için cilt bozulmalarının ve basınç ülserlerinin (aşamalar I-IV) önlenmesine ve tedavisine yardımcı olabilmek için basınç yeniden dağıtım yüzeyiyle bağlantılı olarak kullanılmak üzere endikedir.

## Kontrendikasyonlar

*Skin IQ* 365'in doğrudan kontrendikasyonları bulunmamasına rağmen, bakıcı, *Skin IQ* 365 ile birlikte kullanılan basınçlı yeniden dağıtılma yüzeyi ve/veya yatak çerçevesi için ürün etiketindeki herhangi bir kontrendikasyona başvurmalı ve bunları uygulamalıdır.

## İstenen Bakım Ortamı

- Akut Bakım
- Post Akut Bakım

## Uyumluluk

*Skin IQ* 365, 80 - 84 inç (203,2 - 213,4 cm) uzunluğunda 35 - 36 inç (88,9 - 91,4 cm) genişliğinde ve 7 - 8 inç (17,8 - 20,3 cm) yüksekliğindeki bir basınç dağılım yüzeyi üzerine oturacak şekilde tasarlanmıştır.

Uyumluluk için basınç yeniden dağıtım yüzeyi ve/veya yatak çerçevesi için ürün etiketine başvurun.

## Riskler ve Önlemler

### Transfer

Bu ürünün bir aktarma cihazı olarak kullanılması amaçlanmamıştır.

### Kullanım Süresi

Ürünün işe yarar kullanım ömrü önce gelme durumlarına bağlı olarak bir yıl veya 35 yıkama döngüsüdür.

Hastaya özel kullanım süresi değişebilir. İdrar kaçırma, cilt durumu, beslenme durumu, ilaçlar, mobilite, ağırlık veya etyoloji gibi durumlar, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, *Skin IQ* 365'in kullanım süresini değerlendirirken göz önünde bulundurulmalıdır.

### Yükseklik

*Skin IQ* 365, uygulandığı basınç yeniden dağıtma yüzeyinin yüksekliğini yaklaşık 0,375 (9,53 mm) oranında artırır.

### Diğer Cihazlarla Kullanım

Tüm *Skin IQ* 365 bileşenleri basınç yeniden dağıtım yüzeyiyle bağlantılı bir şekilde tek bir sistem cihazı olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Ürünle birlikte verilen güç kaynağı yalnızca *Skin IQ* 365 ile kullanılmalıdır. Örtü yalnızca MENB1010A1203B02 (Arjo P/N 44001211) parça numaralı *Skin IQ* 365 Güç Kaynağı ile çalıştırılmalıdır.



**Güç kaynağını başka bir cihazla bağlama ve kullanma, herhangi bir başka marka veya güç kaynağı modeli kullanma girişiminde bulunulması, ekipmanın hatalı çalışmasına ve dolayısıyla hasta yaralanması riskinin artmasına neden olacaktır.**

### Hastanın Yerinin Değiştirilmesi

Özel yüzeylerde geleneksel yüzeylere göre farklı sürtünme ve destekleme özellikleri mevcuttur ve bu durum hasta hareketi, tehlikeli sıkışma pozisyonlarına çökme ve / veya yer değiştirme ve / veya yataktan düşme riskini artırabilir. Hastanın sıkışmasını önlemek açısından hastayı sık sık kontrol edin.

## Güvenlik Bilgileri



*Skin IQ* 365 ile birlikte kullanılan basınçlı yeniden dağıtılma yüzeyi ve/veya yatak çerçevesi için ürün etiketindeki herhangi bir güvenlik bilgisine başvurun ve bunları uygulayın.

### Güç Kaynağı

Birlikte verilen güç kablosuyla yalnızca *Skin IQ* 365'i kullanın. Güç besleme kablosunun sıkışma tehlikesini ve/veya kabloya hasar vermeyi önlemek için konumlandırılması gerekir. *Skin IQ* 365 aşınmış veya hasar görmüş bir güç kaynağı kablosuyla asla çalıştırılmamalıdır. Güç kaynağını ve kablosunu düzenli olarak inceleyin ve güç kablosu aşınmışsa ya da hasar görmüşse yenisini sipariş etmek için Arjo ile veya Arjo yetkili temsilcisiyle iletişime geçin.

### Örtü

Kullanırken veya taşırken dikkat edin. Düşürme veya ani etkiler cihazın hasar görmesine neden olabilir.

### Cilt Bakımı

Cilt bakımı izleme, kurumsal yönergelere göre yapılmalıdır. Bu ürün, doğru cilt bakımı yönetimi ve genel hemşirelik bakımı yerine geçmez.



*Skin IQ* ürün ailesi, hasta temas tabakasına formüle edilmiş bir antimikrobik ajan içerir. Nadiren de olsa, bazı hastalar kullanım esnasında hassasiyet veya reaksiyon gösterebilirler. Düzenli olarak hastanın cilt durumunu izleyin. Herhangi bir reaksiyon belirtisi gözleniyorsa, kullanımınızı durdurun ve tedavi alın.

*Skin IQ* ürün grubu hakkında daha fazla bilgi için 1-800-343-0974 numaralı telefondan Arjo ile iletişime geçin.

### Hasta Ağırlığı

Bu cihaz için maksimum hasta ağırlığı 227 kg'dir (500 lb). Ek ağırlık kısıtlamaları geçerli olabilir, kullanılan basınçlı yeniden dağıtılma yüzeyi ve/veya yatak çerçevesi teknik özelliklerine başvurun.

### Genel Protokoller

- Keskin nesnelerin *Skin IQ* 365 ile temas etmesine izin vermeyin. Yırtık ve kesikler düzgün şişirilmeyi önleyecektir.
- Hasta ve bakıcı güvenliğiyle ilgili tüm geçerli hasta kuralları ve kurum protokollerine uyun.
- Yatakta birileri varken *Skin IQ* 365 yataktan çıkarılabilir veya yatağa yerleştirilebilir. Bu, hareketsiz hastaların kirlenen çarşaflarını değiştirmek için genellikle "Desteklemek" olarak adlandırılan yaygın bir yöntemi kullanarak klinik personel tarafından gerçekleştirilebilir. En az iki tıbbi görevli hastayı yatağın bir tarafına döndürebilir ve daha sonra doğrudan hastanın arkasından yerleştirilir, katlanır veya döndürülür. Hasta daha sonra *Skin IQ* 365 uygulanan taraf üzerine döndürülür. *Skin IQ* 365'in geri kalanı artık yatağın henüz boşalan kısmına uygulanabilir. Tamamlandığında hasta yatağın ortasına geri döndürülebilir.

## Ambalajı Açma ve İnceleme

*Skin IQ* 365'in kargo kutusu ambalajını açın ve listelenen parçaları bulun.

- Kullanım talimatlarının olduğu örtü (eksiksiz kите veya yalnızca örtüde dahil edilmiştir)
- Güç beslemesi (eksiksiz kите dahil edilmiştir veya ayrı bir parça olarak mevcuttur)
- Fan bağlantısı (eksiksiz kите dahil edilmiştir veya ayrı bir parça olarak mevcuttur)


Tüm öğeleri dikkatle inceleyin. Herhangi bir öğe hasar görmüşse veya eksikse Arjo ile veya Arjo yetkili temsilcisiyle irtibata geçin.

## Kurulum



**Örtüyü mevcut yüzeye düzgün bir şekilde sabitlememe hastanın veya kullanıcının yaralanmasına veya ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.**

- Örtüyü, fan bağlantısını ve güç beslemesini kargo kutusundan çıkarın.
- Tüm örtüleri ve çarşafları mevcut basınç yeniden dağıtım yüzeyinden çıkarın.
- Örtüdeki ayak etiketnin yatağın ayak ucunda olduğundan emin olarak, örtüyü mevcut yüzeyin üzerine yerleştirin. Mavi renkli kat hasta temas yüzeyidir ve örtü şilte üzerine yerleştirildiğinde görünür dış tabaka olmalıdır.
- Güç kaynağı, fan tertibatına bağlı olarak gelmelidir. Bağlı değilse güç kaynağını fan tertibatına takın.
- Güç kaynağı ülkede kullanılan fiş tipine özel adaptörlerle birlikte gelir. Uygun adaptörü belirleyin ve adaptörü uygun güç kaynağına bağlayarak adaptör klik sesi çıkarana kadar saat yönünde döndürün. Adaptörü çıkarmak için adaptör üzerindeki düğmeyi serbest bırakın ve saat yönünün tersine döndürün.
- Fan bağlantısı yuvasını örtünün ayak ucunun altına yerleştirin. Fan tertibatını örtü üzerindeki yuvarlak kırmızı fan yuvasına oturtun. Aşağıda gösterildiği gibi doğru nihai fan konumunu elde etmek için gerektiği gibi fanı döndürün. Havalandırmalar fan çıkışının örtünün aşağısına ve yanlarına doğru havalandırılabilceği şekilde hizalanmalıdır.



- Güç kaynağı kablusunun yatağın altındaki zemine yerleştirildiğinden emin olun. Güç besleme kablusunun yanlış yerleştirilmesi yaralanmaya neden olabilir.
- Örtüyü her köşe üzerine sağlam bir şekilde gererek basınç yeniden dağıtım yüzeyi üzerine çekin. Güç kablusunu örtü ile şilte arasında bırakmayın.
- Örtü üzerindeki kırışıklıkları düzleştirin.
- Örtünün yanlarında yer alan kanca ve halkalı kayışları kullanarak örtüyü yatak çerçevesine sabitleyin.
- Kayışın takılma şeklinin yatak fonksiyonlarının çalışmasına etki etmediğinden emin olun. Bunu yapmamak hastanın yaralanmasına veya ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.
- Örtünün çok yakınında örtüye zarar verecek herhangi bir keskin nesnenin olmadığından emin olun.
- Güç beslemesini elektrik prizine bağlayın ve prizde elektrik olduğundan emin olun. Elektrik çıkışının aygıtı şebeke elektriğinden kolayca erişilip çıkarılabildiğine emin olunuz. Güç besleme kablusunun yatağın altındaki zeminde düzgün bir şekilde saklandığından emin olun.
- Elinizi yatağın ayak ucu boyunca hareket ettirin ve fan titreşimini hissedin. Düşük vınlama sesi fanın çalıştığını gösterir.
- Skin IQ 365*'i sökmek için **Bakım ve Temizleme** talimatlarına bakın.

## Bakım ve Temizlik

*Skin IQ 365* Örtü her hasta kullanımından sonra düzenli olarak temizlenebilmelidir. Şilteyi temizlerken tüm çalışanlar uygun koruyucu elbise giymelidir. Büyük kirleticileri çıkarmak için standart dezenfeksiyon çözümlerini kullanarak kullanımdan önce üst örtünün (hasta temas alanı) hafif sabunlu suyla veya organik solüsyon ve su ile temizlenmesi gerekir. Tüm dezenfeksiyon solüsyonlarının üreticinin talimatlarına göre sulandırılması gerekir. Bu, kan, idrar ve terleme dahil çoğu lekede etkilidir. Lütfen standart kurumsal temizlik ve dezenfeksiyon prosedürlerini takip edin.

**Fermuarlı alan normal kullanım sırasında veya temizlik veya dezenfeksiyon işlemleri sırasında açılmamalıdır.**

### Dezenfektasyon

*Skin IQ 365* Örtü, Fan ve Güç Beslemesi %70 alkol solüsyonu, 1000 ppm çamaşır suyu, %3 hidrojen peroksit veya %1 fenolik dezenfektan ile silme yaklaşımı kullanılarak dezenfekte edilebilir. Çamaşır suyu silerek dezenfeksiyon sağlamada kullanılmasına rağmen, yoğun olarak kullanıldığında *Skin IQ 365*'te kullanılan kumaşların ve etiketlerin renk kaybına uğrayabileceğini ve solabileceğini lütfen unutmayın. *Skin IQ 365*'i temizlerken çamaşır suyu kullanılmamalıdır.

Dezenfeksiyon solüsyonu etkililik verisi yaygın bir klinikle ilgili aerobik cilt enfeksiyon organizması olarak staphylococcus aureus kullanılarak mikrobiyolojik çalışmalara dayandırılmıştır.

**İyodofor tipi dezenfektanlar (örn: Betadin vb.) önerilmez ve bunlar kumaşı lekeler.**

**Fermuarlı alan normal kullanım sırasında veya temizlik veya dezenfeksiyon işlemleri sırasında açılmamalıdır.**

### Çamaşır yıkama

**Yıkamadan öce güç beslemesini fan tertibatından çıkarın ve fan tertibatını *Skin IQ 365* örtüsündeki kırmızı yuvadan çıkarın.**

***Skin IQ 365*'i temizlerken çamaşır suyu kullanmayın.**

*Skin IQ 365*'i yıkamaya izin verilmez. Lütfen standart kurumsal yıkama prosedürlerini takip edin. Yıkama sıcaklıklarının 140°F'yi (60°C) ve kurutma sıcaklıklarının 140°F'yi (60°C) aşmaması önerilir. Yıkarken ve kuruturken örtünün içinin temizlenmesini, dezenfekte edilmesini ve kurumasını sağlamak için *Skin IQ 365*'in fermuarının açılmış olduğundan emin olun. Yıkama işlemi tamamlandığında kullanıma döndürülmeden önce *Skin IQ 365*'in fermuarının yeniden kapatıldığından emin olun. *Skin IQ 365*'in ayak ucunda yer alan bir etiket örtünün yıkanma sayısını izlemek için kullanılır.

**Önerilenin üzerindeki sıcaklıklar *Skin IQ 365* örtünün erken bozulmasına neden olacaktır.**

**Fermuarlı alanın yıkama prosedürleri sırasında açılması, normal kullanım sırasında ise kapatılması gerekir.**

## İmha

Örtünün kendisi çok hastada kullanılabilir bir üründür ancak örtüyle gelen parçaların bazıları sökülürken düzgün bir şekilde işlem görürlerse ürünlerin beklenen kullanım ömründen sonra yeniden kullanılabilirler. *Skin IQ 365* güç beslemesi yalnızca diğer *Skin IQ 365* fanlarında olmak üzere yeniden kullanılabilir. Güç kaynağını ve fişini rutin olarak inceleyin ve hasar görmüşse servisten çıkarın. *Skin IQ 365* bileşenlerini sökmek için aşağıdaki adımları izleyin.

- Güç kaynağını prizden çıkarın.
- Güç kaynağını fandan çıkarın.

Elektronik ekipmanın temizlenmesi, incelenmesi ve tekrar kullanımı ile ilgili tüm tesis politikalarını ve prosedürlerini göz önünde bulundurun. Yeniden kullanılmazsa, güç kaynaklarını onaylanmış yerel kurumsal protokollere göre atın.

- Fanı örtüden çekip ayırarak örtüden çıkarın.
- Örtüyü ve fanı onaylı yerel kurumsal prosedürlere göre atın.

Örtüde kullanılan kumaş malzeme veya herhangi bir diğer tekstil ürünü, polimerler veya plastik malzemeler vb. yanıcı atık olarak sınıflandırılmalıdır.

Elektrikli veya elektronik bileşenlere sahip olan üniteler, Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE) yönetmeliği uyarınca ya da yerel veya ulusal yönetmeliğe uygun olarak parçalarına ayrılmalı ve geri dönüştürülmelidir.

**Fan düzeneği, örtüdeki yumuşak ürünlerden farklı bir şekilde atılmayı gerektirebilecek elektronik bileşenleri içerir.**

**Herhangi bir bileşenin yanlış şekilde bertaraf edilmesi yasaların çiğnenmesi anlamına gelebilir.**

## Teknik Özellikler

**Spesifikasyonlar önceden bildirmeksizin değiştirilebilir.**

Maksimum Ağırlık Kapasitesi..... 227 kg (500 lb)

Ürünün işe yarar kullanım ömrü önce gelme durumlarına bağlı olarak bir yıl veya 35 yıkama döngüsüdür.

Kullanılan basınçlı yeniden dağıtılma yüzeyi teknik özelliklerine başvurun. İlave ağırlık sınırlamaları söz konusu olabilir.

### Elektriksel:

Voltaj Girişi..... 100 - 240 VAC  
Voltaj Çıkışı..... 12 V  
Frekans..... 50/60 Hz  
Amper Oranlama Girişi .....0.3 A (0.3 A - 0.1 A)  
Amper Oranlama Çıkışı ..... 1.0 A  
Maksimum Elektrik Kaçağı ..... 115 VAC 60 Hz'de 100 uA ve 230 VAC 50 Hz'de 200 uA  
Güç Kablolu Uzunluğu..... 20,0 ft (6,1 m)

### Çevresel Koşullar:

#### Kullanım:

Sıcaklık Aralığı.....32°F (0°C) ila 104°F (40°C)  
Nem Aralığı ..... 5% - 90%

### Nakliye/Depolama:

Sıcaklık Aralığı .....-20,2°F (-29°C) ila 167°F (75°C)  
Nem Aralığı ..... 5% - 95%

*Skin IQ 365* Örtü IEC 60601-1 altında Tip B uygulanmış parça olarak sınıflandırılır.

## Elektromanyetik Uyumluluk

Elektromanyetik Parazit - Bu ekipman Elektromanyetik Uyumlulukla (EMC) ilişkili 2014/30/EU sayılı Direktifin talimatlarına uygun olmasına rağmen, tüm elektrikli ekipmanlar parazit üretebilir. Enterferanstan şüphe ediliyorsa, ekipmanı hassas gereçlerden uzaklaştırın veya üretici ile irtibata geçin.

Portatif veya mobil radyo frekansı (RF) iletişim ekipmanı elektrikli ekipmanı etkileyebilir. Radyolar, cep telefonlar ve benzer cihazlar bu ekipmanı etkileyebilir ve ekipmandan en az 6,5 ft (2 m) uzakta tutulmaları gereklidir. *Skin IQ 365*, RF enerjisini yalnızca dahili işlevi için kullanır. Dolayısıyla, RF emisyonları son derece düşüktür ve bu emisyonların yakındaki elektrikli ekipmanda girişime neden olma olasılığı düşüktür. *Skin IQ 365*, RF bozukluklarının kontrol altında olduğu elektromanyetik ortamlarda kullanılmak amacıyla üretilmiştir. *Skin IQ 365* müşterisi veya kullanıcısı taşınabilir ve mobil RF iletişimleri ekipmanları (vericiler) ile *Skin IQ 365* arasındaki minimum mesafeyi koruyarak elektromanyetik girişimin önlenmesine yardımcı olabilir.

## Kullanılan Semboller

	AAMI ES60601-1-6 standardına uygundur. CSA Standardı C22.2 No. IEC-60601-1 baskı 3.1 IEC-60601-1-2:2014 uyarınca onaylıdır		İlk kullanım tarihi
	Önemli Çalıştırma Bilgileri		Makasla Açmayın
	Ayak Ucu		Dolaşma Tehlikesi
	Avrupa Topluluğu uyumlaştırılmış mevzuatla uyumluluğu gösteren CE işareti Resimler, Onaylanmış Kuruluş gözetimini belirtir.		Bu ürün veya parçaları uygun bir toplama noktasında ayrı ayrı toplanmalıdır. Yararlı kullanım ömrünün sonunda, uygun yerel gerekliliklere göre bertaraf edin veya bilgi almak için yerel Arjo temsilcinizle irtibata geçin.
	Kullanım Talimatlarına başvurun		Kuru Tutun
	AB Tıbbi Cihaz Tüzüğü 2017/745'e göre ürünün Tıbbi Cihaz olduğunu belirtir		Sistem, hasta veya personel için muhtemel tehlike uyarısı
	Sınıf II Cihaz		Kanca Yok
	Üretici		Yıkamayın
	Sıcaklık Sınırlamaları		Tip B Uygulanan Parça
<b>IPX1</b>	Sıvı girişine karşı korumalı	<b>REF</b>	Katalog Numarası
	Hastane adı		Nem Sınırları
	60°C'ye kadar yıkanabilir		60°C'de tamburlu kurutma
	Ütülemeyin		

## Müşteri İrtibat Bilgisi

Bu ürünle ilgili sorularınız, sarf malzemeleri, bakım ya da Arjo ürün ve hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için Arjo ile veya Arjo yetkili temsilcisiyle temasa geçin: ABD: 1-800-343-0974.

Tasarım İkesi ve Telif Hakkı  
® ve ™, Arjo şirketler grubunun ticari markalarıdır.

© Arjo 2019  
Sürekli gelişim politikamız nedeniyle, önceden bildirilmeksizin tasarımları değiştirme hakkımız saklıdır. Bu yayının içeriği, Arjo'nun izni olmaksızın, tamamen ya da kısmen kopyalanamaz.

At Arjo, we are committed to improving the everyday lives of people affected by reduced mobility and age-related health challenges. With products and solutions that ensure ergonomic patient handling, personal hygiene, disinfection, diagnostics, and the effective prevention of pressure ulcers and venous thromboembolism, we help professionals across care environments to continually raise the standard of safe and dignified care. Everything we do, we do with people in mind.

  
ArjoHuntleigh AB  
Hans Michelsensgatan 10  
211 20 Malmö, Sweden

[www.arjo.com](http://www.arjo.com)

**arjo**

**CE**

2797