

Maxi Sky 2



UPOZORENJE



Da biste izbjegli oštećenje očiju i kože, uvijek koristite zaštitne naočale i rukavice. U slučaju kontakta isperite obilato vodom. U slučaju nadraženosti očiju ili kože obratite se liječniku. Uvijek pročitajte upute za upotrebu i sigurnosno-tehnički list sredstava za dezinfekciju.

Dopuštena sredstva za dezinfekciju	Kvarterni amonijevi spojevi ≤ 0,21% (2.100 ppm)	Izopropilni alkohol ≤ 70%	Fenolni dezinficijens ≤ 1,56 % (15.600 ppm)	Izbjeljivač ≤ 1% (10.000 ppm)	Peroctena kiselina ≤ 0,25% (2.500 ppm)	Vodikov peroksid ≤ 1,5%
Model stropnog podizača Basic i model stropnog podizača Maxi Sky 2 (isprepleteni najlonski remen)	X	X	X			
Model Maxi Sky 2 za kontrolu infekcije (neporozni remen)	X	X	X	X	X	X
Ostali dodatni pribor * i **	X	X	X	X	X	X
Srednji proširivač s 2 kuke (700-05461-BOX) i proširivač s 4 kuke (700-05443)	X	X	X			
Okvir nosila (700-19522) i nosila za mrvicačnicu (700.05380, 700.05385, 700-05382 i 700-05387)	X	X	X			
Ručni otvoreni DPS (700-19340-BOX)	X	X	X	X		
Srednji proširivač s 2 kuke (700-19415)	X	X	X	X***	X***	X***
Mali proširivač s 2 kuke (700-19420) i srednji IC proširivač s 2 kuke (700-19470)	X	X	X	X	X	X
Proširivač s 4 kuke (700-19430) i okvir nosila (700-15695)	X	X	X	X	X	X
Ručni ravni DPS (700-19475 & 700-19200)	X	X	X	X	X	X
Ručni otvoreni DPS (700-19480)	X	X	X	X	X	X
Srednji PDPS (700-19350) i veliki PDPS (700-19355)	X	X	X	X	X	X

* Metalni dio priključka za WCS može korodirati nakon opetovane izloženosti izbjeljivaču i vodikovu peroksidu.

** Kabel upravljača, WCS-a i PDPS-a može postati ljepljiv nakon opetovanog doticaja s izbjeljivačem ili vodikovim peroksidom.

*** Navlaka za ovaj konkretni model može biti vinilna obloga ili plastika. Ako je vinilna obloga, ne upotrebljavajte dezinficijense.

Očistite i dezinficirajte krevet prije novih pacijenata.

Potreban pribor:

- Zaštitne naočale i rukavice
- krpa za jednokratnu upotrebu

Čišćenje

1. Krpm natopljenom vodom uklonite suvišne ostatke s podizača i njegovog dodatnog pribora od vrha do dna.
2. Upotrijebite vlažnu krpnu s toplo vodom pomiješanom s tekućinom za čišćenje.
3. Oribajte opremu od vrha do dna da uklonite sve naslage.
4. Upotrijebite vlažnu krpnu kako biste čistom vodom obrisali sve mrlje preostale od tekućine za čišćenje.
5. Zatim prebrišite suhom krpom.

Obратite pozornost na područja navedena u nastavku za koja je najizglednije da sadrže prijavštinu i mikrobe:

- Rub ručnog upravljača
- Stražnji dio i ručka ručnog upravljača
- Spoj između proširivača i remena
- Okvir i poklopac proširivača
- Kabel za hitne slučajeve
- Remen

Dezinfekcija

6. Obrišite Maxi Sky 2 i dodatni pribor otopinom koja sadrži neki od kompatibilnih dezinficijensa.
7. Metode dezinfekcije moraju biti u skladu s lokalnim ili nacionalnim smjernicama, ovisno o zdravstvenoj ustanovi ili zemlji upotrebe. Ako niste sigurni, posavjetujte se s lokalnim stručnjakom za kontrolu infekcije.