



Maxi Sky 2

تحذير



استخدم دائماً نظارات وقفازات واقية لتجنب إصابة العين والجلد. في حالة حدوث تلامس، يجب الغسل بماء غزير. في حال حدوث أي تهيج بالعين أو الجلد، اتصل بالطبيب.
اقرأ دائماً إرشادات استعمال المطهر وورقة بيانات سلامة المواد الخاصة به.

المواد المطهرة المسموح بها	الأمونيوم الرباعي ≥ ٠,٢١ % (٢١٠٠ جزء في المليون)	كحول أيزوبروبيل ≥ ٧٠ %	مركب فينولي ≥ ١,٥٦ % (١٥٦٠٠ جزء في المليون)	مبيض ≥ ١ % (١٠٠٠٠ جزء في المليون)	حمض فوق الاستيك ≥ ٠,٢٥ % (٢٥٠٠ جزء في المليون)	بيروكسيد الهيدروجين ≥ ١,٥ %
موديل رافعة السقف الأساسية ورافعة السقف Maxi Sky 2 (حزام النايلون المنسوج)	X	X	X			
موديل مكافحة العدوى Maxi Sky 2 (حزام غير مسامي)	X	X	X	X	X	X
الملحقات الأخرى * و**	X	X	X	X	X	X
عارضة مباعدة متوسطة بخطافين (700-05461-BOX) وعارضة مباعدة ذات ٤ خطاطيف (700-05443)	X	X	X			
إطار النقالة (700-19522) ونقالات المشرحة 700.05385 و 700.05382 و 700.05387	X	X	X			
نظام الوضع الديناميكي اليدوي المفتوح (700-19340-BOX)	X	X	X	X		
عارضة مباعدة متوسطة بخطافين (700-19415)	X	X	X	***X	***X	***X
عارضة مباعدة صغيرة بخطافين (700-19420) و عارضة مباعدة متوسطة لمكافحة العدوى بخطافين (700-19470)	X	X	X	X	X	X
عارضة مباعدة ذات ٤ خطاطيف (700-19430) وإطار النقالة (700-15695)	X	X	X	X	X	X
نظام الوضع الديناميكي اليدوي المسطح (700-19475 و 700-19200)	X	X	X	X	X	X
نظام الوضع الديناميكي اليدوي المفتوح (700-19480)	X	X	X	X	X	X
نظام الوضع الديناميكي الآلي المتوسط (700-19350) ونظام الوضع الديناميكي الآلي الكبير (700-19355)	X	X	X	X	X	X

* قد يتآكل الجزء المعدني من موصل نظام الشحن الجداري بعد التعرض المتكرر للمبيض وبيروكسيد الهيدروجين.

** قد تصبح كابلات وحدة التحكم اليدوية ونظام الشحن الجداري ونظام الوضع الديناميكي الآلي متسخة قليلاً بعد الملامسة المتكررة للمبيض أو بيروكسيد الهيدروجين.

* قد يكون غطاء هذا الموديل تحديداً حشوة فينيل أو بلاستيك. فإذا كان حشوة فينيل، فلا تستخدم مواد التطهير هذه.

يتعين التنظيف والتطهير قبل استخدام المرضى الجدد.

الملحقات اللازمة:

- نظارات وقفازات وقائية
- قطعة قماش مخصصة للاستعمال مرة واحدة

تنظيف

١. استخدم قطعة قماش منقوعة في الماء لإزالة البقايا المفرطة من الرافعة وملحقاتها من أعلى لأسفل.
٢. استخدم قطعة قماش مبللة بالماء الدافئ مضاف إليها سائل تنظيف.
٣. افرك المعدة من الأعلى إلى الأسفل لإزالة أي ترسبات.
٤. استخدم قطعة قماش نظيفة مبللة بماء صافٍ في مسح جميع بقع سائل التنظيف.
٥. ثم قم بالمسح بقطعة قماش جافة.

المناطق المسرودة هي الأكثر عرضة لاحتواء الأوساخ والميكروبات، فانتبه لما يأتي:

- حافة جهاز التحكم اليدوي
- الجزء الخلفي لجهاز التحكم اليدوي والمقبض الخاص به
- الوصلة بين عارضة المبادعة والحزام
- إطار عارضة المبادعة وغطاؤها
- سلك الطوارئ
- حزام

تعقيم

٦. امسح Maxi Sky 2 والملحقات باستخدام محلول يحتوي على أحد المطهرات المتوافقة.
٧. ينبغي أن تتوافق وسائل التطهير مع التوجيهات المحلية أو الوطنية وفق مرفق الرعاية الصحية أو بلد الاستخدام. في حالة عدم التأكد، قم باستشارة اختصاصي مكافحة العدوى المحلي.