

Maxi Sky 2 PLUS



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Во избежание повреждений глаз и кожи обязательно используйте защитные очки и перчатки. При контакте промойте большим количеством воды. При появлении раздражения глаз или кожи обратитесь к врачу.
Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации и паспорта безопасности дезинфицирующих средств.

Допустимые дезинфицирующие средства	Четвертичный аммоний ≤ 0,21 % (2100 ppm)	Изопропиловый спирт ≤ 70 %	Фенол ≤ 1,56 % (15 600 ppm)	Хлорная известь ≤ 1 % (10 000 ppm)	Перуксусная кислота ≤ 0,25 % (2500 ppm)	Перекись водорода ≤ 1,5 %
Модель Standard (плетеный нейлоновый ремень и крановая балка с подкладкой)	X	X	X			
Модель Infection Control (ремень с покрытием и крановая балка без подкладки) *	X	X	X	X	X	X
Прочие принадлежности **	X	X	X	X	X	X

* Некоторые детали крановой балки могут обесцветиться после многократного контакта с отбеливателем, перуксусной кислотой или пероксидом водорода.

** Кабель крепления гарнитуры может приобрести несколько загрязненный вид после многократного контакта с отбеливателем или пероксидом водорода.

Выполняйте очистку и дезинфекцию перед каждым новым пациентом.

Необходимые принадлежности:

- Защитные перчатки и очки
- Одноразовые тряпки

Очистка

1. Используйте салфетку, смоченную водой, чтобы удалить избыточные загрязнения с подъемника и его принадлежностей, начиная с верхних частей в направлении нижних.
2. Используйте салфетку, смоченную в теплой воде, смешанной с чистящим раствором.
3. Протрите оборудование сверху вниз, чтобы удалить твердые отложения.
4. Удалите остатки чистящего раствора с помощью салфетки, смоченной чистой водой.
5. Затем протрите начисто сухой тканью.

Обратите внимание на перечисленные ниже участки, где, вероятнее всего, скапливаются грязь и микробы:

- Край пульта дистанционного управления
- Задняя часть и ручка пульта дистанционного управления
- Сочленение между крановой балкой и ремнем
- Рама и крышка крановой балки
- Шнур аварийной остановки
- Ремень

Дезинфекция

6. Протрите Maxi Sky 2 Plus и принадлежности, используя раствор, содержащий одно из совместимых дезинфицирующих средств.
7. Методы дезинфекции должны соответствовать местным или национальным требованиям в зависимости от учреждения здравоохранения или страны, где используется система. При возникновении сомнений проконсультируйтесь с местным специалистом инфекционного контроля.

