

Freedom Bath



ADVERTENCIA



Para evitar lesiones oculares y cutáneas, utilice siempre gafas y guantes de protección. Si se produjese contacto, aclare con abundante agua. Si los ojos o la piel se irritan, póngase en contacto con un médico. Consulte siempre la ficha de datos de seguridad del desinfectante.

Para evitar la infección cruzada, siga siempre las instrucciones de desinfección de estas instrucciones de uso.

Para evitar que se irriten los ojos y la piel, no realice nunca la desinfección delante de un paciente.

Para evitar lesiones, utilice el botón de bajada de emergencia únicamente cuando no funcione la bajada normal. Extreme la precaución durante la bajada.

Obligaciones del cuidador

Entre pacientes

Limpie y desinfecte la unidad Freedom Bath antes de cada uso.

Todos los días

Limpie la moldura/junta de la puerta y debajo de la bañera.

Para las bañeras no accesibles con grúa, siga estos pasos para poder acceder a la parte inferior de la puerta y a la zona de debajo de la bañera y proceder a su limpieza:

1. Presione simultáneamente los botones de elevación y descenso de puerta durante 30 segundos, hasta que el display de temperatura empiece a parpadear.
2. Presione el botón de descenso de la puerta. La puerta se deslizará debajo de la bañera, dejando la parte inferior de la moldura/junta y la zona debajo de la bañera libres para la limpieza.

Preste atención al realizar esta operación porque la protección contra aprisionamientos está desconectada. La protección vuelve a activarse nuevamente después de un minuto.

Sin entrada para desinfectante/solución de enjuagado

Utilice un pulverizador o una unidad MultiClean. Para la unidad MultiClean, consulte las instrucciones de uso de la unidad MultiClean.

Limpieza de los residuos visibles

1. Lleve guantes y gafas protectoras.
2. Asegúrese de que todas las funciones estén desactivadas.
3. Abra el desagüe para vaciar posibles restos de agua.
4. Retire los accesorios, como la almohada para el cuello y la correa de seguridad, y colóquelos en el fondo de la bañera.
5. Enjuague la bañera y los accesorios con agua de la ducha para eliminar los residuos visibles. Dele la vuelta a los accesorios y vuelva a enjuagarlos.

Limpieza:

6. Rocíe el desagüe con desinfectante. Utilice un cepillo de mango largo para frotar.
7. Cierre el desagüe levantando la puerta hasta la posición superior.
8. Rocíe con desinfectante todas las superficies internas de la bañera y los accesorios situados en el fondo de esta. Dele la vuelta a los accesorios y rocíelos por el otro lado. Preste atención a las piezas, mandos y sensores de la superficie de la bañera, como los mandos de la correa de seguridad y la salida de rebose de superficie.
9. Frote todas las superficies de la bañera y los accesorios con un cepillo de cerdas blandas o con un paño.
10. Abra el desagüe presionando el botón de sellado/desagüe.
11. Enjuague todas las piezas limpias con agua a una temperatura aproximada de 25 °C (77 °F) para eliminar el desinfectante.
12. Humedezca un paño con desinfectante.
13. Limpie con el paño todas las demás zonas de contacto, como la parte exterior de la bañera (especialmente la superficie donde se apoya la cabeza), los sensores metálicos y las juntas de la puerta.

14. Moje otro paño limpio con agua y elimine todos los restos de desinfectante de las zonas de contacto.

Desinfección

15. Rocíe el desagüe con desinfectante.
16. Cierre el desagüe.
17. Rocíe con desinfectante todas las superficies internas de la bañera y los accesorios situados en el fondo de esta. Dele la vuelta a los accesorios y rocíelos por el otro lado. Preste atención a las piezas, mandos y sensores de la superficie de la bañera, como los mandos de la correa de seguridad y la salida de rebose de superficie.
18. Humedezca un paño con desinfectante.
19. Limpie con el paño todas las demás zonas de contacto, como la parte exterior de la bañera (especialmente la superficie donde se apoya la cabeza), los sensores metálicos y las juntas de la puerta.
20. Deje que el desinfectante actúe el tiempo necesario según las instrucciones del envase del desinfectante.
21. Abra el desagüe.
22. Enjuague todas las piezas limpias con agua a una temperatura aproximada de 25 °C (77 °F) para eliminar el desinfectante. Utilice la ducha para eliminar el desinfectante.
23. Moje otro paño limpio con agua y elimine todos los restos de desinfectante de las zonas de contacto.
24. Eleve la puerta a la posición más alta.
25. Deje secar al aire.

Freedom Bath



Con entrada para desinfectante/solución de enjuagado y una unidad MultiClean

Para la unidad MultiClean, consulte las instrucciones de uso de la unidad MultiClean.

Limpieza de los residuos visibles

1. Lleve guantes y gafas protectoras.
2. Asegúrese de que todas las funciones estén desactivadas.
3. Abra el desagüe para vaciar posibles restos de agua.
4. Retire los accesorios, como la almohada para el cuello y la correa de seguridad, y colóquelos en el fondo de la bañera.
5. Enjuague la bañera y los accesorios con agua de la ducha para eliminar los residuos visibles.

Limpieza:

6. Coloque el asa de rociado de desinfectante en la entrada para desinfectante/solución de enjuagado y gírelo en un sentido para fijarlo.
7. Presione la empuñadura del gatillo y manténgala pulsada hasta que el desinfectante fluya por todas las boquillas del sistema Air Spa.
8. Deje que funcione durante otros 30 segundos.
9. Suelte el gatillo y quite el asa de rociado de desinfectante de la entrada para desinfectante/solución de enjuagado.
10. Coloque el asa de rociado de agua en la entrada para desinfectante/solución de enjuagado y gírelo en un sentido para fijarlo.
11. Presione el cabezal del gatillo y manténgalo presionado hasta que salga agua por todas las boquillas.
12. Deje que funcione durante otros 30 segundos.
13. Desconecte el cabezal de la ducha de la entrada para desinfectante/solución de enjuagado.
14. Rocíe el desagüe con desinfectante. Utilice un cepillo de mango largo para frotar.
15. Cierre el desagüe levantando la puerta hasta la posición superior.
16. Rocíe con desinfectante todas las superficies internas de la bañera y los accesorios. Dele la vuelta a los accesorios y rocíelos por el otro lado. Preste atención a las piezas, mandos y sensores de la superficie de la bañera, como los mandos de la correa de seguridad y la salida de rebose de superficie.
17. Frote todas las superficies de la bañera y los accesorios con un cepillo de cerdas blandas o un paño (para eliminar cualquier sedimento, como escamas de piel).
18. Abra el desagüe presionando el botón de sellado/desagüe.
19. Enjuague todas las piezas limpias con agua a una temperatura aproximada de 25 °C (77 °F) para eliminar el desinfectante.
20. Humedezca un paño con desinfectante.
21. Limpie con el paño todas las demás zonas de contacto, como la parte exterior de la bañera, los sensores metálicos y las juntas de la puerta.
22. Moje otro paño limpio con agua y elimine todos los restos de desinfectante de las zonas de contacto.

Desinfección

23. Coloque el asa de rociado de desinfectante en la entrada para desinfectante/solución de enjuagado y gírelo en un sentido para fijarlo.
24. Presione la empuñadura del gatillo y manténgala pulsada hasta que el desinfectante fluya por todas las boquillas del sistema Air Spa.

25. Deje que funcione durante 30 segundos.
26. Suelte el gatillo y quite el asa de rociado de desinfectante de la entrada para desinfectante/solución de enjuagado.
27. Deje que el desinfectante actúe el tiempo necesario según las instrucciones del envase del desinfectante.
28. Rocíe el desagüe con desinfectante.
29. Cierre el desagüe.
30. Rocíe con desinfectante todas las superficies internas de la bañera y los accesorios situados en el fondo de esta. Dele la vuelta a los accesorios y rocíelos por el otro lado. Preste atención a las piezas, mandos y sensores de la superficie de la bañera, como los mandos de la correa de seguridad y la salida de rebose de superficie.
31. Humedezca un paño con desinfectante.
32. Limpie con el paño todas las demás zonas de contacto, como la parte exterior de la bañera, los sensores metálicos y las juntas de la puerta.
33. Deje que el desinfectante actúe el tiempo necesario según las instrucciones del envase del desinfectante.
34. Abra el desagüe.
35. Coloque el asa de rociado de agua en la entrada para desinfectante/solución de enjuagado y gírelo en un sentido para fijarlo.
36. Presione el cabezal del gatillo y manténgalo presionado hasta que salga agua por todas las boquillas.
37. Deje que funcione durante otros 30 segundos.
38. Desconecte el cabezal de la ducha de la entrada para desinfectante/solución de enjuagado.
39. Enjuague todas las piezas limpias con agua a una temperatura aproximada de 25 °C (77 °F) para eliminar el desinfectante. Utilice la ducha para eliminar el desinfectante.
40. Moje otro paño limpio con agua y elimine todos los restos de desinfectante de las zonas de contacto.
41. Eleve la puerta a la posición más alta.
42. Presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO del sistema Air Spa para arrancar el ventilador de aire, que se activará durante un minuto.
43. Deje secar al aire.