

# Freedom Bath



## VAROVÁNÍ



Aby nedošlo k poškození zraku a kůže, vždy používejte ochranné brýle a rukavice. V případě zasažení oplachujte hojně vodou. Pokud dojde k podráždění kůže, navštivte lékaře. Vždy si přečtěte údaje v bezpečnostním listě dezinfekčního prostředku.

Aby nedocházelo ke křížové kontaminaci, vždy dodržujte pokyny k dezinfekci uvedené v tomto návodu k použití.

Z důvodu ochrany před podrážděním očí nebo pokožky nikdy neprovádějte dezinfekci v přítomnosti pacienta/klienta.

Aby nedošlo k úrazu, používejte nouzové spouštění pouze tehdy, když nelze použít normální spouštění. Během spouštění buďte nesmírně opatrní.

## Povinnosti ošetřujícího personálu

### Po každém pacientovi/klientovi

Vyčistěte a vydezinfikujte vanu Freedom Bath před každým použitím.

### Každý den

Vyčistěte lem/těsnění dvířek a prostor pod vanou.

U vany nepřístupné pro zvedák postupujte podle následujících kroků, aby bylo možné vyčistit prostor ve spodní části dvířek a pod vanou:

1. Stiskněte obě tlačítka pro pohyb dveří nahoru a dolů a přidržte po dobu 30 vteřin, dokud nezačne blikat teplota na displeji.
2. Stiskněte tlačítko pro pohyb dveří dolů. Dveře se zasunou pod vanu a ponechají tak spodní část lemu/těsnění a místo pod vanou přístupné pro účely čištění.

U tohoto úkonu buďte opatrní, neboť ochrana proti přimáčknutí je vypnuta. Ochrana se automaticky aktivuje po uplynutí jedné minuty.

## Bez dezinfekčního/oplachovacího otvoru

Použijte rozprašovací láhev nebo systém MultiClean. Více informací o systému MultiClean naleznete v jeho návodu k použití.

### Odstranění viditelných usazenin

1. Nasadte si ochranné rukavice a brýle.
2. Ujistěte se, že jsou všechny funkce vypnuty.
3. Otevřete odtok pro vypuštění jakékoli zbylé vody.
4. Odstraňte příslušenství, jako např. krční polštář nebo bezpečnostní pás, a položte je na dno vany.
5. Osprchujte a opláchněte vanu i příslušenství vodou, abyste odstranili viditelné zbytky. Obrátte příslušenství a znovu opláchněte.

### Čištění

6. Nastříkejte dezinfekční prostředek do odtoku. Odtok vydrhněte pomocí kartáče s dlouhou rukojetí.
7. Odtok uzavřete vytažením dveří do nejvyšší polohy.
8. Nastříkejte dezinfekční prostředek na všechny vnitřní povrchy vany a příslušenství na dně vany. Otočte příslušenství a postříkejte druhou stranu. Věnujte pozornost dílům, knoflíkům a čidlům připojeným k povrchu vany, jako např. knoflíku pro upevnění bezpečnostního pásu nebo přepadu.
9. Všechny povrchy vany a příslušenství vydrhněte jemným kartáčem nebo hadříkem.
10. Stisknutím tlačítka těsnění/odtoku otevřete odtok.
11. Opláchněte všechny části vodou o teplotě přibližně 25 °C (77 °F), abyste odstranili dezinfekční prostředek.
12. Namočte hadřík do dezinfekčního prostředku.
13. Hadříkem otřete všechny ostatní kontaktní povrchy, jako je vnější strana vany (obzvláště v místě za hlavou), kovové knoflíky čidel a těsnění dveří.
14. Namočte nový hadřík do vody a odstraňte z kontaktních ploch všechny stopy po dezinfekčním prostředku.

### Dezinfekce

15. Nastříkejte dezinfekční prostředek do odtoku.
16. Zavřete odtok.
17. Nastříkejte dezinfekční prostředek na všechny vnitřní povrchy vany a příslušenství na dně vany. Otočte příslušenství a postříkejte druhou stranu. Věnujte pozornost dílům, knoflíkům a čidlům připojeným k povrchu vany, jako např. knoflíku pro upevnění bezpečnostního pásu nebo přepadu.
18. Namočte hadřík do dezinfekčního prostředku.
19. Hadříkem otřete všechny ostatní kontaktní povrchy, jako je vnější strana vany (obzvláště v místě za hlavou), kovové knoflíky čidel a těsnění dveří.
20. Dezinfekční prostředek nechejte působit po předepsanou dobu dle pokynů na láhvi.
21. Otevřete odtok.
22. Opláchněte všechny části vodou o teplotě přibližně 25 °C (77 °F), abyste odstranili dezinfekční prostředek. K odstranění dezinfekčního prostředku použijte sprchovou hlavici.
23. Namočte nový hadřík do vody a odstraňte z kontaktních ploch všechny stopy po dezinfekčním prostředku.
24. Dveře vytáhněte do nejvyšší polohy.
25. Nechte vyschnout na vzduchu.

## S dezinfekčním/oplachovacím otvorem a systémem MultiClean

Více informací o systému MultiClean naleznete v jeho návodu k použití.

### Odstranění viditelných usazenin

1. Nasad'te si ochranné rukavice a brýle.
2. Ujist'te se, že jsou všechny funkce vypnuty.
3. Otevřete odtok pro vypuštění jakékoli zbylé vody.
4. Odstraňte příslušenství, jako např. krční polštář nebo bezpečnostní pás, a položte je na dno vany.
5. Osprchujte a opláchněte vanu i příslušenství, abyste odstranili viditelné zbytky.

### Čištění

6. Do dezinfekčního/oplachovacího otvoru nasad'te rozprašovací dezinfekční rukojeť a otočením libovolným směrem uzamkněte.
7. Stiskněte spoušť na rukojeti a držte ji, dokud nebude dezinfekční prostředek vytékat ze všech trysek systému perličky.
8. Nechte proces běžet dalších 30 sekund.
9. Uvolněte spoušť a rozprašovací dezinfekční rukojeť vyjměte z dezinfekčního/oplachovacího otvoru.
10. Do dezinfekčního/oplachovacího otvoru nasad'te rukojeť sprchy a otočením libovolným směrem uzamkněte.
11. Stiskněte spoušť na rukojeti a držte ji, dokud nebude ze všech trysek vytékat čistá voda.
12. Nechte proces běžet dalších 30 sekund.
13. Rukojeť sprchy vyjměte z dezinfekčního/oplachovacího otvoru.
14. Nastříkejte dezinfekční prostředek do odtoku. Odtok vydrhněte pomocí kartáče s dlouhou rukojetí.
15. Odtok uzavřete vytažením dveří do nejvyšší polohy.
16. Nastříkejte dezinfekční prostředek na všechny vnitřní povrchy vany a příslušenství. Otočte příslušenství a postříkejte druhou stranu. Věnujte pozornost dílům, knoflíkům a čidlům připojeným k povrchu vany, jako např. knoflíku pro upevnění bezpečnostního pásu nebo přepadu.
17. Všechny povrchy vany a příslušenství vydrhněte jemným kartáčem nebo hadříkem (abyste odstranili případné usazeniny, jako např. kousky kůže).
18. Stisknutím tlačítka těsnění/odtoku otevřete odtok.
19. Opláchněte všechny části vodou o teplotě přibližně 25 °C (77 °F), abyste odstranili dezinfekční prostředek.
20. Namočte hadřík do dezinfekčního prostředku.
21. Otřete všechny ostatní kontaktní povrchy, jako je vnější strana vany, kovové knoflíky čidel a těsnění dvířek.
22. Namočte nový hadřík do vody a odstraňte z kontaktních ploch všechny stopy po dezinfekčním prostředku.

### Dezinfekce

23. Do dezinfekčního/oplachovacího otvoru nasad'te rozprašovací dezinfekční rukojeť a otočením libovolným směrem uzamkněte.
24. Stiskněte spoušť na rukojeti a držte ji, dokud nebude dezinfekční prostředek vytékat ze všech trysek systému perličky.
25. Nechte proces běžet 30 sekund.
26. Uvolněte spoušť a rozprašovací dezinfekční rukojeť vyjměte z dezinfekčního/oplachovacího otvoru.

27. Dezinfekční prostředek nechejte působit po předepsanou dobu dle pokynů na láhvi.
28. Nastříkejte dezinfekční prostředek do odtoku.
29. Zavřete odtok.
30. Nastříkejte dezinfekční prostředek na všechny vnitřní povrchy vany a příslušenství na dně vany. Otočte příslušenství a postříkejte druhou stranu. Věnujte pozornost dílům, knoflíkům a čidlům připojeným k povrchu vany, jako např. knoflíku pro upevnění bezpečnostního pásu nebo přepadu.
31. Namočte hadřík do dezinfekčního prostředku.
32. Otřete všechny ostatní kontaktní povrchy, jako je vnější strana vany, kovové knoflíky čidel a těsnění dvířek.
33. Dezinfekční prostředek nechejte působit po předepsanou dobu dle pokynů na láhvi.
34. Otevřete odtok.
35. Do dezinfekčního/oplachovacího otvoru nasad'te rukojeť sprchy a otočením libovolným směrem uzamkněte.
36. Stiskněte spoušť na rukojeti a držte ji, dokud nebude ze všech trysek vytékat čistá voda.
37. Nechte proces běžet dalších 30 sekund.
38. Rukojeť sprchy vyjměte z dezinfekčního/oplachovacího otvoru.
39. Opláchněte všechny části vodou o teplotě přibližně 25 °C (77 °F), abyste odstranili dezinfekční prostředek. K odstranění dezinfekčního prostředku použijte sprchovou hlavici.
40. Namočte nový hadřík do vody a odstraňte z kontaktních ploch všechny stopy po dezinfekčním prostředku.
41. Dveře vytáhněte do nejvyšší polohy.
42. Stiskněte tlačítko ON/OFF systému perličky, aby se na dobu jedné minuty aktivoval ventilátor.
43. Nechte vyschnout na vzduchu.