

System 2000 Rhapsody, Primo, Harmonie



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



За да избегнете увреждане на кожата и очите, винаги използвайте предпазни очила и ръкавици. Ако възникне контакт, изплакнете обилно с вода. Консултирайте се с лекар, ако получите дразнене на очите или кожата. Винаги четете информационния лист за безопасност на дезинфектанта.

За да се избегне кръстосана контаминация, винаги следвайте инструкциите за дезинфекция в Инструкциите за употреба.

За да избегнете раздразнение на очите или кожата, никога не дезинфекцирайте в присъствието на пациента.

Задължения на болногледача

Между отделните пациенти

Почиствайте и дезинфекцирайте ваната System 2000 преди следващия пациент.

Почистване и дезинфекциране с устройството за дезинфекция (стандартна вана и система Hydrosound)

ЗАБЕЛЕЖКА

За дезинфекциране на системата Hydromassage започнете от стр. 2.

Отстраняване на видими остатъци

1. Вдигнете ваната до удобна работна позиция.
2. Уверете се, че всички функции са изключени.
3. Отворете дренажния отвор.
4. Откачете всички аксесоари и ги поставете на дъното на ваната.
5. Измийте и изплакнете ваната и аксесоарите с вода от душа, за да отстраните видимите замърсявания. Обърнете аксесоарите и ги изплакнете отново.

Почистете

6. Сложете си предпазни ръкавици и очила.
7. Повдигнете дръжката на разпръсквателя за дезинфекция.
8. Натиснете бутона за дезинфекциране.
9. Пръскайте дезинфектант във ваната, докато дебитомерът покаже стойност на смесване, която е правилна съгласно Инструкциите за употреба. Регулирайте, ако е необходимо.
10. Напръскайте дезинфектант в дренажния отвор. Изтъркайте с четка дренажния отвор.
11. Затворете дренажния отвор.
12. Напръскайте дезинфектант по всички вътрешни повърхности на ваната и по всички страни на аксесоарите.
13. Пръснете в преливния отвор.
14. Натиснете бутона за дезинфекция, за да я изключите.
15. Изтъркайте щателно повърхностите на ваната, свободните части и аксесоарите с четка с мек косъм.
16. Отворете дренажния отвор.
17. Изплакнете всички части, докато станат чисти, с много вода с температура 25°C (77°F).
18. Напоее кърпа с дезинфектант и избършете всички останали зони на контакт: външната страна на ваната, металните сензорни бутони и ръчната контрола.
19. Навлажнете нова кърпа с вода и отстранете дезинфектанта. Изплаквайте периодично кърпата с течаща вода.

Дезинфекциране

20. Напръскайте дезинфектант в дренажния отвор.
21. Затворете дренажния отвор.
22. Напръскайте дезинфектант по всички вътрешни повърхности на ваната и по всички страни на аксесоарите.
23. **Изчакайте достатъчно време съгласно инструкциите за дезинфектанта.**
24. Натиснете бутона за дезинфекция, за да завършите цикъла на дезинфекция.
Само автоматична дезинфекция:
Ако не е изтекло предварително зададеното време за дезинфекция, другите функции са деактивирани за най-малко 2 минути.
25. Върнете на място дръжката на разпръсквателя за дезинфекция.
26. Отворете дренажния отвор.
27. Натиснете бутона за душа.
28. Изплакнете всички части, докато станат чисти, с вода с температура 25°C (77°F).
29. Напоее кърпа с дезинфектант и избършете всички останали зони на контакт: външната страна на ваната, металните сензорни бутони и ръчната контрола.
30. **Изчакайте достатъчно време съгласно инструкциите за дезинфектанта.**
31. Навлажнете нова кърпа с вода и отстранете дезинфектанта. Изплаквайте периодично кърпата с течаща вода.
32. Оставете да изсъхнат на въздух.

Почистване и дезинфекциране с аерозолен флакон

Отстраняване на видими остатъци

- 1. Вдигнете ваната до удобна работна позиция.
- 2. Уверете се, че всички функции са изключени.
- 3. Отворете дренажния отвор.
- 4. Откачете всички аксесоари и ги поставете на дъното на ваната.
- 5. Измийте и изплакнете ваната и аксесоарите с вода от душа, за да отстраните видимите замърсявания. Обърнете аксесоарите и ги изплакнете отново.

Почистете

- 6. Сложете си предпазни ръкавици и очила.
- 7. Напръскайте дезинфектант в дренажния отвор. Изтъркайте с четка дренажния отвор.
- 8. Затворете дренажния отвор.
- 9. Напръскайте дезинфектант по всички вътрешни повърхности на ваната и по всички страни на аксесоарите.
- 10. Пръснете в преливния отвор.
- 11. Изтъркайте щателно повърхностите на ваната, свободните части и аксесоарите с четка с мек косъм.
- 12. Отворете дренажния отвор.
- 13. Изплакнете всички части с много вода с температура 25°C (77°F).
- 14. Напоете кърпа с дезинфектант и избършете всички останали зони на контакт: външната страна на ваната, металните сензорни бутони и ръчната контрола.

- 15. Навлажнете нова кърпа с вода и отстранете дезинфектанта. Изплаквайте периодично кърпата с течаща вода.

Дезинфекциране

- 16. Използвайте аерозолен флакон и напръскайте дезинфектант в дренажния отвор.
- 17. Затворете дренажния отвор.
- 18. Напръскайте дезинфектант по всички вътрешни повърхности на ваната и по всички страни на аксесоарите.
- 19. **Изчакайте достатъчно време съгласно инструкциите за дезинфектанта.**
- 20. Отворете дренажния отвор.
- 21. Натиснете бутона за душа.
- 22. Изплакнете всички части, докато станат чисти, с вода с температура 25°C (77°F).
- 23. Напоете кърпа с дезинфектант и избършете всички останали зони на контакт: външната страна на ваната, металните сензорни бутони и ръчната контрола.
- 24. **Изчакайте достатъчно време съгласно инструкциите за дезинфектанта.**
- 25. Навлажнете нова кърпа с вода и отстранете дезинфектанта. Изплаквайте периодично кърпата с течаща вода.
- 26. Оставете да изсъхнат на въздух.

Почистване и дезинфекциране на системата Hydromassage

С автоматична дезинфекция

- 1. Вдигнете ваната до удобна работна позиция.
- 2. Затворете дренажния отвор.
- 3. Развийте винтовете и отстранете решетката на смукателния отвор. Почистете отделно решетката на смукателния отвор.
- 4. Натиснете бутона за дезинфекция, за да стартирате цикъла на дезинфекция. Дезинфектантът излиза от дюзата на системата Hydromassage. Цикълът на дезинфекция приключва с изплакване на системата Hydromassage с вода.
- 5. Пръснете дезинфектант в преливния отвор.
- 6. Продължете с останалите инструкции за дезинфекция съгласно *Почистване и дезинфекциране с устройството за дезинфекция (стандартна вана и система Hydrosound)* на стр. 1.
- 7. **Изчакайте достатъчно време съгласно инструкциите за дезинфектанта.**
- 8. Натиснете бутона за душа и изплакнете преливния отвор.
- 9. След приключване на дезинфекцията прикрепете решетката на смукателния отвор с помощта на винтовете и ги затегнете внимателно.

Без автоматична дезинфекция

- 1. Вдигнете ваната до удобна работна позиция.
- 2. Отворете дренажния отвор.
- 3. Развийте винтовете и отстранете решетката на смукателния отвор. Почистете отделно решетката на смукателния отвор.
- 4. Издърпайте въртящата се дюза на системата Hydromassage, ако трябва да се свърже маркуч за терапия.
- 5. Поставете маркуча за терапия, ако има такъв, в изходния отвор на системата Hydromassage.
- 6. Пръскайте дезинфектант в смукателния отвор, докато той не започне да излиза от дюзата/маркуча за терапия на системата Hydromassage.
- 7. Пръснете дезинфектант в преливния отвор.
- 8. **Изчакайте достатъчно време съгласно инструкциите за дезинфектанта.**
- 9. Натиснете бутона за дезинфекция, за да я изключите.
- 10. Натиснете бутона за душа и свържете дръжката за душ към смукателния отвор.
- 11. Завъртете бутона на системата Hydromassage до най-високата интензивност.
- 12. Натиснете спусъчния механизъм и изплаквайте, докато от дюзата/маркуча за терапия на системата Hydromassage не започне да излиза **чиста** вода.
- 13. Извадете маркуча за терапия, ако има такъв.
- 14. Поставете обратно дюзата в изходния отвор на системата Hydromassage.
- 15. Изплакнете преливния отвор с вода.
- 16. Продължете с останалите инструкции за дезинфекция съгласно *Почистване и дезинфекциране с устройството за дезинфекция (стандартна вана и система Hydrosound)* на стр. 1.
- 17. След приключване на дезинфекцията прикрепете решетката на смукателния отвор с помощта на винтовете и ги затегнете внимателно.