

# System 2000 Rhapsody, Primo, Harmonie



## WARNUNG



Immer eine Schutzbrille und Handschuhe tragen, um Augen- und Hautschäden zu vermeiden. Bei Berührung mit viel Wasser abspülen. Wenn Augen oder Haut gereizt sind, an einen Arzt wenden. Lesen Sie stets das Sicherheitsdatenblatt für das Desinfektionsmittel.

Um eine Infektionsübertragung zu verhindern, gehen Sie immer nach der Desinfektionsanleitung in der Bedienungsanleitung vor.

Um Augen- oder Hautreizungen zu vermeiden, dürfen Sie die Desinfektion nie in Anwesenheit eines Pflegebedürftigen durchführen.

## Verpflichtungen der Pflegekraft

### Zwischen den einzelnen Patienten

Die Badewanne System 2000 vor jedem Gebrauch reinigen und desinfizieren.

## Mit Desinfektionsgerät reinigen und desinfizieren (Stilles Bad und Hydrosound-System)

### HINWEIS

Zur Desinfektion des Hydromassage-Systems siehe Seite 2.

### Entfernen sichtbarer Rückstände

1. Heben Sie die Badewanne auf eine bequeme Arbeitsposition an.
2. Sicherstellen, dass alle Funktionen ausgeschaltet sind.
3. Öffnen Sie den Abfluss.
4. Nehmen Sie alle Zubehörkomponenten ab und legen Sie sie auf den Boden der Badewanne.
5. Spülen Sie die Badewanne und das Zubehör mit Wasser ab, um sichtbare Rückstände zu entfernen. Zubehör auch von der anderen Seite abspülen.

### Reinigen Sie

6. Legen Sie die Schutzhandschuhe an und setzen Sie die Schutzbrille auf.
7. Heben Sie den Desinfektionssprühgriff heraus.
8. Die Desinfektionstaste drücken.
9. Sprühen Sie Desinfektionsmittel in die Badewanne, bis der Durchflussmesser den gemäß Bedienungsanleitung richtigen Mischungswert anzeigt. Falls notwendig anpassen.
10. Sprühen Sie Desinfektionsmittel in den Ablauf. Schrubben Sie den Ablauf mit einer Bürste.
11. Schließen Sie den Abfluss.
12. Besprühen Sie alle Innenflächen der Badewanne und alle Seiten der Zubehörteile.
13. Sprühen Sie in die Überlauföffnung.
14. Zum Ausschalten die Desinfektionstaste drücken.
15. Reinigen Sie die Oberflächen der Badewanne, der losen Teile und des Zubehörs gründlich mit einer weichen Bürste.
16. Öffnen Sie den Abfluss.
17. Spülen Sie alle Teile mit reichlich Wasser mit einer Temperatur von 25 °C (77 °F) ab.
18. Tränken Sie ein Tuch mit Desinfektionsmittel und wischen Sie damit alle anderen Kontaktbereiche ab: die Außenseite der Badewanne, Metallsensorgriffe und die Handbedienung.
19. Tränken Sie ein neues Tuch mit Wasser und entfernen Sie das Desinfektionsmittel. Spülen Sie das Tuch regelmäßig unter laufendem Wasser aus.

### Reinigen/Desinfizieren

20. Sprühen Sie Desinfektionsmittel in den Ablauf.
21. Schließen Sie den Abfluss.
22. Besprühen Sie alle Innenflächen der Badewanne und alle Seiten der Zubehörteile.
23. **Das Desinfektionsmittel den Anweisungen entsprechend ausreichend lange einwirken lassen.**
24. Drücken Sie die Taste für die Desinfektion, um den Desinfektionszyklus zu beenden.  
**Nur automatische Desinfektion:**  
Ist die voreingestellte Desinfektionszeit noch nicht abgelaufen, werden andere Funktion für mindestens 2 Minuten deaktiviert.
25. Stellen Sie den Desinfektionssprühgriff zurück.
26. Öffnen Sie den Abfluss.
27. Betätigen Sie den Druckschalter für die Dusche.
28. Spülen Sie alle Teile mit Wasser bei einer Temperatur von 25 °C (77 °F) ab.
29. Tränken Sie ein Tuch mit Desinfektionsmittel und wischen Sie damit alle anderen Kontaktbereiche ab: die Außenseite der Badewanne, Metallsensorgriffe und die Handbedienung.
30. **Das Desinfektionsmittel den Anweisungen entsprechend ausreichend lange einwirken lassen.**
31. Tränken Sie ein neues Tuch mit Wasser und entfernen Sie das Desinfektionsmittel. Spülen Sie das Tuch regelmäßig unter laufendem Wasser aus.
32. Lassen Sie es lufttrocknen.

# Reinigung und Desinfektion mit einer Sprühflasche

## Entfernen sichtbarer Rückstände

1. Heben Sie die Badewanne auf eine bequeme Arbeitsposition an.
2. Sicherstellen, dass alle Funktionen ausgeschaltet sind.
3. Öffnen Sie den Abfluss.
4. Nehmen Sie alle Zubehörkomponenten ab und legen Sie sie auf den Boden der Badewanne.
5. Spülen Sie die Badewanne und das Zubehör mit Wasser ab, um sichtbare Rückstände zu entfernen. Zubehör auch von der anderen Seite abspülen.

## Reinigen Sie

6. Legen Sie die Schutzhandschuhe an und setzen Sie die Schutzbrille auf.
7. Sprühen Sie Desinfektionsmittel in den Ablauf. Schrubben Sie den Ablauf mit einer Bürste.
8. Schließen Sie den Abfluss.
9. Besprühen Sie alle Innenflächen der Badewanne und alle Seiten der Zubehörteile.
10. Sprühen Sie in die Überlauföffnung.
11. Reinigen Sie die Oberflächen der Badewanne, der losen Teile und des Zubehörs gründlich mit einer weichen Bürste.
12. Öffnen Sie den Abfluss.
13. Spülen Sie alle Teile mit reichlich Wasser bei einer Temperatur von 25 °C (77 °F) ab.
14. Tränken Sie ein Tuch mit Desinfektionsmittel und wischen Sie damit alle anderen Kontaktbereiche ab: die Außenseite der Badewanne, Metallsensorgriffe und die Handbedienung.

15. Tränken Sie ein neues Tuch mit Wasser und entfernen Sie das Desinfektionsmittel. Spülen Sie das Tuch regelmäßig unter laufendem Wasser aus.

## Reinigen/Desinfizieren

16. Sprühen Sie das Desinfektionsmittel aus der Sprühflasche in den Ablauf.
17. Schließen Sie den Abfluss.
18. Besprühen Sie alle Innenflächen der Badewanne und alle Seiten der Zubehörteile.
19. **Das Desinfektionsmittel den Anweisungen entsprechend ausreichend lange einwirken lassen.**
20. Öffnen Sie den Abfluss.
21. Betätigen Sie den Druckschalter für die Dusche.
22. Spülen Sie alle Teile mit Wasser mit einer Temperatur von 25 °C (77 °F) ab.
23. Tränken Sie ein Tuch mit Desinfektionsmittel und wischen Sie damit alle anderen Kontaktbereiche ab: die Außenseite der Badewanne, Metallsensorgriffe und die Handbedienung.
24. **Das Desinfektionsmittel den Anweisungen entsprechend ausreichend lange einwirken lassen.**
25. Tränken Sie ein neues Tuch mit Wasser und entfernen Sie das Desinfektionsmittel. Spülen Sie das Tuch regelmäßig unter laufendem Wasser aus.
26. Lassen Sie es lufttrocknen.

# Reinigen und Desinfizieren des Hydromassage-Systems

## Mit automatischer Desinfektion

1. Heben Sie die Badewanne auf eine bequeme Arbeitsposition an.
2. Schließen Sie den Abfluss.
3. Die Schrauben lösen und das Einlasssieb für die Absaugeinrichtung abnehmen. Das Einlasssieb separat reinigen.
4. Die Desinfektionstaste drücken, um den Desinfektionszyklus zu beginnen. Das Desinfektionsmittel tritt aus der Düse des Hydromassage-Systems aus. Der Desinfektionszyklus ist beendet, wenn das Hydromassage-System mit Wasser durchgespült wird.
5. Desinfektionsmittel in die Überlauföffnung sprühen.
6. Die weiteren Desinfektionsanleitungen gemäß *Mit Desinfektionsgerät reinigen und desinfizieren (Stilles Bad und Hydrosound-System)* auf Seite 1 befolgen.
7. **Das Desinfektionsmittel den Anweisungen entsprechend ausreichend lange einwirken lassen.**
8. Die Duschetaste drücken und Überlauföffnung ausspülen.
9. Nach erfolgter Desinfektion das Einlasssieb und die Schrauben wieder anbringen und sie leicht anziehen.

## Ohne automatische Desinfektion

1. Heben Sie die Badewanne auf eine bequeme Arbeitsposition an.
2. Öffnen Sie den Abfluss.
3. Die Schrauben lösen und das Einlasssieb für die Absaugeinrichtung abnehmen. Das Einlasssieb separat reinigen.
4. Die drehbare Düse des Hydromassage-Systems herausziehen, wenn ein Behandlungsschlauch angeschlossen werden soll.
5. Stecken Sie den Behandlungsschlauch (wenn vorhanden) in den Anschluss des Hydromassage-Systems.
6. Desinfektionsmittel in den Absaugeinlass sprühen, bis Desinfektionsmittel aus der Düse/dem Behandlungsschlauch des Hydromassage-Systems austritt.
7. Desinfektionsmittel in die Überlauföffnung sprühen.
8. **Das Desinfektionsmittel den Anweisungen entsprechend ausreichend lange einwirken lassen.**
9. Zum Ausschalten die Desinfektionstaste drücken.
10. Die Duschetaste drücken und den Duschgriff an den Absaugeinlass anschließen.
11. Den Griff des Hydromassage-Systems bis zur höchsten Stufe aufdrehen.
12. Hebel drücken und durchspülen, bis **reines** Wasser aus der Düse/dem Behandlungsschlauch des Hydromassage-Systems austritt.
13. Den Behandlungsschlauch entfernen, falls zutreffend.
14. Düse wieder in die Öffnung des Hydromassage-Systems setzen.
15. Überlauföffnung mit Wasser ausspülen.
16. Die weiteren Desinfektionsanleitungen gemäß *Mit Desinfektionsgerät reinigen und desinfizieren (Stilles Bad und Hydrosound-System)* auf Seite 1 befolgen.
17. Nach erfolgter Desinfektion das Einlasssieb und die Schrauben wieder anbringen und sie leicht anziehen.