

# System 2000 Rhapsody, Primo, Harmonie



## AVISO



Para evitar danos nos olhos e na pele, utilize sempre óculos e luvas de proteção. Se o contacto ocorrer, lave com água abundante. Se os olhos ou pele ficarem irritados, contacte um médico. Leia sempre a ficha de dados de segurança do material do agente desinfetante.

Para evitar a contaminação cruzada, respeite sempre as instruções de desinfeção contidas nas Instruções de Utilização.

Para evitar irritações nos olhos ou na pele, nunca desinfete na presença de um paciente.

## Obrigações do prestador de cuidados

### Entre pacientes

Limpe e desinfete a banheira System 2000 antes de cada utilização.

## Limpar e desinfetar com unidade de desinfeção (banho normal e sistema Hydrosound)

### NOTA

Para a desinfeção do sistema Hydromassage, comece na página 2.

### Remover resíduos visíveis

1. Eleve a banheira até obter uma posição de trabalho cómoda.
2. Certifique-se de que todas as funções estão desativadas.
3. Abra o ralo.
4. Retire e coloque todos os acessórios no fundo da banheira.
5. Irrigue e enxague a banheira e os acessórios com água para remover resíduos visíveis. Vire os acessórios e enxague novamente.

### Limpeza

6. Coloque luvas e óculos de proteção.
7. Levante o manípulo aspersor de desinfetante.
8. Prima o botão de desinfeção.
9. Pulverize desinfetante na banheira até o fluxómetro mostrar o valor de mistura correto, de acordo com as Instruções de Utilização. Ajuste, se necessário.
10. Pulverize desinfetante para o ralo. Esfregue o ralo com uma escova.
11. Feche o ralo.
12. Pulverize desinfetante em todas as superfícies internas da banheira e em todos os lados dos acessórios.
13. Pulverize para dentro da saída de transbordamento da superfície.
14. Prima o botão de desinfeção para desligá-la.
15. Esfregue bem as superfícies da banheira, as peças soltas e os acessórios com uma escova macia.
16. Abra o ralo.
17. Enxague todas as peças com água abundante a uma temperatura de 25 °C (77 °F).
18. Embeba um pano em desinfetante e limpe todas as outras áreas de contacto: o exterior da banheira, os botões sensoriais de metal e o comando manual.
19. Molhe um novo pano com água e remova o desinfetante. Ocasionalmente, enxague o pano em água corrente.

### Desinfeção

20. Pulverize desinfetante para o ralo.
21. Feche o ralo.
22. Pulverize desinfetante em todas as superfícies internas da banheira e em todos os lados dos acessórios.
23. **Deixe atuar durante um período de tempo apropriado, de acordo com as instruções do desinfetante.**
24. Prima o botão de desinfeção para terminar o ciclo de desinfeção.  
**Apenas desinfeção automática:**  
Se o tempo de desinfeção predefinido não tiver decorrido, outras funções são desativadas durante, pelo menos, 2 minutos.
25. Volte a colocar o manípulo aspersor de desinfetante.
26. Abra o ralo.
27. Prima o botão de duche.
28. Enxague todas as peças com água a uma temperatura de 25 °C (77 °F).
29. Embeba um pano em desinfetante e limpe todas as outras áreas de contacto: o exterior da banheira, os botões sensoriais de metal e o comando manual.
30. **Deixe atuar durante um período de tempo apropriado, de acordo com as instruções do desinfetante.**
31. Molhe um novo pano com água e remova o desinfetante. Ocasionalmente, enxague o pano em água corrente.
32. Deixe secar.

# Limpar e desinfetar com uma garrafa aspersora

## Remover resíduos visíveis

1. Eleve a banheira até obter uma posição de trabalho cómoda.
2. Certifique-se de que todas as funções estão desativadas.
3. Abra o ralo.
4. Retire e coloque todos os acessórios no fundo da banheira.
5. Irrigue e enxague a banheira e os acessórios com água para remover resíduos visíveis. Vire os acessórios e enxague novamente.

## Limpeza

6. Coloque luvas e óculos de proteção.
7. Pulverize desinfetante para o ralo. Esfregue o ralo com uma escova.
8. Feche o ralo.
9. Pulverize desinfetante em todas as superfícies internas da banheira e em todos os lados dos acessórios.
10. Pulverize para dentro da saída de transbordamento da superfície.
11. Esfregue bem as superfícies da banheira, as peças soltas e os acessórios com uma escova macia.
12. Abra o ralo.
13. Enxague todas as peças com água abundante a uma temperatura de 25 °C (77 °F).
14. Embeba um pano em desinfetante e limpe todas as outras áreas de contacto: o exterior da banheira, os botões sensoriais de metal e o comando manual.

15. Molhe um novo pano com água e remova o desinfetante. Ocasionalmente, enxague o pano em água corrente.

## Desinfecção

16. Utilize uma garrafa aspersora e pulverize desinfetante para o ralo.
17. Feche o ralo.
18. Pulverize desinfetante em todas as superfícies internas da banheira e em todos os lados dos acessórios.
19. **Deixe atuar durante um período de tempo apropriado, de acordo com as instruções do desinfetante.**
20. Abra o ralo.
21. Prima o botão de duche.
22. Enxague todas as peças com água a uma temperatura de 25 °C (77 °F).
23. Embeba um pano em desinfetante e limpe todas as outras áreas de contacto: o exterior da banheira, os botões sensoriais de metal e o comando manual.
24. **Deixe atuar durante um período de tempo apropriado, de acordo com as instruções do desinfetante.**
25. Molhe um novo pano com água e remova o desinfetante. Ocasionalmente, enxague o pano em água corrente.
26. Deixe secar.

# Limpar e desinfetar o sistema Hydromassage

## Com desinfecção automática

1. Eleve a banheira até obter uma posição de trabalho cómoda.
2. Feche o ralo.
3. Desenrosque os parafusos e retire o filtro da entrada de sucção. Limpe o filtro da entrada de sucção separadamente.
4. Prima o botão de desinfecção para iniciar o ciclo de desinfecção. O desinfetante sai pelo bocal do sistema Hydromassage. O ciclo de desinfecção termina com o sistema Hydromassage a ser enxaguado com água.
5. Pulverize desinfetante para dentro da saída de transbordamento de superfície.
6. Continue a seguir as instruções de desinfecção restantes de acordo com a secção *Limpar e desinfetar com unidade de desinfecção (banho normal e sistema Hydrosound)*, na página 1.
7. **Deixe atuar durante um período de tempo apropriado, de acordo com as instruções do desinfetante.**
8. Prima o botão de duche e enxague a saída de transbordamento de superfície.
9. Depois de concluir a desinfecção, coloque o filtro de entrada de sucção com os parafusos e aperte-os com suavidade.

## Sem desinfecção automática

1. Eleve a banheira até obter uma posição de trabalho cómoda.
2. Abra o ralo.
3. Desenrosque os parafusos e retire o filtro da entrada de sucção. Limpe o filtro da entrada de sucção separadamente.
4. Retire o bocal rotativo do sistema Hydromassage se for ligar uma mangueira de tratamento.
5. Insira a mangueira de tratamento, caso exista, na saída do sistema Hydromassage.
6. Pulverize desinfetante na entrada de sucção até sair desinfetante pela mangueira de tratamento/bocal do sistema Hydromassage.
7. Pulverize desinfetante para dentro da saída de transbordamento de superfície.
8. **Deixe atuar durante um período de tempo apropriado, de acordo com as instruções do desinfetante.**
9. Prima o botão de desinfecção para desligá-la.
10. Prima o botão de duche e ligue o manípulo do chuveiro à entrada de sucção.
11. Rode o botão do sistema Hydromassage até à máxima intensidade.
12. Prima o acionador e enxague até a água sair **limpa** da mangueira de tratamento/bocal do sistema Hydromassage.
13. Retire a mangueira de tratamento, se existente.
14. Insira novamente o bocal na saída do sistema Hydromassage.
15. Enxague a saída de transbordamento de superfície com água.
16. Continue a seguir as instruções de desinfecção restantes de acordo com a secção *Limpar e desinfetar com unidade de desinfecção (banho normal e sistema Hydrosound)*, na página 1.
17. Depois de concluir a desinfecção, coloque o filtro de entrada de sucção com os parafusos e aperte-os com suavidade.

