

System 2000 Rhapsody, Primo, Harmonie



VAROVANIE



Na ochranu zraku a pokožky vždy používajte ochranné okuliare a rukavice. V prípade kontaktu opláchnite veľkým množstvom vody. Ak dôjde k podráždeniu očí alebo pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc. Vždy si prečítajte kartu bezpečnostných údajov pre materiály dezinfekčného prostriedku.

Aby ste zabránili krížovej kontaminácii, vždy dodržiavajte pokyny na dezinfekciu uvedené v návode na používanie.

Ak sa má zabrániť podráždeniu očí alebo pokožky, nikdy nevykonávajte dezinfekciu v prítomnosti pacienta/klienta.

Povinnosti ošetrovateľa

Medzi pacientmi/klientmi

Kúpeľ System 2000 čistite a dezinfikujte pred každým použitím.

Čistenie a dezinfekcia pomocou dezinfekčnej jednotky (pokojný kúpeľ a systém Hydrosound)

POZNÁMKA

S dezinfekciou systému Hydromassage začnite od strany 2.

Odstránenie viditeľných usadenín

1. Zdvihnite vaňu do pohodlnej pracovnej polohy.
2. Uistite sa, že všetky funkcie sú vypnuté.
3. Otvorte odtok.
4. Oddel'te všetko príslušenstvo a položte ho na dno vane.
5. Osprchujte a opláchnite vaňu a príslušenstvo vodou, aby ste odstránili viditeľné zvyšky. Otočte príslušenstvo a znovu ho opláchnite.

Očistite

6. Používajte ochranné rukavice a okuliare.
7. Zdvihnite rúkoväť rozprašovača dezinfekčného prostriedku.
8. Stlačte tlačidlo pre dezinfekciu.
9. Do vane sprejajte dezinfekčný prostriedok dovtedy, kým nebude prietokomer ukazovať správnu hodnotu zmiešavania podľa návodu na používanie. V prípade potreby ju upravte.
10. Nastriekajte dezinfekčný prostriedok do odtoku. Odtok umyte kefou.
11. Zatvorte odtok.
12. Dezinfekčný prostriedok nastriekajte na všetky vnútorné povrchy vane a na všetky strany príslušenstva.
13. Nastriekajte aj na povrch výpustu pri preplnení objemu.
14. Dezinfekciu vypnete stlačením tlačidla dezinfekcie.
15. Povrchy vane, voľné časti a príslušenstvo dôkladne očistite kefou s mäkkými štetinami.
16. Otvorte odtok.
17. Všetky diely opláchnite veľkým množstvom vody s teplotou 25 °C (77 °F).
18. Handričku namočte do dezinfekčného prostriedku a poutierajte všetky ostatné kontaktné plochy: vonkajšiu stranu vane, kovové snímacie ovládače a ručný ovládač.
19. Namočte novú handričku do vody a odstráňte dezinfekčný prostriedok. Handričku občas opláchnite pod tečúcou vodou.

Dezinfekcia

20. Nastriekajte dezinfekčný prostriedok do odtoku.
21. Zatvorte odtok.
22. Dezinfekčný prostriedok nastriekajte na všetky vnútorné povrchy vane a na všetky strany príslušenstva.
23. **Dezinfekčný prostriedok nechajte pôsobiť určený čas uvedený v pokynoch k dezinfekčnému prostriedku.**
24. Stlačením tlačidla dezinfekcie ukončíte cyklus dezinfekcie.
Len automatická dezinfekcia:
Ak neuplynul prednastavený čas dezinfekcie, budú ostatné funkcie vypnuté najmenej na 2 minúty.
25. Rúkoväť rozprašovača dezinfekčného prostriedku vráťte naspäť.
26. Otvorte odtok.
27. Stlačte tlačidlo sprchy.
28. Všetky diely opláchnite vodou s teplotou 25 °C (77 °F).
29. Handričku namočte do dezinfekčného prostriedku a poutierajte všetky ostatné kontaktné plochy: vonkajšiu stranu vane, kovové snímacie ovládače a ručný ovládač.
30. **Dezinfekčný prostriedok nechajte pôsobiť určený čas uvedený v pokynoch dezinfekčného prostriedku.**
31. Namočte novú handričku do vody a odstráňte dezinfekčný prostriedok. Handričku občas opláchnite pod tečúcou vodou.
32. Nechajte vysušiť na vzduchu.

Čistenie a dezinfekcia pomocou fľaše s ostrekovačom

Odstránenie viditeľných usadenín

1. Zdvihnite vaňu do pohodlnej pracovnej polohy.
2. Uistite sa, že všetky funkcie sú vypnuté.
3. Otvorte odtok.
4. Oddel'te všetko príslušenstvo a položte ho na dno vane.
5. Osprchujte a opláchnite vaňu a príslušenstvo vodou, aby ste odstránili viditeľné zvyšky. Otočte príslušenstvo a znovu ho opláchnite.

Očistite

6. Používajte ochranné rukavice a okuliare.
7. Nastriekajte dezinfekčný prostriedok do odtoku. Odtok umyte kefou.
8. Zatvorte odtok.
9. Dezinfekčný prostriedok nastriekajte na všetky vnútorné povrchy vane a na všetky strany príslušenstva.
10. Nastriekajte aj na povrch výpustu pri preplnení objemu.
11. Povrchy vane, voľné časti a príslušenstvo dôkladne očistite kefou s mäkkými štetinami.
12. Otvorte odtok.
13. Všetky diely opláchnite veľkým množstvom vody s teplotou 25 °C (77 °F).
14. Handričku namočte do dezinfekčného prostriedku a poutierajte všetky ostatné kontaktné plochy: vonkajšiu stranu vane, kovové snímacie ovládače a ručný ovládač.

15. Namočte novú handričku do vody a odstráňte dezinfekčný prostriedok. Handričku občas opláchnite pod tečúcou vodou.

Dezinfekcia

16. Použite fľašu s ostrekovačom a nastriekajte dezinfekčný prostriedok do odtoku.
17. Zatvorte odtok.
18. Dezinfekčný prostriedok nastriekajte na všetky vnútorné povrchy vane a na všetky strany príslušenstva.
19. **Dezinfekčný prostriedok nechajte pôsobiť určený čas uvedený v pokynoch k dezinfekčnému prostriedku.**
20. Otvorte odtok.
21. Stlačte tlačidlo sprchy.
22. Všetky diely opláchnite vodou s teplotou 25 °C (77 °F).
23. Handričku namočte do dezinfekčného prostriedku a poutierajte všetky ostatné kontaktné plochy: vonkajšiu stranu vane, kovové snímacie ovládače a ručný ovládač.
24. **Dezinfekčný prostriedok nechajte pôsobiť určený čas uvedený v pokynoch dezinfekčného prostriedku.**
25. Namočte novú handričku do vody a odstráňte dezinfekčný prostriedok. Handričku občas opláchnite pod tečúcou vodou.
26. Nechajte vysušiť na vzduchu.

Čistenie a dezinfekcia systému Hydromassage

S automatickou dezinfekciou

1. Zdvihnite vaňu do pohodlnej pracovnej polohy.
2. Zatvorte odtok.
3. Odskrutkujte skrutky a odstráňte odsávacie sítko z prívodu. Odsávacie sítko z prívodu očistite samostatne.
4. Stlačením tlačidla pre dezinfekciu sa začne cyklus dezinfekcie. Dezinfekčný prostriedok bude vychádzať z dýzy systému Hydromassage. Cyklus dezinfekcie sa ukončí opláchnutím systému Hydromassage vodou.
5. Nastriekajte dezinfekčný prostriedok do výpustu pri preplnení objemu vane.
6. Pokračujte podľa ostatných pokynov na dezinfekciu uvedených v časti *Čistenie a dezinfekcia pomocou dezinfekčnej jednotky (pokojný kúpeľ a systém Hydrosound)* na strane 1.
7. **Dezinfekčný prostriedok nechajte pôsobiť určený čas uvedený v pokynoch k dezinfekčnému prostriedku.**
8. Stlačte tlačidlo sprchy a opláchnite výpusť pri preplnení objemu vane.
9. Po dokončení dezinfekcie pripevnite odsávacie sítko prívodu pomocou skrutiek a jemne ich dotiahnite.

Bez automatickej dezinfekcie

1. Zdvihnite vaňu do pohodlnej pracovnej polohy.
2. Otvorte odtok.
3. Odskrutkujte skrutky a odstráňte odsávacie sítko z prívodu. Odsávacie sítko z prívodu očistite samostatne.
4. Otočnú dýzu systému Hydromassage vytiahnite v prípade, ak budete pripájať hydromasážnu hadicu.
5. Vložte hydromasážnu hadicu, ak sa použije, do vývodu systému Hydromassage.
6. Nastriekajte dezinfekčný prostriedok do nasávacieho otvoru, až kým dezinfekčný prostriedok nebude vychádzať z dýzy systému Hydromassage/hydromasážnej hadice.
7. Nastriekajte dezinfekčný prostriedok do výpustu pri preplnení objemu vane.
8. **Dezinfekčný prostriedok nechajte pôsobiť určený čas uvedený v pokynoch k dezinfekčnému prostriedku.**
9. Dezinfekciu vypnete stlačením tlačidla dezinfekcie.
10. Stlačte tlačidlo sprchy a pripojte rukoväť sprchy k nasávaciemu otvoru.
11. Otočný ovládač systému Hydromassage otočte na najvyššiu intenzitu.
12. Stlačte spúšť a oplachujte, kým **čistá** voda nezačne vytekať z dýzy systému Hydromassage/hydromasážnej hadice.
13. Odstráňte hydromasážnu hadicu, ak bola použitá.
14. Vložte dýzu späť do vývodu systému Hydromassage.
15. Otvor/výpusť pri preplnení objemu vane opláchnite vodou.
16. Pokračujte podľa ostatných pokynov na dezinfekciu uvedených v časti *Čistenie a dezinfekcia pomocou dezinfekčnej jednotky (pokojný kúpeľ a systém Hydrosound)* na strane 1.
17. Po dokončení dezinfekcie pripevnite odsávacie sítko prívodu pomocou skrutiek a jemne ich dotiahnite.

