

# System 2000 Rhapsody, Primo, Harmonie



## AVVERTENZA



Per evitare lesioni agli occhi e alla pelle, utilizzare sempre occhiali e guanti protettivi. In caso di contatto, sciacquare con abbondante acqua. In caso di irritazione degli occhi o della pelle, rivolgersi a un medico. Consultare sempre la scheda dati di sicurezza del disinfettante.

Al fine di prevenire la contaminazione crociata, attenersi sempre alle istruzioni di disinfezione riportate nelle Istruzioni per l'uso.

Per evitare irritazioni a occhi o pelle, non disinfettare in presenza di un paziente.

## Obblighi dell'assistente

### In caso di utilizzo con pazienti diversi

Pulire e disinfettare la vasca System 2000 prima di ogni uso.

## Pulizia e disinfezione con unità di disinfezione (versione base e sistema Hydrosound)

### NOTA

Per la disinfezione del sistema Hydromassage andare a pagina 2.

### Rimuovere i residui visibili

1. Sollevare la vasca a un'altezza di lavoro appropriata.
2. Accertarsi che tutte le funzioni siano spente.
3. Aprire lo scarico.
4. Rimuovere e collocare tutti gli accessori sul fondo della vasca.
5. Risciacquare con acqua la vasca e gli accessori per rimuovere i residui visibili. Girare gli accessori e risciacquare nuovamente

### Pulire

6. Indossare guanti e occhiali protettivi
7. Estrarre la doccetta di disinfezione.
8. Premere il pulsante di disinfezione.
9. Spruzzare il disinfettante nella vasca finché il flussometro non mostra il corretto rapporto di miscelazione indicato dalle Istruzioni per l'uso. Regolare se necessario.
10. Spruzzare il disinfettante nello scarico. Strofinare lo scarico con una spazzola.
11. Chiudere lo scarico.
12. Spruzzare il disinfettante su tutte le superfici interne della vasca e su tutte le superfici degli accessori.
13. Pulire anche lo scarico di troppo pieno.
14. Premere il pulsante di disinfezione per spegnerlo.
15. Strofinare con cura le superfici della vasca, le parti non fissate e gli accessori con una spazzola a setole morbide.
16. Aprire lo scarico.
17. Sciacquare tutte le parti con abbondante acqua a una temperatura di 25 °C (77 °F).
18. Bagnare un panno con il disinfettante e pulire tutte le superfici di contatto: l'esterno della vasca, le manopole con sensore metallico e la pulsantiera di controllo.
19. Inumidire un nuovo panno con acqua e rimuovere il disinfettante. Risciacquare occasionalmente il panno in acqua corrente.

### Disinfettare

20. Spruzzare il disinfettante nello scarico.
21. Chiudere lo scarico.
22. Spruzzare il disinfettante su tutte le superfici interne della vasca e su tutte le superfici degli accessori.
23. **Attendere un tempo di contatto adeguato attenendosi alle istruzioni del disinfettante.**
24. Premere il pulsante di disinfezione per interrompere il ciclo di disinfezione.  
**Solo disinfezione automatica:**  
Se il tempo di disinfezione preimpostato non è trascorso, le altre funzioni vengono disattivate per almeno 2 minuti.
25. Rimettere a posto la doccetta di disinfezione.
26. Aprire lo scarico.
27. Premere il pulsante della doccia.
28. Sciacquare tutte le parti con acqua a una temperatura di 25 °C (77 °F).
29. Bagnare un panno con il disinfettante e pulire tutte le superfici di contatto: l'esterno della vasca, le manopole con sensore metallico e la pulsantiera di controllo.
30. **Attendere un tempo di contatto adeguato attenendosi alle istruzioni del disinfettante.**
31. Inumidire un nuovo panno con acqua e rimuovere il disinfettante. Risciacquare occasionalmente il panno in acqua corrente.
32. Lasciare asciugare all'aria.

## Pulire e disinfettare con un flacone spray

### Rimuovere i residui visibili

1. Sollevare la vasca a un'altezza di lavoro appropriata.
2. Accertarsi che tutte le funzioni siano spente.
3. Aprire lo scarico.
4. Rimuovere e collocare tutti gli accessori sul fondo della vasca.
5. Risciacquare con acqua la vasca e gli accessori per rimuovere i residui visibili. Girare gli accessori e risciacquare nuovamente

### Pulire

6. Indossare guanti e occhiali protettivi
7. Spruzzare il disinfettante nello scarico. Strofinare lo scarico con una spazzola.
8. Chiudere lo scarico.
9. Spruzzare il disinfettante su tutte le superfici interne della vasca e su tutte le superfici degli accessori.
10. Pulire anche lo scarico di troppo pieno.
11. Strofinare con cura le superfici della vasca, le parti non fissate e gli accessori con una spazzola a setole morbide.
12. Aprire lo scarico.
13. Sciacquare tutte le parti con abbondante acqua a una temperatura di 25 °C (77 °F).
14. Bagnare un panno con il disinfettante e pulire tutte le superfici di contatto: l'esterno della vasca, le manopole con sensore metallico e la pulsantiera di controllo.

15. Inumidire un nuovo panno con acqua e rimuovere il disinfettante. Risciacquare occasionalmente il panno in acqua corrente.

### Disinfettare

16. Utilizzare il contenitore spray per spruzzare il disinfettante nello scarico.
17. Chiudere lo scarico.
18. Spruzzare il disinfettante su tutte le superfici interne della vasca e su tutte le superfici degli accessori.
19. **Attendere un tempo di contatto adeguato attenendosi alle istruzioni del disinfettante.**
20. Aprire lo scarico.
21. Premere il pulsante della doccia.
22. Sciacquare tutte le parti con acqua a una temperatura di 25 °C (77 °F).
23. Bagnare un panno con il disinfettante e pulire tutte le superfici di contatto: l'esterno della vasca, le manopole con sensore metallico e la pulsantiera di controllo.
24. **Attendere un tempo di contatto adeguato attenendosi alle istruzioni del disinfettante.**
25. Inumidire un nuovo panno con acqua e rimuovere il disinfettante. Risciacquare occasionalmente il panno in acqua corrente.
26. Lasciare asciugare all'aria.

## Pulizia e disinfezione del sistema Hydromassage

### Con disinfezione automatica

1. Sollevare la vasca a un'altezza di lavoro appropriata.
2. Chiudere lo scarico.
3. Svitare le viti e rimuovere il filtro della presa di aspirazione. Pulire il filtro della presa separatamente
4. Premere il pulsante di disinfezione per avviare il ciclo di disinfezione. Il disinfettante uscirà dall'ugello del sistema Hydromassage. Il ciclo di disinfezione terminerà dopo il risciacquo con acqua del sistema Hydromassage.
5. Spruzzare il disinfettante anche sullo scarico di troppo pieno
6. Proseguire con le rimanenti istruzioni di disinfezione specificate in *Pulizia e disinfezione con unità di disinfezione (versione base e sistema Hydrosound)* a pagina 1.
7. **Attendere un tempo di contatto adeguato attenendosi alle istruzioni del disinfettante.**
8. Premere il pulsante della doccia e risciacquare lo scarico di troppo pieno.
9. Quando la disinfezione è terminata, montare il filtro della presa di aspirazione avvitando le viti e stringendole delicatamente.

### Senza disinfezione automatica

1. Sollevare la vasca a un'altezza di lavoro appropriata.
2. Aprire lo scarico.
3. Svitare le viti e rimuovere il filtro della presa di aspirazione. Pulire il filtro della presa separatamente
4. Se si intende collegare un flessibile per trattamento estrarre l'ugello del sistema Hydromassage.
5. Inserire il flessibile per trattamento, se presente, nella bocchetta del sistema Hydromassage.
6. Spruzzare il disinfettante nella presa di aspirazione finché non esce dall'ugello/flessibile per trattamento del sistema Hydromassage.
7. Spruzzare il disinfettante anche sullo scarico di troppo pieno
8. **Attendere un tempo di contatto adeguato attenendosi alle istruzioni del disinfettante.**
9. Premere il pulsante di disinfezione per spegnerlo.
10. Premere il pulsante della doccia e collegare la doccetta alla presa di aspirazione.
11. Ruotare la manopola del sistema Hydromassage alla massima intensità.
12. Premere il grilletto e risciacquare finché non esce acqua **pulita** dall'ugello/flessibile per trattamento del sistema Hydromassage.
13. Se inserito, rimuovere il flessibile per trattamento.
14. Reinserire l'ugello nella bocchetta del sistema Hydromassage.
15. Risciacquare lo scarico di troppo pieno con acqua.
16. Proseguire con le rimanenti istruzioni di disinfezione specificate in *Pulizia e disinfezione con unità di disinfezione (versione base e sistema Hydrosound)* a pagina 1.
17. Quando la disinfezione è terminata, montare il filtro della presa di aspirazione avvitando le viti e stringendole delicatamente.

