

Cinghie di attacco a doppio anello **ARJOHUNTLEIGH**

Istruzioni per l'uso

GETINGE GROUP



Politica di progettazione e copyright

® e ™ sono marchi di proprietà del gruppo di società ArjoHuntleigh.
© ArjoHuntleigh 2015.

Poiché la politica dell'azienda è volta al miglioramento costante, questa si riserva il diritto di modificare i prodotti senza preavviso. Il contenuto di questa pubblicazione non può essere copiato, né completamente né in parte, senza il consenso di ArjoHuntleigh.

Informazioni generali	2
Premessa.....	2
Uso previsto.....	2
Durata operativa	2
Informazioni sul produttore	2
Definizioni usate in questo manuale	2
Simboli utilizzati	3
Norme di sicurezza.....	4
Carico di lavoro sicuro	4
Norme di sicurezza	4
Identificazione dei componenti	5
Compatibilità delle <i>CINGHIE DI ATTACCO A DOPPIO ANELLO</i>	5
Utilizzo delle <i>CINGHIE DI ATTACCO A DOPPIO ANELLO</i>	6
Utilizzo di Ferno Scoop EXL Stretcher con <i>Maxi Move</i>	6
<i>Sollevamento da un letto o da una barella ospedaliera</i>	6
Assistenza e manutenzione.....	8
Pulizia consigliata	8
<i>Pulizia delle cinghie</i>	8
<i>Condizioni di conservazione</i>	8
<i>Controllo cinghia</i>	8
Specifiche.....	9
Dimensioni	9
Specifiche tecniche	9
Etichette.....	10

Informazioni generali

Premessa

ArjoHuntleigh è al servizio dei propri Clienti per offrire prodotti di ottima qualità e al contempo la formazione del personale per un utilizzo ottimale dei prodotti ArjoHuntleigh acquistati.

Nel presente manuale si fa riferimento alla persona da sollevare con il termine "paziente" e alla persona preposta all'azionamento del sollevapazienti con il termine "assistente".

Alcune delle informazioni contenute nel presente manuale potrebbero non essere aggiornate a causa di miglioramenti apportati al prodotto in un momento successivo. In caso di domande riguardanti le presenti istruzioni oppure il prodotto, contattare ArjoHuntleigh.

Al fine di evitare il rischio di infortuni causati dall'impiego di componenti non idonei, ArjoHuntleigh raccomanda di utilizzare su tutti i suoi prodotti solo componenti originali ArjoHuntleigh espressamente progettati e forniti da ArjoHuntleigh.

Le Condizioni di Vendita puntualizzano tale raccomandazione e ArjoHuntleigh declina qualunque responsabilità per danni derivanti da tali circostanze.

Uso previsto

Le CINGHIE DI ATTACCO A DOPPIO ANELLO sono destinate all'uso esclusivamente con la serie *Ferno Scoop EXL Stretcher* in combinazione con il sollevatore a pavimento Maxi Move® di ArjoHuntleigh dotato di un telaio per barella compatibile e solo per il trasferimento.

La barella *Ferno Scoop EXL Stretcher* deve essere azionata esclusivamente da un assistente addestrato (conformemente al Manuale d'uso del prodotto) per trasferire i pazienti che necessitano un sollevamento in posizione supina. I pazienti non devono azionare alcun comando o funzione di questo prodotto.

Le CINGHIE DI ATTACCO A DOPPIO ANELLO fanno parte di una nuova famiglia di prodotti di alta qualità progettati per ospedali, case di cura e altre strutture di assistenza sanitaria.

Durata operativa

Le CINGHIE DI ATTACCO A DOPPIO ANELLO sono state prodotte e testate per una vita utile di due (2) anni a cominciare dalla data di produzione e sono soggette a manutenzione come specificato nella sezione Assistenza e manutenzione del presente manuale. Fare riferimento alla data di produzione sulle etichette delle cinghie.

La vita utile del presente prodotto è il periodo di funzionamento in condizioni di sicurezza prima che sia necessaria una revisione completa. Con il tempo, il peso del paziente e la frequenza di manutenzione sono fattori che hanno un impatto sulla vita utile delle CINGHIE DI ATTACCO A DOPPIO ANELLO.

Informazioni sul produttore

Il presente prodotto è stato fabbricato da:

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö,
Svezia

☎: +46 (0) 10-335 45 00

☎: +46 (0) 413-138 76

🌐: www.ArjoHuntleigh.com

Definizioni usate in questo manuale

AVVERTENZA:

Indica: la mancata osservanza di queste istruzioni può causare infortuni all'utilizzatore e a terzi.

ATTENZIONE:

Indica: la mancata osservanza di queste istruzioni può causare danni al prodotto.

NOTA:

Indica: si tratta di informazioni importanti sull'utilizzo corretto del prodotto.

Avvertenza: ArjoHuntleigh non può garantire la completa sicurezza di un accessorio nel caso in cui la vita utile prevista sia stata superata.

Simboli utilizzati

Simboli generali

Simboli	Significato dei simboli
	Indica il nome e l'indirizzo del produttore. Può anche indicare la data di produzione.
	Indica la data di produzione.
	Indica il numero di catalogo del produttore.
	Fare riferimento alle <i>Istruzioni per l'uso (IU)</i> .
SWL	Il carico di lavoro sicuro indica il carico massimo che il dispositivo può sostenere per un utilizzo in sicurezza.
	Indica la procedura corretta.
	Indica la procedura errata.

Simboli relativi alla manutenzione delle cinghie

Simboli	Significato dei simboli
	Temperatura di lavaggio 70 °C (158 °F) ciclo permanente.
	Non candeggiare.
	Non pulire a secco.
	Non stirare.
	Non centrifugare.

AVVERTENZA: Le *CINGHIE DI ATTACCO A DOPPIO ANELLO* devono essere utilizzate conformemente alle presenti istruzioni e al *Manuale d'uso* fornito con la barella *Ferno Scoop EXL Stretcher*, il sollevapazienti e il telaio per barella.

La barella *Ferno Scoop EXL Stretcher* può essere fissata a un dispositivo di sollevamento mediante i ganci, se le istruzioni contenute nel presente manuale vengono seguite con attenzione. In questo modo, il presente manuale sostituisce le avvertenze contenute nel *Manuale d'uso di Ferno Scoop EXL Stretcher*, qualora contrastanti.

Le *CINGHIE DI ATTACCO A DOPPIO ANELLO* sono destinate all'uso esclusivamente con l'accessorio *Ferno Scoop EXL Stretcher* in combinazione con il sollevatore a pavimento *Maxi Move* di ArjoHuntleigh e con un telaio per barella compatibile, e solo per il trasferimento.

La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare la caduta del paziente e causare infortuni.

Prima di usare le *CINGHIE DI ATTACCO A DOPPIO ANELLO*, si raccomanda di prendere visione delle parti e degli accessori compatibili illustrati in Fig. 1 e Fig. 2 e di leggere integralmente il presente manuale.

Le informazioni contenute nel presente manuale sono di fondamentale importanza per il corretto utilizzo e la manutenzione del prodotto e contribuiscono a proteggere il prodotto e a garantire un funzionamento che risponda alle aspettative.

Le informazioni ivi riportate sono importanti per la vostra sicurezza e devono essere lette e comprese appieno per evitare possibili infortuni.

Se il presente manuale contiene punti non chiari, contattare ArjoHuntleigh o il suo rivenditore (il numero di telefono è riportato nell'ultima pagina del presente manuale).

Carico di lavoro sicuro

Le *CINGHIE DI ATTACCO A DOPPIO ANELLO* presentano una capacità di sollevamento di 160 kg (350 lb).

AVVERTENZA: Le *CINGHIE DI ATTACCO A DOPPIO ANELLO* sono destinate all'uso per pazienti con un peso limitato al carico di lavoro sicuro specificato. Non tentare di sollevare più del limite di peso inferiore indicato sui seguenti prodotti:

- Sollevapazienti;
- *Barella Ferno Scoop EXL Stretcher* (160 kg [350 lb]);
- Accessori.

La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare la caduta del paziente e causare infortuni.

Norme di sicurezza

Assicurarsi sempre che:


- Per evitare infortuni, sia prestata attenzione durante le operazioni di sollevamento manuale dei componenti alternativi/opzionali (ad es. telai per barelle, barre di sollevamento, ecc.). Non tentare di sollevare manualmente il sollevapazienti.
- La necessità di un secondo assistente per sostenere il paziente va valutata da caso a caso.
- Prima di procedere a un tentativo di spostare il paziente, questo deve essere valutato da un professionista qualificato.
- Tutto sia pronto prima di effettuare il trasferimento di un paziente.
- Prima di effettuare il trasferimento, il personale qualificato abbia valutato se un paziente collegato a elettrodi, cateteri o altri dispositivi medici sia in grado di essere trasferito.
- Siano evitati colpi violenti durante il trasferimento.

AVVERTENZA: Ispezionare sempre le *CINGHIE DI ATTACCO A DOPPIO ANELLO* prima di ogni utilizzo per verificare la presenza delle irregolarità indicate nella sezione Assistenza e manutenzione a pagina 8.

La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare la caduta del paziente e causare infortuni.

- Le cinghie siano fissate correttamente.
- Vengano seguite le procedure di trasferimento descritte nel presente manuale.
- Le cinghie siano pulite e siano state sottoposte a manutenzione conformemente alla sezione Assistenza e manutenzione del presente manuale.

Identificazione dei componenti




Compatibilità delle CINGHIE DI ATTACCO A DOPPIO ANELLO

Le **CINGHIE DI ATTACCO A DOPPIO ANELLO** possono essere usate solo con gli accessori indicati nella Fig. 2 in basso.

Telaio per barella pieghevole n. 700-19302 e telaio per barella n. (KPA3060-XX, KMA82339-XX)

AVVERTENZA:

Non deve essere usato con un sollevatore a pavimento *Maxi Move* provvisto di un braccio esteso (KMC**E). Il sollevapazienti sarebbe instabile e ciò potrebbe provocare la caduta del paziente e causare infortuni.



Utilizzare solo con un sollevatore a pavimento Maxi Move, esclusivamente per il trasferimento

Fig. 2

Utilizzo delle CINGHIE DI ATTACCO A DOPPIO ANELLO

Utilizzo di Ferno Scoop EXL Stretcher con Maxi Move

Sollevamento da un letto o da una barella ospedaliera

La seguente procedura deve essere effettuata solo con le CINGHIE DI ATTACCO A DOPPIO ANELLO.

AVVERTENZA: Ispezionare le cinghie prima di ogni utilizzo. Vedere "Controllo cinghia" a pagina 8. Non usare mai una cinghia se è danneggiata o gravemente usurata perché potrebbe provocare la caduta del paziente e causare infortuni.

AVVERTENZA: Per evitare il ribaltamento di Maxi Move, che potrebbe causare la caduta del paziente e infortuni, Maxi Move deve essere usato sempre con le gambe aperte. Il paziente deve essere tenuto a un'altezza vicina a quella del letto o più bassa e i trasferimenti devono essere effettuati sempre su superfici o pavimenti piatti e orizzontali.

- 1) Installare il telaio per barella su Maxi Move (fare riferimento alle *Istruzioni per l'uso di Maxi Move n. 001.25060. ***).
- 2) Posizionare il paziente nella barella *Ferno Scoop EXL Stretcher* (fare riferimento al Manuale d'uso del prodotto).
- 3) Accertarsi che le CINGHIE DI ATTACCO A DOPPIO ANELLO siano state installate nei punti corretti. Se le quattro cinghie non sono ancora state attaccate alla barella *Ferno Scoop EXL Stretcher*, procedere all'attacco nei punti precisi e nel modo corretto come mostrato nella Fig. 3.

Installare le CINGHIE DI ATTACCO A DOPPIO ANELLO solo sui ganci indicati dai cerchi verdi.




Fig. 3

- 4) Portare il telaio per barella al di sopra del paziente e allineare le etichette dei punti di sospensione del telaio per barella con le cinghie di attacco installate. Abbassare il telaio per barella quanto basta da collegare le cinghie di attacco ai ganci in modo sicuro (vedere Fig. 4).




Fig. 4

AVVERTENZA: Quando si abbassa il telaio per barella al di sopra del paziente, controllare che non urti accidentalmente il paziente.

- 5) Fissare tutte le cinghie al telaio per barella. Scegliere l'anello da usare (lungo o corto) presso la sezione testa e la sezione piedi in base alla conformazione del paziente. Nella maggior parte dei casi, è appropriato usare l'anello corto presso la sezione testa e l'anello lungo presso la sezione piedi. Vedere Fig. 5.




Fig. 5

AVVERTENZA: Utilizzare solo i ganci identificati dalle etichette "Punto di sospensione" (vedere Fig. 5) sul telaio per barella per attaccare la barella *Ferno Scoop EXL Stretcher* al telaio. La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare la caduta del paziente e causare infortuni.

AVVERTENZA: Controllare sempre che tutte le **CINGHIE DI ATTACCO A DOPPIO ANELLO** restino salde mentre si solleva il peso del paziente. Una cinghia fissata in modo errato potrebbe staccarsi e provocare la caduta del paziente.

AVVERTENZA: Prima di sollevare il paziente, accertarsi sempre che la barella *Ferno Scoop EXL Stretcher* non sia impigliata a un ostacolo (ad es. la testiera o la pediera del letto). Se la barella si impiglia a un ostacolo il paziente potrebbe cadere.

- 6) Sollevare il paziente quanto basta da scavalcare il letto/barella ospedaliera (vedere Fig. 6).




Fig. 6

- 7) Procedere al trasferimento.

NOTA: quando si trasferisce il paziente attraverso una porta, ruotare il telaio per barella finché la testa del paziente non è in prossimità dell'attuatore (vedere Fig. 7). In questa posizione è possibile trasportare paziente e sollevapazienti attraverso porte larghe.




Fig. 7

- 8) Abbassare il paziente sul punto di arrivo.




Fig. 8

- 9) Quando il peso totale del paziente non è più sostenuto, sganciare le cinghie dal telaio per barella.
- 10) Allontanare Maxi Move.
- 11) Aprire le chiusure e far scivolare delicatamente le due sezioni della barella da sotto il paziente. Ricollegare la barella *Ferno Scoop EXL Stretcher* per un uso futuro.

Pulizia consigliata

AVVERTENZA: Pulire i prodotti conformemente alle istruzioni del produttore. Per evitare infortuni, indossare sempre dispositivi di protezione per gli occhi, per le mani e indumenti di protezione quando si utilizzano prodotti di pulizia.

Le **CINGHIE DI ATTACCO A DOPPIO ANELLO** devono essere ispezionate dopo ogni utilizzo e pulite in caso di necessità.

Pulizia delle cinghie

Il personale o il servizio di pulizia deve essere a conoscenza delle seguenti istruzioni:

- non lasciare che la temperatura di lavaggio superi i 70 °C (158 °F);
- utilizzare sempre detergenti delicati;
- non strizzare, pressare o stirare;
- non candeggiare;
- risciacquare a fondo;
- non asciugare in asciugatrice;
- non mettere in contatto con fonti di calore;
- non lavare a secco.

Fare riferimento all'etichetta di cura (vedere Fig. 9).




Fig. 9

Condizioni di conservazione

Le cinghie devono essere conservate al riparo dalla luce solare diretta, dove non siano soggette a stress, pressione, eccessivo calore o umidità. Evitare che le cinghie vengano a contatto con oggetti taglienti, agenti corrosivi o altri possibili materiali dannosi.

Controllo cinghia

Verificare la presenza di segni di irregolarità come indicato in Fig. 10.

- Fili allentati nelle zone cucite;
- Usura dei bordi (sfilacciature);
- Scolorimento significativo o macchie derivate dall'uso di candeggina o altri prodotti chimici, (se il colore delle cinghie è più chiaro dei colori della zona delle cuciture o le etichette identificative sono sbiadite);
- Usura centrale, strappi o buchi.




Fig. 10

AVVERTENZA: Se l'ispezione della cinghia mostra segni di irregolarità, interrompere l'utilizzo della cinghia.

In caso di dubbi sulla sicurezza della cinghia, sostituirla con una nuova.


Continuare a utilizzare una cinghia danneggiata può compromettere gravemente la sicurezza dell'assistente o del paziente.

Verificare l'etichetta della data di produzione che si trova su ogni cinghia di attacco (vedere Fig. 11) per accertarsi che le cinghie non abbiano superato la vita utile.

2013	2014	2015	2016	2017	2018
2019	2020	2021	2022	2023	2024
001-00328 REV 1					
Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec

Fig. 11


Dimensioni



Specifiche tecniche

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO		<i>CINGHIE DI ATTACCO A DOPPIO ANELLO (354-05413)</i>
Peso totale	0,03 kg (0,07 lb)	
Capacità di sollevamento	160 kg (350 lb)	
Materiale	Poliestere	
CONDIZIONI AMBIENTALI		
Temperatura ambiente	Funzionamento e conservazione: da -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F)	
Umidità relativa	Funzionamento e conservazione: da 10% a 100%	
Pressione atmosferica	Funzionamento e conservazione: da 500 hPa a 1060 hPa	
RICICLO		
Cinghia	Riciclare conformemente alle regolamentazioni locali	

Etichette



 ArjoHuntleigh AB Hans Michelsensgatan 10 211 20 Malmö SWEDEN Made in Canada REF 354-05413	    	
	MAX. LOAD: 350lb / 160kg Inspect this strap before each use Do not use if torn or damaged	

2013	2014	2015	2016	2017	2018
2019	2020	2021	2022	2023	2024
001-00328 REV.1					
Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec

Fig. 13

AUSTRALIA

ArjoHuntleigh Pty Ltd
78, Forsyth Street
O'Connor
AU-6163 Western Australia
Tel: +61 89337 4111
Free: +1 800 072 040
Fax: + 61 89337 9077

BELGIQUE / BELGIË

ArjoHuntleigh NV/SA
Evenbroekveld 16
BE-9420 ERPE-MERE
Tél/Tel: +32 (0) 53 60 73 80
Fax: +32 (0) 53 60 73 81
E-mail: info@arjohuntleigh.be

BRASIL

Maquet do Brasil
Equipamentos Médicos Ltda
Rua Tenente Alberto Spicciati, 200
Barra Funda, 01140-130
SÃO PAULO, SP - BRASIL
Fone: +55 (11) 2608-7400
Fax: +55 (11) 2608-7410

CANADA

ArjoHuntleigh
90 Matheson Boulevard West
Suite 300
CA-MISSISSAUGA, ON, L5R 3R3
Tel/Tél: +1 905 238 7880
Free: +1 800 665 4831 Institutional
Free: +1 800 868 0441 Home Care
Fax: +1 905 238 7881
E-mail: info.canada@arjohuntleigh.com

ČESKÁ REPUBLIKA

ArjoHuntleigh s.r.o.
Hlinky 118
CZ-603 00 BRNO
Tel: +420 549 254 252
Fax: +420 541 213 550

DANMARK

ArjoHuntleigh A/S
Vassingerødvej 52
DK-3540 LYNGE
Tel: +45 49 13 84 86
Fax: +45 49 13 84 87
E-mail:
dk_kundeservice@arjohuntleigh.com

DEUTSCHLAND

ArjoHuntleigh GmbH
Peter-Sander-Strasse 10
DE-55252 MAINZ-KASTEL
Tel: +49 (0) 6134 186 0
Fax: +49 (0) 6134 186 160
E-mail: info-de@arjohuntleigh.com

ESPAÑA

ArjoHuntleigh Ibérica S.L.
Ctra. de Rubí, 88 1ª planta - A1
08173 Sant Cugat del Vallés
ES- BARCELONA 08173
Tel: +34 93 583 11 20
Fax: +34 93 583 11 22
E-mail: info.es@arjohuntleigh.com

FRANCE

ArjoHuntleigh SAS
2 Avenue Alcide de Gasperi
CS 70133
FR-59436 RONCQ CEDEX
Tél: +33 (0) 3 20 28 13 13
Fax: +33 (0) 3 20 28 13 14
E-mail: info.france@arjohuntleigh.com

HONG KONG

ArjoHuntleigh (Hong Kong) Ltd
1510-17, 15/F, Tower 2
Kowloon Commerce Centre
51 Kwai Cheong Road
Kwai Chung
HONG KONG
Tel: +852 2207 6363
Fax: +852 2207 6368

INTERNATIONAL

ArjoHuntleigh International Ltd
ArjoHuntleigh House
Houghton Hall Park
Houghton Regis
UK-DUNSTABLE LU5 5XF
Tel: +44 (0) 1582 745 800
Fax: +44 (0) 1582 745 866
E-mail:
international@arjohuntleigh.com

ITALIA

ArjoHuntleigh S.p.A.
Via Giacomo Peroni 400-402
IT-00131 ROMA
Tel: +39 (0) 6 87426211
Fax: +39 (0) 6 87426222
E-mail: Italy.promo@arjohuntleigh.com

NEDERLAND

ArjoHuntleigh Nederland BV
Biezenwei 21
4004 MB TIEL
Postbus 6116
4000 HC TIEL
Tel: +31 (0) 344 64 08 00
Fax: +31 (0) 344 64 08 85
E-mail: info.nl@arjohuntleigh.com

NEW ZEALAND

ArjoHuntleigh Ltd
41 Vestey Drive
Mount Wellington
NZ-AUCKLAND 1060
Tel: +64 (0) 9 573 5344
Free Call: 0800 000 151
Fax: +64 (0) 9 573 5384
E-mail: nz.info@ArjoHuntleigh.com

NORGE

ArjoHuntleigh Norway AS
Olaf Helset's vei 5
N-0694 OSLO
Tel: +47 22 08 00 50
Faks: +47 22 08 00 51
E-mail:
no.kundeservice@arjohuntleigh.com

ÖSTERREICH

ArjoHuntleigh GmbH
Dörrstrasse 85
AT-6020 INNSBRUCK
Tel: +43 (0) 512 204 160 0
Fax: +43 (0) 512 204 160 75

POLSKA

ArjoHuntleigh Polska Sp. z o.o.
ul. Ks Piotra Wawrzyniaka 2
PL-62-052 KOMORNIKI (Poznan)
Tel: +48 61 662 15 50
Fax: +48 61 662 15 90
E-mail: arjo@arjohuntleigh.com

PORTUGAL

ArjoHuntleigh em Portugal
MAQUET Portugal, Lda. (Distribuidor Exclusivo)
Rua Poeta Bocage n.º 2 - 2G
PT-1600-233 Lisboa
Tel: +351 214 189 815
Fax: +351 214 177 413
E-mail: Portugal@arjohuntleigh.com

SUISSE / SCHWEIZ

ArjoHuntleigh AG
Fabrikstrasse 8
Postfach
CH-4614 HÄGENDORF
Tél/Tel: +41 (0) 61 337 97 77
Fax: +41 (0) 61 311 97 42

SUOMI

Oy Vestek AB
Martinkuja 4
FI-02270 ESPOO
Puh: +358 9 8870 120
E-mail: info@vestek.fi

SVERIGE

ARJO Scandinavia AB
Hans Michelsensgatan 10
SE-211 20 MALMÖ
Tel: +46 (0) 10 494 7760
Fax: +46 (0) 10 494 7761
E-mail: kundservice@arjohuntleigh.com

UNITED KINGDOM

ArjoHuntleigh UK
ArjoHuntleigh House
Houghton Hall Park
Houghton Regis
UK-DUNSTABLE LU5 5XF
Tel: +44 (0) 1582 745 700
Fax: +44 (0) 1582 745 745
E-mail: sales.admin@arjohuntleigh.com

USA

ArjoHuntleigh Inc.
2349 W Lake Street Suite 250
US-Addison, IL 60101
Tel: +1 630 307 2756
Free: +1 800 323 1245 Institutional
Free: +1 800 868 0441 Home Care
Fax: +1 630 307 6195
E-mail: us.info@arjohuntleigh.com

REV 15: 02/2015

GETINGE GROUP

Getinge Group is a leading global provider of products and systems that contribute to quality enhancement and cost efficiency within healthcare and life sciences. We operate under the three brands of **ArjoHuntleigh**, **Getinge** and **Maquet**. **Getinge** provides solutions for infection control within healthcare and contamination prevention within life sciences. **Maquet** specializes in solutions, therapies and products for surgical interventions, interventional cardiology and intensive care.

ARJOHUNTLEIGH

GETINGE GROUP

ArjoHuntleigh focuses on patient handling and hygiene, disinfection, DVT prevention, medical beds, therapeutic surfaces and diagnostics.



ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjohuntleigh.com

