



IndiGo offre a qualsiasi operatore sanitario una guida assistita intuitiva per un trasporto più agevole, con un solo tocco, in tutta sicurezza e semplicità.

## Provate IndiGo per i letti Enterprise e Citadel

IndiGo può essere fornito già installato in fabbrica sui nuovi letti Enterprise® e Citadel™, o successivamente aggiunto alla struttura del letto prescelta:



ENTERPRISE® 5000X



ENTERPRISE® 8000X



ENTERPRISE® 9000X



SISTEMA TERAPEUTICO PER PAZIENTI CITADEL™

### Una collaborazione adatta alle vostre esigenze

Noi di Arjo ci impegniamo al vostro fianco nella realizzazione di ambienti sanitari sicuri, efficienti e convenienti in termini di costi. Offriamo programmi di assistenza e formazione chiari e flessibili, concepiti su misura per rispondere alle esigenze specifiche della vostra struttura. Il nostro team di esperti nel supporto al prodotto è sempre pronto ad assistervi, assicurandovi prestazioni ottimizzate delle apparecchiature per gli anni a venire.

Per saperne di più, non esitate a contattare il vostro rappresentante Arjo, o venite a trovarci su [www.arjohuntleigh.it](http://www.arjohuntleigh.it)

**Bibliografia:** 1. Paul, G. & Quintero-Duran, M. Ergonomic assessment of hospital bed moving using DHM Siemens JACK. Proceedings 19<sup>th</sup> Triennial Congress of the IEA, Melbourne 9-14 August 2015. 2. Matz, M., Morgan, J. (2018). The Case For Powered Bed Transport (Whitepaper)

Febbraio 2018 Arjo raccomanda di utilizzare i suoi prodotti solo con componenti originali espressamente progettati per lo scopo e forniti da Arjo. Conformemente alla sua politica di costante miglioramento dei propri prodotti ArjoHuntleigh si riserva di modificarne le specifiche senza preavviso. ® e ™ sono marchi registrati delle aziende del Gruppo Arjo. © Arjo, 2018

Noi di Arjo ci impegniamo a migliorare la vita quotidiana delle persone affette da mobilità ridotta e da problemi di salute legati all'età. Grazie a prodotti e soluzioni che garantiscono la movimentazione ergonomica dei pazienti, l'igiene personale, la disinfezione, la diagnostica e la prevenzione efficace delle lesioni da decubito e del tromboembolismo venoso, aiutiamo i professionisti in tutti gli ambienti sanitari a migliorare costantemente il livello di assistenza in modo sicuro e dignitoso. Lavoriamo sempre pensando al benessere delle persone... With people in mind.

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500  
 Arjo S.p.A · Viale Giacomo Peroni 400-402 · 00131 Roma · Italia  
 Arjo Austria GmbH · Lemböckgasse 49A · 1230, Wien · Austria  
 Arjo AG · Fabrikstrasse 8 · 4614 Hügendorf · Switzerland

[www.arjo.com](http://www.arjo.com)

**ARJO**

01.MB.531.IT1.ARJO



TECNOLOGIA DI GUIDA ASSISTITA INTUITIVA

**Con IndiGo™, sicurezza e semplicità sono a portata di mano**

# Superare ogni difficoltà per il bene dei pazienti

Il trasporto dei pazienti su letti ospedalieri rappresenta una pratica comune nella movimentazione dei degenti, nonché una potenziale causa di seri rischi ergonomici a danno degli operatori sanitari coinvolti, quali infermieri, barellieri e personale vario addetto al trasporto.<sup>1</sup>

Spingere un moderno letto ospedaliero trasportando un paziente può rivelarsi un compito pesante e faticoso. Corridoi stretti, tratti in pendenza, pavimenti non perfettamente livellati, ascensori e reparti molto distanti tra loro possono rappresentare un'ulteriore sfida. Al fine di ridurre il rischio da infortuni sul lavoro e favorire un maggior livello di efficienza, è possibile impiegare una serie di dispositivi di assistenza, inclusi dispositivi motorizzati adibiti alla movimentazione letti. Tuttavia, tali dispositivi possono risultare poco pratici e difficili da utilizzare.

Noi di Arjo riteniamo che la giusta soluzione sia quella che lascia agli operatori sanitari ed ai professionisti addetti al trasporto tempo ed energia sufficienti da dedicare a ciò che più conta: la cura dei pazienti.

## Tecnologia di guida assistita intuitiva Arjo

Concepita per gli ospedali che hanno l'obiettivo di ridurre i rischi ergonomici e sostenere l'efficienza nei flussi di lavoro, IndiGo™ è la quinta ruota motorizzata che viene in aiuto per rendere ogni trasporto il più sicuro, controllato e facile possibile.



## A sostegno dell'operatore sanitario e della sicurezza del paziente

- Il sistema offre guida intelligente e frenata assistita basate sull'input dato dall'operatore sanitario, con rilevamento automatico delle superfici in pendenza
- L'assistenza reattiva contribuisce a evitare gli svantaggi legati alle manovre di controllo associabili ai tradizionali sistemi a motore

## Funzionamento intuitivo "prendi e vai"

- Direttamente integrato al letto, senza comprometterne le funzioni standard: è sufficiente avvicinare il letto per procedere
- Si presta alle procedure di lavoro abituali, in quanto la ruota motrice viene attivata automaticamente azionando il pedale del freno verso l'alto.

## Totale e semplice integrazione coi flussi lavorativi

- Una soluzione sempre pronta che assicura agli operatori sanitari il supporto di cui necessitano, in ogni momento
- I requisiti di formazione minimi contribuiscono alla sua integrazione coi flussi operativi ospedalieri.

Fino al  
**60%**  
di fatica  
in meno



in salita<sup>2</sup>

Fino al  
**70%**  
di fatica  
in meno



in discesa<sup>2</sup>

In fase di collaudo, i letti con e senza IndiGo sono stati testati su una rampa con inclinazione di 4 gradi per stimare l'entità del lavoro (forza x distanza) da esercitare.<sup>2</sup>

# Vi assiste in ogni fase del percorso

IndiGo è l'innovativa tecnologia di guida assistita intuitiva che consente ad un solo operatore sanitario di manovrare facilmente il letto ospedaliero da qualsiasi posizione, senza le difficoltà create da ulteriori comandi o maniglie.

IndiGo è sempre pronto e direttamente integrato al letto, per cui l'unica novità nelle abitudini dell'operatore sanitario sarà l'entità del lavoro necessario a spostare il letto.



### AZIONAMENTO INTUITIVO



IndiGo si attiva automaticamente posizionando il pedale del freno verso l'alto.

### FACILE MANOVRABILITÀ



La ruota motrice centrale riduce al minimo lo spazio necessario quando si fanno curve ad angolo o si ruota completamente il letto di 360°.

### POSIZIONAMENTO VELOCE



La facile disattivazione consente di effettuare movimenti laterali e piccoli riposizionamenti in spazi limitati.

### INDICATORE ON/OFF EVIDENTE



IndiGo illumina il pavimento su entrambi i lati del letto quando la ruota motrice è attivata.