



Der zukunfts-
weisende Weg
für Ihre Enterprise®
- und Citadel™ -
Betten

INTUITIVE FAHRASSISTENZTECHNOLOGIE

**Mit IndiGo™ haben Sie Sicherheit
und Einfachheit stets bei der Hand**

arjo



IndiGo ist das intuitive Fahrassistenzsystem, das dem Pflegepersonal einen problemlosen Krankentransport mit nur einer Handbewegung ermöglicht – für mehr Sicherheit und Einfachheit.

Wir gehen für Patienten einen Schritt weiter

Das Befördern von Patienten in Krankenhausbetten ist eine Routinetätigkeit, die für die beteiligten Pflegekräfte, etwa Krankenpflegepersonal, Stationshilfskräfte und Transportteams, erhebliche ergonomische Risiken birgt.¹

Das Verschieben eines modernen Krankenhausbettes mit einem darin liegenden Patienten kann schwere, anstrengende Arbeit bedeuten. Dies kann noch durch enge Gänge, Neigungen, weiche Böden, Lifte und große Entfernungen zwischen Abteilungen erschwert werden. Um das Risiko arbeitsbedingter Verletzungen zu verringern und die Effizienz zu erhöhen, ist eine Reihe von Hilfsvorrichtungen, unter anderem separate Vorrichtungen zum Verschieben von Betten, erhältlich. Diese sind mitunter jedoch unpraktisch und schwer zu bedienen.

Wir von Arjo sind der Überzeugung, dass die richtige Lösung gewährleisten sollte, dass Pflegekräften und Transportpersonal genügend Zeit und Energie für den wichtigsten Job bleiben sollte: die Pflege des Patienten.

Intuitives Fahrassistenzsystem von Arjo.

Für Krankenhäuser, die das ergonomische Risiko senken und effiziente Arbeitsabläufe unterstützen möchten, ist IndiGo™ der leistungsstarke Helfer, der einen wesentlichen Beitrag zur größtmöglichen Sicherheit, Kontrollierbarkeit und Einfachheit jedes Transports leistet.





Mehr Sicherheit für Pflegekräfte und Patienten

- Ausgelöst durch einen einfachen Impuls der Pflegekraft unterstützt das intelligente System beim Fahren und Bremsen und durch automatische Neigungserkennung
- Das reaktionsschnelle Assistenzsystem trägt dazu bei, die Schäden durch Bewegungssteuerung im Zusammenhang mit herkömmlichen Kraftantriebssystemen zu vermeiden.

Intuitive „Grab-and-Go“-Bedienung

- Direkte Integration in das Bett ohne Einschränkung der üblichen Bettenfunktionen – einfach das Bett nehmen und losgehen
- Leichtere Arbeitsabläufe durch automatische Aktivierung des Antriebsrads durch Heben des Bremspedals

Einfache und nahtlose Integration in die Arbeitsabläufe

- Stets verfügbar, damit die Pflegekräfte zum richtigen Zeitpunkt die benötigte Hilfe erhalten
- Minimale Schulung erforderlich, dadurch einfache Integration in die Arbeitsabläufe des Krankenhauses

Bis zu
60 %
weniger



Arbeitsaufwand
bei Steigungen²

Bis zu
70 %
weniger



Arbeitsaufwand
bei Gefällen²

Im Rahmen der Tests wurden Betten mit und ohne IndiGo auf einer Rampe mit einer Neigung von 4 Grad getestet, um den Arbeitsaufwand (Kraft x Distanz) zu messen.²

Wir unterstützen Sie bei jedem Schritt

IndiGo ist die bahnbrechende intuitive Fahrassistenz-Technologie, die es einer einzigen Pflegekraft ermöglicht, das Krankenhausbett auf einfache Weise aus jeder Position zu manövrieren – ohne kompliziertes Zubehör wie separate Steuerungen oder Griffe.

IndiGo ist immer verfügbar und direkt in das Bett integriert. Dadurch ändert sich am Tag einer Pflegekraft nur eines: der Arbeitsaufwand für das Verschieben des Bettes.



INTUITIVE AKTIVIERUNG



IndiGo wird durch Anheben des Bremspedals in die aufrechte Position automatisch aktiviert.

EINFACHES MANÖVRIEREN



Das in der Mitte positionierte Antriebsrad minimiert den Platzbedarf bei Kurvenfahrten oder kompletten Wendungen um 360° auf effiziente Weise.

SCHNELLE POSITIONIERUNG



Eine einfache Deaktivierung ermöglicht Seitwärtsbewegungen und kleine Positionsanpassungen in engen Bereichen.

KLARE EIN/AUS-ANZEIGE



IndiGo beleuchtet den Boden an beiden Seiten des Bettes, wenn das Antriebsrad aktiv ist.

Erleben Sie IndiGo für die Betten Enterprise and Citadel

Die neuen Betten der Enterprise®-X-Serie und Citadel™ können bereits werksseitig mit IndiGo ausgestattet werden oder bei schon erworbenen Betten dieser Modelle nachgerüstet werden:



Eine Partnerschaft, die Ihren Bedürfnissen gerecht wird

Wir bei Arjo sind bestrebt, Sie bei der Schaffung eines sicheren, effizienten und kostengünstigen Pflege-Umfeldes zu unterstützen. Wir bieten einen transparenten und flexiblen Service und Schulungsprogramme, die darauf zugeschnitten sind, den einzigartigen Bedürfnissen Ihrer Einrichtung gerecht zu werden. Unser Team von Produktspezialisten ist stets bereit, Sie zu unterstützen, wodurch für die nächsten Jahre eine optimierte Nutzung Ihrer Ausrüstung gewährleistet ist.

Kontaktieren Sie heute noch Ihren Arjo Vertreter, um mehr zu erfahren, oder besuchen Sie uns auf www.arjo.com

References: 1. Paul, G. & Quintero-Duran, M. Ergonomic assessment of hospital bed moving using DHM Siemens JACK. Proceedings 19th Triennial Congress of the IEA, Melbourne 9-14 August 2015. 2. Matz, M., Morgan, J. (2018). The Case For Powered Bed Transport (Whitepaper)

Februar 2018 Alle Produkte tragen das CE-Zeichen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Zusammenhang mit den von Arjo gelieferten Geräten und zur Vorbeugung von Verletzungen, die durch die Verwendung von Fremdteilen auftreten könnten, nur Arjo Originalteile verwendet werden dürfen. Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises übernehmen wir entsprechend unserer Verkaufsbedingungen keinerlei Haftung. Da wir unsere Erzeugnisse ständig weiterentwickeln, behalten wir uns das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. ® und ™ sind eingetragene Markenzeichen der Arjo Firmengruppe. © Arjo, 2018

Für uns bei Arjo ist die Erleichterung des Alltags von Menschen mit eingeschränkter Mobilität und altersbedingten Problemen besonders wichtig. Mit Produkten und Lösungen, die eine ergonomische Handhabung, Körperpflege, Desinfektion, Diagnose und die effiziente Vermeidung von Dekubitus und Venenthromboembolien bei Patienten gewährleisten, unterstützen wir Pflegefachkräfte bei der Verbesserung von Standards für eine sichere und würdige Betreuung. Bei allem, was wir tun, steht der Mensch im Vordergrund.

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500

www.arjo.com

arjo

01.MB.53.1.DE.1.ARJO