



DEKUBITUSPROPHYLAXE

Auralis™ Wechseldrucksystem



Entwickelt für Hochrisikopatienten – Auralis mit automatisierter, selbst regulierender Druckanpassung

Pflegekräfte stehen ständig vor der Herausforderung, eine angemessene Dekubitusprophylaxe bereitzustellen. Daher müssen sie sich ganz sicher sein können, dass sie zweckmäßige Lagerungssysteme verwenden, um optimal auf die Bedürfnisse der Pflegebedürftigen eingehen zu können. Da die demografische Entwicklung auf eine weltweite Zunahme des Anteils älterer Menschen in der Bevölkerung hinweist¹, ist zu erwarten, dass die Bedeutung der Dekubitusprophylaxe und -therapie in der Zukunft noch weiter steigen wird. Das Auralis Wechseldrucksystem bietet **eine Lösung für Patienten und Bewohner, bei denen ein sehr hohes Risiko einer druckbedingten Verletzung besteht**, oder die diese bereits entwickelt haben.

Das für Hochrisikopatienten mit eingeschränkter Mobilität und gefährdeter Hautintegrität konzipierte Auralis Wechseldrucksystem unterstützt Sie bei der bedarfsgerechten Pflege der Patienten/Bewohner, entweder im aktiven (Wechseldruck) oder reaktiven (Weichlagerung) Modus, mit Mikroklima-Regulierung und selbstregulierender Technologie, um dem Risiko von Druckgeschwüren und der damit einhergehenden Belastung vorzubeugen.

Matratze und Sitzkissen: eine Allround-Pflegelösung

Das Auralis System bietet eine komplette Allround-Lösung, die für auf dem Bett liegende oder in einem Stuhl sitzende Bewohner bzw. Patienten gleichermaßen geeignet ist. Matratze und Sitzkissen können mit derselben Pumpe genutzt werden. Die Wechsellufttherapie wird dank des integrierten Notfall-Akkus des Auralis Kompressors auch dann fortgesetzt, wenn die Stromzufuhr unterbrochen wird.



Komfort für Ihre Bewohner und Patienten

Das Auralis System bietet eine komfortable Druckeinstellung, die an die individuellen Bedürfnisse des Bewohners/Patienten angepasst werden kann, ohne bei der Leistungsfähigkeit der Matratze Kompromisse einzugehen.

Dank der Option, die Skin IQ durch einfaches Verbinden des Skin IQ-Bezuges mit dem Auralis Kompressor zu nutzen, ist eine unkomplizierte Mikroklima-Regulierung möglich. Dies reduziert nicht nur Risiken in Verbindung mit dauerhaften Druckbelastungen, sondern auch im Hinblick auf die Temperatur und Feuchtigkeit zwischen der Haut und der Auflagenoberfläche.



Automatisierte Vorbereitung und kontinuierliche, intelligente Druckversorgung

Der Auralis Kompressor verwendet die Self-Set-Technologie, um die Festigkeit der Matratze anzupassen, sowohl im aktiven Wechselluft- als auch im reaktiven Weichlagerungs-Therapiemodus. Ein hochentwickeltes Mikroprozessorsystem misst regelmäßig die Verteilung des Körpergewichtes der Person und passt den Zelldruck individuell an.

Das System ist nicht nur denkbar einfach vorzubereiten und zu verwenden, sondern zudem auch eine Lösung für ein breites Spektrum an Anforderungen und Zuständen von Patienten und Pflegebedürftigen in sämtlichen Pflegesituationen.



Auralis ist ein Teil der kundenorientierten Lösungen von Arjo

Unsere Lösungen tragen dazu bei, die Gesundheitsversorgung sicherer und effizienter zu gestalten. Von Hebe- und Transferlösungen und Mobilisierung bis hin zur hygienischen Versorgung und Dekubitusprophylaxe: Wir können Ihnen dabei helfen, den neuen und sich ständig weiterentwickelnden Herausforderungen der heutigen Akut- und Langzeitpflege gerecht zu werden.



Eine Partnerschaft, die Ihren Bedürfnissen gerecht wird

Wir sind bestrebt, Sie bei der Schaffung eines sicheren, effizienten und kostengünstigen Pflegeumfelds zu unterstützen. Unser Angebot umfasst flexible Schulungs- und Beratungsprogramme*, Vermietungen und technische Serviceleistungen, die darauf zugeschnitten sind, den Bedürfnissen Ihrer Einrichtung gerecht zu werden. Darüber hinaus können wir Ihnen umfangreiche und flexible Dienstleistungen, Produktunterstützung und unser Know-how anbieten, mit denen Sie die klinischen Ergebnisse Ihrer Pflegeeinrichtungen verbessern, Ihre Investitionsrentabilität maximieren und die Qualität der Pflegeleistungen erhöhen können.

Kontaktieren Sie heute noch Ihren Arjo-Mitarbeiter, um mehr zu erfahren, oder besuchen Sie uns auf www.arjo.com

* Schulungen und Beratungsangebote können in den einzelnen Regionen unterschiedlich sein.

Literaturangabe: 1. <https://www.un.org/en/sections/issues-depth/ageing/>

Bei Arjo engagieren wir uns für die Verbesserung des täglichen Lebens von Menschen mit eingeschränkter Mobilität und altersbedingten gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Mit Produkten und Lösungen für einen ergonomischen, sicheren Transfer von Pflegebedürftigen und ihrer hygienischen Versorgung, Desinfektion und Diagnose, sowie eine wirksame Prophylaxe von Dekubitus und venöser Thromboembolie, helfen wir Mitarbeitern im Gesundheitswesen, den Standard einer sicheren und würdevollen Pflege kontinuierlich anzuheben. Bei allem, was wir tun, stets „with people in mind“.

Arjo Deutschland GmbH · Peter-Sander-Straße 10 · 55252 Mainz-Kastel · Deutschland · +49 6134-186 0

Arjo AG · Fabrikstrasse 8/Postfach · 4614 Hägendorf · Schweiz · +41 (0) 61 337 97 77

Arjo GmbH · Lemböckgasse 49A · 123 Wien · Österreich · +43 (0) 866 56

www.arjo.com