


# Maxi Twin Compact





## Maxi Twin Compact

- 1 Berceau à 4 points - motorisé
- 2 Bras
- 3 Télécommande
- 4 Descente d'urgence
- 5 Arrêt d'urgence
- 6 Batterie
- 7 Pieds réglables
- 8 Roulettes non freinées
- 9 Roulettes freinées



## Télécommande


- A Lever le bras
- B Baisser le bras
- C Position allongée
- D Position assise
- E Pieds fermés
- F Pieds ouverts




# Types de harnais pouvant être utilisés avec le Maxi Twin Compact

## Tailles : S - LL


Harnais spécial toilette à quatre points  
(avec repose-tête)




Harnais pour amputé à quatre points



Harnais molletonné à quatre points



Harnais non molletonné à quatre points



Harnais maillé à quatre points

