


Maxi Twin Compact











Maxi Twin Compact

- 1 Závěsné rameno DPS
- 2 Rameno
- 3 Ovladac
- 4 Nouzové spouštění
- 5 Nouzové zastavení
- 6 Baterie
- 7 Nastavitelné nohy
- 8 Kolečka bez brzdy
- 9 Kolečka s brzdou



Ovladac


- A Zvednout rameno
- B Spustit rameno
- C Sklopená poloha
- D Sedící poloha
- E Uzavření noh
- F Otevření noh




Profily vaku, které lze použít se zařízením Maxi Twin Compact

Velikost: S - XL


Ctyrbodový toaletní vak
(s operkou hlavy)




Ctyrbodový vak
pro amputované



Ctyrbodový vak s vycpávkou



Standardní ctyrbodový vak
bez vycpávky



Ctyrbodový síťový vak

