


# Maxi Twin Compact







## Maxi Twin Compact

- 1 DPS-Aufhängung
- 2 Ausleger
- 3 Handbedienung
- 4 Notfallabsenkung
- 5 Notstopp
- 6 Batterie
- 7 Einstellbare Beine
- 8 Nicht bremsbare Lenkrollen
- 9 Bremsbare Lenkrollen




## Handbedienung

- A Ausleger anheben
- B Ausleger absenken
- C Liegeposition
- D Sitzposition
- E Beine schließen
- F Beine öffnen




# Gurtprofile für die Verwendung mit Maxi Twin Compact Größe: S-LL


Vierpunkt-Toilettengurt  
(mit Kopfstütze)




Vierpunkt-Amputationsgurt



Gepolsterter Vierpunktgurt



Ungepolsterter Vierpunktgurt



Vierpunkt-Netzgurt

