


# Maxi Twin Compact











## Maxi Twin Compact

- 1 El bastidor
- 2 El brazo
- 3 Mando de control
- 4 Descenso de emergencia
- 5 Parada de emergencia
- 6 Batería
- 7 Patas regulables
- 8 Ruedas sin frenos
- 9 Ruedas con frenos



## Mando de control


- A Elevar el brazo
- B Descender el brazo
- C Posición inclinada
- D Posición sentada
- E Cerrar las patas
- F Abrir las patas




# Variedades de sling que pueden utilizarse con Maxi Twin Compact

## Tamaño: S - LL


Sling para aseo personal  
de cuatro puntos  
(con apoyo para la cabeza)




Sling para amputado  
de cuatro puntos



Sling con refuerzo  
de cuatro puntos



Sling sin refuerzo  
de cuatro puntos



Sling de malla de cuatro  
puntos

