


Maxi Twin Compact











Maxi Twin Compact

- 1 DPS 스프레더 바
- 2 지브
- 3 핸드세트
- 4 응급 하강 장치
- 5 비상 정지 장치
- 6 배터리
- 7 조절 가능 다리 받침
- 8 브레이크 장치 없는 바퀴
- 9 브레이크 바퀴



핸드세트


- A 지브 올리기
- B 지브 내리기
- C 비스듬히 누운 자세
- D 앉은 자세
- E 다리 모으기
- F 다리 벌리기




Maxi Twin Compact 의 슬링 단면도

크기: 소형 - 특대형


4 포인트 배변용
슬링(머리 받침 장착)




4 포인트 절단 환자용 슬링



4 포인트 패드 부착 슬링



4 포인트 무패드 슬링



4 포인트 그물 슬링

