


Maxi Twin Compact











Maxi Twin Compact

- 1 Rama DPS
- 2 Wysięgnik
- 3 Pilot
- 4 Obniżanie awaryjne
- 5 Przycisk awaryjnego zatrzymania
- 6 Ładowanie akumulatora
- 7 Regulowane nogi
- 8 Kółka bez hamulca (przednie)
- 9 Kółka z hamulcem (tylne)




Pilot

- A Uniesienie wysięgnika
- B Obniżenie wysięgnika
- C Pozycja odchylona
- D Pozycja siedząca
- E Zbliżenie nóg
- F Oddalenie nóg




Profile nosideł, które można stosować wraz z podnośnikiem Maxi Twin Compact. Rozmiar: Mały (S) do bardzo duży (LL)


4-punktowe nosidło toaletowe
(z oparciem pod głowę)




Nosidło 4-punktowe
dla osób po amputacji



4-punktowe nosidło
wysciane



4-punktowe nosidło
niewysciane



4-punktowe nosidło
siatkowe

