

SPÜLDESINFEKTOR

**Tornado™**



**Der Tornado-Spül-Desinfektor ist als freistehendes oder Untertisch-Modell erhältlich und bietet eine hervorragende Reinigung und Desinfektion von Spülgut für menschliche Ausscheidungen**

**Tornado ist als freistehendes Modell und als Untertischmodell für unterschiedliche Installationsanforderungen erhältlich. Tornado bietet eine Reihe automatisierter Funktionen, um das Risiko einer Kreuzkontamination weiter zu verringern, und bietet betriebliche Rückverfolgbarkeit mit der Option, Desinfektionsaufzeichnungen über Drucker oder USB zu verfolgen.**

# Hauptmerkmale



## AUTOMATISCHE TÜRFUNKTION

Um hygienische, berührungslose Abläufe zu unterstützen, bietet Tornado die Option einer automatischen Tür, die durch einen IR-Sensor aktiviert wird. Um die Auswahl im automatischen Türbetrieb zu verbessern, ist auch eine Fußpedaloption erhältlich.



## A<sub>0</sub> WERT UND KONTROLLE

Der A<sub>0</sub>-Wert kann auf 60 oder 600 eingestellt werden, um eine höhere Wirksamkeit gegen hitzebeständigere Mikroorganismen zu erreichen. Die Desinfektionsphase kann auch zeit- und temperaturabhängig oder durch den gewählten A<sub>0</sub>-Wert gesteuert werden, um die Zykluszeit weiter zu verkürzen.



## PROZESSAUFZEICHNUNG

Viele Gesundheitseinrichtungen bewegen sich in Richtung einer besseren Berichtspflicht mit detaillierten Aufzeichnungen über Desinfektionsmaßnahmen. Tornado bietet die Möglichkeit, Prozessabläufe über einen Drucker oder ein USB-Gerät aufzuzeichnen und zu verfolgen.

## TROCKNUNGS- UND KÜHLGEBLÄSE

Die Gefäße werden mit Hilfe von HEPA-filtrierter (H13) Luft, am Ende jedes Zyklus schnell gekühlt, wodurch eine manuelle Trocknung entfällt.

## FLEXIBLES DESIGN

Das neue Standardgehäuse ist aus farbenfrohem Polymermaterial gefertigt. Auf Anfrage ist der Tornado auch als Ganz-Edelstahl-Modell erhältlich. Jedes Modell ist mit einer Edelstahlkammer ausgestattet.

## DESINFEKTION DES ROHRSYSTEMS

Die Schnelldesinfektion durch alle festen und rotierenden Düsen desinfiziert das gesamte Rohr- und Düsensystem am Ende eines jeden Zyklus und reduziert das Risiko einer Kontamination.

PRODUKT INFORMATIONEN		
Modell	Freies Stehen/ Wandmontage	Untertheke
Messungen	450 x 580 x 1320mm	900 x 620 x 870mm
Gewicht	100 kg (220 lbs)	120 kg (265 lbs)
Geräuschpegel	53 dB (A) entsprechend EN ISO 3747:2000	
Max. Außentemperatur	40° C (100° F)	
Elektrischer Anschluss	230V, 1N, 50 Hz, 1x16A	
Energieverbrauch	0,16 kWh/Zyklus	
Wasserverbrauch	Economy Programm 11 Liter/Zyklus ±10% Normal Programm 18 Liter/Zyklus ±10% Intensive Programm 25 Liter/Zyklus ±10%	
Wasseranschluss (Kalt- und Warmwasser)	Druck 1-8 Bar (14-116 PSI) 15 mm (½"), Flussrate >0,3 l/s	
Abfluss	Wand ø 90 mm oder 110 mm (3½ oder 4¼") Boden ø 90 mm oder 110 mm (3½ oder 4¼")	
Schutzklasse (allgemein)	IP22	
Option für Tornado FD1800/FD1810	IPX4	

TORNADO	FD1800	FD1805	FD1810
Freies Stehen/ Wandmontage	✓	x	✓
Untertheke	x	✓	x
Manuelle Tür	✓	✓	x
Automatische Tür	x	x	✓
Polymeres Äußeres	✓	x	✓
Außenseite aus Edelstahl	0	✓	0

0 = Option



FD1800



FD1805



FD1810