

DEKUBITUSPROPHYLAXE

AtmosAir® 9000



Mit Self
Adjusting
Technology

Druckentlastungs-Matratzensersatzsysteme mit
Self Adjusting Technology™ (SAT) ohne Motorantrieb.

Untersuchungen in Pflegeeinrichtungen stellten eine Verringerung von druckbedingten Verletzungen sowie Kosteneinsparungen durch Anschaffung und Einsatz von AtmosAir® MRS im Rahmen eines umfassenden Wundpflegeprogramms für die gesamte Einrichtung fest.**

Merkmale und Vorteile

MERKMALE	VORTEILE
Ein Drucksystem mit voneinander unabhängigen, dynamischen Luftkammern. Automatische Regulierung durch Ein- und Auslassventile	Passt den Innendruck automatisch an die Gewichtsverteilung und die Körperbewegungen des Pflegebedürftigen an und hilft so, den Auflagedruck zu minimieren
9 horizontale Luftkammern	Stützt den Oberkörper und den Sakralbereich des Patienten bei gleichzeitiger Druckentlastung
Nicht energetisches System - nicht motorbetrieben	Keine Therapieunterbrechung, selbst bei Stromausfällen
Abgeschrägter Fersenbereich	Hilft dabei, den empfindlichen Fersenbereich zu entlasten
Fester Rand	Bietet Pflegebedürftigen sichere Unterstützung in der Sitzposition
Erhöhte Seitenränder (optional)	Erleichtert Patienten den Ein- und Ausstieg
Länge und Breite nach Wunsch (optional)	Ermöglicht die richtige Passform für vielerlei Bettrahmen

Aktive und reaktive Modelle

PRODUKT	MERKMALE	VORTEILE
AtmosAir9000A & AtmosAir9000AR	Wechseldruck	Durch die Erweiterung des AtmosAir 9000A mit der optionalen Pumpe wird Wechseldruck in den Zellen aufgebaut.
AtmosAir9000AR	Seitliches Drehen	Zur Unterstützung bei der Neupositionierung des Patienten/Bewohners

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN**	
Länge	1905 mm–2133,6 mm x 25,4 mm
Breite	812,8 mm–939,8 mm x 12,7 mm
Tiefe	(177,8 mm)
Seitenpolster (auf Wunsch)	50,8 mm hoch mit einer 457,2 mm breiten Aussparung
Antimikrobiell	Inhärent im Bezug ¹
Matratzengarantie	5 Jahre ohne anteilmäßige Verrechnung
Max. Patientengewicht	226,8 kg***

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN**	
Entflammbarkeit: Alle Matratzenmaterialien erfüllen die TB-117-Normen und alle Matratzen erfüllen die US-Normen hinsichtlich Entzündung durch Zigaretten. Die auf Wunsch lieferbare Brandschutzhülle erfüllt die folgenden Normen: 16CFR1633, ASTM E 1590, TB 129 oder BFD IX-11	
Stromversorgung	110 V/60 Hz (EU 220 V/50 Hz)
Ausgangsspannung	8 Liter pro Minute
Zykluszeit	10 Minuten
Gewicht	2,27 kg (5 lbs)

Quellen

1. Arjo-Archivdaten. Fabric Replacement Product Inspection/Demonstration Test (Material Dartex PER464). Nummer des Testberichts 100014856.

* Die Fallstudien beziehen auf Ergebnisse von Untersuchungen in einzelnen Einrichtungen. Einzelergebnisse können abweichen.

Die Studien stehen auf Anfrage zur Verfügung.

**Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

***Erfragen Sie die Gesamttraglast des Bettrahmens beim jeweiligen Hersteller.

Juni 2019. Alle Produkte tragen das CE-Zeichen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Zusammenhang mit den von Arjo gelieferten Geräten und zur Vorbeugung von Verletzungen, die durch die Verwendung von Fremdteilen auftreten könnten, nur Arjo Originalteile verwendet werden dürfen. Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises übernehmen wir entsprechend unserer Verkaufsbedingungen keinerlei Haftung. Da wir unsere Erzeugnisse ständig weiterentwickeln, behalten wir uns das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. ® und ™ sind eingetragene Markenzeichen der Arjo Firmengruppe.

Bei Arjo engagieren wir uns für die Verbesserung des täglichen Lebens von Menschen mit eingeschränkter Mobilität und altersbedingten gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Mit Produkten und Lösungen für einen ergonomischen, sicheren Transfer von Pflegebedürftigen und ihrer hygienischen Versorgung, Desinfektion und Diagnose, sowie eine wirksame Prophylaxe von Dekubitus und venöser Thromboembolie, helfen wir Mitarbeitern im Gesundheitswesen, den Standard einer sicheren und würdevollen Pflege kontinuierlich anzuheben. Bei allem, was wir tun, stets „with people in mind“.

Arjo AB · Hans Michelsengatan 10 · 211 20 Malmö · Schweden · +46 10 335 4500
 Arjo Deutschland GmbH · Peter-Sander-Straße 10 · 55252 Mainz-Kastel · Deutschland · +49 6134-186 0
 Arjo AG · Fabrikstrasse 8/Postfach · 4614 Hügendorf · Schweiz · +41 (0) 61 337 97 77
 Arjo Austria GmbH · Lemböckgasse 49A · 123 Wien · Österreich · +43 (0) 866 56

www.arjo.com