

**Ninjo™**



Dankzij zijn aantrekkelijke ontwerp, gebruiksgemak en uitstekende desinfectieprestaties is de Ninjo een betrouwbare keuze voor de ondersteuning van uw infectiepreventie-protocol.

De Ninjo reinigt ondersteken met een reeks watercycli die onder hoge druk door strategisch geplaatste vaste en roterende sproeiers worden gespoten, gevolgd door een thermische desinfectiefase met stoom. Deze routine zorgt voor effectieve reiniging en desinfectie.

De Ninjo is leverbaar in een ruime selectie van modulaire eenheden en materiaalafwerkingen. Daardoor biedt het systeem een grote mate van flexibiliteit in ontwerp om aan uw behoeften en voorkeuren te voldoen.

# Specificaties



## FLEXIBEL DESIGN

De Ninjo is verkrijgbaar als een vrijstaand, wand- of inbouwmodel. Het systeem is leverbaar in kleurrijk polymateriaal of in een roestvrijstalen afwerking.

## RESTERENDE TIJD

Via het resttijdsdisplay kunnen de medewerkers de voortgang van de cyclus controleren. Dit helpt bij het plannen van werkzaamheden.

## VENTILATOR VOOR DROGEN EN KOELEN

Met de ingebouwde koelventilator worden de ondersteken afgekoeld met HEPA-gefilterde (H13) lucht.

## PIPE SYSTEM DISINFECTION (PSD)

Aan het einde van de cyclus wordt het gehele leiding- en sproeisysteem gedesinfecteerd, waardoor het risico op besmetting wordt verminderd.

## WEERGAVE A<sub>0</sub>-WAARDE

Op het bedieningspaneel wordt het desinfectieniveau duidelijk weergegeven. Hierdoor kunt u eenvoudig de voortgang van het desinfectieproces volgen.

## PRODUCTINFORMATIE

Model	Afmetingen	Gewicht
Vrijstaand	450 x 580 x 1.320 mm	90 kg
Wandmodel	450 x 580 x 1.320 mm*	70 kg*
Inbouwmodel	450 x 620 x 870 mm	70 kg
Geluidsniveau	53 dB(A) in overeenstemming met EN ISO 3747:200	
Max. externe temperatuur	40°C	

Elektrische aansluiting	230 V, 1N, 50 Hz, 1x16A
Energieverbruik	0,16 kWh/cyclus
Waterverbruik	Spaarprogramma 11 liter/cyclus ±10 % Normaal programma 18 liter/cyclus ±10 %
Wateraansluiting	Druk 1-8 bar (14-116 psi) 15 mm, debiet >0,3 l/s
Afvoeraansluiting	Wand ø 90 of 110 mm Vloer ø 90 of 110 mm

\* Exclusief wandbevestigingen en frame.