

BARELLA DOCCIA

Carevo®



Dotata di
Ergo-Access
Area e
Flexi Zone
brevettate

La barella doccia elettrica Carevo® è progettata per offrire un'esperienza doccia confortevole a residenti e pazienti costretti a rimanere in posizione supina, consentendo all'operatore di lavorare in modo efficiente ed ergonomico.

Progettata per il comfort dell'assistito

La superficie in materiale morbido e una Flexi Zone brevettata sono progettate per migliorare il comfort del residente/paziente per l'intera durata della pratica igienica.

Unità di controllo delle funzioni universale

I pannelli di controllo delle funzioni sono chiaramente contrassegnati, ubicati su entrambi i lati e sulla testata della barella, facilitano l'accesso per l'operatore.

Promuovere la sicurezza dell'assistito

Le impugnature di sostegno forniscono supporto al residente/paziente e una sensazione di maggior sicurezza, promuovendone al contempo la partecipazione.

Contribuisce a migliorare la postura di lavoro

L'altezza regolabile e le Ergo-Access Area brevettate consentono all'operatore di avvicinarsi al residente/paziente e mantenere una postura di lavoro confortevole, riducendo il sovraccarico fisico statico.*

*Fonte: Knibbe NE, Knibbe JJ & Waaijer E (2013)


Progettata pensando a Emma



Caratteristiche chiave



REQUISITI DI SPAZIO



L'area blu indica lo spazio di lavoro necessario per facilitare le attività igieniche e di trasferimento, fornendo al contempo un accesso adeguato per il residente, le attrezzature e l'operatore.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

| | |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Carico di Lavoro Sicuro (SWL) paziente + acqua | 200 kg |
| Peso massimo del paziente | 182 kg |
| Peso (materasso incl.) | 82 kg |
| Lunghezza totale | 2005 mm |
| Larghezza (barella) | 586 mm |
| Larghezza totale (incluse sponde laterali) | 759-888 mm |
| Lunghezza dello chassis | 1211 mm |
| Larghezza dello chassis | 700 mm |
| Altezza, dalla posizione superiore dal pavimento fino alla barella | 955 mm |
| Altezza, dalla posizione inferiore dal pavimento fino alla barella | 605 mm |
| Corsa | 350 mm |

ACCESSORI

- Cuscino per la testa
- Cuscino a cuneo
- Materasso
- Tubo di scarico
- Batteria e caricabatteria
- Disinfettante per superfici

Per informazioni più dettagliate, visitare il sito www.arjo.it