

CORSETTO A CLIP LAVABILE CON UN PANNO DESTINATO AD AUSILI PER LA POSIZIONE ERETTA E IL SOLLEVAMENTO DI ARJO*

Corsetto a clip lavabile con un panno per la posizione eretta di Arjo



Si lava semplicemente con un panno

Senza alcuna necessità di lavaggio in lavatrice, il nostro corsetto a clip lavabile con un panno per la posizione eretta è stato progettato per essere lavato e disinfettato semplicemente con un panno tra un paziente/residente e l'altro, favorendo la riduzione dei rischi di infezioni crociate associati a dispositivi condivisi per la movimentazione dei pazienti^{1,2}.



I vantaggi del design

A: Completamente lavabile con un panno - Non occorre lavarlo in lavatrice, per cui il rischio di perdita o smarrimento del corsetto è azzerato: il corsetto è sempre disponibile. La struttura e i punti di aggancio del corsetto sono realizzati in materiale non poroso, quindi completamente lavabile con un panno.

B: Cuciture saldate - L'assenza di punti sulle cuciture del corsetto garantisce la riduzione di potenziali penetrazioni di fluidi e contaminazioni del corsetto.

C: Superficie di contatto con il paziente/residente liscia - L'interno del corsetto è privo di cuciture e altri componenti appositamente progettato per creare una superficie liscia a contatto con il corpo dell'assistito.

D: Cintura fissata al corsetto - La cintura e il corsetto sono fissati l'una all'altro per evitare che i due elementi possano staccarsi e la cintura vada persa.

E: Taglie con codifica a colori - Tutti i corsetti sono codificati a colori per facilitare la scelta della misura più adatta. Il corsetto è disponibile in quattro taglie: S, M, L e XL.

***Sollevpazienti compatibili:**
Sara® Stedy, Sara® Flex e Sara® 3000

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristiche generali

*Sollewapazienti compatibili

Sara® Stedy, Sara® Flex e Sara® 3000

Carico di Lavoro Sicuro (SWL)

200 kg

Taglia (codice articolo)

Girovita in cm

S (TSS.500W-L1)

64-84 cm

M (TSS.501W-L1)

76-104 cm

L (TSS.502W-L1)

88-124 cm

XL (TSS.503W-L1)

108-160 cm

Pulizia/Disinfezione

Il corsetto può essere pulito
con i seguenti tipi di agenti
detergenti/disinfettanti:

Consultare le "Istruzioni per l'uso"
per ulteriori informazioni.

Etanolo,
alcol isopropilico,
perossido di idrogeno,
ammonio quaternario
e candeggina.

References:

1. Robert M. Scherer, BA, RN. Infection control for lifts and slings, September 2007 Vol. 2 Num. 9

2. Kelly M. Pyrek, Portable Medical Equipment: A Significant Source of Transmission, Infection Control Today. February 1, 2018.

website accessed 21/09/19: <https://www.infectioncontrolday.com/transmission-prevention/portable-medical-equipment-significant-source-transmission>