






กดและปล่อยเบรก





กางและหุบขา



หมุนเบาะ



หุ้เกียวยึดสลิง



การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ

ใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นและสารฆ่าเชื้อแล้วบิดหมาด เช็ดในแนวนอน

ใช้กระดาษเช็ดฆ่าเชื้อที่จุ่มในสารละลายไฮโปคลอไรท์แอลกอฮอล์ 70 % v/v ได้เช่นกัน

เช็ดถูตัวอุปกรณ์อย่างแรงเมื่อใช้ผ้าเช็ด

ห้ามใช้สารละลายที่มีส่วนผสมของฟีนอล คลอรีน หรือสารละลายประเภทอื่นๆ ที่อาจทำให้ผิววัสดุเสียหาย

