

Carendo®



DSDC Product Accreditation
Rating Klasse 1B

Carendo® multifunksjonell hygienestol bidrar til en effektiv hygiene- og dusjrutine med én enkelt forflytning, og gir pleieren ergonomisk arbeidsstilling gjennom hele prosessen.

Designet med tanke på Carl og Doris



Verdig pleie

Care Raiser™-funksjonen løfter pasientens eller beboerens sete, slik at pleieren får tilgang til å utføre intime hygieneoppgaver på en verdig måte for pasienten eller beboeren.

Effektiv hygienrutine

Den er designet for at én enkelt pleier skal kunne utføre hele hygienrutinen, inkludert påklledning og avklledning, toalettbesøk, dusjing og andre hygieneoppgaver, med én enkelt forflytning.

Gir bedre arbeidsstillinger

Det er bevist at med Carendo bruker pleiere 77 % sunne arbeidsstillinger under hygieneoppgaver, sammenlignet med bare 48 % når personen vaskes i sengen.*

*Kilde: Knibbe JJ, Knibbe NE & Heitink DEBL (2016).

Viktige funksjoner

HØYDE-REGULERBAR

Gir pleieren mulighet til å bruke ønsket arbeidshøyde gjennom hele hygienerutinen.

RYGGSTØTTE I FULL LENGDE

HÅNDHOLDT KONTROLLENHET

NØDSTOPP

NØDSENKING


SOLIDE ARMLENER

CARE RAISER™

Gjør at du kan løfte pasientens eller beboerens sete skånsomt, ved å trykke på en knapp, slik at du får enkel tilgang til å utføre intime hygieneoppgaver på en skånsom måte.



Plassbehov



Tilstrekkelig arbeidsområde for å utføre hygiene- og forflytningsaktiviteter, med tilstrekkelig atkomst for beboeren, utstyret og pleieren som hjelper til.



Dementia Services Development Centre ved University of Stirling har foretatt en gjennomgang av dette produktet, og har klassifisert designen i forhold til designprinsipper for demens og egnethet i et demensinkluderende miljø. For enkel identifisering er produktets egnethet klassifisert med tall med tilhørende bruksforklaring, innenfor de oppgitte klassifiseringsnøklerne. DSDC Accredited Product-logoen tildeles på grunnlag av det enkelte produktet og fargeutvalg. Denne akkrediteringen sier ingenting om produksjonen eller produktets endelige bruksområde. Selv om alt er gjort for å sikre at klassifiseringene gjenspeiler produktets egnethet og aktuelle bruk på trykkningsstidspunktet, kan ikke DSDC holdes ansvarlig for det endelige produktets bruksområde, dets ytelse eller grensesnitt mot andre produkter eller finisher. For at et miljø skal kunne anses som "demensinkluderende" eller "demensvennlig", må spesifikasjonene vedrørende tilliggende overflater, ytelsesspesifikasjon (for eksempel lysrefleksverdi (LRV), sklisikkerhet og bruk av mønstre) og deres egnethet for bruksformålet, vurderes nøye.

PRODUKTFORMASJON

Sikker arbeidsbelastning (SWL)	136 kg (300 lb)
Vekt	64 kg (141 lb)
Min. lengde, laveste oppreiste stilling	875 mm (34 ½ tommer)
Maks lengde, høyeste tilbaketilte stilling	1510 mm (59 ½ tommer)
Total bredde	640 mm (25 ¼ tommer)
Understell, bredde	640 mm (25 ¼ tommer)
Understell, bredde mellom ben	508 mm (20 tommer)
Understell, lengde	865 mm (34 tommer)
Min. høyde ryggstøtte, laveste tilbaketilte stilling	1020 mm (40 ⅞ tommer)
Maks høyde ryggstøtte, øverste oppreiste stilling	1550 mm (61 tommer)
Min. høyde armlener, laveste tilbaketilte stilling	775 mm (30 ½ tommer)
Maks høyde armlener, øverste oppreiste stilling	1320 mm (52 tommer)
Setehøyde, laveste/høyeste stilling	510 mm (20 ⅞ tommer) / 1050 mm (41 ⅞ tommer)
Løftelengde (sete)	550 mm (21 ⅞ tommer)

TILLEGGSUTSTYR

Ryggpute

Nakkepute

Setepute

Bekken og bekkenholder

Sikkerhetsbelte

Desinfeksjonsmiddel for overflater

Batteri og batterilader

Du finner mer detaljert informasjon på www.arjo.com