





Sara Combilizer




Тежеуішті қолданыңыз және босатыңыз:



Шынтақ таянышын бекітіңіз




Шынтақ таянышының биіктігін реттеңіз




Шынтақ таянышының енін реттеңіз



Шынтақ таянышын алыңыз




Аяқ тіреуішінің ұзындығын реттеңіз




Аяқ тіреуішінің қосымша ұзындығын реттеңіз





Аяқ тіреуішін алыңыз



Иық тіреуішінің енін реттеңіз




Иық тіреуішін түсіріңіз




Иық тіреуішін жоғарыға жинаңыз



Батарея




Батареяны алыңыз



Матрас




Матрасы бекіту белдіктері



Матрасы бекіту нүктелері



Матрасы бекіту белдігін бекітіңіз



Матрасы бекіту белдігін алыңыз

