

LIT E9X POUR PATIENTS FORTEMENT DÉPENDANTS

Enterprise 9000X



Conçu pour vous et votre patient

Le lit médicalisé Enterprise 9000X d'Arjo offre des avantages considérables au patient, au personnel soignant et à l'établissement de soins. Les défis quotidiens rencontrés par les équipes de soins infirmiers dans les services hospitaliers ont incité Arjo à améliorer une solution déjà éprouvée et reconnue par les hôpitaux du monde entier. Lors de la conception du lit médicalisé Enterprise 9000X, Arjo a mis l'accent sur les principaux besoins des clients communs à tous les environnements de soins, à savoir :

- Sécurité pour le patient et le personnel soignant.
- Conformité avec les nouvelles normes internationales.
- Équipement, robuste, intuitif et facile d'utilisation.
- Solutions axées sur la qualité des soins aux patients.

Le lit Enterprise 9000X pour les patients en soins intensifs et fortement dépendants est basé sur les principales caractéristiques des lits médicalisés Enterprise 5000X et 8000X, en accordant une attention supplémentaire à la sécurité des patients et à la fonctionnalité clinique. Le lit a été conçu en tenant compte du patient, du personnel soignant et de l'établissement, avec son système de profilage breveté, un système de pesée intégré, une alarme de sortie de lit et des capteurs anti-piégeage sous le lit.

Principales caractéristiques



PROFILAGE BIO-CONTOUR

Le système breveté Bio-Contour offre une combinaison unique de mouvements des sections du lit associée à un sommier incurvé.



3 LONGUEURS DE LIT POSSIBLES

Ce lit hospitalier permet désormais de configurer en toute simplicité différentes longueurs de lit sur un même sommier, pour une plus grande flexibilité.



VEILLEUSE DE NUIT

La zone de sortie du lit sur les deux côtés de ce dernier est éclairée afin d'orienter les patients au moment de quitter le lit dans une pièce mal éclairée.



PRIORITÉ À LA PRÉVENTION DES INFECTIONS

L'architecture ouverte facilite l'accès aux différents éléments et permet ainsi d'améliorer les procédures de désinfection. Les panneaux légers et lisses se retirent facilement.



SYSTÈME DE PESÉE INTÉGRÉE

Le système de pesée intégré peut supporter jusqu'à 250 kg (550 lb). La pesée peut s'effectuer dans n'importe quelle position, et l'utilisation de la fonctionnalité d'auto-compensation permet d'ajouter ou d'ôter des objets sans affecter la lecture du poids du patient.



CAPTEURS ANTI-ÉCRASEMENT

Les capteurs du système anti-écrasement peuvent détecter tout objet ou toute personne se trouvant sous le lit. Si le faisceau est interrompu tandis que le sommier est abaissé, ce dernier remontera automatiquement en s'éloignant de l'obstacle, réduisant le risque de piégeage.



MAINTENANCE FACILITÉE

Conçu pour une maintenance instantanée. L'accessibilité totale et aisée permet à une personne seule dans le service de soins de changer certaines pièces telles que vérins, boîtier de commande et batterie en quelques minutes seulement.



ALARME DE SORTIE DE LIT

Lorsqu'elle est activée, la fonction de sortie de lit peut détecter les mouvements du patient à différents niveaux de sensibilité et déclencher une alarme sonore afin d'alerter le personnel médical.



POSITION CHAISE CARDIAQUE

Le personnel soignant peut facilement ajuster le lit en position de chaise cardiaque avec notre panneau de commande simple d'utilisation.



HAUTEUR BASSE

Un avantage majeur pour minimiser le risque de blessures liées aux chutes.



DOSSIER À 30°

Le dossier effectue automatiquement une pause de quelques secondes lorsqu'il atteint 30°, pour vous indiquer que le patient est en position physiologique optimale.



En option : IndiGo

INDIGO (EN OPTION)

IndiGo est la 5^e roue motrice qui rend le transport plus léger accessible à l'ensemble du personnel soignant grâce à un simple contact – pour plus de sécurité et de simplicité. IndiGo est toujours disponible et intégré directement à votre lit Citadel ou Enterprise.

DIMENSIONS	DIMENSIONS
Longueur standard hors tout	2350 mm (HOB), 2300 mm (HOD)
Largeur hors tout	1 030 mm
Longueur du matelas standard	2 020 mm
Largeur du matelas	880 mm
Longueur rallongée hors tout	2470 mm (HOB), 2420 mm (HOD)
Longueur du matelas avec extension	2 140 mm
Longueur courte hors tout	2240 mm (HOB), 2190 mm (HOD)
Longueur du matelas en position rétractée	1 910 mm
Hauteur maximale (avec roulettes de 125mm)	760 mm
Hauteur minimale (avec roulettes de 125mm)	320 mm
Longueur section dossier	850 mm
Longueur de l'assise	215 mm
Longueur section jambe	560 mm
Longueur section cuisse	365 mm

INFORMATIONS	DIMENSIONS
Charge max. d'utilisation/Poids maximum du patient	250 kg / 185 kg
Configuration hors base du panneau de tête de lit	
Norme de sécurité	IEC60601-2-52
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Indice de protection	IPX4
Protection contre les chocs	Classe 1, type B
Alimentation électrique	3 A max. à 230 V c.a. 50/60 Hz
Alimentation électrique	5,8 A max. à 120 V c.a. 60 Hz

ANGLES	DIMENSIONS
Déclive	12°
Proclive	12°
Angle du dossier	62°
Pause du dossier	30°
Angle du relève-cuisse	20°
Angle du relève-jambe	16°

POUR EN SAVOIR PLUS SUR ENTERPRISE ET INDIGO



Vidéo de démonstration de la gamme Enterprise



IndiGo Vidéo de démonstration

Octobre 2019 Seules les pièces Arjo, spécialement conçues, doivent être utilisées sur les équipements et accessoires Arjo. Notre objectif est de poursuivre le développement de nos produits. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. ® et ™ sont des marques déposées du groupe de sociétés Arjo. Enterprise 9000X est un dispositif médical de classe I, fabriqué par Arjo. Il est destiné aux soins d'hygiène assistés dans des environnements de soins. Lisez attentivement la notice d'utilisation. © Arjo, 2020

Chez Arjo, nous nous engageons à améliorer la vie quotidienne des personnes à mobilité réduite et atteintes de problèmes de santé liés à l'âge. Avec des produits et des solutions permettant une manutention ergonomique des patients, l'hygiène personnelle, la désinfection, le diagnostic et la prévention efficace des escarres et de la thrombo-embolie veineuse, nous aidons les professionnels de tous les environnements de soins à procurer un niveau de soins toujours plus sûrs et dignes. Tout ce que nous faisons, nous le faisons « with people in mind ».

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500
 Arjo France SAS · 2, Avenue Alcide de Gasperi · CS 70133 · 59436 Roncq Cedex · France · +33 03 20 28 13 13
 Arjo Switzerland AG · Fabrikstrasse 8 · 4614 Hägendorf · Suisse · +41 (0)61 337 97 77
 Arjo Belgium SA · Evenbroekveld 16 · BE-9420 Erpe-Mere · Belgique · +32 (0) 53 60 73 80

www.arjo.com

arjo

Arjo.A001051.0.CH.FR