

Nachtschrank



Der Nachtschrank von Arjo ist mit zwei Schubladen ausgestattet, die Lagerraum für die persönlichen Gegenstände des Patienten bieten.

- Abwischbare Oberflächen und Schubladen
- Haken für Handtuch oder Tasche
- Obere Schublade abschließbar
- Große untere Schublade mit Flaschenhalter
- Laufrollen mit Fußbremsen
- Optionale Begrenzungsleisten

Farben und Optionen

Nachtschränke sind in 4 Farben und 3 Holzdekors erhältlich:



Technische Daten und Ausführungen

NACHTSCHRANK	
Gesamtabmessungen	Breite 48,5cm, Tiefe 47,5cm, Höhe 74 cm
Produktgewicht	ca. 26 kg
Rollendurchmesser	60 mm
Obere Fläche	48 x 48 cm
Innere Abmessungen der oberen Schublade	Breite 37,2 cm, Tiefe 37,3 cm, Höhe 8,6 cm
Abmessungen der oberen Schublade	Breite 39,8 cm, Stärke 0,8 cm, Höhe 16,7 cm
Volumen der oberen Schublade	ca. 20 l
Innere Abmessungen der unteren Schublade	Breite 37,2 cm, Tiefe 37,3 cm, Höhe 8,6 cm
Abmessungen der unteren Schublade	Breite 39,8 cm, Stärke 0,8 cm, Höhe 34,8 cm
Volumen der unteren Schublade	ca. 47 l
Sichere Arbeitslast (SAL)  25 kg	Nachtschrank: 100 kg gleichmäßig verteilt Einzelschublade: 10 kg gleichmäßig verteilt
Brandschutz	Klasse M1 gemäß Norm NF P 92-507:2004
Material	
Platten	Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL)
Pfosten	Extrudiertes Aluminium mit eloxierter Oberfläche
Schubladen	Spritzgusskunststoff
Materialeigenschaften von HPL	<ul style="list-style-type: none"> Widerstandsfähig gegen Kratzer und Stöße des täglichen Gebrauchs Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, Dampf und Hitze

VERFÜGBARE AUSFÜHRUNGEN	
Farben	
	AB – Arjo Blau
	LL – Lila
	LB – Hellblau
	LG – Hellgrau
	WO – Eiche weiß
	CB – Rotbuche
	NW – Walnuss

Optionen	
	BCO Nachtschrank, ohne Begrenzungsleisten
	BC1 Nachtschrank, mit Begrenzungsleisten

Februar 2019 Alle Produkte tragen das CE-Zeichen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Zusammenhang mit den von Arjo gelieferten Geräten und zur Vorbeugung von Verletzungen, die durch die Verwendung von Fremdteilen auftreten könnten, nur Arjo Originalteile verwendet werden dürfen. Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises übernehmen wir entsprechend unserer Verkaufsbedingungen keinerlei Haftung. Da wir unsere Erzeugnisse ständig weiterentwickeln, behalten wir uns das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. ® und ™ sind eingetragene Markenzeichen der Arjo Firmengruppe.

Bei Arjo engagieren wir uns für die Verbesserung des täglichen Lebens von Menschen mit eingeschränkter Mobilität und altersbedingten gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Mit Produkten und Lösungen für einen ergonomischen, sicheren Transfer von Pflegebedürftigen und ihrer hygienischen Versorgung, Desinfektion und Diagnose, sowie eine wirksame Prophylaxe von Dekubitus und venöser Thromboembolie, helfen wir Mitarbeitern im Gesundheitswesen, den Standard einer sicheren und würdevollen Pflege kontinuierlich anzuheben. Bei allem, was wir tun, stets „with people in mind“.

Arjo AB · Hans Michelsengatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500
 Arjo Deutschland GmbH · Peter-Sander-Straße 10 · 55252 Mainz-Kastel · Deutschland · +49 6134-186 0
 Arjo AG · Fabrikstrasse 8/Postfach · 4614 Hägendorf · Schweiz · +41 (0) 61 337 97 77
 Arjo Austria GmbH · Lemböckgasse 49A · 123 Wien · Österreich · +43 (0) 866 56

www.arjo.de



Arjo.A000058.1.0.DE.DE