

# Maxi Sky® 440



Unsere umfangreiche Auswahl an Maxi Sky Deckenliftern wurde so konzipiert, dass diese sich in Ihre Pflegeumgebung integrieren und eine bequeme und würdevolle Erfahrung für alle Beteiligten am Transferprozess ermöglichen. Die Deckenlifter von Arjo ermöglichen Transfervorgänge ohne manuelles Heben und senken damit das Verletzungsrisiko sowohl für die Pflegekraft als auch für den Pflegebedürftigen.

- **Müheloser Transfer**  
Der Maxi Sky 440 ist ein einfach zu bedienendes portables Deckenliftersystem, das es einer einzelnen Pflegekraft ermöglicht, Transfers ohne die Belastung vorzunehmen, die beim manuellen Anheben gegeben ist.
- **Flexibilität zur Erfüllung Ihrer Ansprüche in der Pflege**  
Dieser tragbare Deckenlifter lässt sich einfach von einem Ort an einen anderen bringen und im Handumdrehen an einem freistehenden Ständer oder an einer Schiene befestigen. So steht er jederzeit dort zur Verfügung, wo Patiententransfers erforderlich sind. Der Maxi Sky 440 und seine integrierte klappbare 2-Punkt-Aufhängung sind darüber hinaus mit dem breiten Sortiment an Arjo-Schlaufengurten kompatibel.

## ARJO-MOBILITÄTSGALERIE



D



E

© Arjo 2019

**D.** Nicht in der Lage, das eigene Gewicht mit den Füßen zu tragen. Kann mit ausreichender Unterstützung sitzen.

**E.** Hat Schwierigkeiten zu sitzen. Liegt daher meist/teilweise im Bett und kann nur in einem speziellen Pflegerollstuhl sitzen.

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Arjo.

## PRODUKTINFORMATIONEN

Maximale sichere Arbeitslast (SAL)	200 kg / 440 lb
Gesamtgewicht des Lifters (einschl. Akkus)	6,5 kg / 14,3 lb
Hubgeschwindigkeit	4,3 cm/s / 1,7 Zoll/s
Einklappbare Gurt-Aufnahmehaken	Geringerer Platzbedarf für Lagerung/Transport
Elektronischer Mikroprozessor	Motorbetriebenes sanftes Anfahren und Stoppen
Wartungsanzeige	Visuelle LED
Schutzart des Lifters – Vermeidung von Stromschlag	Intern angetriebenes Hilfsmittel
Länge Befestigungsband	2200 mm / 88 Zoll
Optionale Patientenwaage	Externe Waage erhältlich
Geräuschpegel beim Heben oder Senken, mit oder ohne Last	Maximal 54 dBA

## Batterie

Akku	2x2,3 Ah durchschnittlich 2 bis 4 Stunden für vollständige Ladung
Akku-Kapazität	Bis zu 30 Transfers mit einer Last von 80 kg (176 lb)
Indikator für niedrigen Akkustand	Akustisch
Visuelle LED-Anzeigen	Gelbes Blinken (Ladevorgang). Dauerhaft gelb leuchtend (geladen).

## Handbedienung

Leichtgängige Aktivierungstasten, Polyester membran	IPX7
ABS, feuerfest	V0

## Akkuladegerät

Netzkontrolllampe am Lademodul	
100–240 Vac/50–60 Hz/24 VA	
Schutzklasse Akkuladegerät	Klasse 2, doppelt isoliert

## Sicherheitsmaßnahmen


Notauf- und Notablasstasten	Befindet sich am Motorgehäuse
Not-Aus-Schalter (unter dem Gerät)	Stoppfunktionen
Notbremse	Bei mechanischem Versagen
Manuelle Notabsenkung	Vom Motorgehäuse erreichbar
Feuerfestes ABS-Gehäuse	V0

## PLATZBEDARF

- Der blaue Bereich zeigt den mindestens benötigten Arbeitsraum, damit das Personal die technischen Hilfsmittel auf ergonomische Weise von einer Seite bedienen kann.
- Der hellblaue Bereich zeigt den zusätzlich benötigten Platz, wenn an beiden Seiten des Hilfsmittels gearbeitet werden soll.

Arjo-Körpergurte und -Aufhängungen sind wichtiger Bestandteil unserer Liftersysteme für Pflegebedürftige. Eine Auswahl an Körpergurten und Aufhängungen bietet verschiedene Möglichkeiten für Hebevorgänge und Transfers von Pflegebedürftigen.

Für weitere Informationen zu unserem Zubehör wenden Sie sich bitte an Ihren persönlichen Ansprechpartner oder besuchen Sie unsere Website [www.arjo.com](http://www.arjo.com).



November 2019. Alle Produkte tragen das CE-Zeichen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Zusammenhang mit den von Arjo gelieferten Geräten und zur Vorbeugung von Verletzungen, die durch die Verwendung von Fremtteilen auftreten könnten, nur Arjo Originalteile verwendet werden dürfen. Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises übernehmen wir entsprechend unserer Verkaufsbedingungen keinerlei Haftung. Da wir unsere Erzeugnisse ständig weiterentwickeln, behalten wir uns das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. ® und ™ sind eingetragene Markenzeichen der Arjo Firmengruppe.

Arjo AB • Hans Michsensgatan 10 • 211 20 Malmö • Schweden • +46 10 335 4500  
 Arjo Deutschland GmbH • Peter-Sander-Straße 10 • 55252 Mainz-Kastel • Deutschland • +49 6134-186 0  
 Arjo AG • Fabrikstrasse 8/Postfach • 4614 Hügendorf • Schweiz • +41 (0) 61 337 97 77  
 Arjo Austria GmbH • Lemböckgasse 49A • 123 Wien • Österreich • +43 (0) 866 56

**arjo**