

Carino®



Med patenteret
buet ramme
og svingbare
benstøtter

Carino® er udviklet til at reducere antallet af forflytninger, der er nødvendige under assisterede bade- og hygiejnerutiner. Løsningen gør det muligt for en enkelt person fra plejepersonalet at udføre daglige hygiejneopgaver såsom badning, toiletbesøg og fodpleje.

Designet til Barbara og Carl



Højdejusterbar

Højdejusterbarhed kombineret med en patenteret kurvet form gør det muligt at finde en behagelig stilling og giver støtte til plejemodtageren, samtidig med at plejemodtageren hele tiden kan opnå den foretrukne arbejds højde.

Fremmer effektive brusebadningsrutiner

Plejemodtageren kan blive siddende i Carino, når vedkommende forflyttes til og fra soveværelset samt i forbindelse med brusebad, toiletbesøg og andre hygiejneopgaver. Det reducerer antallet af forflytninger, der er nødvendige under daglige hygiejnerutiner.

Personlig pleje

Med Carino kan brusebadning og andre hygiejnerutiner udføres af en enkelt person fra plejepersonalet, hvilket fremmer personlig interaktion ansigt til ansigt.

Vigtigste funktioner

BUET RAMME

Den patenterede buede ramme giver støtte og en komfortabel siddeposition ved alle højder.

FOLDBARE ARMLÆN

SVINGBARE BENSTØTTER

De patenterede benstøtter kan svinges til siden for at give adgang til udførelse af intime hygiejneopgaver.

ROTERENDE FODPLADER

Fold dem under hygiejnestolen, når de ikke er i brug.

HØVEDPUDE

RYGLÆN I FULD LÆNGDE

NØDSTOP



TILBEHØR

Rygpudd

Nakkepudd

Siddepudd

Bækken med låg


Toiletadapter

Sikkerhedssele

Batterioplader og batteri

Overfladedesinfektionsmiddel

PLADSKRAV



Påkrævet arbejdsområde, der er nødvendigt for at lette hygiejne- og forflytningsaktiviteter, samtidig med at det giver tilstrækkelig adgang til plejemodtager, udstyr og assisterende plejepersonale.

PRODUKTOPLYSNINGER

Sikker arbejdsbelastning (SWL)	140 kg
Vægt	42 kg
Min. længde, laveste position	881 mm
Maks. længde, højeste position	1.310 mm
Samlet bredde	630 mm
Stel, bredde	624 mm
Stel, bredde mellem ben	424 mm
Stel, længde	857 mm
Min. ryglænsenhøjde, laveste position	1.240 mm
Maks. ryglænsenhøjde, øverste position	1.555 mm
Sædehøjde, laveste/højeste position	450 mm/ 1.050 mm
Løfteslag (sæde)	600 mm

Du kan læse mere på www.arjo.dk