

IN HOOGTE VERSTELBAAR BADSYSTEEM VOOR BADEN MET HULP

Arjo Classic Line[®] 2



De nieuwe Classic Line 2 badkuip maakt deel uit van een complete badoplossing die de veiligheid van de zorgvrager en de zorgverlener ondersteunt en het welzijn van de zorgvrager verbetert. Dit hygiënesysteem kan worden gecombineerd met de tilliften en badliften van Arjo, waardoor zorgvragers met uiteenlopende mobiliteitsniveaus met hulp kunnen baden.

DE MOBILITEITSWIJZER VAN ARJO

In combinatie met een tillift of badlift is de badkuip ontworpen met het oog op Albert, Barbara, Carl, Doris en Emma.



Betrouwbaarheid en veiligheid op de eerste plaats

De Classic Line 2 is uitgerust met meerdere veiligheidsfuncties ten behoeve van een ontspannende en veilige badervaring voor de zorgvrager. Hiertoe behoren een drievoudige beveiliging tegen verbranding, watertemperatuurdial, noodstop en nooddaling, en een bedieningspaneelvergrendeling. Het hygiënesysteem omvat een optioneel geïntegreerd desinfectiesysteem en een automatische waterspoeling, waardoor de zorgvrager wordt beschermd tegen kruisbesmetting.

Meer voordelen voor het welzijn

Het huiselijke ontwerp kan helpen bij het creëren van een comfortabele en vertrouwde badervaring. Optionele functies zoals de AirSpa[™] kunnen de algehele badervaring nog verder helpen verbeteren.

Te gebruiken door één zorgverlener

De Classic Line 2 kan worden gecombineerd met de tilliften en badliften van Arjo. Zodoende kan één zorgverlener voor een vloeiende badroutine zorgen voor zorgvragers met uiteenlopende niveaus van functionele mobiliteit. Dankzij deze in hoogte verstelbare badkuip kan de zorgverlener de zorgvrager in een ergonomisch verantwoorde en veilige werkhouding baden, waardoor de zorgverlener de aandacht op de zorg voor de zorgvrager kan richten.

Belangrijkste kenmerken

DRIEVOUDIGE BEVEILIGING TEGEN VERBRANDING

Stopt de waterstroom als de temperatuur hoger is dan het veilige niveau.

NOODDALING (OPTIONEEL)

Bij een stroomstoring kan de badkuip omlaag worden gebracht om de zorgvrager veilig uit bad te helpen.

AIRSPA-THERAPIE (OPTIONEEL)

Het AirSpa™-therapiesysteem blaast met variabele intensiteit lucht door tien strategisch geplaatste nozzles. Dit geeft de zorgvrager een ontspannend en masserend gevoel.

AUTOMATISCHE WATERSPOELING

Elke 24 uur worden de leidingen doorgespoeld met water, waardoor stilstaand water wordt voorkomen en de kans op de ontwikkeling van bacteriën wordt verminderd.

NAAR BINNEN BUIGENDE ZIJPANELEN

De naar binnen buigende zijpanelen bieden extra knieruimte voor de zorgverlener, waardoor deze zo dicht mogelijk bij de zorgvrager kan komen.

GEÏNTEGREERD REINIGINGS- EN DESINFECTIESYSTEEM (OPTIONEEL)

Hiermee kan de zorgverlener het bad en eventuele transferhulpmiddelen na gebruik reinigen en desinfecteren.

IN HOOGTE VERSTELBAAR

Hierdoor kan één zorgverlener de zorgvrager in een ergonomisch verantwoorde en veilige werkhouding baden.



PRODUCTINFORMATIE

Maximale veilige tilbelasting (zorgvrager + water)	415 kg
Maximumgewicht zorgvrager	182 kg
Totaal gewicht, excl. verpakking	141 kg
Totale lengte (buitenkant)	2.185 mm
Totale breedte (buitenkant)	780 mm
Totale lengte (binnenkant)	1.885 mm
Totale breedte (breedste punt binnenkant)	665 mm
Min. hoogte vanaf rand kuip	730 mm
Max. hoogte vanaf rand kuip	1.030 mm
Watercapaciteit tot overloop	300 l
Vultijd tot automatisch vulpeil, 3.000 kPa dyn, druk (Hw 80C)	4 min 40 s
Vultijd tot overlooppeil, 3.000 kPa dyn, druk (Hw 80C)	7 min 40 s
Leeglooptijd vanaf overlooppeil	8 min 12 s in lage stand of 6 min in hoge stand
Maximale statische waterdruk	6 bar (600 kPa, 87 psi)
Minimale operationele waterdruk	1 bar (100 kPa, 14,5 psi)
IP-klasse volgens IEC 60529	IPX4

LIFTCOMBINATIES VAN ARJO

Alenti, Calypso, Miranti, Bolero, Maxi Move* en Maxi Sky*

*Excl. groot tiljuk

STANDAARDEIGENSCHAPPEN

- In hoogte verstelbaar
- Drie niveaus van beveiliging tegen verbranding
- Thermostatische mengkraan
- Temperatuurdrukdisplay voor vul-/douchewater en badwater
- Automatische waterspoeling
- Noodstop
- Functievergrendeling bedieningspaneel
- Overloop
- Handgrepen
- Voetensteun/badkuipverkorter

OPTIONELE FUNCTIES

- Geïntegreerd reinigings- en desinfectiesysteem
- AirSpa™-therapie (10 spuitmonden / 2 intensiteitsniveaus)
- Nooddaling
- Verschillende kleuren volgens RAL

ACCESSOIRES/ VERBRUIKSGOEDEREN

- Kussen
- Badjas voor nat en droog gebruik
- Desinfectiemiddelen

BENODIGDE RUIMTE

Het blauwe gebied geeft de werkruimte aan die de zorgverlener nodig heeft om transfer- en hygiëne-activiteiten te verrichten en om vanaf één kant te kunnen werken met hulpmiddelen om de zorgvrager goed te kunnen bereiken.

