

Omyvatelný stavěcí klipový vak Arjo



Čistěte
otřením

Náš omyvatelný stavěcí klipový vak nevyžadující praní je navržen tak, aby umožňoval čištění otřením před použitím u dalšího pacienta nebo klienta; čímž napomáhá snižovat riziko křížové infekce u zařízení určených k manipulaci s více klienty^{1,2}.



Výhody designu

A: Omyvatelnost – Není nutno prát, vak nemůže být při procesu ztracen nebo kvůli praní chybět a je vždy k dispozici. Tělo, popruhy a úchytné body vaku jsou vyrobeny z neporézního materiálu, a proto jsou zcela omyvatelné.

B: Svařované švy – Žádné stehy na švech vaku, díky čemuž se omezuje případné pronikání tekutin a kontaminace vaku.

C: Hladký povrch v kontaktu s klientem – Vnitřní část vaku, která je v kontaktu s klientem, je bez stehů, popruhů a dalších komponentů, aby byl zajištěn hladký povrch v kontaktu s tělem klienta.

D: Pás je připevněn k vaku – Pás a vak jsou spojené, aby se zabránilo jejich oddělení a ztrátě pásu.

E: Barevné značení velikostí – Všechny vaky jsou barevně označeny podle velikosti pro snadný výběr správného vaku. K dispozici jsou čtyři velikosti: S, M, L a XL.

*Kompatibilní zvedáky:

Sara® Stedy, Sara® Flex a Sara® 3000

SPECIFIKACE VÝROBKU

Obecné

*Kompatibilní zvedáky

Sara® Stedy, Sara® Flex a Sara® 3000

Bezpečné pracovní zatížení, SWL

200 kg / 440 lbs

Velikost (číslo výrobku)

Obvod pasu v cm (in)

S (TSS.500W-L1)

64-84 cm (25" - 33")

M (TSS.501W-L1)

76-104 cm (30" - 41")

L (TSS.502W-L1)

88-124 cm (34 ½" - 49")

XL (TSS.503W-L1)

108-160 cm (42 ½" - 63")

Čistění/dezinfekce

Vak je možno omývat následujícími typy čisticích/dezinfekčních prostředků:

Více informací naleznete v „Návodu k použití“.

Etanol,
isopropanol,
peroxid vodíku,
kvaternární amonium
a bělidlo.