

Maxi Transfer シート



Maxi Transfer Sheet は、体位変換・リフティング用のシートです（ベッドリネンの代わりにも使用可能）。水平方向の移乗やベッド上の体位変換に Arjo リフトと併用します。水平移動とベッド上での体位変換のためにデザインされており、移乗作業をシンプルにします。

アルジョ・ビリティギャラリー



D

E

© Arjo 2019

D. 両足に体重をかけた立位をとることはできない。十分なサポートがあれば、座位をとれる。

E. 座位を取り続けることが困難。殆どの時間をベッド上で過ごしている。座位を保持するための特別な椅子が必要。

詳細は、Arjo お問い合わせください。

- **介助者の作業効率を向上させる、オール・イン・ワン製品**
縫い目のない単層構造の移乗シートは、シートと体位変換スリングを組み合わせ、それぞれが持つ役割を1枚で果たします。ハイクマイクロファイバーは、通気性に優れ発熱を防ぐマイクロクライメイト管理機能を備えており、移乗後に患者様の下からシートを取り外す必要はありません。¹ 移乗や体位変換が効果的に行え、介助作業を削減し、患者様の不快感も軽減します。^{2,3}

- **通気性**

Maxi Transfer Sheet は、通気性に優れ、マットレス表面の利点と性能を妨げません。⁴ 発熱を防ぎマイクロクライメイト環境全体を改善します。¹

主要機能



ストラップと縫い目

シートの端にあるカラーコードストラップインジケータは、シートのサイズを示します。縫い目がベッドの端にあるため、患者様の身体が縫い目に触れることはありません。



一体型デザイン

Maxi Transfer Sheet のストラップを覆う幅広いデザインは、標準のベッドシートと同じような外観です。



柔らかい生地

マイクロクライメイト管理をサポートし、通気性に優れ、発熱を防ぐポリエステル製生地。¹



ループ設計

リフト用に設計されたループ部分は柔らかい素材で、患者様の体位変換に柔軟性を提供します。Maxi Transfer Sheet は、Maxi Move（床走行リフト）や Maxi Sky 2 および Maxi Sky 2 Plus（天井走行リフト）に対応しています。

| 製品情報 | | | | |
|-------------|---------|--------|---------|--------|
| | 標準サイズ | | 幅広サイズ | |
| 安全耐荷重 | 272 kg | 600 lb | 272 kg | 600 lb |
| 寸法 | | | | |
| サポート面（幅） | 960 mm | 38 in | 1250 mm | 49 in |
| サポート面（長さ） | 2440 mm | 96 in | 2440 mm | 96 in |
| サイドバランス（幅） | 400 mm | 16 in | 400 mm | 16 in |
| サイドバランス（長さ） | 2440 mm | 96 in | 2440 mm | 96 in |

1. Pressure ulcer prevention: keep it safe, keep it simple. In: Duffy V, Lightner N (eds). Advances in Human Aspects of Healthcare. Proceedings Applied Human Factors and Ergonomics: USA. 2014; 3: 19-24.
2. Moving patients safely. British Journal of Nursing 2015; 24(6): S1-S23.
3. Knibbe HJJ, Onrust M, Dieperink W & Zijlstra J. Analysis of a Transfer Device for Horizontal Transfers and Repositioning on an ICU: Effects on the Quality of Care and the Quality of Work. Proceedings of the 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics AHFE 2014, Kraków, Poland 19-23 July 2014.
4. Phillips L & Clark M. A novel lifting sheet has minimal impact on the off-loading performance of an 'active' (alternating) pressure-redistributing (PR) mattress? EPUAP, 2013.

December 2019. Arjo が提供する機器および製品には、目的に合わせて設計された Arjo 設計部品のみを使用してください。当社ポリシーの 1 つは継続的な開発を掲げているため、予告なしにデザインや仕様を変更することがあります。

® と ™ は Arjo グループ企業に帰属する商標です。

アルジョ・ジャパン株式会社 〒105-0001 東京都港区虎ノ門 3-7-8 ランディック第2虎ノ門ビル9階 Tel: 03-6435-6401・Fax: 03-6435-6402

Arjo.A00183.1.0.JP.JA

arjo