

MaxiSlide Flites™



Les MaxiSlide Flites sont des draps de transfert tubulaires et plats munis de poignées et réservés à un seul patient/résident.

MOBILITHÈQUE D'ARJO



C



D



E

© Arjo 2019

- C.** Peut partiellement supporter son poids sur au moins une jambe, utilise un fauteuil roulant pour se déplacer sur une certaine distance.
- D.** Incapable de supporter son poids sur ses pieds. Le patient peut s'asseoir s'il est bien soutenu.
- E.** Éprouve des difficultés à rester assis et risque donc de rester allongé ou partiellement allongé au lit et ne peut s'asseoir que sur un siège apportant un soutien spécifique.

Pour plus d'informations, contactez Arjo.

- **Prévention des contaminations croisées**
Destinés à un seul patient, les MaxiSlide Flites offrent une solution aux établissements de soins très fréquentés et soucieux d'éviter toute contamination croisée. Chaque drap de transfert est conditionné individuellement dans un sac en plastique thermoscellé. Le produit n'est pas destiné à être lavé.
- **Éviter que le personnel soignant ne se blesse en réduisant les efforts physiques**
Les tâches liées au repositionnement au lit exposent le personnel soignant et les patients à des risques de blessure. Nos MaxiSlide Flites sont fabriqués à partir d'un matériau résistant, sans latex, à faible friction qui permet d'effectuer des mouvements multidirectionnels dans le lit afin de pouvoir procéder à de nombreux repositionnements. L'utilisation de draps de transfert pour le repositionnement au lit permet de réduire l'exposition du personnel soignant à des forces de poussée et de traction ainsi que l'exposition des patients à des blessures liées au cisaillement et à la friction lors de repositionnements sans drap de transferts.¹

Principales caractéristiques

Tous les MaxiSlide Flites couvrent le lit sur toute sa longueur.
Il n'est donc plus nécessaire d'utiliser d'autres tubes et draps plats

ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION DU PATIENT

Chaque MaxiSlide Flite possède une étiquette permettant d'indiquer le nom du patient ainsi qu'une étiquette verte soluble dans l'eau, qui se désagrège si le drap est lavé, ce qui permet de voir clairement si vous pouvez ou non utiliser le drap.



POIGNÉES SOLIDES INTÉGRÉES

Les poignées renforcées intégrées offrent au patient un point d'accroche pendant le transfert.



SANGLES DE TRACTION JETABLES

Les sangles de traction jetables s'attachent aux draps pour procéder à des transferts latéraux. Le personnel soignant n'a pas besoin de trop se pencher en avant, ce qui réduit le risque de blessure.

INFORMATIONS PRODUIT

Flites	Largeur	Longueur
MaxiSlide Flite	760 mm	1 960 mm
MaxiSlide Flite XL	1 140 mm	1 960 mm
MaxiSlide Flite XXL	1 520 mm	1 960 mm
Sangles de traction	40 mm	800 mm

Tubes	Largeur (lorsque le tube est plat)	Longueur
MaxiTube demi Flite	980 mm	980 mm
MaxiTube Flite	760 mm	1 960 mm
MaxiTube Flite XL	1 155 mm	1 960 mm

1. Baptiste A, et al. (April 2006) "Friction-Reducing Devices for Lateral Patient Transfers: A Clinical Evaluation". AAOHN Journal. DOI: 10.1177/216507990605400407. Source: PubMed.

Décembre 2019. Seules les pièces Arjo, spécialement conçues, doivent être utilisées sur les équipements et accessoires Arjo. Notre objectif est de poursuivre le développement de nos produits. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. ® et ™ sont des marques déposées du groupe de sociétés Arjo. MaxiSlide Flites est un dispositif médical de classe I, fabriqué par Arjo. Il est destiné aux soins d'hygiène assistés dans des environnements de soins. Lisez attentivement la notice d'utilisation.

Arjo AB • Hans Michelsensgatan 10 • 211 20 Malmö • Sweden • +46 10 335 4500
Arjo France SAS • 2, Avenue Alcide de Gasperi • CS 70133 • 59436 Roncq Cedex • France • +33 03 20 28 13 13

Arjo.A00185.1.0.FR.FR

arjo