

# MaxiOnce™



De MaxiOnce is een wegwerpglijlaken voor eenmalig gebruik dat is ontworpen om tegemoet te komen aan de behoeften en de uitdagingen van zorginstellingen en ziekenhuisafdelingen met een hoog verloop van zorgvragers en een behoefte aan kruisbesmettingsbeheersing.

## MOBILITEITSWIJZER VAN ARJO



C



D



E

© Arjo 2019

- C.** In staat gedeeltelijk het eigen gewicht te dragen op ten minste één been, gebruikt een rolstoel om afstanden af te leggen.
- D.** Niet in staat het eigen gewicht op de voeten te dragen. Kan zitten met goede ondersteuning.
- E.** Heeft het moeilijk om te blijven zitten en blijft dus soms in bed liggen (volledig of half liggend), en kan soms alleen zitten in een speciale ondersteunende stoel. Neem contact op met Arjo voor meer informatie.

- **Voorkomt letsels bij zorgverleners door de fysieke inspanning te verminderen**  
Sommige handmatig uitgevoerde transfers van zorgvragers houden een risico op letsels in, meestal aan de schouders en de onderrug van de zorgverlener. De MaxiOnce is gemaakt van een sterk, wrijvingsarm materiaal dat zorgverleners helpt bij het verplaatsen en herpositioneren van zorgvragers in bed. Daardoor wordt de kans kleiner dat zorgverleners letsels oplopen.<sup>1</sup>
- **Gemakkelijk toegankelijk**  
De MaxiOnce wordt geleverd op een rol, die in een wandhouder kan worden geplaatst voor gemakkelijke toegang tot het product op elk moment.
- **Gebruiksvriendelijk en praktisch**  
De MaxiOnce kan op elke lengte worden gesneden, afhankelijk van de behoeften van de zorgvrager en de transfer, zodat er zo weinig mogelijk verspilling is. De MaxiOnce heeft ook een meetsysteem waarmee u eenvoudig de lengte van het hulpmiddel kunt bepalen.

## Belangrijkste kenmerken

Als wegwerpglijlaken voor eenmalig gebruik biedt de MaxiOnce een oplossing voor drukke zorgomgevingen waar het tegengaan van kruisbesmetting tussen zorgvragers en personeel op de eerste plaats staat. De MaxiOnce wordt eenmalig gebruikt voor één zorgvrager en maakt wassen overbodig.



### PRAKTISCH

De MaxiOnce kan op elke lengte worden gesneden, afhankelijk van de behoeften van de zorgvrager en de transfer, zodat er zo weinig mogelijk verspilling is.

### KLAAR VOOR GEBRUIK

De MaxiOnce-rol wordt in een MaxiOnce-wandhouder geplaatst, waar hij beschikbaar is en klaar voor gebruik wanneer nodig.

### EENVOUDIG

De MaxiOnce heeft een meetsysteem met Arjo-logo's dat is ontworpen om de benodigde lengte van het hulpmiddel te bepalen. De afstand tussen elk Arjo-logo op het glijlaken is ongeveer 300 mm.

### MAXIONCE-MEETSYSTEEM

Lengte in ft	Lengte in meter	Aantal Arjo-logo's
4-5	1,20-1,50	5
5-6	1,50-1,80	6
6-7	1,80-2,10	7
7-8	2,10-2,40	8

### PRODUCTINFORMATIE

Breedte	800 mm
Lengte (totaal)	100 m
Gewicht	8,4 kg

1. Baptiste A. et al. (April 2006) 'Friction-Reducing Devices for Lateral Patient Transfers: A Clinical Evaluation'. Artikel in AAOHN Journal. DOI: 10.1177/216507990605400407. Bron: PubMed.