

Provizio® SEM Scanner



Provizio SEM Scanner

Voer een objectieve en anatomisch specifieke risicobeoordeling van decubitus uit binnen een tijdsbestek van 5 dagen*¹ om een doelgerichte en op maat gemaakte decubituspreventiestrategie te implementeren die de incidentie van decubitus minimaliseert en de totale kosten en zorgtijd helpt te verminderen.

* Mediaan



Specificaties

PROVIZIO SEM SCANNER	
Levensduur van de accu	Ca. 3 uur
Bescherming tegen binnendringen van vloeistof	IPX1
Stroombron	Interne accu
SEM-waardebereik	Waarden liggen gewoonlijk binnen het bereik van 1,0 tot 4,5 SEM-waarde-eenheden
Reproduceerbaarheid van deltawaarde*	+/- 0,2 deltawaarde-eenheden
AC-spanning oplaadhub	100 - 240 V
Maximale stroom oplaadhub	0,5 A
Opslag	Bewaren bij temperatuur tussen -20 °C en 45 °C bij 5% tot 90% relatieve vochtigheid (niet-condenserend)
Gebruiksomstandigheden:	Gebruiken bij temperaturen tussen 15 °C en 35 °C bij 5% tot 90% relatieve vochtigheid (niet-condenserend)
Afmetingen van de Provizio SEM Scanner V2	Gewicht: 159 g, Hoogte: 177,8 mm, Breedte: 50,8 mm, Diepte: 25,4 mm

* De reproduceerbaarheid is de variatie van een enkel apparaat bij het meten van dezelfde locatie door dezelfde persoon wanneer op dat moment meerdere metingen achter elkaar worden uitgevoerd ("reproductie").

Literatuur

1. Okonkwo H., et al. (2020). A blinded clinical study using a subepidermal moisture biocapacitance device for early detection of pressure injuries. Wound Repair Regen, (online) 1-11. Beschikbaar op: <https://doi.org/10.1111/wrr.12790> (geraadpleegd: 21 januari 2020).

Auteursrechten, handelsmerken en logo's zijn het intellectuele eigendom van Bruin Biometrics LLC, waaronder het volgende: Auteursrechtelijk materiaal voor de Provizio® SEM Scanner en SEM Scanner® van Bruin Biometrics LLC mag niet worden gebruikt of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van Bruin Biometrics LLC. © Arjo, 2020

Bij Arjo zetten we ons in om de levenskwaliteit van mensen met een verminderde mobiliteit en leeftijdsgerelateerde gezondheidsproblemen te verbeteren. Met medische hulpmiddelen, diensten en oplossingen voor patiëntverplaatsing, hygiëne, desinfectie, medische bedden, therapeutische ligondersteuning en preventie van veneuze trombo-embolie (VTE) helpen we zorgprofessionals om de standaard van veilige en waardige zorg te verhogen. Zo dragen we bij aan een duurzaam zorgstelsel - Altijd "with people in mind".

Arjo AB · Hans Michelsengatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500
Arjo Belgium nv · Evenbroekveld 16 · 9420 Erpe-Mere · België · +32 (0) 53 60 73 80

www.arjo.be