


MC6107
48 cm à 59 cm



Sièges-selle Deluxe



Les sièges-selle Deluxe sont couramment utilisés en échographie, en dentisterie et en chirurgie. Leur conception ergonomique favorise une posture positive en encourageant l'inclinaison du bassin tandis que l'utilisateur chevauche le tabouret, les deux pieds fermement posés au sol, et que le poids du corps est réparti sur les cuisses. Le mécanisme à deux leviers permet de régler la hauteur et l'inclinaison du siège. Tous les modèles présentent une base en étoile à cinq branches en aluminium poli et des roulettes, avec contrôle de la hauteur des pieds en option.

Modèles

MC6107 Siège-selle Deluxe – modèle standard



Finition de revêtement de haute qualité



Modèle MC6107

Couleur bleu foncé

Couleurs de revêtement disponibles:

STANDARD



STANDARD+

