



## Table de traitement Bobath



Traditionnellement, les techniques de traitement Bobath nécessitent une surface de traitement suffisamment large et une capacité de levage sûre et efficace pour le patient et le thérapeute. La gamme de tables de traitement Bobath a plus qu'atteint cet objectif en offrant le choix entre 2 tailles et une charge de travail supérieure à la norme de 250 kg. Voir le modèle Deluxe pour une charge de travail sûre de 325 kg.

### Modèles

<b>ST4552</b>	Hydraulique avec dossier à gaz, 105 cm
<b>ST4562</b>	Électrique avec dossier assisté par vérin à gaz, 105 cm
<b>ST4542</b>	Électrique avec dossier électrique, 105 cm
<b>ST4552W</b>	Hydraulique avec dossier assisté par vérin à gaz, 125 cm
<b>ST4562W</b>	Électrique avec dossier assisté par vérin à gaz, 125 cm
<b>ST4542W</b>	Électrique avec dossier électrique, 125 cm

### Caractéristiques standard

- Charge de travail sûre et capacité de levage de 250 kg
- La section du dossier assistée par vérin à gaz intègre un support à conception anti-pincement
- Section tête assistée par vérin à gaz réglable de 0° à +75°
- Choix entre élévation hydraulique ou électrique
- Excellente plage de hauteur de 46 cm à 100 cm
- Concept de roulettes rétractables avec pied réglable pour plus de stabilité sur des surfaces et des sols irréguliers
- op oneffen vloeren en oppervlakken
- Roulements de précision spécialement configurés sur tous les points de pivot
- Espace libre sous cadre pour palan mobile
- Commutateur manuel par défaut sur les modèles électriques
- Choix de largeurs disponibles – 105 cm ou 125 cm
- Choix de couleurs de revêtement Standard ou Standard+

### Accessoires en option

- 6004** Trou de respiration et obturateur
- 6057** Dispositif de sauvegarde par batterie
- 1WF** Commutateur à pied simple pour ST4562/ST4562W
- 2WF** Commutateur à pied double pour ST4542/ST4542W
- EPFS** Commutateur à pied périphérique
- 6074** Rails de soutien latéral
- 9002P** Coussins pour rails de soutien latéral



Hauteur de transfert du patient basse



Modèle ST4562  
Illustré avec le commutateur à pied périphérique  
Couleur bleu foncé

### Couleurs de revêtement disponibles:

